

Ansell

世界で最も信頼されるグローブ

MICROFLEX[®] GLOVE CATALOG

ご自身を

仲間を

いつでも守りたい...

3段階のAQL検査で基準をクリア!

世界中で信頼された
高品質グローブを選びたい...

BMBio[®] ビーエム機器株式会社

オンラインカタログはこちらから!!

キャンペーン中の場合は、
右記QRコードリンク先に
ある商品検索へカタログ
No.を入力下さい。
キャンペーン中の参考価
格がご確認いただけます。



MICROFLEX® 世界で最も信頼されるグローブ

Microflex®のディスポーザブルグローブは世界トップのグローブです。

Microflex®のグローブならディスポーザブルグローブにおける全世界のリーダーブランドを選んだことになります。

一貫して信頼できる優良製品を製造すると共に、常に革新的な製品を生み出し、「世界で最も信頼できるグローブ」という評価をいただきました。

現在ではネットワークも広がり、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中東、北アメリカ、南アメリカなど広範囲に流通しています。ユーザー様の安全と満足感を最優先事項とし、PPE、ASTM、FDAおよびISO 9001を含む厳しい品質基準とISO 13485にMicroflex®グローブは対応しています。

安定した信頼のできる品質のための、他に類のない約束

ディスポーザブルグローブの最も信頼されるブランドとしての評価の礎は、厳しい品質管理、製造過程にあります。



グローブを選ぶとき、素材で悩みますか？

- ラテックス** 天然資源から作られる天然ゴム製のラテックスは、その特別な柔軟性と快適さのために広く認知されています。
- ニトリル** 近年のニトリル生産技術の向上は、ラテックスのフィット感と感触に劣らない、より柔軟なグローブの生産を可能にしました。ニトリルはラテックスより頑丈で破れにくく、強度と耐久性を提供します。
- クロロプレン** クロロプレングローブは、より優れた耐薬品性を持ち、さらにニトリルと同じ特徴を持ちます。
- ビニール** ビニールグローブは、簡易的な作業に適しています。ビニールの特性は、高湿度の環境、摩滅、熱、化学物質に対する耐性は低いです。

Properties	Latex	Nitrile	Chloroprene	Vinyl
Elasticity	Best	Good	Good	Poor
Latex Allergy	Poor	Best	Best	Good
Puncture Resistance	Good	Better	Better	Poor
Chemical Resistance	本冊子 P25 参照			



米国FDA基準ASTMクリアー

Ansell社Microflex®の手袋は米国FDA基準ASTMをクリアしています。

これは、常に一貫した高品質の手袋をご提供することで、研究者の皆様へ安全かつ円滑に作業して戴くことがポリシーだからです。

ご使用になる前に

- 研究・検査用の手袋です。医療用としてはご使用できません。予めご了承下さい。
- アレルギー体質（反応のある方を含む）の方は、ラテックス製手袋をご使用されるとラテックスアレルギー反応（かぶれ、かゆみなど）を起す恐れがございます。ノンラテックス手袋のご使用をお勧め致します。

INDEX

■ グローブセレクションガイド	4~5	■ ビニールグローブ	
		ダーマフリー	17
■ ラテックスグローブ		■ ノンラテックスグローブ	
ダイヤモンドグリッププラス	6	TCR (93-260シリーズ)	18
エボリューションワン	6	ネオプロ	19
コンフォートグリップ	7	ネオプロ EC	19
カラータッチピンク	7		
セーフグリップ	8	■ クリーンルーム用グローブ	20~23
ウルトラワン	8		
シネトロンプラス	9	■ グローブ関連製品	
		インターロッキンググローブブラック	24
■ ニトリルグローブ		■ 薬剤耐性ガイド	25~27
ERGOFORM	10		
エクシード	11		
ウルトラフォーム	11		
エッジ	12		
アルティメイトバリア	13		
スプリーノ	14		
スプリーノプラス	14		
フリーフォーム SE	15		
フリーフォーム EC	15		
ELC (93-243シリーズ)	16		

サンプルのご依頼はこちらから


 www.bmbio.com/

 **03-6666-5902**

 **28ページサンプル依頼書**

GLOVES SELECTION GUIDE

HAND SIZING CHART — 手袋サイズ選定目安表 —



- ◆ 手袋のサイズを選ぶ目安にご使用下さい。
- ◆ サイズとサイズの間の方は、きつめがお好みの場合は小さいサイズ、ゆるめの場合は大きいサイズをお選び下さい。

POINT

- ラテックス** : 天然ゴムのもたらすソフトな伸縮性、優れた強度により、優れた装着性を実現し、手袋の素材として幅広く使用されている素材です。反面、ラテックスに含まれるプロテインによるアレルギーの問題があります。
- ノンラテックス** : ラテックスプロテインによるアレルギーの心配がありません。合成ポリマー（ポリクロロブレン）、ニトリルの素材のものがあります。
- パウダー付き** : パウダーの効果でスムーズな手袋の脱着が可能になります。反面、パウダーの飛散によるコンタミ、手へのアレルギーの要因にもなり得ます。（ビーエム機器ではパウダー付手袋の取扱いはありません。）
- パウダーフリー** : 手袋表面のパウダーによるコンタミ、アレルギーの心配がありません。脱着への配慮としてポリマーコートなどで装着をスムーズに行えるようにしたものがあります。
- 袖口ビーズ加工** : 装着時の手袋のずれを防止でき、装着性が向上します。
- 長さ** : 全長の表記から袖の長さの違いをお確かめ下さい。手元から腕にかけての保護の度合いを用途に応じてご比較検討下さい。
- 耐薬品性** : 使用している素材に応じて、耐薬品性は異なります。別項の耐薬品性一覧をご参照の上、ご用途に合わせて検討下さい。
- エンボス加工** : 物をつかむ際の滑り止めとして威力を発揮します。

各手袋にはそれぞれ材質、長さ、厚さ、表面加工など細かい相違点があります。
 新規ご検討の際は、是非一度実物を装着いただき、その装着感、使用感をお試し下さい。
 サンプルのご依頼は随時受け付けております。

GLOVES SELECTION GUIDE

商品名	材質	パウダー	使用用途	主な特長
DIAMOND GRIP PLUS™ (63754)	ラテックス	なし	研究、検査全般	表面はエンボス加工、ラテックス手袋人気No.1です。
EVOLUTION ONE® (EV-2050)	ラテックス	なし	研究、検査全般	オメガシールドコーティングにより、手袋の脱着がスムーズです。
ComfortGrip® (CFG-900)	ラテックス	なし	研究、検査全般	柔軟性があり、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
ColorTouch® Pink (CTP-233)	ラテックス	なし	研究、検査全般	売上げの一部を乳がん研究基金に寄付しています。
SAFEGRIP® (SG-375)	ラテックス	なし	研究、動物実験	ラテックスグローブの中で最も厚く、耐久性があります。
ULTRA ONE® (UL-315)	ラテックス	なし	研究、動物実験	ロングスリーブ、厚手により、実験動物の噛害、搔害を防止出来ます。
SYNETRON® PLUS (SYP-INT)	ラテックス	なし	研究、検査全般	ロングスリーブのラテックスグローブです。
XCEED® (93733)	ニトリル	なし	研究、検査全般	柔軟性に優れたニトリル製グローブです。
Ultraform® (UF-524)	ニトリル	なし	研究、検査全般	柔軟性に優れたニトリル製グローブです。
EDGE® 82-133 (82133)	ニトリル	なし	研究、検査全般	柔軟性に優れたニトリル製グローブです。
TNT (93850)	ニトリル	なし	研究、検査全般	高い耐薬性と優れた装着感のニトリル製グローブです。
SUPRENO® (93743)	ニトリル	なし	薬効試験、薬学研究	耐薬性に優れたニトリル製グローブです。
SUPRENO® PLUS (93753)	ニトリル	なし	薬効試験、薬学研究	耐薬性に優れたニトリル製グローブです。
FREEFORM® SE (FFS-INT)	ニトリル	なし	薬効試験、薬学研究	柔軟性に優れています。
FreeForm® EC (FFE-775)	ニトリル	なし	薬効試験、薬学研究	柔軟性に優れています。
ELC (93-243)	ニトリル	なし	研究、検査全般	柔軟性に優れたニトリル製のロングスリーブグローブです。
Derma Free® (DF-850)	ビニール	なし	検査全般、工場内作業	耐久性、柔軟性に優れたビニール製グローブです。
TCR (93-260)	ニトリルと ネオプレンの重層	なし	薬効試験、薬学研究	耐薬性に優れた上、特殊コーティングにより着脱しやすいグローブです。長時間使用にも適しています。
NEOPRO® (NPG-INT)	合成ポリマー (ポリクロロブレン)	なし	薬効試験、薬学研究	研究、検査全般 合成ポリマー製により、手のかゆみやかぶれ（アレルギー反応）を解消します。
NeoPro® EC (NEC-288)	合成ポリマー (ポリクロロブレン)	なし	薬効試験、薬学研究	研究、検査全般 合成ポリマー製により、手のかゆみやかぶれ（アレルギー反応）を解消します。

ラテックス・パウダーフリー

サンプル
あります!

ラテックスグローブ

ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度で手にジャストフィットし、あらゆる研究分野で広く使われているスタンダードグローブです。

DIAMOND GRIP PLUS™

エンボス加工によりしっかりグリップします。



カタログNo.		サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
63754060	期返	XS	100枚(100枚×1パック)	¥1,700	100枚×10
63754070	期返	S	100枚(100枚×1パック)	¥1,700	100枚×10
63754080	期返	M	100枚(100枚×1パック)	¥1,700	100枚×10
63754090	期返	L	100枚(100枚×1パック)	¥1,700	100枚×10
63754100	期返	XL	100枚(100枚×1パック)	¥1,700	100枚×10

パウダーフリー

ラテックス

袖+3cm

AQL 1.5

- ◆ パウダーフリー
- ◆ パウダーからのコンタミを防ぎます。
- ◆ 米国FDA基準ASTM クリア
- ◆ 外側はエンボス加工が施されており、滑りにくなっています。

	ASTM	DIAMOND GRIP PLUS™
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.13
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.16
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	22
After Aging	min. 14	20
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	700
After Aging	min. 500	600

注意: DGP-INT-で始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

EVOLUTION ONE®

快適で最も高品質なラテックスグローブです。



カタログNo.		サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
EV-2050-XS	期返	XS	100枚(100枚×1パック)	¥2,000	100枚×10
EV-2050-S	期返	S	100枚(100枚×1パック)	¥2,000	100枚×10
EV-2050-M	期返	M	100枚(100枚×1パック)	¥2,000	100枚×10
EV-2050-L	期返	L	100枚(100枚×1パック)	¥2,000	100枚×10
EV-2050-XL	期返	XL	100枚(100枚×1パック)	¥2,000	100枚×10

パウダーフリー

ラテックス

ナチュラルフィット

AQL 1.5

- ◆ パウダーフリー
- ◆ 内側のポリマーコートにより、装着がスムーズに行えます。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

	ASTM	EVOLUTION ONE®
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.14
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.15
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	24
After Aging	min. 14	18
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	700
After Aging	min. 500	600

ラテックス・パウダーフリー

サンプル
あります!

ComfortGrip®

優れた柔軟性で長時間の作業に向いています。

1枚あたり
¥20

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
CFG-900-XS 期返	XS	100枚(100枚×1パック)	¥2,000	100枚×10
CFG-900-S 期返	S	100枚(100枚×1パック)	¥2,000	100枚×10
CFG-900-M 期返	M	100枚(100枚×1パック)	¥2,000	100枚×10
CFG-900-L 期返	L	100枚(100枚×1パック)	¥2,000	100枚×10

パウダーフリー

ラテックス

ポリマーコート

AQL 1.5

- ◆ パウダーフリー
- ◆ 内側のポリマーコートにより装着がスムーズに行えます。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

	ASTM	ComfortGrip®
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.13
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.16
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	22
After Aging	min. 14	20
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	700
After Aging	min. 500	600

ColorTouch® Pink

1枚あたり
¥19

カタログNo.	サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
CTP-233-XS 期返	XS	100枚(100枚×1パック)	¥1,900	100枚×10
CTP-233-S 期返	S	100枚(100枚×1パック)	¥1,900	100枚×10
CTP-233-M 期返	M	100枚(100枚×1パック)	¥1,900	100枚×10
CTP-233-L 期返	L	100枚(100枚×1パック)	¥1,900	100枚×10

パウダーフリー

ラテックス

AQL 1.5

- ◆ 独特のピンクカラーは、乳がん研究基金に対するあなたの支持を示します。
- ◆ 内側ポリマーコートによるスムーズな装着
- ◆ 疲労感を軽減させるためのリラックスした快適性
- ◆ 外側全面エンボス加工

	ASTM	ColorTouch® Pink
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.15
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.17
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	22
After Aging	min. 14	21
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	750
After Aging	min. 500	600

乳がん研究基金

Ansells社は、ColorTouch® Pinkの売上の一部を乳がん研究基金に寄付しています。同基金は世界各地の研究施設が行っている乳がんの臨床・遺伝子研究に資金を提供しています。ColorTouch® Pinkの募金活動を通じて、乳がん研究基金の活動を応援することができます。



ラテックス・パウダーフリー

サンプル
あります!

SAFEGRIP®

最も厚手で頑丈なラテックスグローブです。

1枚あたり
¥50

カタログNo.		サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
SG-375-S	期返	未滅菌	S 50枚 (50枚×1パック)	¥2,500	50枚×10
SG-375-M	期返	未滅菌	M 50枚 (50枚×1パック)	¥2,500	50枚×10
SG-375-L	期返	未滅菌	L 50枚 (50枚×1パック)	¥2,500	50枚×10

パウダーフリー ラテックス 厚手 AQL 1.5

- ◆ 標準的な検査グローブの3倍の厚さがあり、耐久性があります。
〈袖:0.2 手のひら:0.29 指0.41mm厚〉
- ◆ 外側はエンボス加工が施してあり、滑りにくくなっています。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア
- ◆ 実験動物の嚙害、搔害を防止します。

	ASTM	SAFEGRIP®
Length (mm)	min. 230	300±10
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.20
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.28
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.36
Tensile Strength (MPa)	min. 18	34
Elongation (%)	min. 650	750

ULTRA ONE®

エンボス加工で滑りにくくなっています。

1枚あたり
¥46

カタログNo.		サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
UL-315-S	期返	未滅菌	S 50枚 (50枚×1パック)	¥2,300	50枚×10
UL-315-M	期返	未滅菌	M 50枚 (50枚×1パック)	¥2,300	50枚×10
UL-315-L	期返	未滅菌	L 50枚 (50枚×1パック)	¥2,300	50枚×10

パウダーフリー ラテックス ロングスリーブ 厚手 AQL 1.5

- ◆ ロングスリーブの為、手首、衣類を保護します。
- ◆ 滑りにくいエンボス加工が施してあります。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

	ASTM	ULTRA ONE®
Length (mm)	220	300
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.17
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.25
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.30
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	33
After Aging	min. 14	25
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	750
After Aging	min. 500	600

ラテックス・パウダーフリー

サンプル
あります!

SYNETRON PLUS

ロングスリーブで手首、袖口までカバーのできる
ラテックスグローブです。



カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
SYP-INT-S	期返	未滅菌	S 50枚 (50枚×1パック)	¥2,300	50枚×10
SYP-INT-M	期返	未滅菌	M 50枚 (50枚×1パック)	¥2,300	50枚×10
SYP-INT-L	期返	未滅菌	L 50枚 (50枚×1パック)	¥2,300	50枚×10

パウダーフリー

ラテックス

ロングスリーブ

厚 手

AQL 1.5

- ◆ 内側、外側のポリマーコートにより、優れた付着防止特性を提供
- ◆ NFPA1999など米国での救急医療用グローブの基準に適合しています。
- ◆ ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- ◆ 外側全面エンボス加工

	ASTM	SYNETRON PLUS
Length (mm)	220	290
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.17
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.23
Finger Thickness (mm)	min. 0.08	0.30
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	26
After Aging	min. 14	22
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	700
After Aging	min. 500	600

ERGOFORM[™]

Ergonomic Design Technology

人間工学設計技術によって

- パフォーマンスの向上
- 優れた快適性
- 怪我のリスク低減を実現



手首を0° から30° に動かした時の筋力量



ニトリル・パウダーフリー

サンプル
あります!

ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。(耐薬データはP25～27をご参照下さい。)また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。

XCEED®



1枚あたり
¥12
(XL: ¥13)



カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
93733060	期返 未滅菌	XS	250枚 (250枚×1パック)	¥2,900	250枚×10
93733070	期返 未滅菌	S	250枚 (250枚×1パック)	¥2,900	250枚×10
93733080	期返 未滅菌	M	250枚 (250枚×1パック)	¥2,900	250枚×10
93733090	期返 未滅菌	L	250枚 (250枚×1パック)	¥2,900	250枚×10
93733100	期返 未滅菌	XL	230枚 (230枚×1パック)	¥2,900	230枚×10

パウダーフリー ニトリル 耐薬品性 柔軟性抜群 AQL 0.65

- ◆ 250枚入り (一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り) でコスト&スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
- ◆ 他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

	ASTM	XCEED™
Length(mm)	220	240±10
Cuff Thickness(mm)	n/a	0.06
Palm Thickness(mm)	min. 0.05	0.07
Finger Thickness(mm)	min. 0.05	0.11
Tensile Strength(MPa)		
Before Aging	min. 14	33
After Aging	min. 14	31
Elasticity/Elongation(%)		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 500	400

注意: XC-INT-で始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

Ultraform®

極薄形成で素手のようなフィット感があります。



1枚あたり
¥13
(XL: ¥16)



カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
UF-524-XS	期返 未滅菌	XS	300枚 (300枚×1パック)	¥3,900	300枚×10
UF-524-S	期返 未滅菌	S	300枚 (300枚×1パック)	¥3,900	300枚×10
UF-524-M	期返 未滅菌	M	300枚 (300枚×1パック)	¥3,900	300枚×10
UF-524-L	期返 未滅菌	L	300枚 (300枚×1パック)	¥3,900	300枚×10
UF-524-XL	期返 未滅菌	XL	250枚 (250枚×1パック)	¥3,900	250枚×10

パウダーフリー ニトリル 耐薬品性 極 薄 AQL 1.5

- ◆ 300枚入り (一般的なグローブの3倍。XLサイズのみ250枚入り) でコスト&スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。


	ASTM	Ultraform®
Length(mm)	220	230
Cuff Thickness(mm)	n/a	0.06
Palm Thickness(mm)	min. 0.05	0.06
Finger Thickness(mm)	min. 0.05	0.08
Tensile Strength(MPa)		
Before Aging	min. 14	25
After Aging	min. 14	27
Elasticity/Elongation(%)		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 500	400

ニトリル・パウダーフリー

サンプル
あります!

EDGE® 82-133

コストセーブに最適!!

1枚あたり
¥8.2
(XL: ¥9.8)

1箱 300枚入

コスト $\frac{2}{3}$ ※当社比
1枚あたり比較

カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
82133060	期返 未滅菌	XS	300枚 (300枚×1パック)	¥2,450	300枚×10
82133070	期返 未滅菌	S	300枚 (300枚×1パック)	¥2,450	300枚×10
82133080	期返 未滅菌	M	300枚 (300枚×1パック)	¥2,450	300枚×10
82133090	期返 未滅菌	L	300枚 (300枚×1パック)	¥2,450	300枚×10
82133100	期返 未滅菌	XL	250枚 (250枚×1パック)	¥2,450	250枚×10

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

超 薄

AQL 1.5

- ◆ 300枚入り (XLサイズのみ250枚入り)
- ◆ 非常に薄く柔らかめの仕上がり
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。


EDGE® 82-133		
Length(mm)		230
Palm Thickness(mm)		0.06
Ultimate Tensile Strength	Before(MPa)	>14
	After(MPa)	>14
Elongation at Break(%)	Before	>500
	After	>400
AQL		1.5

XCEED® vs. EDGE® 82-133 vs. Competitor C Standard thin mil nitrile

Glove Name	XCEED®	EDGE® 82-133	Competitor C Standard thin mil nitrile
AQL	0.65	1.5	1.5
Chemo drug approved?	N	Y	N
US Ergonomics certified?	Y	N*	N
Weight (g)	4.0	3.1	3.9
Length (mm)	252	237	243
Palm Thickness (mils)	2.8	2.5	2.4
Unaged Modulus (MPa)	10.7		12.1
Unaged Elongation (%)	547	549	445
Unaged Tensile Strength (MPa)	31	25	32
Puncture Resistance (N)	6	6	3.9

- ▶ XCEED®は、AQLにおいて競合他社Cと比べて優れています。XCEED®はアメリカで人間工学的にデザインされた快適に使用できるグローブとして認定されました。
- ▶ XCEED®の耐突刺性は競合他社Cよりも優れています。
- ▶ XCEED®は環境に配慮したパッケージも提供しています。
- ▶ EDGE® 82-133は、軽い手袋の中でも最も薄い手袋でありながら、多くのSU属性に対して非常によく似た結果を示します。
- ▶ EDGE® 82-133は、6N FABを満たします。これは手袋のフィルムが非常に強く、より優れた耐引裂性や耐突刺性を備えたことを意味します。すべての試験用手袋は、6Nを満たす必要があるため、EU 28用の医療機器認証のためにも重要となります。

ニトリル・パウダーフリー

サンプル
あります!**TNT[™]****Chemical Splash
Resistance Technology**

- ◆ 薬の浸透を防ぐ
- ◆ 特別に開発したニトリルにより多くの化学薬品に対して耐性
- ◆ 有害薬品からの暴露や裂傷のリスクを大幅に軽減
- ◆ TNT[™] Chemical Splash Resistance Technologyの採用により通常のニトリलगローブの2倍の耐薬品性 (透過時間) と優れた装着感を実現
- ◆ シリコン不含
- ◆ 比類なき高品質 (AQL 0.40)

ULTIMATE BARRIER

高い耐薬品性と優れた装着感の両立

1枚あたり
¥45
(XL: ¥50)

カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
93850060	期返 未滅菌	XS	100枚 (100枚×1パック)	¥4,500	100枚×10
93850070	期返 未滅菌	S	100枚 (100枚×1パック)	¥4,500	100枚×10
93850080	期返 未滅菌	M	100枚 (100枚×1パック)	¥4,500	100枚×10
93850090	期返 未滅菌	L	100枚 (100枚×1パック)	¥4,500	100枚×10
93850100	期返 未滅菌	XL	100枚 (100枚×1パック)	¥4,500	100枚×10
93850110	期返 未滅菌	XXL	90枚 (90枚×1パック)	¥4,500	90枚×10

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

AQL 0.4

93-850

Length (mm)	240
AQL	0.4
Palm Thickness (mm)	0.12
Finger Thickness (mm)	0.19
Tensile Strength (MPa)	
Before Aging	27
After Aging	27
Elongation at Break (%)	
Before Aging	620
After Aging	520
Force at Break (N)	
Before Aging	12
After Aging	12

<http://www.ansell.com/en/Campaigns/TNT/Video.aspx>

ニトリル・パウダーフリー

サンプル
あります!

SUPRENO®

耐薬性に優れています。

1枚あたり
¥26

カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
93743060	期返	未滅菌 XS	100枚(100枚×1パック)	¥2,600	100枚×10
93743070	期返	未滅菌 S	100枚(100枚×1パック)	¥2,600	100枚×10
93743080	期返	未滅菌 M	100枚(100枚×1パック)	¥2,600	100枚×10
93743090	期返	未滅菌 L	100枚(100枚×1パック)	¥2,600	100枚×10
93743100	期返	未滅菌 XL	100枚(100枚×1パック)	¥2,600	100枚×10

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

AQL 0.65

- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

	ASTM	SUPRENO®
Length (mm)	min. 220	245±5
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.09
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.11
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.18
Tensile Strength (MPa)	min. 14	36
Elongation (%)	min. 500	500

注意：SU-INT-で始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

SUPRENO® Plus

耐薬性に優れ手首、袖口までカバーできます。

1枚あたり
¥40

カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
93753070	期返	未滅菌 S	50枚(50枚×1パック)	¥2,000	50枚×10
93753080	期返	未滅菌 M	50枚(50枚×1パック)	¥2,000	50枚×10
93753090	期返	未滅菌 L	50枚(50枚×1パック)	¥2,000	50枚×10
93753100	期返	未滅菌 XL	50枚(50枚×1パック)	¥2,000	50枚×10

パウダーフリー

ニトリル

ロングスリーブ

耐薬品性

厚 手

- ◆ ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- ◆ 信頼できる保護性能
- ◆ NFPA1999など米国での救急医療用グローブの基準に適合しています。
- ◆ 指先エンボス加工

	ASTM	SUPRENO® Plus
Length (mm)	min. 230	295±10
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.11
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.14
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.20
Tensile Strength (MPa)	min. 14	30
Elongation (%)	min. 500	500
AQL		0.65

注意：SP-INT-で始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

ニトリル・パウダーフリー

サンプル
あります!

FreeForm® SE

しなやかなフィット感があります。

1枚あたり
¥25

カタログNo.			サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
FFS-INT-XS	期返	未滅菌	XS	100枚 (100枚×1パック)	¥2,500	100枚×10
FFS-INT-S	期返	未滅菌	S	100枚 (100枚×1パック)	¥2,500	100枚×10
FFS-INT-M	期返	未滅菌	M	100枚 (100枚×1パック)	¥2,500	100枚×10
FFS-INT-L	期返	未滅菌	L	100枚 (100枚×1パック)	¥2,500	100枚×10
FFS-INT-XL	期返	未滅菌	XL	100枚 (100枚×1パック)	¥2,500	100枚×10

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

柔軟性抜群

AQL 1.5

- ◆ 100%合成ポリマーニトリル製ですので、耐薬品性に優れております。
- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ 濡れた状態でも、しっかりグリップできます。
- ◆ ニトリル製にもかかわらず、ラテックス感覚実現。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

	ASTM	FreeForm® SE
Length (mm)	min. 220	243
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.07
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.09
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.13
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	32
After Aging	min. 14	31
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 400	400

FreeForm® EC

しなやかなフィット感で手首・袖口までカバーします。

1枚あたり
¥42

カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
FFE-775-S	期返	未滅菌	S 50枚 (50枚×1パック)	¥2,100	50枚×10
FFE-775-M	期返	未滅菌	M 50枚 (50枚×1パック)	¥2,100	50枚×10
FFE-775-L	期返	未滅菌	L 50枚 (50枚×1パック)	¥2,100	50枚×10

パウダーフリー

ニトリル

ロングスリーブ

耐薬品性

柔軟性抜群

- ◆ 100%合成ポリマーニトリル製ですので、耐薬品性に優れております。
- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ ニトリル製にもかかわらず、ラテックス感覚実現。
- ◆ FreeForm® SE のロングカフタイプです。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

	ASTM	FreeForm® EC
Length (mm)	min. 220	290
AQL		1.5
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.09
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.12
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.16
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	31
After Aging	min. 14	27
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 400	500

ニトリル・パウダーフリー

サンプル
あります!

93-243 (Extra Long Cuff)

より安全な作業のために!!

1枚あたり
¥66

カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
93-243-XS	期返 未滅菌	XS	100枚 (100枚×1パック)	¥6,600	100枚×10
93-243-S	期返 未滅菌	S	100枚 (100枚×1パック)	¥6,600	100枚×10
93-243-M	期返 未滅菌	M	100枚 (100枚×1パック)	¥6,600	100枚×10
93-243-L	期返 未滅菌	L	100枚 (100枚×1パック)	¥6,600	100枚×10
93-243-XL	期返 未滅菌	XL	100枚 (100枚×1パック)	¥6,600	100枚×10

パウダーフリー

ニトリル

ロングスリーブ

耐薬品性

AQL 1.5

- ◆ 上腕部を完全にカバーすることで、上腕部に対する防御性を向上させ、サンプルへのコンタミネーションのリスクも低減されます。
- ◆ 柔軟性の高いニトリルを使用することで優れた装着感が得られます。
- ◆ 改良された裾口デザインで、グローブが巻き落ちてくることはありません。
- ◆ 商品の破損を防ぐため、本商品はポリバッグに包装してあります。

	ASTM	93-243
Length (mm)	230	400
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.12
Tensile Strength		
Before Aging (MPa)	min. 14	>14
After Aging (MPa)	min. 14	>14
Elasticity/Elongation		
Before Aging (%)	min. 500	>500
After Aging (%)	min. 400	>400

ビニール・パウダーフリー

サンプル
あります!Derma Free[®]

薄く、柔軟性があります。

1枚ずつ簡単に取り出せます。

1枚あたり
¥12

カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
DF-850-S	期返 未滅菌	S	100枚 (100枚×1パック)	¥1,200	100枚×10
DF-850-M	期返 未滅菌	M	100枚 (100枚×1パック)	¥1,200	100枚×10
DF-850-L	期返 未滅菌	L	100枚 (100枚×1パック)	¥1,200	100枚×10

パウダーフリー


ビニール

AQL 1.5

- ◆ 100%ビニール製
- ◆ 標準的なビニール袋より薄く、柔軟性があります。
- ◆ パウダーフリー
- ◆ DEHPおよびDINPの使用なく製造
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

	ASTM	Derma Free [®]
Length (mm)	230	235
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.08
Palm Thickness (mm)	min. 0.08	0.10
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.09
Tensile Strength		
Before Aging	min. 11	21
After Aging	min. 11	20
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 300	300
After Aging	min. 300	300

ノンテックス・パウダーフリー

サンプル
あります!tough **CHEMICAL PROTECTION** unparalleled **COMFORT**

- ◆ 有機溶剤耐性に優れたニトリルと酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで優れた耐薬品性を実現。
- ◆ 内面の特殊コーティングにより脱着しやすくなっています。
- ◆ 3層構造でありながら薄手
(0.19mm, NeoPro® EC 0.16mm, SUPRENO® PLUS 0.14mm)
- ◆ 人間工学に基づいたデザインにより装着感に優れ、長時間の使用にも適しています。

93-260

(ToughChemicalResistant)

独自の3層構造により、優れた耐薬品性を実現!!

1枚あたり
¥74

カタログNo.		サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
93-260-XS	期返	XS	50枚 (50枚×1パック)	¥3,680	50枚×10
93-260-S	期返	S	50枚 (50枚×1パック)	¥3,680	50枚×10
93-260-M	期返	M	50枚 (50枚×1パック)	¥3,680	50枚×10
93-260-L	期返	L	50枚 (50枚×1パック)	¥3,680	50枚×10
93-260-XL	期返	XL	50枚 (50枚×1パック)	¥3,680	50枚×10

パウダーフリー

ノンテックス

耐薬品性

薄手

AQL 0.65

	ASTM	93-260
Length (mm)	230	300
Palm Thickness (mm)	min. 0.20	0.198
Tensile Strength		
Before Aging (MPa)	min. 14	22
After Aging (MPa)	min. 14	26
Elasticity/Elongation		
Before Aging (%)	min. 500	620
After Aging (%)	min. 400	520


<https://www.youtube.com/watch?v=Lac-OFwu9U&feature=youtu.be>

ノンラテックス・パウダーフリー

サンプル
あります!

NeoPro®

抜群の耐薬性

ラテックスアレルギーフリーです。

1枚あたり
¥24

カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
NPG-INT-XS	期返	未滅菌	XS 100枚 (100枚×1パック)	¥2,400	100枚×10
NPG-INT-S	期返	未滅菌	S 100枚 (100枚×1パック)	¥2,400	100枚×10
NPG-INT-M	期返	未滅菌	M 100枚 (100枚×1パック)	¥2,400	100枚×10
NPG-INT-L	期返	未滅菌	L 100枚 (100枚×1パック)	¥2,400	100枚×10
NPG-INT-XL	期返	未滅菌	XL 100枚 (100枚×1パック)	¥2,400	100枚×10

パウダーフリー

ノンラテックス

耐薬品性

AQL 1.5

- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ 100%合成ポリマー（ポリクロロブレン）製、アレルギー対策の決定版です。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア
- ◆ SUPRENO®同様に耐薬品性に優れている商品です。

	ASTM	NeoPro®
Length (mm)	min. 220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.11
Palm Thickness (mm)	min. 2.0	0.13
Finger Thickness (mm)	min. 2.0	0.17
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	22
After Aging	min. 14	23
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 400	400

NeoPro® EC

抜群の耐薬性

ラテックスアレルギーフリー

手首・袖口までカバーしています。

1枚あたり
¥56

カタログNo.		サイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
NEC-288-S	期返	未滅菌	S 50枚 (50枚×1パック)	¥2,800	50枚×10
NEC-288-M	期返	未滅菌	M 50枚 (50枚×1パック)	¥2,800	50枚×10
NEC-288-L	期返	未滅菌	L 50枚 (50枚×1パック)	¥2,800	50枚×10

パウダーフリー

ノンラテックス

ロングスリーブ

耐薬品性

AQL 1.5

- ◆ パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
- ◆ 100%合成ポリマー（ポリクロロブレン）製、アレルギー対策の決定版です。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア
- ◆ NeoPro®のロングカフタイプです。


	ASTM	NeoPro® EC
Length (mm)	min. 220	290
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.12
Palm Thickness (mm)	min. 2.0	0.16
Finger Thickness (mm)	min. 2.0	0.21
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	24
After Aging	min. 14	20
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 400	500

MICROFLEX[®]

GLOVE for Cleanroom Professionals

Microflex クリーンルーム用グローブ

- ◆ CLASS10/ISO 4 および CLASS100/ISO 5 で製造
- ◆ ラテックスとニトリルがあり、滅菌済・未滅菌の2種類
- ◆ 滅菌済のグローブは1双ずつの個包装
- ◆ 未滅菌のグローブは100枚ずつ真空中にシールされたポリバッグ包装



豆知識

空気清浄度

どの程度の塵埃を許容する指標として、1立方メートルあたりの空気に粒径0.5μm以上の塵埃（粒子個数）がいくつあるかの数字で表すことが多い。

1立方メートル（約30cm四方の箱）中に0.5μm以上の粒子が10個以下であればクラス10、100個以下であればクラス100となります。

森林でクラス10,000～100,000とされています。

-wikipedia,他より-

クリーンルーム用グローブ・パウダーフリー

サンプル
あります!

パウダーフリー

ラテックス

CLASS 10/ISO 4

ガンマ線滅菌済

TRACE ELEMENTS*

Bromide (Br)	0.10 μ g/cm ²
Calcium (Ca)	0.50 μ g/cm ²
Chloride (Cl)	1.00 μ g/cm ²
Fluoride (F)	0.10 μ g/cm ²
Magnesium (Mg ₂)	0.03 μ g/cm ²
Nitrate (NO ₃)	1.00 μ g/cm ²
Phosphate (PO ₄)	0.10 μ g/cm ²
Potassium (K)	0.15 μ g/cm ²
Sodium (Na)	0.10 μ g/cm ²
Sulfate (SO ₄)	0.10 μ g/cm ²

*Tested in accordance to FTMS101-C, 4046

クラス10 滅菌済ラテックスグローブ

カタログNo.		サイズ(手のひらサイズ)	包 装	希望販売価格	大箱包装
HSCE4-879-6.0	受返	G 滅菌	77±4mm 400枚(1ペア個装×200パック)	¥38,500	—
HSCE4-879-6.5	受返	G 滅菌	83±3mm 400枚(1ペア個装×200パック)	¥38,500	—
HSCE4-879-7.0	受返	G 滅菌	89±4mm 400枚(1ペア個装×200パック)	¥38,500	—
HSCE4-879-7.5	受返	G 滅菌	95±4mm 400枚(1ペア個装×200パック)	¥38,500	—
HSCE4-879-8.0	受返	G 滅菌	102±5mm 400枚(1ペア個装×200パック)	¥38,500	—
HSCE4-879-8.5	受返	G 滅菌	108±5mm 400枚(1ペア個装×200パック)	¥38,500	—
HSCE4-879-9.0	受返	G 滅菌	114±5mm 400枚(1ペア個装×200パック)	¥38,500	—

※包装に使用されている袋はISO5クリーンルームで製造

GLOVE PROPERTIES

Material	High grade natural rubber latex, in compliance with ISO 2004		
Protein Level	<50 μ g/g (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision)		
FTIR	Silicone Oil, Amide, DOP (not detectable)		
Non-Volatile Residue	Max.30 μ g/cm ²		
Endotoxin	n/a		
Surface Resistivity	n/a		
Static Decay	n/a		
Particle size of 0.5 micron & above	Maximum:650/cm ²		

GLOVE PROFILE

Length : 279mm	Tensile Strength	Before Aging : 24	Pinhole Defect Rate(AQL) :1.5
Cuff Thickness : 0.13mm		After Aging : 22	
Palm Thickness : 0.15mm	Elasticity/ Elongation	Before Aging : 750	
Finger Thickness : 0.20mm		After Aging : 600	

クラス10 未滅菌ラテックスグローブ

カタログNo.		サイズ(手のひらサイズ)	包 装	希望販売価格	大箱包装
CE4-200-XS	受返	未滅菌	75±5mm 1,000枚(100枚×10パック)	¥32,500	—
CE4-200-S	受返	未滅菌	85±5mm 1,000枚(100枚×10パック)	¥32,500	—
CE4-200-M	受返	未滅菌	95±5mm 1,000枚(100枚×10パック)	¥32,500	—
CE4-200-L	受返	未滅菌	105±5mm 1,000枚(100枚×10パック)	¥32,500	—
CE4-200-XL	受返	未滅菌	115±5mm 1,000枚(100枚×10パック)	¥32,500	—

※包装に使用されている袋はISO5クリーンルームで製造

GLOVE PROPERTIES

Material	High grade natural rubber latex, in compliance with ISO 2004		
Protein Level	<50 μ g/g (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision)		
FTIR	Silicone Oil, Amide, DOP (not detectable)		
Non-Volatile Residue	Max.30 μ g/cm ²		
Endotoxin	n/a		
Surface Resistivity	n/a		
Static Decay	n/a		
Particle size of 0.5 micron & above	Maximum:850/cm ²		

GLOVE PROFILE

Length : 290mm	Tensile Strength	Before Aging : 23	Pinhole Defect Rate(AQL) :1.5
Cuff Thickness : 0.10mm		After Aging : 22	
Palm Thickness : 0.13mm	Elasticity/ Elongation	Before Aging : 750	
Finger Thickness : 0.16mm		After Aging : 600	

*Tested in accordance to FTMS101-C, 4046

クリーンルーム用グローブ・パウダーフリー

サンプル
あります!

パウダーフリー

ラテックス

CLASS 100/ISO 5

未滅菌

TRACE ELEMENTS*

Bromide (Br)	1.00 μ g/cm ²
Chloride (Cl)	2.50 μ g/cm ²
Fluoride (F)	1.00 μ g/cm ²
Nitrate (NO ₃)	1.30 μ g/cm ²
Phosphate (PO ₄)	1.00 μ g/cm ²
Potassium (K)	1.00 μ g/cm ²
Sodium (Na)	1.00 μ g/cm ²
Sulfate (SO ₄)	1.00 μ g/cm ²

*Tested in accordance to FTMS101-C, 4046



パウダーフリー

ニトリル

CLASS 10/ISO 4

耐薬品性

ガンマ線滅菌済

TRACE ELEMENTS*

Bromide (Br)	Not detected
Calcium (Ca)	0.20 μ g/cm ²
Chloride (Cl)	5.00 μ g/cm ²
Fluoride (F)	Not detected
Magnesium (Mg ₂)	Not detected
Nitrate (NO ₃)	0.25 μ g/cm ²
Phosphate (PO ₄)	Not detected
Potassium (K)	0.50 μ g/cm ²
Sodium (Na)	0.25 μ g/cm ²
Sulfate (SO ₄)	0.10 μ g/cm ²

*Tested in accordance to FTMS101-C, 4046

クラス100 未滅菌ラテックスグローブ

カタログNo.		サイズ(手のひらサイズ)	包装	希望販売価格	大箱包装
CE5-512-XS	受返	未滅菌 75 $\pm$ 5mm	1,000枚(100枚 $\times$ 10パック)	¥26,400	—
CE5-512-S	受返	未滅菌 85 $\pm$ 5mm	1,000枚(100枚 $\times$ 10パック)	¥26,400	—
CE5-512-M	受返	未滅菌 95 $\pm$ 5mm	1,000枚(100枚 $\times$ 10パック)	¥26,400	—
CE5-512-L	受返	未滅菌 105 $\pm$ 5mm	1,000枚(100枚 $\times$ 10パック)	¥26,400	—
CE5-512-XL	受返	未滅菌 115 $\pm$ 5mm	1,000枚(100枚 $\times$ 10パック)	¥26,400	—

※包装に使用されている袋はISO5クリーンルームで製造

GLOVE PROPERTIES

Material	High grade natural rubber latex, in compliance with ISO 2004		
Protein Level	<50 μ g/g (Tested in accordance to ASTM D5712, current revision)		
FTIR	Silicone Oil, Amide, DOP (not detectable)		
Non-Volatile Residue	Max.30 μ g/cm ²		
Endotoxin	n/a		
Surface Resistivity	n/a		
Static Decay	n/a		
Particle size of 0.5 micron & above	Maximum:2,000/cm ²		

GLOVE PROFILE

Length : 290mm	Tensile Strength	Before Aging : 25	Pinhole Defect Rate(AQL) :1.5
Cuff Thickness : 0.10mm		After Aging : 16	
Palm Thickness : 0.13mm	Elasticity/ Elongation	Before Aging : 750	
Finger Thickness : 0.16mm		After Aging : 600	

クラス10 滅菌済ニトリルグローブ

カタログNo.		サイズ(手のひらサイズ)	包装	希望販売価格	大箱包装
HSCE4-899-6.0	受返	G 滅菌 77 $\pm$ 4mm	400枚(1ペア個装 $\times$ 200パック)	¥34,100	—
HSCE4-899-6.5	受返	G 滅菌 83 $\pm$ 3mm	400枚(1ペア個装 $\times$ 200パック)	¥34,100	—
HSCE4-899-7.0	受返	G 滅菌 89 $\pm$ 4mm	400枚(1ペア個装 $\times$ 200パック)	¥34,100	—
HSCE4-899-7.5	受返	G 滅菌 95 $\pm$ 4mm	400枚(1ペア個装 $\times$ 200パック)	¥34,100	—
HSCE4-899-8.0	受返	G 滅菌 102 $\pm$ 5mm	400枚(1ペア個装 $\times$ 200パック)	¥34,100	—
HSCE4-899-8.5	受返	G 滅菌 108 $\pm$ 5mm	400枚(1ペア個装 $\times$ 200パック)	¥34,100	—
HSCE4-899-9.0	受返	G 滅菌 114 $\pm$ 5mm	400枚(1ペア個装 $\times$ 200パック)	¥34,100	—

※包装に使用されている袋はISO5クリーンルームで製造

GLOVE PROPERTIES

Material	100% nitrile (Acrylonitrile-butadiene), a synthetic copolymer		
Protein Level	This product DOES NOT contain natural rubber latex		
FTIR	Silicone Oil, Amide, DOP (not detectable)		
Non-Volatile Residue	Max.30 μ g/cm ²		
Endotoxin	n/a		
Surface Resistivity	Max. 1 $\times$ 10 ¹¹ ohms/square		
Static Decay	Max. 3 seconds		
Particle size of 0.5 micron & above	Maximum:650/cm ²		

GLOVE PROFILE

Length : 290mm	Tensile Strength	Before Aging : 20	Pinhole Defect Rate(AQL) :1.5
Cuff Thickness : 0.10mm		After Aging : 19	
Palm Thickness : 0.12mm	Elasticity/ Elongation	Before Aging : 500	
Finger Thickness : 0.12mm		After Aging : 400	

クリーンルーム用グローブ・パウダーフリー

サンプル
あります!

パウダーフリー

ニトリル

CLASS 10/ISO 4

耐薬品性

未滅菌

TRACE ELEMENTS*

Bromide (Br)	0.05 μ g/cm ²
Calcium (Ca)	0.80 μ g/cm ²
Chloride (Cl)	0.30 μ g/cm ²
Fluoride (F)	0.01 μ g/cm ²
Magnesium (Mg ₂)	0.20 μ g/cm ²
Nitrate (NO ₃)	0.40 μ g/cm ²
Phosphate (PO ₄)	0.20 μ g/cm ²
Potassium (K)	0.10 μ g/cm ²
Sodium (Na)	0.05 μ g/cm ²
Sulfate (SO ₄)	0.02 μ g/cm ²

*Tested in accordance to FTMS101-C, 4046



パウダーフリー

ニトリル

CLASS 100/ISO 5

耐薬品性

未滅菌

TRACE ELEMENTS*

Bromide (Br)	0.30 μ g/cm ²
Calcium (Ca)	1.00 μ g/cm ²
Chloride (Cl)	1.00 μ g/cm ²
Fluoride (F)	0.10 μ g/cm ²
Nitrate (NO ₃)	1.00 μ g/cm ²
Phosphate (PO ₄)	0.30 μ g/cm ²
Potassium (K)	0.30 μ g/cm ²
Sodium (Na)	0.30 μ g/cm ²
Sulfate (SO ₄)	0.30 μ g/cm ²

*Tested in accordance to FTMS101-C, 4046

クラス10 未滅菌ニトリルグローブ

カタログNo.		サイズ(手のひらサイズ)	包 装	希望販売価格	大箱包装
CE4-313-XS	受返	未滅菌 70±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥29,000	—
CE4-313-S	受返	未滅菌 80±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥29,000	—
CE4-313-M	受返	未滅菌 95±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥29,000	—
CE4-313-L	受返	未滅菌 110±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥29,000	—
CE4-313-XL	受返	未滅菌 120±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥29,000	—

※包装に使用されている袋はISO5クリーンルームで製造

GLOVE PROPERTIES

Material	100% nitrile (Acrylonitrile-butadiene), a synthetic copolymer
Protein Level	This product DOES NOT contain natural rubber latex
FTIR	Silicone Oil, Amide, DOP (not detectable)
Non-Volatile Residue	Max.30 μ g/cm ²
Endotoxin	n/a
Surface Resistivity	Max. 1x10 ¹¹ ohms/square
Static Decay	Max. 3 seconds
Particle size of 0.5 micron & above	Maximum:1,500/cm ²

GLOVE PROFILE

Length : 290mm	Tensile Strength	Before Aging : 30	Pinhole Defect Rate(AQL) :2.5
Cuff Thickness : 0.08mm		After Aging : 32	
Palm Thickness : 0.10mm	Elasticity/ Elongation	Before Aging : 500	
Finger Thickness : 0.12mm		After Aging : 400	

クラス100 未滅菌ニトリルグローブ

カタログNo.		サイズ(手のひらサイズ)	包 装	希望販売価格	大箱包装
CE5-755-XS	受返	未滅菌 70±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥27,200	—
CE5-755-S	受返	未滅菌 80±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥27,200	—
CE5-755-M	受返	未滅菌 95±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥27,200	—
CE5-755-L	受返	未滅菌 110±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥27,200	—
CE5-755-XL	受返	未滅菌 120±10mm	1,000枚(100枚×10パック)	¥27,200	—

※包装に使用されている袋はISO5クリーンルームで製造

GLOVE PROPERTIES

Material	100% nitrile (Acrylonitrile-butadiene), a synthetic copolymer
Protein Level	This product DOES NOT contain natural rubber latex
FTIR	Silicone Oil, Amide, DOP (not detectable)
Non-Volatile Residue	Max.30 μ g/cm ²
Endotoxin	n/a
Surface Resistivity	Max. 1x10 ¹¹ ohms/square
Static Decay	Max. 3 seconds
Particle size of 0.5 micron & above	Maximum:5,000/cm ²

GLOVE PROFILE

Length : 290mm	Tensile Strength	Before Aging : 25	Pinhole Defect Rate(AQL) :2.5
Cuff Thickness : 0.08mm		After Aging : 19	
Palm Thickness : 0.10mm	Elasticity/ Elongation	Before Aging : 500	
Finger Thickness : 0.12mm		After Aging : 400	

グローブ関連商品

デモOK!

インターロッキンググローブラック

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
BMA-RG001	未滅菌 インターロッキング グローブラック	1ラック (1ラック×1パック)	¥3,400

Argos
TECHNOLOGIES

・材質：スチール

- ◆ スチール製グローブラック（パテント申請中）
 - ◆ ラックはスライド式にスタック（接続）させることができます。
 - ◆ グローブを縦でも横でも置くことができます。
 - ◆ 取付けネジ付属。
 - ◆ 破損しやすいアクリル製ラックに代わる使いやすいラックです。
- ※ホルダー内のグローブは含まれていません。



▲ラック2個分



▲縦でも横でも設置可能



▲簡単にスライド

CHEMICAL RESISTANCE GUIDE

The following chemical resistance ratings are based on published research data. Microflex® gloves have not been individually tested against the chemicals contained in this chart.

Chemicals	ラテックス	ニトリル	ネオプロ	Chemicals	ラテックス	ニトリル	ネオプロ
Acetaldehyde	●	●	0	Cupric Sulfate (Copper Sulfate)	●	●	
Acetamide	●	●		Cyanic Compounds	—	●	
Acetic Acid (50%)	●	●	NBT	Cyclohexane	●	●	
Acetone	●	●		Cyclohexanol	●	●	
Acetonitrile	●	●		Cyclohexanone	●	●	
Acetophenone	●	●		Decahydronaphthalene (Decalin)	●	●	
Acetyl Chloride	●	●		Denatured Alcohol	●	●	
Acrylamide (same as 2-Propenamide)	—	—		Dental Etching Material	●	●	
Acrylic Acid	●	●		Dental Resin Cement	●	—	
Aircraft Stripper	●	●		Dental Waxes	●	●	
Aluminum Nitrate (Nonhydrous) (10%)	●	●	NBT	Denture Polishing Material	●	●	
Ammonia (Anhydrous)	●	●		Detergent Solutions	●	●	
Ammonium Benzoate (same as Benzoic Acid)	●	●		Developing Fluids	●	●	
Ammonium Hydroxide (30%)	●	●	15min	Diamond Polishing Paste	●	●	
Ammonium Hydroxide (Concentrated)	●	●		Dibutyl Phthalate	●	●	
Ammonium Oxalate	—	●		o-Dichlorobenzene	●	●	
Ammonium Sulfate (Aqueous)	●	●		p-Dichlorobenzene	●	●	
Amyl Acetate	●	●		Dichloromethane	●	●	
Aniline	●	●		Diesel Fuel	●	●	
Antifreeze (Methanol-Based)	●	●		Diesel Fuel (1%)			10min
Benzaldehyde	●	●		Diesel Fuel Additive	●	●	
Benzene	●	●	0	Diethylamine	●	●	
Benzoic Acid	●	●		Diethylene Glycol	●	●	
Boric Acid	●	●		Diisobutyl Ketone (DIBK)	●	●	
Brake Cleaner (containing Hexane or Ethanol)	●	●		N, N-Dimethyl Acetamide (same as Dimethyl Acetamide (DMAC), same as Acetic Acid)	●	●	
Brake Cleaner, Non-Chlorinated (containing Acetone, N-Heptane and/or Xylene)	●	●		Dimethylformamide	●	●	1min
Brake Fluid	●	●		Dimethyl Sulfoxide (DMSO)	●	●	30min
Bromine (Anhydrous Liquid)	●	●		Dioctyl Phthalate (DOP)	●	●	
Bromoethane (Methyl Bromide)	●	●		Dioxane	●	●	
Butyl Acetate	●	●	0	EDTA (17%)	●	●	
n-Butyl Alcohol (Propyl Carbinol)	●	●		Engine Cleaner & Degreaser (containing Kerosene, Petroleum Distillates or Propane-Isobutane-n-Butane as main components)	●	●	
n-Butyl Chloride	●	●		Epoxy Primer (containing Toluene, Acetone, MEK and/or n-Butyl Acetate)	●	●	
1, 3-Butylene Glycol (1,3-Butanediol)	—	●		Ethanol (Ethyl Alcohol) (95%)	●	●	52min
Calcium Chloride (Aqueous)	●	●		Ethanolamine (99%)	●	●	NBT
Calcium Hydroxide (Dental)	●	●		Ethanolamine	●	●	
Carbamide Peroxide (Urea+Hydrogen Peroxide at 1:1 ratio)	●	●		Ether	●	●	2min
Carbon Dioxide	●	●		Ethidium Bromide (1%)			NBT
Carbon Disulfide	●	●		Ethidium Bromide (0.5%)	—	—	
Carbon Tetrachloride	●	●		2-ethoxyethanol (Ethoxyethanol)	●	●	
Carburetor Cleaner (typically Xylene, Toluene and/or Acetone)	●	●		Ethyl Acetate	●	●	2 min
Castor Oil	●	●		Ethyl Ether	●	●	
Chlorine (wet)	●	●		Ethylene Dichloride	●	●	
Chlorobenzene	●	●		Ethylene Glycol	●	●	
Chloroform	●	●	0	Ethylene Oxide	●	●	
o-Chloronaphthalene	●	●		Ferric Chloride (Aqueous)	●	●	
Chromic Acid (50%)	●	●		Formaldehyde (37%)			NBT
Citric Acid (10%)	●	●		Formaldehyde	●	●	
Clonidine Hydrochloride (0.1%)	—	—		Formalin (40% of Formaldehyde)	●	●	
Clonidine Hydrochloride (10%)			NBT	Formamide	—	●	NBT
Copper(II) Ethylenediamine (1 molar)			NBT	Formic Acid (90%)	●	●	
Cresols	●	●					

● EXCELLENT ● GOOD ● FAIR ● NOT RECOMMENDED

31-60 minutes = VERY GOOD 21-30 minutes = GOOD 11-20 minutes = FAIR 3-10 minutes = POOR

Less than 3 minutes = NOT RECOMMENDED

NBT = No Breakthrough Time up to 120 minutes

CHEMICAL RESISTANCE GUIDE

Chemicals	ラテックス	ニトリル	ネオプロ	Chemicals	ラテックス	ニトリル	ネオプロ
Freon 11	●	●		Methyl Bromide	●	●	
Freon 12	●	●		Methyl Butyl Ketone	●	●	
Freon 21	●	●		Methylene Chloride	●	●	
Freon 22	●	●		Methyl Chloride	●	●	
Fuel Injector Cleaner (primarily Kerosene)	●	●		Methyl Ethyl Ketone (MEK)	●	●	0
Furfural	●	●		Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)	●	●	
Gasoline, Leaded	●	●		Methyl Methacrylate	●	●	
Gasoline, Unleaded	●	●		Methyl Methacrylate (33%)			0
Glass Ionomer Dental Cements	●	●		Mineral Spirits	●	●	
Glucose	●	●		Monoethanolamine	●	●	
Glutaraldehyde (50%)	—	—	NBT	Morpholine	●	●	
Glycerin	●	●		Motor Oil (includes Oils made from Petroleum Distillates, Synthetic Oils, Diesel Oils, 2-Stroke Oils, and Hydraulic Oils)	●	●	
Glycerol	●	●		Naphtha	●	●	
Grease, Automotive (Petroleum-Based)	●	●		Naphthalene	●	●	
Grease, Automotive (Silicon-Based)	●	●		Nitric Acid (50%)	●	●	NBT
Grease, Automotive (Synthetic)	●	●		Nitromethane (95.5%)	●	●	
Guanidine Hydrochloride			NBT	Nitropropane (95.5%)	●	●	
Heptane (n-Heptane)	●	●		Nitrophenols	—	—	
Hexane	●	●		Octyl Alcohol (Octanol)	●	●	
Hydraulic Fluid (Petroleum-Based)	●	●		Oleic Acid	●	●	
Hydrochloric Acid (18%)			NBT	Oxalic Acid	●	●	
Hydrochloric Acid (20%)	●	●		Paint (Latex-Based)	●	●	
Hydrochloric Acid (50%)	●	●		Paint (Oil-Based)	●	●	
Hydrochloric Acid (Concentrated)	●	●		Paint, Automotive (paint containing V.M.&P. Naphtha, Mineral Spirits; with small amounts of Toluene, Xylene or n-Butyl Acetate)	●	●	
Hydrofluoric Acid (48%)	●	●		Paint, Automotive (paints containing large amounts of Toluene, Xylene or n-Butyl Acetate)	●	●	
Hydrofluoric Acid (Concentrated)	●	●		Paint Activator, Automotive (containing MEK, Polyisocyanate Resin, and/or Butyl Acetate)	●	●	
Hydrogen Peroxide (3%)	●	●		Paint Reducers/Thinners, Automotive (Aliphatic Hydrocarbons, eg. V.M.&P. Naphtha or Mineral Spirits)	●	●	
Hydrogen Peroxide (30%)	●	●		Paint Reducers/Thinners, Automotive (Aromatic Hydrocarbons, eg. Toluene or Xylene)	●	●	
Hydrogen Peroxide (Concentrated)	●	●		Paint Thinner (Duco)	●	●	
Hydroquinone	●	●		Palmitic Acid	●	●	
Hydroxylamine Hydrochloride	—	—		Paraformaldehyde	●	●	
Imidazole	—	—		Parts Wash, Automotive (containing Naphtha, n-Hexane, Cyclohexane and/or MEK)+A64	●	●	
Isobutanol (Isobutyl Alcohol)	●	●		Pentane	●	●	
Isooctane	●	●		Pentyl Ether (same as Pentane)	●	●	
Isopropanol (Isobutyl Alcohol)	●	●		Perchloric Acid (50%)			NBT
Kerosene	●	●		Perchloric Acid (60%)	●	●	
Ketones	●	●		Perchloroethylene	●	●	
Lacquers	●	●		Periodic Acid (50%)	—	—	
Lacquer Thinners	●	●		Petroleum Distillates (Naphthas)	●	●	
Lactic Acid (85%)	●	●		Phenol (0.1%)	●	●	
Laurel Alcohol (Lauryl Alcohol)	●	●		Phenol (10%)			NBT
Lauric Acid (36%)	●	●		Phenol (approx. 100%)	●	●	
Lead Acetate	●	●		Phenolphthalein (Aromatic Phenols)	●	●	
Linoleic Acid	●	●		Phenylmethylsulfonyl Fluoride (5%)			0
Linseed Oil	●	●		Phosphoric Acid (0 to 50%)	●	●	
Lubricants (containing Mineral Spirits as primary component)	●	●		Phosphoric Acid (50-85%)	●	●	
Maleic Acid	●	●					
2-Mercaptoethanol	—	—					
Mercuric Chloride	●	●					
Mercury	●	●					
Methane	●	●					
Methyl Alcohol (Methanol)	●	●	0				
2-Methoxyethanol (Ethylene Glycol Monomethyl)	●	●					
Methyl Amine	●	●					

● EXCELLENT ● GOOD ● FAIR ● NOT RECOMMENDED

Less than 3 minutes = **NOT RECOMMENDED**

NBT = No Breakthrough Time up to 120 minutes

CHEMICAL RESISTANCE GUIDE

Chemicals	ラテックス	ニトリル	ネオプロ	Chemicals	ラテックス	ニトリル	ネオプロ
Phosphoric Acid (100%)	●	●		Sodium Selenate (10%)	—	—	NBT
Polysorbates	—	—		Sodium Thiosulfate (Developing Fluids)	●	●	
Potassium Bromate	●	●		Staining Rating (All Stains)	●	●	
Potassium Chloride	●	●		Styrene	●	●	
Potassium Cyanide	●	●		Sulfuric Acid (50% Concentration)	●	●	NBT
Potassium Dichromate (Aqueous)	●	●		Sulfuric Acid (93-98%)	●	●	
Potassium Hydroxide	●	●		Tannic Acid (65%)	●	●	
Potassium Iodide	●	●		Tetrachloroethylene	●	●	
Potassium Permanganate	●	●		Tetrahydrofuran	●	●	0
Potassium Sulfate (Potassium Sulphate)	●	●		Tetramethylurea	—	—	
Propyl Acetate	●	●		Toluene	●	●	0
Propyl Alcohol	●	●		Toluene Diisocyanate	●	●	
Propylene (1-Propene, Methyl Ethylene)	●	●		Transmission Fluid, Type A	●	●	
Propylene Glycol	●	●		Transmission Fluid, Synthetic	●	●	
Pyridine	●	●		Trichloroethylene	●	●	
Rust Inhibitors, Automotive	●	●		Triethanolamine	●	●	
Rust Remover, Automotive (containing <50% Phosphoric Acid)	●	●		Trifluoroacetic Acid			0
Silver Nitrate (10%)			NBT	Triton X-100, Igepal CA, Polytergent G (Octoxynol with varying Ethylene Oxide units)	●	●	
Silver Nitrate (0.17N)	●	●		Tung Oil	●	●	
Sodium Acetate (Aqueous)	●	●		Turpentine	●	●	
Sodium Azide (Sodium Salt)	●	●		Undercoater, Rubberized (Automotive)	●	●	
Sodium Bicarbonate (Aqueous)(Baking Soda)	●	●		Urea	●	●	
Sodium Chloride (Aqueous)	●	●		Varnish	●	●	
Sodium Cyanide (Aqueous)	●	●		Vinyl Chloride	●	●	
Sodium Dodecyl Sulfate (0.10%)			NBT	Water	●	●	
Sodium Hydroxide (50%)	●	●		Wax Remover, Automotive (containing V.M.&P. Naphtha, Xylene and/or Ethylbenzene)	●	●	
Sodium Hydroxide (40%)			NBT	Xylene (Xylol)	●	●	0
Sodium Hypochlorite (Bleach)	●	●					

● EXCELLENT ● GOOD ● FAIR ● NOT RECOMMENDED

Greater than 60 minutes = EXCELLENT

31-60 minutes = VERY GOOD

21-30 minutes = GOOD

11-20 minutes = FAIR

3-10 minutes = POOR

Less than 3 minutes = NOT RECOMMENDED

Normalized Breakthrough Time: Identified in minutes

NBT = No Breakthrough Time up to 120 minutes

Caution: Components used in making these gloves may cause allergic reactions in some users. Follow your institution's policies for use.

ご希望の商品に ☒、サイズに○丸印を入れ下記施設名、お名前等をご記入いただき当社までFAXしてください。
※ サンプルはお一人様原則5種類までとさせていただきます。 ※ サンプルはご依頼から数日以内に、送らせていただきます。

	商品名	カタログ No.	サイズ		商品名	カタログ No.	サイズ
☐	ダイヤモンドグリッププラス	63754xxx	XS・S・M・L・XL	☐	フリーフォーム SE	FFS-INT-	XS・S・M・L・XL
☐	エボリューションワン	EV-2050-	XS・S・M・L・XL	☐	フリーフォーム EC	FFE-775-	S・M・L
☐	コンフォートグリップ	CFG-900-	XS・S・M・L	☐	ELC グローブ	93-243-	XS・S・M・L・XL
☐	カラータッチピンク	CTP-233-	XS・S・M・L	☐	ダーマフリー	DF-850-	S・M・L
☐	セーフグリップ	SG-375-	S・M・L	☐	TCR グローブ	93-260-	XS・S・M・L・XL
☐	ウルトラワン	UL-315-	S・M・L	☐	ネオプロ	NPG-INT-	XS・S・M・L・XL
☐	シネトロンプラス	SYP-INT-	S・M・L	☐	ネオプロ EC	NEC-288-	S・M・L
☐	エクシード	93733xxx	XS・S・M・L・XL	☐	クリーンルーム用 ラテックスグローブ	HSCE4-879-	6.0・6.5・7.0・7.5・ 8.0・8.5・9.0
☐	ウルトラフォーム	UF-524-	XS・S・M・L・XL	☐		CE4-200-	XS・S・M・L・XL
☐	EDGE	82133xxx	XS・S・M・L・XL	☐		CE5-512-	XS・S・M・L・XL
☐	ULTIMATE BARRIER グローブ	93850xxx	XS・S・M・L・XL・ XXL	☐	クリーンルーム用 ニトリルグローブ	HSCE4-899-	6.0・6.5・7.0・7.5・ 8.0・8.5・9.0
☐	スプリーノ	93743xxx	XS・S・M・L・XL	☐		CE4-313-	XS・S・M・L・XL
☐	スプリーノプラス	93753xxx	S・M・L・XL	☐		CE5-755-	XS・S・M・L・XL

サンプルで依頼の理由

☐ 新規使用予定（使用予定数量：約 箱 / 月）

☐ 現在ご使用商品との比較（ご使用メーカー： カタログ No.： 使用数量： 箱 / 月）

☐ 形状確認（ のため）

☐ その他（ ）

サンプルで使用する感想

カタログ No. / 商品名

☐ 良 ☐ 悪

ご感想：

☐ 良 ☐ 悪

ご感想：

☐ 良 ☐ 悪

ご感想：

☐ 良 ☐ 悪

ご感想：

☐ 良 ☐ 悪

ご感想：

☐ 今後購入する ☐ 購入を検討 ☐ 購入しない（理由： ）

※ サンプルは原則直接にてお送りいたします。販売店経由でのサンプル納品を希望される場合は、右記に ☒ を記入してください。

☐ 販売店経由希望

下記太枠内は記入もれのないようお願いいたします。

会社名 / 機関名 / 施設名：	部署名 / 学部名 / 室名：
課名 / 科名 / グループ名：	お名前：
ご住所：〒	
TEL No.：	FAX No.：
E-mail： @	
☐ BM 会員希望（希望される場合の会員パスワード： ※ 半角英数字8文字以上）	
* BM 会員とは当社新商品や各種サービスの情報をいち早くお知らせするための e-mail 送信用会員です。登録料金、年会費等は一切かかりません。	
お取り扱い販売店名：	営業所：
ご担当者名：	TEL No.：

<個人情報の利用目的・取扱いについて>
当社は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、当社または当社グループ会社が行う事業に関するご案内・ご提案、契約の締結・履行、アフターサービスの実施、お客さまへの連絡・通信、新しい商品・サービスの開発、およびお客さまに有益と思われる情報の提供などのために、お客さまの個人情報を利用させていただきます。お客さまの同意なしに、第三者（業務委託先を除く）に開示、提供、販売することはありません。業務委託先にお客さまの個人情報を業務上委託する場合、当社は、委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶなど、適切な監督を行います。 ※ ご不明な点等ございましたら、当社営業サポート部（TEL: 03-6666-5908）、営業企画部（TEL: 03-6666-5904）までお問い合わせ下さい。

- ◆ お願いおよび注意事項 ◆
- 希望販売価格 …

希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2018年6月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 …

記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

2018 MICROFLEXグローブカタログ 正誤表

[<お詫び>](#)

2018 MICROFLEXグローブカタログに訂正がございます。ここにお詫びし、訂正させていただきます。

訂正日	冊子記載ページ	カタログNo.	訂正箇所	誤	正
2018.12.26	7	CFG-900-S		→	販売中止
2018.12.26	7	CTP-233-XS		→	販売中止
2019.1.7	14	93743xxx	希望販売価格の変更	¥2,600	→ ¥2,900
2019.1.7	15	FFE-775-x	希望販売価格の変更	¥2,100	→ ¥2,300
2019.1.7	19	NPG-INT-x	希望販売価格の変更	¥2,400	→ ¥2,600
2019.1.7	19	NEC-288-x	希望販売価格の変更	¥2,800	→ ¥3,100
2019.2.14	19	NEC-288-x		→	販売中止
2019.4.11	7	CTP-233-S		→	販売中止
2019.4.19	15	FFE-775-S		→	販売中止