

オンラインカタログはこちらから!!
キャンペーン中の場合は、右記QRコード
リンク先にある商品検索へカタログNo.
を入力下さい。
キャンペーン中の参考価格をご確認いた
だけます。



Cryogenic Labels & Microplate Sealing Films

チューブ用クライオラベル & プレート用シール



プレートシールセレクションガイド

商品名	カタログ No.		掲載 ページ	粘着	熱溶着	遮光性	透明度
	未滅菌	滅菌					
SureSeal	BMF-100-SEAL-PLT	BMF-STR-SEAL-PLT	7	✓			
	BM-RSMSP-2(ロール)	BM-RSMSP-2-S(ロール)	6				
SureSeal ColorDot	BMF-SP-IDA-10(アソート)		7	✓			
	BMF-SP-IDB-100(ブルー)						
	BMF-SP-IDG-100(グリーン)						
	BMF-SP-IDL-100(ラベンダー)						
	BMF-SP-IDO-100(オレンジ)						
	BMF-SP-IDR-100(レッド)						
SureSeal Strips	BMF-SP-2x8-50	BMF-SPS-2x8-50	7	✓			
SureSeal Pierceable	BMF-100-THIN-PLT	BMF-STR-THIN-PLT	7	✓			
SureSeal PE Pierceable	BMF-EZP-100	BMF-EZPS-25	8	✓			
SureSeal Thermal MAX	BMF-TS2-100		9	✓			
SureSeal Thermal	BMF-100-THER-PLT	BMF-STR-THER-PLT	9	✓			
SureSeal Thermal Strip	BMF-TS-2x8-50		9	✓			
SureSeal Thermal II	BMF-TSA-100		9	✓			
SureSeal ST	BMPCR-SP	BMPCR-SPS	10	✓			
SureSeal TS	BMPCR-TS		10	✓			
SureSeal AL MAX	BMF-AF-100	BMF-AFS-25	11	✓		✓	
SureSeal AL Raised-skirt	BMF-F-96-100		11	✓		✓	
SureSeal AL Flat-top	BMF-F-384-100		11	✓		✓	
SureSeal AL Pierceable	BMPCR-AS-200		12	✓		✓	
SureSeal AL LS	BMPCR-AS-600		12	✓		✓	
SureSeal AL Cryo	BMF-FC-100	BMF-FCS-25	12	✓		✓	
SureSeal Thermal qPCR	BMF-TS-RT2-100		13	✓			✓
SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt	BMF-TS-RT2RR-100		13	✓			✓
SureSeal Thermal qPCR II	BMF-TSS-RTQ-100	BMF-TSS-RTQS-50	13	✓			✓
SureSeal qPCR	BMUC-500		13	✓ (圧着)			✓
Clear Zone	BMF-ZAF-PE-50		14	✓			
MultiPierce	BMF-XP-100	BMF-XPS-25	14	✓			
SureSeal Black	BMF-BK-50		14	✓		✓	
SureSeal White	BMF-WT-50		15	✓			
SureSeal Breathable	BMF-B-100	BMF-BS-25	15	✓			
	BMF-RSMB-2(ロール)	BMF-RSMB-2-S(ロール)	6				
SureSeal RA Breathable	BMBF-400		15	✓			
Sealing film optically clear peelable	500010		16		✓		✓
Easy pierced aluminium seals	229572		17		✓	✓	
Pierceable/peelable aluminium seals	229573		17		✓	✓	
Peelable aluminium seals	229571		17		✓	✓	
Strong aluminium seals	229574		17		✓	✓	

貫通性	通気性	DMSO 耐性	DNase/ RNase フリー	アプリケーション											
				保存	凍結 保存	インキュ ベーション	ELISA	PCR	リアル タイム PCR	蛍光	発光	細胞・ 組織 培養	結晶化	超音波 破碎	ロボ ティクス
				✓		✓	✓								
				✓		✓	✓								
				✓		✓	✓								
✓				✓		✓	✓								
✓				✓		✓	✓								✓
			✓	(長期)				✓							
			✓	✓				✓							
				✓				✓							
								✓							
				✓											
✓		✓	✓	✓	✓			✓							
✓			✓	✓				✓							
✓			✓	✓				✓							
✓				✓				✓							
				✓				✓							
				✓	✓			✓							
			✓					✓	✓						
		✓	✓	✓				✓	✓	✓			✓		
								✓	✓						
✓															✓
✓														✓	✓
				✓						✓					
											✓				
✓	✓											✓			
	✓											✓			
				✓				✓							
✓				✓				✓							
✓				✓				✓							
				✓				✓							
				(長期)	✓			✓							

チューブ用クライオラベル

■ PolarSafe チューブ用クライオラベル



アクリル製ディスペンサー
BMA-L1000
(ラベルは含みません。)

- ◆ チューブサイドの丸みのある曲面にもスムーズフィット
- ◆ 剥がれにくく、書いた文字が消えにくい材質です
- ◆ プラスチックやガラスなど凹凸のない接着面にスムーズフィット

- ・温度耐性：-196℃～100℃
- ・オートクレーブ不可
- ・インキュベーター使用可能
- ・材質：ポリエステル



シロクマ基金協賛 PolarSafeクライオラベル

Argos社ではPolarSafe商品の売上の1%を北極のシロクマ保護のためのシロクマ基金に寄付をしております。

ラベル形状と使用目的

スポットラベル

9.5
mm

0.5ml・1.5ml
サンプリングチューブ用

13
mm

0.5ml・1.5ml・2.0ml
サンプリングチューブ用

19
mm

1.5ml・50ml 遠心管用

サイドラベル

20×6mm

0.2ml
PCRチューブ用

25×13mm

0.5ml
サンプリングチューブ用

33×13mm

1.5ml・2.0ml
サンプリングチューブ用

38×6mm

96well・384well
テストプレート用

67×25mm

各種ラック・ボックス用

■ スポットラベルシリーズ (ストリップラベルタイプ)

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
BMA-L1274	未減価 ○白	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1275	未減価 ○白	9.5mmφ	5,000ラベル (1ロール)	¥20,000	—
BMA-L1292	未減価 白以外の5色	9.5mmφ	5,000ラベル (1ロール)	¥20,000	—
BMA-L1293	未減価 ●青	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1294	未減価 ●赤	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1295	未減価 ●緑	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1296	未減価 ●黄	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1297	未減価 ●紫	9.5mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1182	未減価 ○白	13mmφ	1,000ラベル (1ロール)	¥6,300	—
BMA-L1277	未減価 ○白	19mmφ	5,000ラベル (1ロール)	¥20,000	—

■ スポットラベルシリーズ (レーザープリンタータイプ)

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
BMA-L1181	未減価 ○白	9.5mmφ	3,840ラベル (192ラベル×20シート)	¥11,000	—
BMA-L1291	未減価 ○白	13mmφ	3,840ラベル (192ラベル×20シート)	¥11,000	—
BMA-L1278	未減価 ○白	19mmφ	2,160ラベル (108ラベル×20シート)	¥11,000	—

注意：

- ・ラベルテンプレートを当社WEBサイトよりダウンロードできます。
- ・用紙設定後、印刷した際に印刷位置がずれる場合がございます。その際には当社WEBサイトより設定をご確認の上、再度お試しください。

■ サイドラベルシリーズ (ストリップラベルタイプ)

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
BMA-L1273	○白	20×6mm	1,000ラベル (1ロール)	¥4,200	—
BMA-L1271	○白	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1286	●青	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1287	●赤	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1288	●緑	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1289	●黄	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—
BMA-L1290	●紫	33×13mm	1,000ラベル (1ロール)	¥4,100	—

■ サイドラベルシリーズ (レーザープリンタータイプ)

カタログNo.	色	ラベルサイズ	包 装	希望販売価格	大箱包装
BMA-L1281	○白	25×13mm	2,380ラベル (119ラベル×20シート)	¥8,700	—
BMA-L1279	○白	33×13mm	1,700ラベル (85ラベル×20シート)	¥8,700	—
BMA-L1280	白以外の5色	33×13mm	2,125ラベル (85ラベル×25シート)	¥13,200	—
BMA-L1283	○白	67×25mm	600ラベル (30ラベル×20シート)	¥11,000	—
BMA-L1284	○白	38×6mm	3,120ラベル (156ラベル×20シート)	¥11,000	—
BMA-L1285	白以外の5色	38×6mm	3,900ラベル (156ラベル×25シート)	¥14,300	—

注意：

- ・ラベルテンプレートを当社WEBサイトよりダウンロードできます。
- ・用紙設定後、印刷した際に印刷位置がずれる場合がございます。その際には当社WEBサイトより設定をご確認の上、再度お試しください。

■ アクリル製ラベルディスペンサー

- ◆ アクリル製のラベルディスペンサーはPolarSafeを6個収納できます。
- ◆ 底部に滑り止めのラバーが付いています。
- ◆ 壁に取りつけることも可能です (ネジは含まれておりません)。

カタログNo.	包 装	希望販売価格
BMA-L1000	1個 (1個×1パック)	¥8,700

Polarsafe チューブ用クライオラベルインフォメーション

Polarsafe クライオラベルでは高い耐低温性を持つアクリル感圧接着剤を採用しています。本ラベルは表面温度 5℃以上 (至適温度は 20℃) の清浄かつ滑らかな表面に適切な方法 (下記をご参照ください) で貼付することで、様々なプラスチックに対して強い接着性を示します。また、本ラベルは高い耐薬品性、耐湿性、紫外線耐性も有しています。

■ 使用法 (サンプルを分注する前に貼付することをお勧めします。)

- ・表面が清浄であることを確認します。特に水滴が存在すると凍結中に剥がれる可能性があります。
- ・一方を親指で抑え、もう片方の手の指で空気を押し出すように抑えながら貼付します。
- ・表面を人差し指で最低 2 回なぞるように抑えます。
- ・液体窒素やフリーザーに移す前に最低 20 分間静置します。

レーザープリンタータイプの設定方法

Microsoft Word 2010の場合

- ① ツールバー上の差し込み文書メニュー中のラベルを選択します。
- ② オプションを選択します。
- ③ ページプリンターを選択し、用紙トレイは手差しを選択します。
- ④ ラベルの製造元で「Microsoft」を選択し、用紙サイズはレター (縦) を選択します。
- ⑤ 「新しいラベル」を選択し、同封されたデータシート中の表に記載されているパラメーターとラベル名を入力しOKを選択します。
- ⑥ もう一度OKをクリックし、宛名ラベルの作成まで戻ります。
- ⑦ 「新規文書」を選択すると入力画面となります。
- ⑧ 入力後、印刷します。
プリンターによっては微調整が必要な場合がありますので、初めて使用する場合は同サイズの用紙に試し印刷されることをお勧めします。

- ◎ Argosクライオラベルテンプレート (下記) をWebよりダウンロードできます (ホームページ 商品サポート内 Argos クライオラベルテンプレート)。

<https://www.bmbio.com/download/download/?itemid=24&dispmd=433&TabModule414=4>



・L1181 ・L1281 ・L1291 ・L1278 ・L1283
・L1279 & L1280 ・L1284 & L1285

注意：プリンターの種類によっては微調整が必要な場合がございます。

プレート用シール 粘着

■ SureSeal ELISA / Incubation/Biological Cultures 用


デモOK!



SureSeal

- ◆ サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
- ◆ ELISA用、短期間保存に適しています。
- ◆ eliminates edge effects
- ◆ 100枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
- ◆ カラーコード：グリーン


- ・温度耐性：-40℃～120℃
- ・ロールタイプ
- ・シール厚：38μm
- ・材質：ポリエステル



ELISA

インキュベート

保存



ロール

粘着タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-SM-KIT-SP	未滅菌 SureSeal Starter kit	1式 (2ロール, 1ディスペンサー)	¥15,200	—
BMF-SM-KIT-SPS	滅菌 SureSeal Starter kit	1式 (2ロール, 1ディスペンサー)	¥21,900	—
BMF-RSMSP-2	未滅菌 SureSeal Rolls	2ロール (2ロール×1パック)	¥14,000	—
BMF-RSMSP-2-S	滅菌 SureSeal Rolls	2ロール (2ロール×1パック)	¥19,100	—

SureSeal Breathable

- ◆ 培養用途に最適なシールです。
- ◆ ガス通気性プレートシール
- ◆ 50枚分のシールがロールタイプになっていて1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。
- ◆ カラーコード：レッド

- ・温度耐性：-20℃～80℃
- ・ロールタイプ
- ・シール厚：140μm
- ・材質：レーヨン

培養



ロール

粘着タイプ

通気性タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-SM-KIT-B	未滅菌 SureSeal Breathable Starter kit	1式 (2ロール, 1ディスペンサー)	¥13,400	—
BMF-SM-KIT-BB	滅菌 SureSeal Breathable Starter kit	1式 (2ロール, 1ディスペンサー)	¥18,700	—
BMF-RSMB-2	未滅菌 SureSeal Breathable Rolls	2ロール (2ロール×1パック)	¥12,100	—
BMF-RSMB-2-S	滅菌 SureSeal Breathable Rolls	2ロール (2ロール×1パック)	¥16,500	—

SureSeal / SureSeal Pierceable ELISA/Incubation 用

SureSeal


- ◆ eliminates edge effects
- ◆ サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
- ◆ ELISA用、短期間保存に適しています。

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・寸法 (W×D) : 79.4×146.1mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリエステル

ELISA

インキュベート

保存



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-100-SEAL-PLT	SureSeal	100枚 (100枚×1パック)	¥6,100	—
BMF-STR-SEAL-PLT		100枚 (100枚×1パック)	¥8,300	—

SureSeal, Color Dot

- ◆ サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
- ◆ ELISA用プレートを識別しやすくするため、カラードットがついています。


- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・寸法 (W×D) : 79.4×146.1mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリエステル

本シールの両端にはプレート識別用のカラードットと書き込みスペース（タブ）が付属しています。本タブをプレート側面に貼付することでプレート上面のシールをはがした後もプレート識別が可能となります。また、タブを切り取り実験ノートに張り付けて記録として残すことも可能です。

ELISA

インキュベート

保存



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-SP-IDG-100	SureSeal, Color Dot, グリーン	100枚 (100枚×1パック)	¥8,500	—
BMF-SP-IDL-100	SureSeal, Color Dot, ラベンダー	100枚 (100枚×1パック)	¥8,500	—
BMF-SP-IDO-100	SureSeal, Color Dot, オレンジ	100枚 (100枚×1パック)	¥8,500	—
BMF-SP-IDR-100	SureSeal, Color Dot, レッド	100枚 (100枚×1パック)	¥8,500	—
BMF-SP-IDB-100	SureSeal, Color Dot, ブルー	100枚 (100枚×1パック)	¥8,500	—
BMF-SP-IDA-10	SureSeal, Color Dot, アソート	50枚 (50枚×1パック)	¥5,700	—

SureSeal Strips


- ◆ サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
- ◆ ELISA用8ウェル、2列ごとにシーリングができます。
- ◆ 短期間の保存に適しています。

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・寸法 (W×D) : 19.0×102.9mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリエステル

ELISA

インキュベート

保存



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-SP-2×8-50	SureSeal Strips	200枚 (200枚×1パック)	¥5,000	—
BMF-SPS-2×8-50		200枚 (200枚×1パック)	¥6,600	—

SureSeal Pierceable


- ◆ サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
- ◆ ELISA用厚さ25μmと薄く、透明度が高い。

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・寸法 (W×D) : 79.4×141.0mm
- ・シール厚：25μm
- ・材質：ポリエステル

ELISA

インキュベート

保存



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-100-THIN-PLT	SureSeal Pierceable	100枚 (100枚×1パック)	¥8,800	—
BMF-STR-THIN-PLT		100枚 (100枚×1パック)	¥11,800	—

プレート用シール 粘着

■ SureSeal PE Pierceable ELISA/Incubation 用


SureSeal PE Pierceable

- ◆ 簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用
- ◆ シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。
- ◆ 薬品耐性に優れています。

- ・温度耐性：-40℃～90℃
- ・寸法 (W×D)：82.6×142.9mm
- ・シール厚：70μm
- ・材質：ポリエチレン



ELISA
インキュベート
保存



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-EZP-100	SureSeal PE Pierceable	100枚 (100枚×1パック)	¥7,400	—
BMF-EZPS-25		50枚 (50枚×1パック)	¥5,600	—

高機能被覆フィルム ラボピタ®

株式会社アグリス
aglis

Labopita
ラボピタ

ラボピタ®は、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。ハサミを使わずに手で簡単にカットできますが、ミシン目入りタイプなら更にカットが容易です。雛形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにお使いいただけます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くお使いください。

- ◆ シャーレの隙間を密閉するのに便利
- ◆ 試験管などの径の小さい場合には W20mm タイプ、ピーカーなどの径の大きい場合には W50mm タイプをお勧めします。
- ◆ フィルムは約 6 倍に伸びますので、形状に合わせてジャストフィット！
- ◆ 保管：10℃～50℃

● W20mm 30m Roll

巻箱サイズ (フタを閉じた状態) (W×D×H)：89×25×89mm
ミシン目なし：W20mm 30m
ミシン目あり：W20mm 30m P100、ミシン目間隔：100mm



● W50mm 30m Roll

巻箱サイズ (フタを閉じた状態) (W×D×H)：89×55×89mm
ミシン目なし：W50mm 30m
ミシン目あり：W50mm 30m P50、ミシン目間隔：50mm



注意：・伸ばし過ぎると切れてしまいます。少しずつ力を加えて引っ張ってください。
・自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。

カタログNo.	商品名・規格	テープ幅	ミシン目	包装	希望販売価格
21-513	ラボピタ W20mm×30m	20mm	なし	5ロール (5ロール×1パック)	¥3,000
21-514	ラボピタ W20mm×30m P100	20mm	あり	5ロール (5ロール×1パック)	¥3,000
21-515	ラボピタ W50mm×30m	50mm	なし	2ロール (2ロール×1パック)	¥2,400
21-516	ラボピタ W50mm×30m P50	50mm	あり	2ロール (2ロール×1パック)	¥2,400

SureSeal Thermal MAX / SureSeal Thermal / SureSeal Thermal Strips / SureSeal Thermal II Classic PCR 用


SureSeal Thermal MAX

- ◆ ThermalSeal (下記)より優れた接着性と蒸発の低減を実現
- ◆ 長めのタブにより、プレートへの脱着が容易
- ◆ PCRプレート用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・DNase, RNase Free
- ・寸法 (W×D) : 79.4×139.7mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：ポリエステル

PCR

保存

シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-TS2-100	 SureSeal Thermal MAX	100枚 (100枚×1パック)	¥10,100	—


SureSeal Thermal

- ◆ PCR用シーリングフィルム
- ◆ アルミよりロールバックしない

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・DNase, RNase Free
- ・寸法 (W×D) : 79.4×135.1mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：P.P

PCR

保存

シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-100-THER-PLT	 SureSeal Thermal	100枚 (100枚×1パック)	¥9,200	—
BMF-STR-THER-PLT	 SureSeal Thermal	100枚 (100枚×1パック)	¥12,100	—


SureSeal Thermal Strips

- ◆ プレーートの8ウェルを2列ごとにシーリングが可能
- ◆ 両端のタブにより、容易にシールをはがせます。

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・寸法 (W×D) : 19.0×97.3mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：P.P

PCR

保存

シート
粘着
タイプ


カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-TS-2×8-50	 SureSeal Thermal Strips	200枚 (200枚×1パック)	¥7,000	—

SureSeal Thermal II

- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆ 両端のタブにより、容易にシールをはがせます。
- ◆ プレートシーリング用パドルを使用することでしっかりと圧着が可能

- ・温度耐性：-40℃~120℃
- ・寸法 (W×D) : 77.8×135.5mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：P.P

PCR

シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-TSA-100	 SureSeal Thermal II	100枚 (100枚×1パック)	¥10,200	—

プレート用シール 粘 着


■ SureSeal ST 短期保存・搬送用

- ◆ 短期保存や搬送用に最適です。
- ◆ インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としてもご使用頂けます。

- ・温度耐性：-40℃～104℃
- ・寸法 (W×D)：146.0×79.6mm
- ・シール厚：80μm
- ・材質：ポリエステル

保 存

カタログNo.	包 装	希望販売価格	大箱包装
BMPCR-SP	 100枚 (100枚×1パック)	¥6,100	100枚×5
BMPCR-SPS	 100枚 (100枚×1パック)	¥8,400	100枚×5



BMBio
ST (Standard & Stable)

 粘着
タイプ


■ SureSeal TS プレート保存・搬送用

- ◆ コンプレッションマットを使用して、PCR使用も可能です。(直接ヒートリッドに接しないで下さい。)

- ・温度耐性：-40℃～104℃
- ・寸法 (W×D)：135.5×80.0mm
- ・シール厚：60μm
- ・材質：ポリエステル

PCR

カタログNo.	包 装	希望販売価格	大箱包装
BMPCR-TS	 100枚 (100枚×1パック)	¥7,800	100枚×5



BMBio
ST (Standard & Stable)

 粘着
タイプ

■ SureSeal AL MAX / Raised-skirt / Flat-top Classic PCR 用


SureSeal AL MAX

- ◆ PCRやサンプルの保存に適しています。
- ◆ 他のアルミシールと比べ裏紙をはがした時の巻き戻りが少ない。

- ・ 温度耐性：-80℃～120℃
- ・ **DNase, RNase Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 82.6×146.1mm
- ・ シール厚：36μm
- ・ 材質：アルミニウム

PCR

保存



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-AF-100	 SureSeal AL MAX	100枚 (100枚×1パック)	¥11,700	—
BMF-AFS-25	 SureSeal AL MAX	50枚 (50枚×1パック)	¥9,700	—


SureSeal AL Raised-skirt

- ◆ 96ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能

- ・ 温度耐性：-80℃～120℃
- ・ **DNase, RNase Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 77.8×127.0mm
- ・ シール厚：38μm
- ・ 材質：アルミニウム

PCR

保存



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-F-96-100	 SureSeal AL Raised-skirt	100枚 (100枚×1パック)	¥7,400	—


SureSeal AL Flat-top

- ◆ 384ウェルのPCR用アルミシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能

- ・ 温度耐性：-80℃～120℃
- ・ **DNase, RNase Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 82.5×137.3mm
- ・ シール厚：38μm
- ・ 材質：アルミニウム

PCR

保存



カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-F-384-100	 SureSeal AL Flat-top	100枚 (100枚×1パック)	¥9,300	—

■ SureSeal AL Pierceable アルミシール (PCR・保存用)

- ◆ PCRや嫌光サンプルの保存に最適です。
- ◆ ピペットチップやノズルで貫通できる薄さです。

- ・温度耐性：-80℃～104℃
- ・寸法 (W×D) : 146.0×80.0mm
- ・シール厚：35μm
- ・材質：アルミニウム

PCR

保存

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
BMPCR-AS-200 未滅菌	100枚 (100枚×1パック)	¥15,600	100枚×5



BMBio
ST (Standard & Stable)

シート
粘着
タイプ

■ SureSeal AL LS アルミシール (PCR・保存用)


- ◆ PCRや嫌光サンプルの保存に最適です。

- ・温度耐性：-80℃～104℃
- ・寸法 (W×D) : 133.3×79.2mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：アルミニウム

PCR

保存

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
BMPCR-AS-600 未滅菌	100枚 (100枚×1パック)	¥14,100	100枚×5



BMBio
ST (Standard & Stable)

シート
粘着
タイプ

■ SureSeal AL Cryo Cold Storage 用


SureSeal AL Cryo

- ◆ 低温でのサンプル保存に最適

- ・温度耐性：-80℃～120℃
- ・寸法 (W×D) : 82.6×132.6mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：アルミ

PCR

長期保存



シート
粘着
タイプ


カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-FC-100 未滅菌	SureSeal AL Cryo	100枚 (100枚×1パック)	¥11,700	—
BMF-FCS-25 滅菌		50枚 (50枚×1パック)	¥8,200	—

SureSeal Thermal qPCR Real-Time qPCR 用

SureSeal Thermal qPCR

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ 透明度が高い

- ・ 温度耐性：-40℃～120℃
- ・ **DNase, RNase Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 79.4×142.9mm
- ・ シール厚：50μm
- ・ 材質：ポリエステル



リアルタイムPCR


シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	大箱包装
BMF-TS-RT2-100	未 減価 SureSeal Thermal qPCR	100枚 (100枚×1パック)	¥16,200	—

SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ リムのあるプレートにも使用可能
- ◆ 透明度が高く、再現性が高い

- ・ 温度耐性：-40℃～120℃
- ・ **DNase, RNase Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 77.8×130.8mm
- ・ シール厚：50μm
- ・ 材質：ポリエステル



リアルタイムPCR


シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	大箱包装
BMF-TS-RT2RR-100	未 減価 SureSeal Thermal qPCR, Raised-skirt	100枚 (100枚×1パック)	¥16,200	—

SureSeal Thermal qPCR II

- ◆ リアルタイムPCR用プレートシール
- ◆ サンプル保存用としても適しています。

- ・ 温度耐性：-70℃～100℃
- ・ **DNase, RNase Free**
- ・ 寸法 (W×D) : 78.6×139.7mm
- ・ シール厚：50μm
- ・ 材質：ポリオレフィン



蛍 光

リアルタイムPCR

保 存

シート
粘着
タイプ


カタログNo.	商品名	包 装	希望販売価格	大箱包装
BMF-TSS-RTQ-100	未 減価	100枚 (100枚×1パック)	¥25,200	—
BMF-TSS-RTQS-50	減価	50枚 (50枚×1パック)	¥14,000	—

SureSeal qPCR リアルタイム PCR・蛍光アプリケーション用

- ◆ 透明度に優れ、リアルタイムPCRや蛍光アプリケーションに最適です。
- ◆ 粘着式ではなく、圧力接着方式です。

※接着の際シール用ローラー (BMF-RL-PLT-01)をご使用下さい。

- ・ 温度耐性：-80℃～104℃
- ・ 寸法 (W×D) : 141.5×77.7mm
- ・ シール厚：70μm
- ・ 材質：ポリオレフィン



リアルタイムPCR

シート
圧着
タイプ


カタログNo.	包 装	希望販売価格	大箱包装
BMUC-500	未 減価 100枚 (100枚×1パック)	¥34,700	100枚×5

■ Clear Zone / MultiPierce Robotics & HTS 用

Clear Zone


- ◆ 各ウェル部分には、接着剤がついていないため、サンプルへの接着剤の混入を最小限に抑えます。
- ◆ ピペットチップでも容易に貫通できます。

- ・温度耐性：-40℃～90℃
- ・寸法 (W×D) : 79.4×142.9mm
- ・シール厚：70μm
- ・材質：ポリエチレン



HTS

ロボット



シート

粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-ZAF-PE-50	 Clear Zone	50枚 (50枚×1パック)	¥17,200	—

MultiPierce

- ◆ ピペットチップやロボットが突き刺しやすように、十字の切れ込みが入っています。
- ◆ サンプルング後に突き刺したフラップが元に戻ります。

- ・温度耐性：-40℃～90℃
- ・寸法 (W×D) : 79.4×145.5mm
- ・シール厚：89μm
- ・材質：ビニル

HTS

ロボット



シート

粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-XP-100	 MultiPierce	100枚 (100枚×1パック)	¥13,300	—
BMF-XPS-25	 MultiPierce	50枚 (50枚×1パック)	¥8,300	—

■ SureSeal Black Fluorescence/Photoprotection 用


SureSeal Black

- ◆ 嫌光性サンプルの保存に最適
- ◆ 用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能

- ・温度耐性：-40℃～80℃
- ・寸法 (W×D) : 76.2×114.3mm
- ・シール厚：203μm
- ・材質：ビニル

蛍光

保存



シート

粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-BK-50	 SureSeal Black	50枚 (50枚×1パック)	¥6,200	—


■ SureSeal White Luminescence & Microscopy 用

SureSeal White

- ◆ 白色マイクロプレート用シール
- ◆ 用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能

- ・温度耐性：-40℃～80℃
- ・寸法 (W×D) : 76.2×116.0mm
- ・シール厚：203μm
- ・材質：ビニル

発光



シート
粘着
タイプ

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-WT-50	 SureSeal White	50枚 (50枚×1パック)	¥5,000	—

■ SureSeal Breathable Biological Culture 用


SureSeal Breathable

- ◆ 培養用途に最適なシールです。
- ◆ ガス通気性プレートシール

- ・温度耐性：-20℃～80℃
- ・寸法 (W×D) : 82.6×142.9mm
- ・シール厚：140μm
- ・材質：レーヨン

HTS

培養



Help cells breathe!

シート
通気性
タイプ


カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-B-100	 SureSeal Breathable	100枚 (100枚×1パック)	¥10,600	—
BMF-BS-25	 SureSeal Breathable	50枚 (50枚×1パック)	¥7,200	—

■ SureSeal RA Breathable ティッシュカルチャー用

- ◆ 細胞培養やバクテリア培養に最適です。
- ◆ 通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防ぎます。

- ・温度耐性：-20℃～80℃
- ・寸法 (W×D) : 153.0×82.3 mm
- ・シール厚：50μm
- ・材質：レーヨン

培養



BMBio
ST (Standard & Stable)

シート
通気性
タイプ

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-400	  100枚 (100枚×1パック)	¥11,000	—

■ Sealing film optically clear peelable

- ◆ 黒字の刻印入り
- ◆ 透明度の高いポリエステルフィルム

- 温度耐性：-80℃～120℃
- 寸法 (W×D)：125.0×78.0mm
- シール厚：105μm
- 材質：ポリエステル



PCR

保存


カタログNo.		商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
500010	未滅菌	Sealing film optically clear peelable	100枚 (100枚×1パック)	¥18,000	—

プレート用シーリングパッド・ローラー

■ シーリングパッド デモOK!

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 特にリム付プレートのシーリングに最適

- 寸法 (W×D)：73×96mm
- 材質：P.E



カタログNo.		商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-PDL-5	未滅菌	Film-Sealing Paddle	5個 (5個×1パック)	¥850	—

■ シール用ローラー デモOK!

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能

- 寸法 (W×D)：114×142mm
- 材質：ゴム (ローラー部)、アルミ (ハンドル部)



カタログNo.		商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
BMF-RL-PLT-01	未滅菌	Soft Rubber Roller	1個 (1個×1パック)	¥4,000	—

Easy pierced aluminium seals

- ◆ 黒字の刻印入り
- ◆ カラーコード：グリーン（表裏シール種類識別用）
- ◆ チップ等で簡単に貫通可能なアクリルコーティングアルミニウムフィルム

- ・温度耐性：-80℃～120℃
- ・寸法（W×D）：125.0×78.0mm
- ・シール厚：20μm
- ・材質：P.P/アルミ（P.S）



PCR

保存

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
229572	未滅菌 Easily pierced aluminium seals	100枚（100枚×1パック）	¥18,000	—

Pierceable/Peelable aluminium seals

- ◆ 黒字の刻印入り
- ◆ カラーコード：ブルー（表裏シール種類識別用）
- ◆ チップ等で簡単に貫通可能なアクリルコーティングアルミニウムフィルム

- ・温度耐性：-80℃～120℃
- ・寸法（W×D）：125.0×78.0mm
- ・シール厚：38μm
- ・材質：アルミ



PCR

保存

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
229573	未滅菌 Pierceable/Peelable aluminium seals	100枚（100枚×1パック）	¥18,000	—

Peelable aluminium seals

- ◆ 黒字の刻印入り
- ◆ カラーコード：レッド（表裏シール種類識別用）
- ◆ アルミニウム下面にポリエステルをコーティングしたラミネートフィルム

- ・温度耐性：-80℃～120℃
- ・寸法（W×D）：125.0×78.0mm
- ・シール厚：70μm
- ・材質：ポリエステル/アルミ



PCR

保存

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
229571	未滅菌 Peelable aluminium seals	100枚（100枚×1パック）	¥18,000	—

Strong aluminium seals

- ◆ 黒字の刻印入り
- ◆ カラーコード：ブラック（表裏シール種類識別用）
- ◆ 長期保存に適したアルミニウムフィルム

- ・温度耐性：-80℃～120℃
- ・寸法（W×D）：125.0×78.0mm
- ・シール厚：85μm
- ・材質：アルミ



PCR

保存

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	大箱包装
229574	未滅菌 Strong aluminium seals	100枚（100枚×1パック）	¥18,000	—

プレート用シール一覧表

カタログNo.	タイプ	材 質	温度耐性	寸法 (W×D) 厚み	用 途	掲載 ページ
BMF-RSMSP-2 BMF-RSMSP-2-S	粘着	P.E	−40℃~120℃	ロールタイプ (100枚分) 38μm	ELISA・インキュベート・ 保存	6
BMF-RSMB-2 BMF-RSMB-2-S	粘着	レーヨン	−20℃~80℃	ロールタイプ (50枚分) 140μm	ティッシュカルチャー	6
BMF-100-SEAL-PLT BMF-STR-SEAL-PLT	粘着	ポリエステル	−40℃~120℃	79.4×146.1mm 50μm	ELISA・インキュベート・ 保存	7
BMF-SP-IDシリーズ	粘着	ポリエステル	−40℃~120℃	79.4×146.1mm 50μm	ELISA・EIA・ インキュベート・保存	7
BMF-SP-2×8-50 BMF-SPS-2×8-50	粘着	ポリエステル	−40℃~120℃	19.0×102.9mm 50μm	ELISA・インキュベート・ 保存	7
BMF-100-THIN-PLT BMF-STR-THIN-PLN	粘着	ポリエステル	−40℃~120℃	79.4×141.0mm 25μm	ELISA・インキュベート・ 保存	7
BMF-EZP-100 BMF-EZPS-25	粘着	P.E	−40℃~90℃	82.6×142.9mm 70μm	ELISA・インキュベート・ 保存	8
BMF-TS2-100	粘着	ポリエステル	−40℃~120℃	79.4×139.7mm 50μm	PCR・保存	9
BMF-100-THER-PLT BMF-STR-THER-PLT	粘着	P.P	−40℃~120℃	79.4×135.1mm (タブ含む) 50μm	PCR・保存	9
BMF-TS-2×8-50	粘着	P.P	−40℃~120℃	19.0×97.3mm (タブ含む) 50μm	PCR・保存	9
BMF-TSA-100	粘着	P.P	−40℃~120℃	77.8×135.5mm 50μm	PCR	9
BMPCR-SP BMPCR-SPS	粘着	ポリエステル	−40℃~104℃	146.0×79.6mm 80μm	サンプル短期保存・搬送	10
BMPCR-TS	粘着	ポリエステル	−40℃~104℃	135.5×80.0mm 60μm	PCR・サンプル保存・搬送	10
BMF-AF-100 BMF-AFS-25	粘着	アルミニウム	−80℃~120℃	82.6×146.1mm 36μm	PCR・保存	11
BMF-F-96-100	粘着	アルミニウム	−80℃~120℃	77.8×127.0mm 38μm	PCR・保存	11
BMF-F-384-100	粘着	アルミニウム	−80℃~120℃	82.5×137.3mm 38μm	PCR・保存	11
BMPCR-AS-200	粘着	アルミニウム	−80℃~104℃	146.0×80.0mm 35μm	PCR・保存	12

カタログNo.	タイプ	材 質	温度耐性	寸法 (W×D) 厚み	用 途	掲載 ページ
BMPCR-AS-600	粘着	アルミニウム	−80℃~104℃	133.3×79.2mm 50μm	PCR・保存	12
BMF-FC-100 BMF-FCS-25	粘着	アルミニウム	−80℃~120℃	82.6×132.6mm 50μm	PCR・長期保存	12
BMF-TS-RT2-100	粘着	ポリエステル	−40℃~120℃	79.4×142.9mm (タブ含む) 50μm	リアルタイムPCR	13
BMF-TS-RT2RR-100	粘着	ポリエステル	−40℃~120℃	77.8×130.8mm 50μm	リアルタイムPCR	13
BMF-TSS-RTQ-100 BMF-TSS-RTQS-50	粘着	ポリオレフィン	−70℃~100℃	78.6×139.7mm 50μm	蛍光・リアルタイムPCR・ 保存	13
BMUC-500	圧着	ポリオレフィン	−40℃~104℃	141.5×77.7mm 70μm	リアルタイムPCR	13
BMF-ZAF-PE-50	粘着	P.E	−40℃~90℃	79.4×142.9mm 70μm	HTS・ロボット	14
BMF-XP-100 BMF-XPS-25	粘着	ビニル	−40℃~90℃	79.4×145.5mm 89μm	HTS・ロボット	14
BMF-BK-50	粘着	ビニル	−40℃~80℃	76.2×114.3mm 203μm	蛍光・保存	14
BMF-WT-50	粘着	ビニル	−40℃~80℃	76.2×116.0mm 203μm	発光	15
BMF-B-100 BMF-BS-25	通気性	レーヨン	−20℃~80℃	82.6×142.9mm 140μm	ティッシュカルチャー・HTS	15
BMBF-400	通気性	レーヨン	−20℃~80℃	153.0×82.3mm 50μm	ティッシュカルチャー	15
500010	熱溶着	ポリエステル	−80℃~120℃	125.0×78.0mm 105μm	PCR・保存	16
229572	熱溶着	P.P/アルミニウム (P.S)	−80℃~120℃	125.0×78.0mm 20μm	PCR・保存	17
229573	熱溶着	アルミニウム	−80℃~120℃	125.0×78.0mm 38μm	PCR・保存	17
229571	熱溶着	ポリエステル/ アルミニウム	−80℃~120℃	125.0×78.0mm 70μm	PCR・保存	17
229574	熱溶着	アルミニウム	−80℃~120℃	125.0×78.0mm 85μm	PCR・長期保存	17

ご希望のサンプル、サンプルご依頼の理由に ☒ を入れ下記施設名、お名前等をご記入いただき当社までFAXしてください。

※ サンプルはお一人様原則5種類までとさせていただきます。 ※ サンプルはご依頼から数日以内に、送らせていただきます。

サンプル単位	サンプル単位	サンプル単位	サンプル単位
チューブ用クライオラベル			
☐ BMA-L1181 3枚	☐ BMA-L1291 3枚	☐ BMF-EZP-100 3枚	☐ BMUC-500 3枚
☐ BMA-L1182 3枚	☐ BMA-L1292 3枚	☐ BMF-EZPS-25 3枚	☐ BMF-ZAF-PE-50 3枚
☐ BMA-L1271 3枚	☐ BMA-L1293 3枚	☐ BMF-TS2-100 3枚	☐ BMF-XP-100 3枚
☐ BMA-L1273 3枚	☐ BMA-L1294 3枚	☐ BMF-100-THER-PLT 3枚	☐ BMF-XPS-25 3枚
☐ BMA-L1275 3枚	☐ BMA-L1295 3枚	☐ BMF-STR-THER-PLT 3枚	☐ BMF-BK-50 3枚
☐ BMA-L1275 3枚	☐ BMA-L1296 3枚	☐ BMF-TS-2 × 8-50 3枚	☐ BMF-WT-50 3枚
☐ BMA-L1275 3枚	☐ BMA-L1297 3枚	☐ BMF-TSA-100 3枚	☐ BMF-B-100 3枚
☐ BMA-L1277 3枚	プレート用シール（粘着）	☐ BMPCR-SP 3枚	☐ BMF-BS-25 3枚
☐ BMA-L1278 3枚	☐ BMF-100-SEAL-PLT 3枚	☐ BMPCR-SPS 3枚	☐ BMBF-400 3枚
☐ BMA-L1279 3枚	☐ BMF-STR-SEAL-PLT 3枚	☐ BMPCR-TS 3枚	☐ BMF-FC-100 3枚
☐ BMA-L1280 3枚	☐ BMF-SP-IDG-100 3枚	☐ BMF-AF-100 3枚	☐ BMF-FCS-25 3枚
☐ BMA-L1281 3枚	☐ BMF-SP-IDL-100 3枚	☐ BMF-AFS-25 3枚	プレート用シール（ヒートシール）
☐ BMA-L1283 3枚	☐ BMF-SP-IDO-100 3枚	☐ BMF-F-96-100 3枚	☐ 500010 3枚
☐ BMA-L1284 3枚	☐ BMF-SP-IDR-100 3枚	☐ BMF-F-384-100 3枚	☐ 229571 3枚
☐ BMA-L1285 3枚	☐ BMF-SP-IDB-100 3枚	☐ BMPCR-AS-200 3枚	☐ 229572 3枚
☐ BMA-L1286 3枚	☐ BMF-SP-IDA-10 3枚	☐ BMPCR-AS-600 3枚	☐ 229573 3枚
☐ BMA-L1287 3枚	☐ BMF-SP-2 × 8-50 3枚	☐ BMF-TS-RT2-100 3枚	☐ 229574 3枚
☐ BMA-L1288 3枚	☐ BMF-SPS-2 × 8-50 3枚	☐ BMF-TS-RT2RR-100 3枚	高機能被覆フィルム
☐ BMA-L1289 3枚	☐ BMF-100-THIN-PLT 3枚	☐ BMF-TSS-RTQ-100 3枚	☐ S1-Labopita 3枚
☐ BMA-L1290 3枚	☐ BMF-STR-THIN-PLT 3枚	☐ BMF-TSS-RTQS-50 3枚	

サンプルご依頼の理由

- ☐ 新規使用予定（使用予定数量：約 箱 / 月）
- ☐ 現在ご使用商品との比較（ご使用メーカー： カタログ No.： 使用数量： 箱 / 月）
- ☐ 形状確認（ のため）
- ☐ その他（ ）

サンプルご使用の感想

カタログ No. / 商品名

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想：

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想：

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想：

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想：

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想：

☐ 今後購入する ☐ 購入を検討 ☐ 購入しない （理由： ）

※ サンプルは原則直接にてお送りいたします。販売店経由でのサンプル納品を希望される場合は、右記に ☒ を記入してください。 ☐ 販売店経由希望

下記太枠内は記入もれのないようお願いいたします。

会社名 / 機関名 / 施設名：	部署名 / 学部名 / 室名：
課名 / 科名 / グループ名：	お名前：
ご住所：〒	
TEL No.：	FAX No.：
E-mail： @	
☐ BM 会員希望（希望される場合の会員パスワード：） * BM会員とは当社新商品や各種サービスの情報をいち早くお知らせするための e-mail送信用会員です。登録料金、年会費等は一切かかりません。	
お取り扱い販売店名：	営業所：
ご担当者名：	TEL No.：

<個人情報の利用目的・取扱いについて>

当社は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、当社または当社グループ会社が行う事業に関するご案内・ご提案、契約の締結・履行、アフターサービスの実施、お客さまへの連絡・通信、新しい商品・サービスの開発、およびお客さまに有益と思われる情報の提供などのために、お客さまの個人情報を利用させていただきます。お客さまの同意なしに、第三者（業務委託先を除く）に開示、提供、販売することはありません。業務委託先にお客さまの個人情報を業務上委託する場合、当社は、委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶなど、適切な監督を行います。 ※ご不明な点等ございましたら、当社営業部（ℓ：03-6666-5903）、営業推進部（ℓ：03-6666-5904）までお問い合わせ下さい。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。 実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。 記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2018年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。 記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。