

thermo scientific

オンラインカタログはこちらから!!
キャンペーン中の場合は、右記QRコード
リンク先にある商品検索へカタログNo.
を入力下さい。
キャンペーン中の参考価格がご確認いた
だけます。



Samco Transfer Pipettes

トランスファーピペット



Precisely
what you need

Samco™ Transfer Pipettes

Thermo Scientific™ Samco™ トランスファーピペットは35年以上に渡り、業界をけん引してきました。

デザイン

- グローブを装着していても滑りにくい
- クリアな目盛表示
- 精度の高い先端構造
- 包装された商品は大気中汚染物質（カビ孢子など）の検査区域への侵入を大幅に低減

高い再現性

- 不活性、無害なポリエチレン→化学的に不活性で毒性のないポリエチレンを使用
- 検査結果に影響を及ぼす可能性のある遊離剤不使用

高い信頼性

- 最先端の製造方法で多種多様なトランスファーピペットを製造
- 精密な先端加工により均一な滴下量
- 管理された製造工程による類まれなバルブ均一性
- ISO 13485：2003認証

- ◆ ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適する様に作られています。
- ◆ 約-40℃迄の低温保存が可能です。
- ◆ 常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
- ◆ 1Sタイプはガンマ線滅菌個包装です。
- ◆ 個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装です。
- ◆ 20Sタイプはガンマ線滅菌20本包装です。
- ◆ オートクレーブ不可

参考



- 全容量：ピペットの体積量
- 1滴下数：1mlあたりの滴下目安回数
- 1吸引量：1回押して吸引する目安量



Application Guide

ライフサイエンス分野	カタログ No.
フラスコおよびチューブ中の細胞 - 大容量、ロングピペット	
15ml, 50ml, 100ml チューブおよびフラスコでのサブカルチャー、ハーベスト、サンプリングには	262, 263
細胞培養培地から上澄と培地の分離には	262, 263
細胞の洗浄には	262, 263
遠心後の細胞剥離には	262, 263
細胞分離 - 大口ピペット	
はく離や移し替えからの細胞の保護	295, 691, 993, B75-100
細胞ホモジナイズには	295, 691, 993, B75-100
血液からの血小板の分離と洗浄には	295, 691, 993, B75-100
テクニックコントロール - 細口ピペット	
サンプルローディングには	233, 234, 251, 252, 783NL, 967NL
PCR には	233, 234, 251, 252
DNA サンプル剥離には	233, 234, 251, 252
ハイブリドーマ播種には	233, 234, 251, 252, 783NL, 967NL
タンパク質アッセイには	233, 234, 251, 252, 783NL, 967NL
脂質中抽出には	233, 234, 251, 252, 783NL, 967NL
原子吸光度計 - 試薬プレップには	233, 234, 251, 252, 783NL, 967NL
培養プレートへの滴下には	233, 234, 251, 252
ステップの省略	
反応チャンバー	251, 252, 694
保存	251, 252, 694
持ち運び	251, 252, 694
混合、収集、ヒートシール、凍結、インキュベート ・バッファー、試薬 ・原生生物、線形動物、海中卵種 ・抗血清尿素	251, 252, 694

工業探索とテスト分野	カタログ No.
クロマトグラフィー	
サンプルの準備: LC, GC, HPLC, TLC	
・1ml の自動サンプラーバイアルには	212, 222, 231, 233, 234, 235, 252
・2ml の自動サンプラーバイアルには	225, 233
カラムへの充填と移し替えには	262, 263
ゲルローディングには	234, 235
粘調性のある液体サンプルと移し替え	
クリームには	295, 691, 933, B75-100
オイルには	295, 691, 933, B75-100
香水には	295, 691, 933
飲料水には	295, 691, 933, B75-100
工業用懸濁液には	295, 691, 933, B75-100
ペンキ、インクには	295, 691, 933, B75-100
食べ物には	295, 691, 933, B75-100
フィールドテスト	
サンプリングには	252, 263
KCl (塩化カリウム) とバッファー 混合物の分注には	252, 263
pH メーターメンテナンス	
酸もしくは塩基性溶液の添加には	212
電極用湿潤液の交換には	282
吸光度キュベット	
マイクロキュベット	694
試薬のハンドリング	
持ち運びには	252, 694
サンプルを広げる、混ぜるには	292, 293, 295
スライドテストには	225, 274, 282, 293, 718

クリニカルアプリケーション分野	カタログ No.
血液バンク	
迅速な移し替え (3.5cc/ 吸引)	274, 281NL, 325-11, 334-11, 335, 336, 718, B75-100
細口チューブやドナーバック	274, 281NL, 325-11, 334-11, 335, 336, 718, B75-100
定量化された滴下量には	274, 335, 336
正確な移し替え	274, 335, 336
少量分注	
血清と血液の分離には	231, 232, 233, 234, 235, 243, 282,
少量分注	
・小児サンプルには	231, 232, 234, 233, 235, 243, 282
・血球計へのローディングには	231, 232, 234, 233, 235, 243, 282
マルチウェルプレートへの滴下と吸引には	231, 282
沈渣と保存	
沈渣には	242, 252
ウイントロブチューブへの使用	252
充填、ヒートシール、定量試薬、 抗血清、尿	204, 225, 252, 334-11, 694, 993
ボトルサンプリング	
血液培養ボトルには	262, 263
スライド	
血液サンプルのスミアには	292, 293, 295
試薬の混合と拡散には	292, 293, 295

一般的な用途



カタログNo.	202 未滅菌	202-1S G滅菌 個装	202-20S G滅菌 受返	204 未滅菌	204-1S G滅菌 個装	204-20S G滅菌 受返
全長		15.6cm			15.1cm	
胴径		7.9mm			6.1mm	
全容量		7.7ml			8.6ml	
1吸引量		3.0ml			4.7ml	
1滴下数		21回			21回	
包装	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)	400本 (400本×1パック)	400本 (1本個装×400パック)	3,200本 (400本×8) (20本×20パック×8)
希望販売価格	¥3,400	¥9,000	¥52,800	¥2,300	¥7,900	¥43,000
大箱包装	500本×10	500本×8	—	400本×10	400本×8	—

一般的な用途

						
	原寸大	原寸大		原寸大		原寸大
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
カタログNo.	325-11 未滅菌	281NL 未滅菌	273 未滅菌	273-1S G滅菌 個装	273-20S G滅菌 受返	334-11 未滅菌
全長	12.7cm	7.2cm		8.7cm		10.3cm
胴径	2.5mm	3.3mm		4.8mm		2.5mm
全容量	13.7ml	0.6ml		1.8ml		3.1ml
1吸引量	7.4ml	0.3ml		0.9ml		2.2ml
1滴下数	24回	—		26回		22回
包装	500本 (500本×1パック)	500本 (500本×1パック)	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)	400本 (400本×1パック)
希望販売価格	¥2,200	¥2,100	¥3,700	¥10,500	¥47,000	¥2,000
大箱包装	500本×10	500本×8	500本×8	500本×8	—	400本×10

一般的な用途



カタログNo.	335-11 未滅菌	335-1S G 滅菌 個装	335-20S G 滅菌 受返	336 未滅菌	336-1S G 滅菌 個装	336-20S G 滅菌 受返
全長		12.9cm			15.4cm	
胴径		6.6mm			6.6mm	
全容量		7.5ml			4.9ml	
1吸引量		2.8ml			1.8ml	
1滴下数		24回			24回	
包装	400本 (400本×1パック)	400本 (1本個装×400パック)	3,200本 (400本×8) (20本×20パック×8)	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)
希望販売価格	¥3,100	¥7,200	¥49,000	¥3,400	¥9,000	¥52,800
大箱包装	400本×10	400本×8	—	500本×10	500本×8	—



目盛 1.0ml
(線は0.25ml刻み)

カタログNo.	691 未滅菌	691-1S G 滅菌 個装	691-20S G 滅菌 受返	B75-100 未滅菌	212 未滅菌	212-1S G 滅菌 個装	212-20S G 滅菌 受返
全長		13.7cm		14.5cm		14.0cm	
胴径		6.1mm		2.8mm		4.7mm	
全容量		9.5ml		5.5ml		3.9ml	
1吸引量		6.2ml		2.4ml		2.1ml	
1滴下数		20回		22回		25回	
包装	250本 (250本×1/パック)	250本 (1本個装×250/パック)	3,200本 (400本×8) (20本×20/パック×8)	500本 (500本×1/パック)	500本 (500本×1/パック)	500本 (1本個装×500/パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25/パック×8)
希望販売価格	¥2,000	¥5,200	¥30,000	¥2,500	¥3,400	¥9,100	¥52,800
大箱包装	250本×10	250本×8	—	500本×10	500本×10	500本×8	—

目盛り付




カタログNo.	222 未滅菌	222-1S G 滅菌 個装	222-20S G 滅菌 受返	225 未滅菌	225-1S G 滅菌 個装	225-20S G 滅菌 受返	718 未滅菌
全長		15.5cm			15.5cm		15.2cm
胴径		4.6mm			7.9mm		2.8mm
全容量		5.8ml			7.7ml		5.8ml
1吸引量		3.5ml			3.2ml		4.3ml
1滴下数		25回			21回		20回
包装	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)	500本 (500本×1パック)
希望販売価格	¥3,400	¥11,800	¥52,800	¥3,400	¥11,300	¥52,800	¥2,500
大箱包装	500本×10	500本×8	—	500本×10	500本×8	—	500本×10


目盛り付




カタログNo.	274 未滅菌	274-1S G 滅菌 個装	274-20S G 滅菌 受返	282 未滅菌	282-1S G 滅菌 個装	282-20S G 滅菌 受返
全長		15.2cm			11.6cm	
胴径		7.1mm			3.0mm	
全容量		4.6ml			1.5ml	
1吸引量		1.8ml			0.8ml	
1滴下数		25回			22回	
包装	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)
希望販売価格	¥3,500	¥10,000	¥52,800	¥3,400	¥7,900	¥31,000
大箱包装	500本×10	500本×8	—	500本×8	500本×8	—



カタログNo.	232-11 未滅菌	232-1S G滅菌 個装	232-20S G滅菌 受返	234 未滅菌	234-1S G滅菌 個装	234-20S G滅菌 受返
全長	14.7cm			14.7cm		
胴径	4.6mm			6.1mm		
全容量	5.8ml			8.9ml		
1吸引量	3.3ml			4.8ml		
1滴下数	53回			45回		
包装	500本 (500本×1パック)	400本 (1本個装×400パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)	400本 (400本×1パック)	400本 (1本個装×400パック)	3,200本 (400本×8) (20本×20パック×8)
希望販売価格	¥6,100	¥8,700	¥67,200	¥7,100	¥11,400	¥78,000
大箱包装	500本×10	400本×8	—	400本×10	400本×8	—



カタログNo.	231 未滅菌	231-1S G滅菌 個装	231-20S G滅菌 受返	233 未滅菌	233-1S G滅菌 個装	233-20S G滅菌 受返
全長		10.4cm			15.3cm	
胴径		3.0mm			3.0mm	
全容量		1.7ml			5.4ml	
1吸引量		1.0ml			3.1ml	
1滴下数		21回			50回	
包装	400本 (400本×1パック)	400本 (1本個装×400パック)	3,200本 (400本×8) (20本×20パック×8)	250本 (250本×1パック)	400本 (1本個装×400パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)
希望販売価格	¥4,100	¥9,000	¥51,000	¥2,900	¥8,700	¥57,000
大箱包装	400本×8	400本×8	—	250本×8	400本×8	—



カタログNo.	235 未滅菌	235-1S G 滅菌 個装	235-20S G 滅菌 受返	243 未滅菌
全長		15.7cm		5.1cm
胴径		4.6mm		1.2mm
全容量		5.8ml		1.6ml
1吸引量		3.7ml		1.0ml
1滴下数		50回		34回
包装	500本 (500本×1パック)	400本 (1本個装×400パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)	500本 (500本×1パック)
希望販売価格	¥6,100	¥9,000	¥56,000	¥4,600
大箱包装	500本×10	400本×8	—	500本×8

特殊用途




カタログNo.	292 未滅菌	293 未滅菌	295 未滅菌	993 未滅菌
全長	13.1cm	13.0cm	12.4cm	13.2cm
胴径	3.8mm	3.8mm	3.6mm	5.1mm
全容量	1.0ml	1.0ml	0.8ml	7.5ml
1吸引量	0.2ml	0.2ml	0.2ml	3.3ml
1滴下数	25 μ l/1滴下量	30 μ l/1滴下量	50 μ l/1滴下量	13回
包装	500本 (500本×1パック)	500本 (500本×1パック)	500本 (500本×1パック)	450本 (450本×1パック)
希望販売価格	¥3,500	¥3,500	¥3,500	¥2,500
大箱包装	500本×8	500本×8	500本×8	450本×10

細口タイプ




カタログNo.	241 未滅菌	242 未滅菌	242-1S G滅菌 個装	242-20S G滅菌 受返
全長	6.4cm		8.5cm	
胴径	2.5mm		2.5mm	
全容量	1.3ml		4.3ml	
1吸引量	0.8ml		3.1ml	
1滴下数	26回		24回	
包装	500本 (500本×1パック)	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)
希望販売価格	¥3,400	¥4,300	¥8,900	¥38,000
大箱包装	500本×8	500本×8	500本×8	—

細口タイプ




カタログNo.	251 未滅菌	251-1S G滅菌 個装	251-20S G滅菌 受返	252 未滅菌	252-1S G滅菌 個装	252-20S G滅菌 受返
全長		15.5cm			15.5cm	
胴径		2.5mm			3.0mm	
全容量		4.5ml			15.3ml	
1吸引量		3.3ml			11.6ml	
1滴下数		26回			19回	
包装	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)	4,000本 (500本×8) (20本×25パック×8)	250本 (250本×1パック)	250本 (1本個装×250パック)	1,600本 (200本×8) (20本×10パック×8)
希望販売価格	¥3,400	¥10,000	¥52,800	¥3,000	¥6,800	¥47,000
大箱包装	500本×10	500本×8	—	250本×10	250本×8	—

細口タイプ



カタログNo.	694 未滅菌	694-1S G滅菌 個装
全長	15.5cm	
胴径	8.0mm	
全容量	6.9ml	
1吸引量	3.2ml	
1滴下数	31回	
包装	500本 (500本×1パック)	500本 (1本個装×500パック)
希望販売価格	¥2,400	¥5,600
大箱包装	500本×10	500本×8

ロングタイプ




カタログNo.	262 未滅菌	262-1S G滅菌 個装	262-20S G滅菌 受返	263 未滅菌	263-1S G滅菌 個装	263-20S G滅菌 受返
全長		22.5cm			30.0cm	
胴径		5.0mm			8.6mm	
全容量		5.6ml			24.1ml	
1吸引量		2.3ml			10.7ml	
1滴下数		25回			20回	
包装	400本 (400本×1パック)	400本 (1本個装×400パック)	3,200本 (400本×8) (20本×20パック×8)	100本 (100本×1パック)	100本 (1本個装×100パック)	800本 (100本×8) (20本×5パック×8)
希望販売価格	¥3,500	¥12,900	¥52,800	¥3,700	¥8,000	¥40,000
大箱包装	400本×10	400本×8	—	100本×10	100本×8	—


Exact Volume Pipettes

Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volume Transfer Pipettes

20 ~ 400 μ Lの正確な量を正確に分注します。

毒性の無いポリエチレンを使用しており、ピペットの表面はサンプルが吸着しにくく、貴重なサンプルを無駄にしません。液体窒素を用いた凍結が可能で、ヒートシーラーを用いて保存容器としても使用が可能です。





カタログNo.	786NL 受返	785NL 受返	930NL 受返	784NL 受返	783NL 受返
全長	7.5cm	6.5cm	5.9cm	5.9cm	5.3cm
胴径	2.5mm	2.5mm	2.5mm	2.3mm	2.0mm
全容量	80μl	60μl	50μl	40μl	20μl
包装	5,000本 (500本×10)	5,000本 (500本×10)	5,000本 (500本×10)	5,000本 (500本×10)	5,000本 (500本×10)
希望販売価格	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥25,000	¥25,000
大箱包装	—	—	—	—	—

ご希望のサンプル、サンプルご依頼の理由に ☒ を入れ下記施設名、お名前等をご記入いただき当社までFAXしてください。

※ サンプルはお一人様原則5種類までとさせていただきます。 ※ サンプルはご依頼から数日以内に、送らせていただきます。
※ P.18～19記載商品のサンプルについてはお問い合わせ下さい。

サンプル単位	サンプル単位		サンプル単位		サンプル単位		サンプル単位	
一般的な用途用	☐ 336-1S 5本	☐ 274-1S 5本	☐ 235-1S 5本	☐ 252 5本	☐ 252-1S 5本	☐ 694 5本	☐ 694-1S 5本	※ -20S (20 本単位減菌) シリーズのサンプルは、-1S (個装減菌) シリーズをお送りします。
☐ 202 5本	☐ 691 5本	☐ 282 5本	☐ 243 5本	特殊用途用	☐ 292 5本	ロングタイプ	☐ 262 5本	
☐ 202-1S 5本	☐ 691-1S 5本	☐ 282-1S 5本	☐ 293 5本		☐ 295 5本		☐ 262-1S 5本	
☐ 204 5本	☐ B75-100 5本	クリア	☐ 993 5本		☐ 263 5本			
☐ 204-1S 5本	目盛付	☐ 232-11 5本	細口タイプ	☐ 241 5本	☐ 263-1S 5本			
☐ 325-11 5本	☐ 212 5本	☐ 232-1S 5本		☐ 242 5本				
☐ 281NL 5本	☐ 212-1S 5本	☐ 234 5本		☐ 242-1S 5本				
☐ 273 5本	☐ 222 5本	☐ 234-1S 5本	☐ 251 5本					
☐ 273-1S 5本	☐ 222-1S 5本	☐ 231 5本	☐ 251-1S 5本					
☐ 334-11 5本	☐ 225 5本	☐ 231-1S 5本						
☐ 335-11 5本	☐ 225-1S 5本	☐ 233 5本						
☐ 335-1S 5本	☐ 718 5本	☐ 233-1S 5本						
☐ 336 5本	☐ 274 5本	☐ 235 5本						

サンプルご依頼の理由

☐ 新規使用予定 (使用予定数量: 約 箱 / 月)

☐ 現在ご使用商品との比較 (ご使用メーカー: カタログ No.: 使用数量: 箱 / 月)

☐ 形状確認 (のため)

☐ その他 ()

サンプルご使用の感想

カタログ No. / 商品名

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想:

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想:

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想:

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想:

・ ☐ 良 ☐ 悪 ご感想:

☐ 今後購入する ☐ 購入を検討 ☐ 購入しない (理由:)

※ サンプルは原則直接にてお送りいたします。販売店経由でのサンプル納品を希望される場合は、右記に ☒ を記入してください。
下記太枠内は記入もれのないようお願いいたします。

会社名 / 機関名 / 施設名:	部署名 / 学部名 / 室名:
課名 / 科名 / グループ名:	お名前:
ご住所: 〒	
TEL No.:	FAX No.:
E-mail: @	
☐ BM 会員希望 (希望される場合の会員パスワード:) *BM会員とは当社新商品や各種サービスの情報をいち早くお知らせするための e-mail 送信用会員です。登録料金、年会費等は一切かかりません。	
お取扱い販売店名:	営業所:
ご担当者名:	TEL No.:

<個人情報の利用目的・取扱いについて>
当社は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、当社または当社グループ会社が行う事業に関するご案内・ご提案、契約の締結・履行、アフターサービスの実施、お客さまへの連絡・通信、新しい商品・サービスの開発、およびお客さまに有益と思われる情報の提供などのために、お客さまの個人情報を利用させていただきます。お客さまの同意なしに、第三者（業務委託先を除く）に開示、提供、販売することはありません。業務委託先にお客さまの個人情報を業務上委託する場合、当社は、委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶなど、適切な監督を行います。
※ ご不明な点等ございましたら、当社営業部 (TEL: 03-6666-5903)、営業推進部 (TEL: 03-6666-5904) までお問い合わせ下さい。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2018年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

2018 トランスファーピペットカタログ 正誤表

[＜お詫び＞](#)

2018 トランスファーピペットカタログに訂正がございます。ここにお詫びし、訂正させていただきます。

訂正日	冊子記載ページ	カタログNo.	訂正箇所	誤	正
2019.1.25	15	252-1S	個包装形態	ピールオフ包装	→ 袋状
2019.1.25	17	262-1S、263-1S		ピールオフ包装	→ 袋状