

天然ラテックスグローブ

BM touch

天然ゴム

Powder
Free

STERILE



優れた柔軟性

特長と利点

BM touch

- ガンマ線滅菌済み（1 双パック）
- ペアタイプ（左右別）
- 環境にやさしい天然ラテックス
- ビードカフでスムーズな装着
- 快適なフィット感で優れた操作性
- 外側全面エンボス加工
- ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- 安心の二重包装

規格

BM touch

Length(mm)	280
Finger(mm)	0.26
Palm(mm)	0.22
Cuff(mm)	0.19



左右別のペアタイプ

カタログ No.	サイズ	包装	希望販売価格	大箱包装
BMXTGV0001	6.0	100 枚 (1 双個装 x50 パック)	¥ 3,100	100 枚 x8
BMXTGV0002	6.5	100 枚 (1 双個装 x50 パック)	¥ 3,100	100 枚 x8
BMXTGV0003	7.0	100 枚 (1 双個装 x50 パック)	¥ 3,100	100 枚 x8
BMXTGV0004	7.5	100 枚 (1 双個装 x50 パック)	¥ 3,100	100 枚 x8
BMXTGV0005	8.0	100 枚 (1 双個装 x50 パック)	¥ 3,100	100 枚 x8
BMXTGV0006	9.0	100 枚 (1 双個装 x50 パック)	¥ 3,100	100 枚 x8

BM touch

品質基準

BM touch

- ASTM D3577 および EN455 規格に準拠
- QSR (GMP)、ISO 9001 : 2015 および ISO 13485 : 2016 による品質管理システム
- ガンマ線滅菌
- 無菌性試験済み

ご注意

天然ゴム製グローブのご使用により、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

手のひらサイズ (mm)

BM touch



◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。

実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。

記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2020年1月6日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。

記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。

- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。