

高耐熱

高耐久

高透明性

特徴

- 材質はポリプロピレン製で耐熱性は抜群
- 耐熱性は 132℃まで使用可能
- 透明性と耐久性が高いのでより破れづらい
- 付属の結束バンドで溶け出したアガロースも漏らしません。
- 滅菌テープも付属しており、滅菌条件に到達したかの確認が可能
- 4種類のサイズがら選べます。
- 使いやすい専用スタンドもラインナップ

オートクレーブ廃棄用バック

Sunbag

サンバッグ



SB001 と SB005



SB004 と SB006

カタログ No.	商品名	規格	包装	希望販売価格
SB001	サンバッグ SS	250x370mm	100 枚 (100 枚 x1 パック)	¥3,800
SB002	サンバッグ S	305x660mm	100 枚 (100 枚 x1 パック)	¥5,500
SB003	サンバッグ M	405x660mm	100 枚 (100 枚 x1 パック)	¥10,000
SB004	サンバッグ L	610x810mm	100 枚 (100 枚 x1 パック)	¥14,000
構成：サンバッグ 100 枚、結束バンド 100 本、滅菌テープ 1 巻 注：サンバッグ SS には、結束バンドと滅菌テープは付属しません。				
サンバッグ専用スタンド				
SB005	サンバッグ SS 用スタンド		1 式	¥4,800
SB006	サンバッグ用スタンド (L 用)		1 式	¥17,000
SB007	S,M 用スタンドアダプター		1 式	¥8,500

注：SB007 を使用するには SB006 が必要になります。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は 2020 年 10 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店