

## コンパクト多目的インキュベーター CULTURA® M

少数検体の細菌培養等に最適



- ◆ 小型・軽量：持ち運び可能で、置き場所を選びません。
- ◆ 温度設定25～45℃：微生物培養や化学反応など多目的に使用可能
- ◆ 透明なドア：ドアが透明なので、いつでもドアを開けずに内部観察が可能
- ◆ 縦置きも可能

設定温度範囲	25～45℃
温度精度	±1℃
材質	ABS (本体) / PC (ドア)
庫内寸法 (W×D×H)	220×150×120mm
本体寸法 (W×D×H)	310×168×155mm
重量	1.1kg
電源	100VAC、50/60Hz
消費電力 (最大)	30W

### ■ 構成

- 本体
- 棚板 (ディッシュ用)
- マルチラック (チューブ用)
- サーモメーター
- 電源ケーブル
- マニュアル
- 保証書

最新情報は  
こちらに



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
132754	CULTURA® M コンパクト多目的インキュベーター	1式	¥88,000

### ◆ お願いおよび注意事項 ◆

- 希望販売価格… 希望販売価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2023年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店