



GeneX

シングルチャンネルピペット マルチチャンネルピペット (マニュアル)

特徴

- ◆快適なピペティング（エルゴノミックデザイン）
- ◆高精度、軽量、高耐久
- ◆イジェクターの着脱が容易
- ◆ピペットヘッドは 360°回転可能
- ◆多様なチップに対応



点検・校正の
ご依頼はこちら

品番	チャンネル	容量範囲	容量	正確度	精度 / 再現性	適合チップ
GX-2.5	1-ch	0.1-2.5μL	2.5μL	±2.50%	2.00%	10μL
			1.25μL	±3.00%	3.00%	
			0.25μL	±12.00%	6.00%	
GX-10	1-ch	0.5-10μL	10μL	±1.00%	0.80%	10μL
			5μL	±1.50%	1.50%	
			1μL	±2.50%	1.50%	
GX-20	1-ch	2-20μL	20μL	±0.90%	0.40%	200μL
			10μL	±1.20%	1.00%	
			2μL	±3.00%	2.00%	
GX-200	1-ch	20-200μL	200μL	±0.60%	0.20%	200μL & 300μL
			100μL	±0.80%	0.30%	
			20μL	±2.50%	0.80%	
GX-1000	1-ch	100-1000μL	1000μL	±0.60%	0.20%	1000μL
			500μL	±0.70%	0.25%	
			100μL	±2.00%	0.70%	
GX-8-10	8-ch	0.5-10μL	10μL	±1.50%	1.50%	10μL
			5μL	±2.50%	2.50%	
			1μL	±4.00%	4.00%	
GX-8-300	8-ch	50-300μL	300μL	±0.70%	0.25%	200μL* & 300μL
			150μL	±1.00%	0.50%	
			50μL	±1.50%	0.80%	
GX-8-1000	8-ch	100-1000μL	1000μL	±0.60%	0.20%	1000μL
			500μL	±0.70%	0.25%	
			100μL	±2.00%	0.70%	

*200μL チップをご使用の際はピペットへの吸い込みにご注意ください。

1年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
● シングルチャンネル			
GX-2.5	GeneX シングルチャンネルピペット 0.1-2.5μL	1 式	¥9,800
GX-10	GeneX シングルチャンネルピペット 0.5-10μL	1 式	¥9,800
GX-20	GeneX シングルチャンネルピペット 2-20μL	1 式	¥9,800
GX-200	GeneX シングルチャンネルピペット 20-200μL	1 式	¥9,800
GX-1000	GeneX シングルチャンネルピペット 100-1000μL	1 式	¥9,800
● マルチチャンネル			
GX-8-10	GeneX 8-ch マルチチャンネルピペット 0.5-10μL	1 式	¥42,800
GX-8-300	GeneX 8-ch マルチチャンネルピペット 50-300μL	1 式	¥42,800
GX-8-1000	GeneX 8-ch マルチチャンネルピペット 100-1000μL	1 式	¥42,800

構成：本体、マニュアル、保証書

注意：オートクレーブ不可。パーツ・消耗品の販売はございません。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年9月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店