



BMBio
ST (Standard & Stable)

BMBio ミニサーマルサイクラー EL

32×0.2ml グラジエント機能付き

BMBio ミニサーマルサイクラー EL は非常にコンパクトな32ウェルタイプのグラジエント付サーマルサイクラーです。小さいながらも、高性能・ロングライフのペルチェを搭載し、ランピングレートは最大5°C/s、最大可能サイクル数100と大変パワフルです。

また、グラジエント機能、大容量ストレージ、カラータッチスクリーンを備え、フルサイズのサーマルサイクラーにも引けを取らず、本格的なテストを大変お気軽に開始頂けます。

- ◆ 高性能なロングライフペルチェを搭載
- ◆ 熱伝導性の高いアルミニウム製ブロック（腐食防止処理済み）を使用
- ◆ スケーラブルリッドは様々なチューブの高さに対応可能
- ◆ 5インチのTFTカラータッチディスプレイで、設定は簡単
- ◆ 11種類の標準プログラムテンプレートによりお手軽にPCR開始可能
- ◆ フォルダ階層は自由に構成可能。
- ◆ 実行プログラムの経過をリアルタイム表示。
- ◆ ワンクリックインキュベーション機能搭載
- ◆ 電源が切れた場合は、回復後に自動的に再開
- ◆ USBコネクタ搭載で外部ストレージやマウスを使用可能
- ◆ ソフトウェア更新可能



最新情報は
こちらに



BMBio ビーエム機器株式会社

BMBio ミニサーマルサイクラー EL

サンプル数	32×0.2ml
温度選定範囲	4～100℃
加熱速度（最大）	5℃/s
冷却速度（最大）	4℃/s
温度均一性	±0.2℃
温度精度	±0.2℃
設定温度	0.1℃刻み
温度制御モード	BlockまたはTube
速度調節範囲	0.1～5℃
グラジエント設定温度	30～100℃
グラジエント温度幅	1～30℃
リッド温度設定範囲	30～110℃
保存可能なプログラム数	10000 + (USB FLASH)

最大ステップ数	30
最大サイクル数	100
ステップ時間の増減設定範囲	1秒～600秒
ステップ温度の増減設定範囲	0.1～10.0℃
一時停止機能	あり
自動データ保護機能	あり
4℃でのホールド時間	無限
ディスプレイ	5インチ, 800×480ピクセル
外部接続	USB2.0
サイズ (W×D×H)	190×267×115mm
重量	2.6kg
電源	85～264 VAC, 47～63 Hz, 600 W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
BMSHBG0005	BMBio ミニサーマルサイクラー EL 32x0.2ml グラジエント機能付き 	1式	¥360,000

■ 構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

※ ヒートリッド健全維持の為に空チューブの状態は避け、各コーナーに等にチューブを挿入してからヒートリッドを閉じて頂けますようお願い致します。



◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2025年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio  **ビーエム機器株式会社**
〒135-0016 東京都東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について

TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907

商品の在庫・ご注文について

TEL: 03-6666-5902/FAX: 03-5677-4081

■ 代理店