



小型汎用機器カタログ



目次

シェーカー

3D シェーカー	3
オービタルシェーカー	4-5
レシプロ（リニア）シェーカー	6
ロッキングシェーカー	7

ローラーミキサー・ローテーター

ローラーミキサー	8
旋回ローテーター・旋回ミキサー	9-10

ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー	11
------------	----

マグネチックスターラー

マグネチックスターラー	12-13
マルチポジションマグネチックスターラー	14

ウォーターバス

スタンダードウォーターバス	15
スターラー内蔵ウォーターバス	16
マルチウォーターバス	17-18

リキッドハンドリング

電動ピペッター	19
アスピレーター	20-21
ボトルトップディスペンサー	22-23

3D シェーカー SK-3D



コンパクトサイズ 3D シェーカー

- ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- スリッレスシリコントレイの採用により様々な実験用容器の安定したミキシングを実現
使用例：ディッシュ、プレート、遠心管、フラスコ、ビーカー等
- コンパクトサイズなので冷蔵庫やインキュベーター（CO₂ インキュベーターを除く）内での使用が可能
- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定

仕様

傾斜角	10°
最大積載重量	0.8kg
スピード設定範囲	10 ～ 80RPM
トレイサイズ	184x184mm
スピード設定刻み	1RPM
タイマー設定範囲	1 分～ 8 時間
サイズ（WxDxH）	184x184x130mm
重量	2.8kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	10W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL23610	SK-3D 3D シェーカー		1 式	¥57,300

構成：本体、トレイ、マット、AC アダプター、マニュアル、保証書

オービタルシェーカー SK-20 シリーズ



SK-20



SK-20PRO

コンパクトオービタルシェーカー

- ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- フラットトレイの採用により、ディッシュやプレートのミキシングに最適 (SK-20)
- ユニバーサルトレイの採用によりフラスコ等の安定したミキシングが可能 (SK-20PRO)
- コンパクトサイズなので冷蔵庫やインキュベーター (CO₂ インキュベーターを除く) 内での使用が可能
- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定



仕様

モデル	SK-20	SK-20PRO
トレイタイプ	フラットトレイ	ユニバーサルトレイ
トレイサイズ	200x200mm	
回転径 (直径)	20mm	
最大積載重量	1.2kg	2kg
スピード設定範囲	40 ~ 200RPM	
タイマー設定範囲	1 分 ~ 24 時間 / 連続	
サイズ (WxDxH)	220x230x95mm	220x235x120mm
重量	3.5kg	
電源	100-240V、50/60Hz、20W	


カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL23611	SK-20 オービタルシェーカー		1 式	¥36,400
JOL23611-3	SK-20PRO オービタルシェーカー		1 式	¥46,100

構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

オービタルシェーカー OS シリーズ



OS-20F



OS-20PRO



OS-40F



OS-40Max

汎用性の高いオービタルシェーカー

- ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- フラットトレイの採用により、ディッシュやプレートのミキシングに最適 (OS-20F、OS-40F)
- ユニバーサルトレイの採用によりフラスコ等の安定したミキシングが可能 (OS-20PRO、OS-40Max)
- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定



仕様

モデル	OS-20F	OS-20PRO	OS-40F	OS-40Max
トレイタイプ	フラットトレイ	ユニバーサルトレイ	フラットトレイ	ユニバーサルトレイ
トレイサイズ	250x250mm		320x320mm	
回転径（直径）	20mm			
最大積載重量	2kg	3kg	5kg	2kg
スピード設定範囲	40 ～ 200RPM			
タイマー設定範囲	1 分～ 23 時間 59 分 / 連続			
サイズ（WxDxH）	220x235x95mm	220x235x135mm	330x435x140mm	330x435x165mm
重量	3.65kg	4.85kg	3.75kg	8.1kg
電源	100-240V、50/60Hz、30W		100-240V、50/60Hz、40W	

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL23612-1	OS-20F オービタルシェーカー		1 式	¥51,800
JOL23612	OS-20PRO オービタルシェーカー		1 式	¥62,400
JOL23612-3	OS-40F オービタルシェーカー		1 式	¥83,400
JOL23613	OS-40Max オービタルシェーカー		1 式	¥104,000

構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

レシプロ（リニア）シェーカー LS シリーズ



LS-40F



LS-40Max

汎用性の高いレシプロシェーカー

- ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- フラットトレイの採用により、ディッシュやプレートのミキシングに最適 (LS-40F)
- ユニバーサルトレイの採用によりフラスコ等の安定したミキシングが可能 (LS-40Max)
- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定



仕様

モデル	LS-40F	LS-40Max
トレイタイプ	フラットトレイ	ユニバーサルトレイ
トレイサイズ	320x320mm	
最大積載重量	3kg	5kg
スピード設定範囲	40 ～ 200RPM	
タイマー設定範囲	1 分～ 23 時間 59 分 / 連続	
サイズ (WxDxH)	330x435x140mm	330x435x165mm
重量	4kg	8.1kg
電源	100-240V、50/60Hz、45W	

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL23612-4	LS-40F リニアシェーカー		1 式	¥83,400
JOL23614	LS-40Max リニアシェーカー		1 式	¥104,000

構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ロッキングシェーカー RS-20PRO



コンパクトなシーソー式シェーカー

- ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現
- スリプレスシリコントレイの採用によりディッシュやプレートのミキシングに最適
- コンパクトサイズなので冷蔵庫やインキュベーター（CO₂ インキュベーターを除く）内での使用が可能
- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定




仕様

傾斜角	7°
最大積載重量	2kg
スピード設定範囲	10 ～ 80RPM
トレイサイズ	250x250mm
タイマー設定範囲	1 分～ 24 時間
サイズ (WxDxH)	260x355x135mm
重量	2.8kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	25W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL23612-2	RS-20PRO ロッキングシェーカー		1 式	¥93,400

構成：本体、トレイ、マット、AC アダプター、マニュアル、保証書

ローラーミキサー RM シリーズ



RM-4Max

RM-6H/RM-6PRO

RM-8H/RM-8PRO

スタンダードローラーミキサー RM-6H/RM-8H/RM-4Max

- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- アンチロック機構によりスムーズな回転
- シリコンローラー採用でスリップ・ノイズを低減

ロッキングローラーミキサー RM-6PRO/RM-8PRO

- ロッキングしながら水平回転
- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- アンチロック機構によりスムーズな回転
- シリコンローラー採用でスリップ・ノイズを低減

仕様

モデル	RM-6H	RM-6PRO	RM-8H	RM-8PRO	RM-4Max
ローラー数	6		8		4
スピード設定範囲	20 ～ 80RPM				
傾斜角度	－	3.5°	－	3.5°	－
最大積載重量	50mL 遠心管 x10 (0.5kg)		50mL 遠心管 x14 (0.7kg)		1L 試薬ボトル x2 (2kg)
タイマー設定範囲	1 分 ～ 23 時間 59 分				
サイズ (WxDxH)	440x255x105mm	430x320x100mm	330x435x140mm	330x435x165mm	440x255x105mm
重量	4kg	5kg	7kg		5kg
電源	100-240V、50/60Hz、25W				

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL21900-2	RM-6H ローラーミキサー		1 式	¥51,800
JOL21900-1	RM-6PRO ローラーミキサー		1 式	¥56,800
JOL21901-2	RM-8H ローラーミキサー		1 式	¥72,700
JOL21901-1	RM-8PRO ローラーミキサー		1 式	¥77,700
JOL21901-3	RM-4Max ローラーミキサー		1 式	¥78,200


構成：本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

巡回ローテーター RMO-80PRO



様々なチューブに対応するローテーター

- 360°巡回ミキシング
- グリッ交換により様々なチューブに対応
- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現



傾斜角は 40 ~ 80°に調整可能

仕様

傾斜角	40 ~ 80°
スピード設定範囲	20 ~ 80RPM
対応チューブ	50mL 遠心管 x8 15mL 遠心管 x16 1.5/2.0mL チューブ x24
タイマー設定範囲	1 分 ~ 23 時間 59 分
サイズ (WxDxH)	230x180x265mm
重量	2.8kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	25W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
JOL21902-2	RMO-80PRO ローテーター	1 式	¥51,800

構成：本体、回転盤、スクリーナット、グリッ（50mL 遠心管用 8 個、15mL 遠心管用 16 個、1.5/2.0mL チューブ用 24 個）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
JOL21902-CLIP	RMO-80PRO 用グリッ	1 セット *	¥3,600

*50mL 遠心管用 8 個、15mL 遠心管用 16 個、1.5/2.0mL チューブ用 24 個

旋回ミキサー RML-80PRO



様々なチューブに対応するロッキングローテーター

- ロッキング機能内蔵
- モジュール交換により様々なチューブに対応
- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定
- ブラシレスモーターの採用により、長寿命かつ高い静粛性を実現

【オプションモジュール】

RML801		50mL 遠心管 x12
RML802		15mL 遠心管 x23
RML803		1.5mL/2mL チューブ x28
RML804		15mL 遠心管 x16 (横置き)
RML805		50mL 遠心管 x12 (横置き)


仕様

スピード設定範囲	20 ~ 80RPM
対応チューブ	標準モジュール 50mL 遠心管 x4 15mL 遠心管 x10 1.5/2.0mL チューブ x8
タイマー設定範囲	1 分 ~ 23 時間 59 分
サイズ (WxDxH)	425x100x125mm
重量	3kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	25W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL21903-2	RML-80PRO 旋回ミキサー		1 式	¥51,800
JOL21904-1	RML801 モジュール		1 枚	¥10,400
JOL21904-2	RML802 モジュール		1 枚	¥10,400
JOL21904-3	RML803 モジュール		1 枚	¥10,400
JOL21904-4	RML804 モジュール		1 枚	¥10,400
JOL21904-5	RML805 モジュール		1 枚	¥10,400

構成：本体、標準モジュール、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ボルテックスミキサー VM-500PRO



様々な容器に対応可能なボルテックスミキサー

- 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- 重心の低いボディーで安定した操作性
- 連続的なスピード調整、タッチセンサー内蔵
- 多彩なモジュールで様々な容器に対応
- 簡便なモジュール交換
- LCD インジケーターとタッチキーの採用により簡単設定

仕様

回転径（直径）	4.5mm
スピード設定 *	タッチセンサー：0 ～ 3000RPM 連続運転時：100 ～ 3000RPM
タイマー設定	1 分～ 8 時間
サイズ（WxDxH）	275x200x135mm
重量	3 kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	20W

【オプションモジュール】

VM501		各種遠心管
VM502		フラスコ等
VM503		12mm 径チューブ x21
VM504		5/15mL 遠心管 x12
VM505		5/15mL 遠心管 x5 50mL 遠心管 x4
VM506		0.2mL PCR チューブ x96 PCR プレート x1
VM507		0.5mL チューブ x20 1.5/2mL チューブ x30
VM508		カルチャープレート x1

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL21094	VM-500PRO ボルテックスミキサー		1 式	¥52,100
JOL2108401	VM-500PRO ボルテックスミキサー フルセット		1 式	¥61,600
JOL2108402	VM501 モジュール		1 個 (1 個 x1 パック)	¥2,100
JOL2108403	VM502 モジュール		1 個 (1 個 x1 パック)	¥2,100
JOL2108404	VM503 モジュール		1 個 (1 個 x1 パック)	¥3,600
JOL2108405	VM504 モジュール		1 個 (1 個 x1 パック)	¥4,200
JOL2108406	VM505 モジュール		1 個 (1 個 x1 パック)	¥4,200
JOL2108407	VM506 モジュール		1 個 (1 個 x1 パック)	¥4,200
JOL2108408	VM507 モジュール		1 個 (1 個 x1 パック)	¥4,200
JOL2108409	VM508 モジュール		1 個 (1 個 x1 パック)	¥2,100

構成：JOL21094：本体、モジュール（VM501、VM502）、AC アダプター、マニュアル、保証書

JOL2108401：本体、モジュール（VM501、VM502、VM503、VM505、VM506、VM507、VM508）、AC アダプター、マニュアル、保証書

コンパクトマグネチックスターラー MS5S



コンパクトなマグネチックスターラー

- 小型ながらパワフル（最大 2L）
- 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- 広い回転スピードレンジで、無段階調節可能
- LCD インジケーター内蔵

仕様

上面プレートサイズ	Φ 135mm
最大攪拌容量（水）	2L
スピード設定範囲	200 ～ 2000RPM
推奨スターラーバー	20 ～ 30mm
サイズ（WxDxH）	160x168x47mm
重量	0.46kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	5W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL20151	MS5S マグネチックスターラー		1 式	¥15,600

構成：本体、スターラーバー、AC アダプター、マニュアル、保証書

マグネチックスターラー MS シリーズ



大容量の攪拌が可能なマグネチックスターラー

- 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- タイマー設定可能
- 反転機能内蔵
- LCD インジケーター内蔵

仕様

モデル	MS5L	MS10L	MS15L	MS30L	MS50L
上部プレートサイズ	180x180mm	220x220mm		260x260mm	330x330mm
最大攪拌容量（水）	2L	10L	15L	30L	50L
スピード設定範囲	20 ～ 1500RPM			50 ～ 1300RPM	50 ～ 1100RPM
タイマー設定範囲	1 分 ～ 23 時間 59 分				
推奨スターラーバー	40mm	50nn	60mm	80mm	100mm
サイズ（WxDxH）	180x280x65mm	220x315x65mm		280x350x82mm	330x435x85mm
重量	3kg			5kg	
電源	100-240V、50/60Hz				
消費電力	10W	20W		30W	50W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL20130	MS5L マグネティックスターラー		1 式	¥31,200
JOL20123	MS10L マグネティックスターラー		1 式	¥41,500
JOL20124	MS15L マグネティックスターラー		1 式	¥41,900
JOL20125	MS30L マグネティックスターラー		1 式	¥73,200
JOL20126	MS50L マグネティックスターラー		1 式	¥83,500

構成：本体、スターラーバー、電源ケーブル、マニュアル、保証書

マルチポジションマグネチックスターラー MMS シリーズ



MMS4Max



MMS4PRO



MMS6PRO



MMS9PRO



MMS15Max

独立制御が可能なマルチポジションマグネチックスターラー

- 各ポジションが独立制御が可能（同一条件での一括設定も可能）
- 丈夫で強力なブラシレスモーター採用
- タイマー設定可能
- LCD インジケーター内蔵



仕様

モデル	MMS4Max	MMS4PRO	MMS6PRO	MMS9PRO	MMS15Max
ポジション数	4		6	9	15
ポジションサイズ	120x120mm	110x110mm			
最大攪拌容量（水）	1L	500mL			250mLx15 または 500mLx8
スピード設定範囲	20 ～ 1500RPM			50 ～ 1300RPM	50 ～ 1100RPM
タイマー設定範囲	1 分～ 19 時間				
推奨スターラーバー	30mm				
サイズ（WxDxH）	240x380x56mm	225x305x65mm	225x415x65mm	330x435x85mm	330x576x63mm
重量	3.5kg	3kg	4kg	9kg	8.5kg
電源	100-240V、50/60Hz				
消費電力	40W		60W	90W	150W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL20120-1	MMS4Max マグネチックスターラー		1 式	¥66,700
JOL21120	MMS4PRO マグネチックスターラー		1 式	¥53,100
JOL20121	MMS6PRO マグネチックスターラー		1 式	¥78,000
JOL20122	MMS9PRO マグネチックスターラー		1 式	¥105,000
JOL20135	MMS15Max マグネチックスターラー		1 式	¥125,000

構成：本体、スターラーバー、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ウォーターバス WB シリーズ

HOT
100℃



WB-2S



WB-6S

安全機能が搭載されたスタンダードウォーターバス

- 錆びにくいステンレス製水槽
- タイマー機能内蔵
- 空焚き防止機能内蔵
- ヒーターを内蔵することで安全性を向上



ヒータ内蔵タイプで熱源が露出していないので安全

仕様

モデル	WB-2S	WB-6S
水槽サイズ	Φ 150x105mm (2L)	200x200x130mm (4L)
温度設定範囲	室温～100℃	室温 +5℃～100℃
温度表示精度	0.1℃	
温度安定性	± 1℃	
タイマー設定範囲	1 分～ 24 時間	1 分～ 23 時間 59 分
サイズ (WxDxH)	190x190x260mm	260x265x325mm
重量	1.5kg	4.5kg
電源	100-240V、50/60Hz、300W	100-240V、50/60Hz、800W

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
JOL20304-2	WB-2S ウォーターバス	1 式	¥12,500
JOL20304	WB-6S ウォーターバス	1 式	¥38,500

構成：本体、電源ケーブル、透明カバー、カバー用ハンドル、ネジ、ドライバー、底じきネット、マニュアル、保証書

スターラー内蔵ウォーターバス WBS-6PRO

HOT
100℃



ヒーター内蔵タイプで熱源が露出していないので安全

マグネチックスターラー内蔵ウォーターバス

- マグネチックスターラー内蔵
- 錆びにくいステンレス製水槽
- タイマー機能内蔵
- 空焚き防止機能内蔵
- ヒーターを内蔵することで安全性を向上

仕様

水槽サイズ	200x200x130mm
温度設定範囲	室温 +5℃～ 100℃
温度表示精度	0.1℃
温度安定性	± 1℃
スピード設定範囲	100 ～ 1200RPM
タイマー設定範囲	1 分～ 23 時間 59 分
サイズ (WxDxH)	260x260x325mm
重量	4.5kg
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	800W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL20304-1	WBS-6PRO ウォーターバス		1 式	¥52,500

構成：本体、電源ケーブル、透明カバー、カバー用ハンドル、ネジ、ドライバー、底じきネット、スターラーバー、マニュアル、保証書

マルチウォーターバス WB100 シリーズ

HOT
99.9℃



WB100-1/WB100-1F



WB100-2/WB100-2F



WB100-4/WB100-4F



WB100-6/WB100-6F



WB100-8F

開口部の調整が可能なマルチウォーターバス

- 錆びにくく継ぎ目のないステンレス製水槽槽
- リングキャップにより開口部径の調節が可能
- 空焚き防止機能（WB100-1F/2F/4F/6F/8F）
- 液体が付着しにくい表面エンボス加工
- ドレインポート装備



PP 製リングキャップで開口部の径を調節可能

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL20300	WB100-1 ウォーターバス	1年保証	1 式	¥14,900
JOL20300-1	WB100-1F ウォーターバス	1年保証	1 式	¥18,100
JOL20301	WB100-2 ウォーターバス	1年保証	1 式	¥15,900
JOL20301-1	WB100-2F ウォーターバス	1年保証	1 式	¥20,200
JOL20302	WB100-4 ウォーターバス	1年保証	1 式	¥21,500
JOL20302-1	WB100-4F ウォーターバス	1年保証	1 式	¥25,900
JOL20303	WB100-6 ウォーターバス	1年保証	1 式	¥28,000
JOL20303-1	WB100-6F ウォーターバス	1年保証	1 式	¥32,400
JOL20305	WB100-8F ウォーターバス	1年保証	1 式	¥41,100

構成：本体、電源ケーブル、PP リングキャップ、ステンレスキャリア、ステンレスカバー、マニュアル、保証書

マルチウォーターバス WB100 シリーズ

HOT
99.9℃

仕様

モデル	WB100-1	WB100-1F	WB100-2	WB100-2F
水槽サイズ	160x160x130mm（3L）		150x300x140mm（6L）	
ポート数	1		2	
温度設定範囲	室温～99.9℃			
温度表示精度	0.1℃			
空焚き防止機能	なし	あり	なし	あり
サイズ（WxDxH）	250x250x250mm		400x250x250mm	
重量	5kg		7kg	
電源	100-240V、50/60Hz、300W		100-240、50/60Hz、600W	

モデル	WB100-4	WB100-4F	WB100-6	WB100-6F
水槽サイズ	300x300x140mm（12L）		450x250x250mm（18L）	
ポート数	4		6	
温度設定範囲	室温～99.9℃			
温度表示精度	0.1℃			
空焚き防止機能	なし	あり	なし	あり
サイズ（WxDxH）	400x400x250mm		560x400x250mm	
重量	8kg		11.5kg	
電源	100-240V、50/60Hz、800W		100-240V、50/60Hz、1200W	

モデル	WB100-8F
水槽サイズ	620x300x140mm (24L)
ポート数	8
温度設定範囲	室温～99.9℃
温度表示精度	0.1℃
空焚き防止機能	あり
サイズ (WxDxH)	700x400x250mm
重量	15kg
電源	100-240V、50/60Hz、1500W

電動ピペッター EP100PRO



軽量で使いやすい電動ピペットコントローラー

- 軽量：180g
- 1 ～ 100mL ピペット（プラスチック、ガラス）に対応
- フル充電で 8 時間連続使用が可能
- テーブルトップスタンド標準付属



仕様

吸引容量範囲	0.1 ～ 100mL
吸引スピード	5 秒以下（25mL）
温吸引スピード設定	6 段階
排出モード	重力排出 / 強制排出
フィルター	45μm 疎水性メンブレン
タイマー設定範囲	1 分～ 23 時間 59 分
重量	180g
電源	100-240V、50/60Hz
消費電力	10W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL21008-1	EP100PRO 電動ピペッター スタンド付		1 式	¥26,100
JOL21008-HOL	EP100PRO 用ピペットホルダー		1 個	¥720
JOL21008-NC	EP100PRO 用ノーズコーン		1 個	¥720
JOL21008-FIL	EP100PRO 用エアフィルター		5 個 (1 個 x5 パック)	¥1,800

構成：本体、AC アダプター、エアフィルター、スタンド、マニュアル、保証書

アスピレーター VP-6PRO



8 連ノズル標準付属

小型軽量アスピレーションシステム

- オーバーフロー防止液面センサー内蔵
- 吸引速度の調整（9 段階）が可能：最大 1.6L/ 分
- 小型軽量で静か
- オートクレーブ可能（本体を除く）

仕様

廃液ボトル容量	1L
吸引スピード（水）	1.6L/ 分（最大）
真空ポンプ性能（空気）	6L/ 分
真空到達度	0.06MPa
スピード設定	9 段階
サイズ（WxDxH）	150x150x260mm
重量	780g
電源	100-220V、50/60Hz
消費電力	10W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL22923	VP-6PRO アスピレーター		1 式	¥51,800
JOL22923-8PIN	VP-6PRO 用 8 連ノズル		1 個	¥10,800
JOL22923-SC	VP-6PRO 用コネクター（200uL チップ用）		1 個	¥5,400
JOL22923-BOT	VP-6PRO 用廃液ボトル		1 本	¥7,200
JOL22923-FIL	VP-6PRO 用エアフィルター		5 個（1 個 x5 パック）	¥1,800

構成：本体、廃液ボトル、AC アダプター、コネクター（200μL チップ用）、8 連ノズル、ホルダー、エアフィルター、チューブ、マニュアル、保証書

ボトルトップフィルター用バキュームポンプ VP-6L



(注) ボトルトップフィルターは、商品構成に含まれません。

ボトルトップフィルター用バキュームポンプ

- ボトル径最大 93mm のボトルトップフィルターに対応
(93mm を超える場合は本体の外に置いて使用してください)
- 吸引速度の調整 (9 段階) が可能 : 1.6 ~ 6L/ 分
- 小型軽量で静か



仕様

真空ポンプ性能 (空気)	6L/ 分 (最大)
真空到達度	0.06MPa
スピード設定	9 段階
サイズ (WxDxH)	150x150x110mm
重量	600g
電源	100-220V、50/60Hz
消費電力	10W

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL22924	VP-6L バキュームポンプ ボトルトップフィルター用		1 式	¥36,500
JOL20924-FIL	VP-6L 用エアフィルター		5 個 (1 個 x5 パック)	¥1,800

構成 : 本体、AC アダプター、チューブ、エアフィルター、マニュアル、保証書

ボトルトップディスペンサー DA シリーズ




様々な規格のボトルに対応可能なボトルトップディスペンサー

- デジタル表示で簡単設定
- 高い薬品耐性と温度耐性
- オートクレーブ可能
- アダプターの使用で様々な規格のボトルに対応
対応規格：GL25/GL28/GL32/GL38/S40/GL45（アダプター不要）
- 内蔵バルブ、付属のキャップにより液漏れを防止



付属のアダプターにより様々な規格のボトルで使用可能



内蔵バルブ、付属のキャップにより液漏れを防止

カタログ No.	商品名		包装	希望販売価格
JOL21020	DA-2ML ボトルトップディスペンサー 0.4-2mL	1年保証	1 式	¥52,400
JOL21021	DA- 5 ML ボトルトップディスペンサー 1-5mL	1年保証	1 式	¥52,400
JOL21022	DA-10ML ボトルトップディスペンサー 2-10mL	1年保証	1 式	¥52,400
JOL21023	DA-30ML ボトルトップディスペンサー 5-30mL	1年保証	1 式	¥58,400
JOL21024	DA-60ML ボトルトップディスペンサー 10-60mL	1年保証	1 式	¥58,400

構成：本体、チューブ、ボトル、アダプター（5 種）、キャップ、マニュアル、保証書

ボトルトップディスペンサー DA シリーズ

仕様

モデル	分注量範囲	刻み	分注量	系統誤差		確率誤差	
				± %	± μ L	± %	± μ L
DA-2ML	0.4-2mL	0.05mL	0.4mL	5	10	1	2
			1mL	1	10	0.2	2
			2mL	0.5	10	0.1	2
DA-5ML	1-5mL	0.1mL	1mL	5	25	1	5
			2.5mL	1	25	0.2	5
			5mL	0.5	25	0.1	5
DA-10ML	2-10mL	0.25mL	2mL	5	50	1	10
			5mL	1	50	0.2	10
			10mL	0.5	50	0.1	10
DA-30ML	5-30mL	0.5mL	5mL	5	125	1	25
			15mL	1	125	0.2	25
			30mL	0.5	125	0.1	25
DA-60ML	10-60mL	1mL	10mL	5	250	1	50
			30mL	1	250	0.2	50
			60mL	0.5	250	0.1	50

JOANLAB Equipment

JOANLABは実験装置の自社による開発・生産・販売に注力する革新企業です。主に遠心分離機、実験用ミキサー、ピペット、ボルテックスミキサー、実験用シェーカー、真空ポンプ、天秤、ドライバス、ウォーターバスなどの実験装置を生産・開発しています。2010年に設立され、93件の知的財産権、35,000平方メートルの工場施設、100名以上の従業員を擁しています。

当社は完全な自社研究開発システムと産業ラインを有し、実験ニーズに焦点を当て、より効率的で安全な機器の創造に尽力しています。製品を媒体として真に必要な技術を各実験現場に届け、実験の効率と安全性を絶えず向上させ、設計・高品質・コストパフォーマンスに優れた製品を提供します。

同時に、中国国内及び輸出において豊富な経験を蓄積し、世界中の多くの顧客に高品質な機器・設備を提供しており、国内外のユーザー様から高い評価を得ています。



キャンペーン情報は
こちら



デモ依頼は
こちら



カタログ一覧は
こちら



◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。

実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は2025年10月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
● 使用範囲・・・・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店