

卓上遠心機

5mL/15mL チューブ対応



- ◆ 1.5mL マイクロチューブから 15mL 遠心管まで対応可能な低速卓上遠心機
- ◆ 遠心条件は回転数 (rpm)、または遠心力 (xg) とタイマーで設定
- ◆ 2 種類のプログラムを保存可能。保存したプログラムはボタン 1 つで呼び出し可能

- ◆ 1.5mL マイクロチューブから 15mL 遠心管まで 対応可能な低速卓上遠心機
15mL 遠心管 (6 本)、または 5mL チューブ (6 本)、付属のアダプターを用いる事で
1.5mL/2.0mL マイクロチューブ (6 本) も使用可能



- ◆ 遠心条件は回転数 (rpm)、または遠心力 (xg) と タイマーで設定
回転数 300 ~ 5,000rpm、または遠心力 10 ~ 2600xg で設定可能
タイマーは 30 秒 ~ 99 分で設定可能。※タイマー設定無しの連続運転も可能



収容本数	15mL 遠心管 ×6 本、または 5mL チューブ ×6 本、1.5mL/2.0mL マイクロチューブ ×6 本、 テストチューブ (Φ13×75 ~ 100mm) ×6 本
回転数 (rpm)、設定単位	300 ~ 5,000rpm、10rpm
遠心力 (xg)、設定単位	10 ~ 2,600xg、10xg
タイマー	30 秒 ~ 99 分
安全装置	フタロック、速度超過検出装置、自動内部診断装置
サイズ (D×W×H)	240×300×180mm
重量	5.3kg
電源	100-240V

カタログ No.		包装	希望販売価格
CD-0506	卓上遠心機	1 式	¥98,000

構成：遠心機本体 (ローター付)、アダプター (1.5mL/2.0mL チューブ用、6 本)、アダプター (テストチューブ (φ13) 用、6 本)、六角レンチ、電源ケーブル、マニュアル、保証書

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は 2024 年 12 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店