



Biocomma®シリンジ フィルターは、溶液調製、滅菌ろ過、生物学的サンプル調製に適しています。

0.22µm は細菌等、0.45µm は固形微粒子のろ過に使用され、タンパク質、培地、添加剤、緩衝液、試薬、医薬品等に広く使用されています。

◆未滅菌

材質	MCE	CA	PES PVDF		PTFE	Nylon
特徴	高親水性、フィルター孔径が 大きくて高濾過量があります。		高濾過量と低蛋白質吸着性です。	極めて低い蛋白質吸着性です。	優れた耐薬品適合性です。	優れた化学適合性です。
用途	● ラボ、試験に細菌と微細 ◆地下水の濾過 な粒子の濾過 ● パイオ及び臨床用溶剤の ● 培地、培養液の濾過滅 菌 ● 水サンブルの細菌の測定		●蛋白溶液の濾過滅菌 ●組織培地の濾過 ●組織培養添加剤の濾過 ●高温濾過 ●食品と工業用濾過 ●薬品の濾過		・強い腐食性ある有機溶剤の滤過・強酸性溶剤の滤過・ガスの滤過・水蒸気の滤過	●電子半導体の工業用水 の濾過 ●化学工業水の濾過 ●飲料水の濾過

包装:100個 (100個×1パック)

包装:100個 (100個×1パック)

カタログ No.	メンブレン フィルター材質	寸法 (mm)	ポアサイズ (µm)	希望販売価格	カタログ No.	メンブレン フィルター材質	寸法 (mm)	ポアサイズ (μm)	希望販売価格
SF130-22-MCE	MCE	Ф13	0.22	¥3,700	SF130-22-PTFE	PTFE	Ф13	0.22	¥3,700
SF130-45-MCE	MCE	Ф13	0.45	¥3,700	SF130-45-PTFE	PTFE	Ф13	0.45	¥3,700
SF250-22-MCE	MCE	Ф25	0.22	¥6,300	SF250-22-PTFE	PTFE	Ф25	0.22	¥7,400
SF250-45-MCE	MCE	Ф25	0.45	¥6,300	SF250-45-PTFE	PTFE	Ф25	0.45	¥7,400
SF130-22-PTFE-HL	PTFE	Ф13	0.22	¥7,900	SF130-22-NL	Nylon	Ф13	0.22	¥3,700
SF130-45-PTFE-HL	PTFE	Ф13	0.45	¥7,900	SF130-45-NL	Nylon	Ф13	0.45	¥3,700
SF250-22-PTFE-HL	PTFE	Ф25	0.22	¥10,500	SF250-22-NL	Nylon	Ф25	0.22	¥6,300
SF250-45-PTFE-HL	PTFE	Ф25	0.45	¥10,500	SF250-45-NL	Nylon	Ф25	0.45	¥6,300
SF130-22-PVDF-HL	PVDF	Ф13	0.22	¥10,000	SF130-22-PVDF	PVDF	Ф13	0.22	¥4,700
SF130-45-PVDF-HL	PVDF	Ф13	0.45	¥10,000	SF130-45-PVDF	PVDF	Ф13	0.45	¥4,700
SF250-22-PVDF-HL	PVDF	Ф25	0.22	¥13,600	SF250-22-PVDF	PVDF	Ф25	0.22	¥7,400
SF250-45-PVDF-HL	PVDF	Ф25	0.45	¥13,600	SF250-45-PVDF	PVDF	Ф25	0.45	¥7,400
SF130-22-PES	PES	Ф13	0.22	¥4,200	SF130-22-CA	CA	Ф13	0.22	¥3,700
SF130-45-PES	PES	Ф13	0.45	¥4,200	SF130-45-CA	CA	Ф13	0.45	¥3,700
SF250-22-PES	PES	Ф25	0.22	¥6,300	SF250-22-CA	CA	Ф25	0.22	¥6,300
SF250-45-PES	PES	Ф25	0.45	¥6,300	SF250-45-CA	CA	Ф25	0.45	¥6,300

メンブレン







各種濾過の用途に最適です。高品質で良好な相性の製品です。

◆未滅菌

材質	MCE	CA	PES	PVDF	PTFE 水系	PTFE 有機系
特徴	良好な親水性、より高い空 隙率と濾過速度があります。	良好な親水性があり、蛋白 質吸着性が低く、硝酸塩を	より高い濾過速度と低い蛋 白質吸着性があります。	極めて低い蛋白質吸着性です。	良好な親水性、より高い濾 過速度があります。	良い化学安定性と不活性です。
		含みません。				
用途	●実験室、ラボ試験での除	●地下水の濾過	●蛋白溶液の減菌濾過	●ガス濾過	●水溶性溶剤の無菌濾過	●強い腐食性有機溶剤の
	菌と微粒子除去	●生物学的および臨床的液	●組織培地の濾過	●蒸気濾過で	●強力な腐食性溶剤と有機	濾過
	●培地、培養液の除菌と濾	体の濾過	●組織培養添加剤の濾過	●高温濾過	溶剤の無菌濾過	●強い酸溶剤の濾過
	過			●食品工業濾過	●腐食性の強い水溶性化	●ガス濾過
	●水域の菌群の測定			●薬品濾過	学品の濾過	●蒸気濾過

カタログ No.	メンブレン フィルター材質	寸法 (mm)	ポアサイズ (μm)	包装	希望販売価格
MF047-22-MCE	MCE	Ф47	0.22	100枚 (100枚×1パック)	¥11,000
MF047-45-MCE	MCE	Ф47	0.45	100枚 (100枚×1パック)	¥11,000
MF047-22-PTFE	PTFE (有機系)	Ф47	0.22	100枚 (100枚×1パック)	¥25,900
MF047-45-PTFE	PTFE (有機系)	Ф47	0.45	100枚 (100枚×1パック)	¥25,900
MF047-22-PTFE-HL	PTFE (水系)	Ф47	0.22	100枚 (100枚×1パック)	¥50,800
MF047-45-PTFE-HL	PTFE (水系)	Ф47	0.45	100枚 (100枚×1パック)	¥50,800
MF047-22-PVDF	PVDF	Ф47	0.22	100枚 (100枚×1パック)	¥25,900
MF047-45-PVDF	PVDF	Ф47	0.45	100枚 (100枚×1パック)	¥25,900
MF047-22-PES	PES	Ф47	0.22	100枚 (100枚×1パック)	¥25,900
MF047-45-PES	PES	Ф47	0.45	100枚 (100枚×1パック)	¥25,900
MF047-22-CA	CA	Ф47	0.22	100枚 (100枚×1パック)	¥11,000
MF047-45-CA	CA	Ф47	0.45	100枚 (100枚×1パック)	¥11,000

◆お願いおよび注意事項◆ -

● 希望販売価格・・・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。

実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。

記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。 本希望販売価格は 2025 年 4 月 1 日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。

記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。

● 使用範囲・・・・・・ 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。 人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio ♥ じーエム機器株式会社 商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903 / FAX: 03-6666-5907 〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル 商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902/FAX: 03-5677-4081 www.bmbio.com