

遠心管 自立型 30mL 滅菌



透明性と遠心強度を高めるために高級ポリプロピレン製で作られています。

- ◆ DNase、RNase、Pyrogen、Cytotoxin フリー
- ◆ スクリューキャップ付き
- ◆ チューブとキャップは -86℃の低温でも凍結可能
- ◆ 最大遠心力：7,000xg/30mL 自立型チューブ
- ◆ キャップの上面は平らなので、マーキングやラベルの貼付が容易
- ◆ 95kPa/14psi まで耐用可能
- ◆ 自立型タイプなので、ラックを用意しなくても直立させることが可能
- ◆ 材質：ポリプロピレン製

カタログNo.		容量	サイズ	包装	希望販売価格
C2630		30mL	29x84mm	500本 (25本×20パック)	¥45,000

スクリューキャップチューブ 5.0mL MicrewTube™



- ◆ DNase, RNase, Pyrogen and DNA free
- ◆ 高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリッ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。
- ◆ フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能
- ◆ CAPINSERT™：キャップインサート（M957 シリーズ）によるサンプル識別も大変便利
- ◆ フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能
- ◆ フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。
- ◆ オートクレーブ可能（121℃，20分、チューブのみ）
- ◆ 材質：ポリプロピレン（チューブ）、ポリエチレン（キャップ）
- ◆ 遠心耐性：～ 25,000xg
- ◆ 温度耐性：-196 ～ +121℃（液体窒素での液相保存には使用できません）

カタログNo.		色	包装	希望販売価格	大箱包装
T365-5NLSS		■ Natural	200本 (20本×10パック)	¥21,900	200本×4
T365-5AMLSS		■ Amber	200本 (20本×10パック)	¥21,900	200本×4

スクウェア ペトリディッシュ 100x15mm



ファージタイピング、感受性試験、プレートカウント、およびプローブアッセイに最適

- ◆ フタには 13mm のグリッド（一方向に数字、もう一方方向にアルファベット）付
- ◆ ゆがみのない平面を実現
- ◆ 結露の蓄積を防ぐために蓋の下側に 4 つの通気リブ付
- ◆ サイズ：100x15mm（実寸 90x15mm）
- ◆ 容量：110mL
- ◆ 材質：ポリスチレン製
- ◆ 滅菌済



カタログNo.	サイズ	包装	希望販売価格
D210-16	100x15mm（実寸 90x15mm）	500枚（10枚×50パック）	¥94,800

ラボ用高機能被覆フィルム Labopita

ラボピタ



ラボピタ® は、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。ハサミを使わずに手で簡単にカットできますが、ミシン目入りタイプなら更にカットが容易です。雛形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにお使いいただけます。研究施設や病院検査室などの器具の密栓用フィルムとして幅広くお使いください。

- ◆ シャーレの隙間を密閉するのに便利
- ◆ 試験管などの径の小さい場合にはW20mmタイプ、ビーカーなどの径の大きい場合にはW50mmタイプをお勧めします。
- ◆ フィルムは約6倍に伸びますので、形状に合わせてジャストフィット！
- ◆ 保管：10℃～50℃

注意：

- ・ 伸ばし過ぎると切れてしまいます。少しずつ力を加えて引っ張ってください。
- ・ 自己粘着力がありますので、ゴミの付着にご注意ください。

● W20mm 30m Roll

巻箱サイズ（フタを閉じた状態）（W×D×H）：89×25×89mm
 ミシン目なし：W20mm 30m
 ミシン目あり：W20mm 30m P100、ミシン目間隔：100mm

● W50mm 30m Roll

巻箱サイズ（フタを閉じた状態）（W×D×H）：89×55×89mm
 ミシン目なし：W50mm 30m
 ミシン目あり：W50mm 30m P50、ミシン目間隔：50mm

カタログNo.	規格	テープ幅	ミシン目	包装	希望販売価格
21-513	W20mm×30m	20mm	なし	5巻（5巻×1パック）	¥3,600
21-514	W20mm×30m P100	20mm	あり	5巻（5巻×1パック）	¥3,600
21-515	W50mm×30m	50mm	なし	2巻（2巻×1パック）	¥3,200
21-516	W50mm×30m P50	50mm	あり	2巻（2巻×1パック）	¥3,200

大箱包装：－



◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は 2025 年 10 月 1 日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社
 〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL：03-6666-5903/FAX：03-6666-5907
 商品の在庫・ご注文について TEL：03-6666-5902/FAX：03-5677-4081