

セルセイバーチップ<広口タイプ> -200μl ・ -1000μl

QSP
Quality Scientific Plastics

セルセイバーチップ [広口タイプ] : -200μl



原寸大

先端
広口

- ・オートクレーブ可能
- ・DNase, RNase Free
- ・全長 : 49.9mm
- ・先端内径 : 1.5mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



T118R(S)-Q
(Tラックヘンジ)

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
T118R-Q	960本 (96本×10ラック)	ラック ¥7,900	960本×5
T118RS-Q	960本 (96本×10ラック)	ラック ¥8,700	960本×5

セルセイバーチップ [広口タイプ] : -1000μl



原寸大

先端
広口

- ・オートクレーブ可能
- ・DNase, RNase Free
- ・目盛 : 100, 200, 500, 1000μl
- ・全長 : 89.0mm
- ・先端内径 : 1.5mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



T112NXLGR(S)-Q
(Tラックヘンジ)

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
T112NXLG-Q	1,000本 (1,000本×1パック)	バルク ¥6,600	1,000本×10
T112NXLGR-Q	960本 (96本×10ラック)	ラック ¥11,600	960本×5
T112NXLGRS-Q	960本 (96本×10ラック)	ラック ¥15,000	960本×5
T1000ERINSERT-Q	10個 (10個×1パック)	空ラック ¥4,800	10個×5

BMBio
ECO (Economy & Ecology)



セルセイバーチップは、通常のチップに比べ、チップ先端径が約10倍になっております。
これにより非常にデリケートな、粘調度のあるサンプル、ゲノムDNA、培養細胞を傷つける
ことなく、サンプリングできます。

セルセイバーチップ

通常チップ

セルセイバーチップ : -200μl



原寸大

先端
ストレート

- ・オートクレーブ可能 (121℃ ,15分)
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 50.4mm
- ・先端内径 : 1.5mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



BMT-200WR(S)
(ヘンジラック)

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
BMT-200W	1,000本 (1,000本×1パック)	バルク ¥3,300	1,000本×20
BMT-200WR	960本 (96本×10ラック)	ラック ¥7,100	960本×5
BMT-200WRS	960本 (96本×10ラック)	ラック ¥8,100	960本×5

◆ 目盛のないシンプルな広口タイプです。


セルセイバーチップ : -1000μl



原寸大

先端
ストレート

- ・オートクレーブ可能 (121℃ ,15分)
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 70.5mm
- ・先端内径 : 1.8mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



BMT-1000WR(S)
(ノーマルラック)

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
BMT-1000W	1,000本 (1,000本×1パック)	バルク ¥3,900	1,000本×5
BMT-1000WR	1,000本 (100本×10ラック)	ラック ¥9,000	1,000本×5
BMT-1000WRS	1,000本 (100本×10ラック)	ラック ¥10,200	1,000本×5

◆ 目盛のないシンプルな広口タイプです。

ART 疎水性フィルター付きチップ(セルフシーリング) 広口タイプ

thermo scientific

ART 200G : -200μl




原寸大

Micro Point

先端
ストレート

先端
広口

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 49.7mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル
- ※バルクタイプの販売は
ございません。



2069G
(ノーマルラック)

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
2069G	電子 滅菌 960本 (96本×10ラック)	ラック ¥19,300	960本×5

- ◆ -200μlの広口タイプで細胞やDNA、粘性の高いサンプルの分注に最適です。

ART 200 広口径 BF : -200μl



原寸大


Micro Point

ロング

先端
ストレート

先端
広口

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 91.0mm
- ・内径 : 0.9mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル
- ※バルクタイプの販売は
ございません。



2160G
(ノーマルラック)

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
2160G	電子 滅菌 768本 (96本×8ラック)	ラック ¥22,020	768本×4

- ◆ -200μlのロングタイプです。
- ◆ 広口タイプで細胞やDNA、粘性の高いサンプルの分注に最適です。
- ◆ 細菌検査や臨床検査で使用するテストチューブからのサンプリングに最適です。

ART 1000 広口径 BF : -1000μl



原寸大

Micro Point

先端
ストレート

先端
広口

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 85.4mm
- ・内径 : 1.5mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



2079G
(ノーマルラック)

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
2079G	電子 滅菌 800本 (100本×8ラック)	ラック ¥19,300	800本×4

- ◆ -1000μlの広口タイプで細胞やDNA、粘性の高いサンプルの分注に最適です。

ビペット適合表 2025 チップカタログ P78 ~ 95参照

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は 2025 年 7 月 7 日現在の価格で、同価格は カタログ、ホームページで確認できます。
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL : 03-6666-5903 / FAX : 03-6666-5907

商品の在庫・ご注文について TEL : 03-6666-5902 / FAX : 03-5677-4081