


シロイヌナズナ用 屋内育成・種子回収キット

(*Arabidopsis thaliana*)

Arasystem
for *Arabidopsis thaliana*

アラシステム



←① Aratubes
(透明フィルム)

←② Arabases
(種子回収用カセット)

←④ Arabaskets
(土受けバスケット)

←③ Araflats
(苗プレート)

←⑤ Aratrays
(水受けトレイ)

- ◆ シロイヌナズナ各検体の純粋輪廻種子を育成後に回収
- ◆ 多検体 (1トレイで51検体)を各検体隔離して育成
- ◆ 各検体を同環境にて育成
- ◆ 省スペース
- ◆ 回収カセットで自動的に種子回収



使用方法




発芽後、種子回収用のカセットを土に埋め込みます。



各苗のコンタミ防止及び、各回収種子の混合防止のための隔壁をセットします。

1サイクル (輪廻)終了し、種子がカセットに落下したら各カセットより種子を回収。

*写真は都合によりシロイヌナズナではありません。



シロイヌナズナ用 屋内育成・種子回収キット

(*Arabidopsis thaliana*)

特徴および概要

ASN01：少ない検体数向けトータルキット

ASN02：種子回収用カセットと、種子と苗のコンタミネーション防止用透明フィルムのセット

ASN03：種子と苗のコンタミネーション防止用透明フィルム

ASN04：苗プレート（1プレート 51検体）

ASN05：水受けトレイ（苗の水分補給として）

ASN06：土受けバスケット

ASN07：種子回収用カセット

| カタログ No. | 商品名 | | 包装 | 希望販売価格 |
|----------|----------------------------------|-------|------------------------------|----------|
| ASN01 | シロイヌナズナ屋内育成・回収キット Arasystem360 | ①②③④⑤ | 未滅菌 360 罫 (360x1 パック) | ¥195,000 |
| ASN02 | シロイヌナズナ屋内育成・回収キット Aracons720 | ①② | 未滅菌 720 罫 (720x1 パック) | ¥322,000 |
| ASN03 | シロイヌナズナ屋内育成・回収キット Aratubes360 | ① | 未滅菌 360 本 (360x1 パック) | ¥94,000 |
| ASN04 | シロイヌナズナ屋内育成・回収キット Araflats160 | ③ | 未滅菌 160 枚 (160x1 パック) | ¥106,000 |
| ASN05 | シロイヌナズナ屋内育成・回収キット Aratrays60 | ⑤ | 未滅菌 60 枚 (60x1 パック) | ¥110,000 |
| ASN06 | シロイヌナズナ屋内育成・回収キット Arabaskets3200 | ④ | 未滅菌 3,200 個 (3,200x1 パック) | ¥94,000 |
| ASN07 | シロイヌナズナ屋内育成・回収キット Arabases360 | ② | 未滅菌 360 個 (360x1 パック) | ¥83,000 |



◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は 2025 年 4 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL : 03-6666-5903 / FAX : 03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL : 03-6666-5902 / FAX : 03-5677-4081

■ 代理店