

# ProSeries™ 遠心管 〈滅菌済〉



MTC Bio の ProSeries™ 遠心管は、最大のパフォーマンスと幅広い革新的な機能を提供します。  
ProSeries™ 遠心管は、20,000xg RCF 定格、業界初の温度インジケータ パッチ、およびどの角度から見ても認識できる Hi-Viz™ 目盛を備えています。



- ◆ 最大容量と最大凍結容量の表示
- ◆ 環境保護と廃棄物の削減に重点を置いた設計
- ◆ 標準化されたリサイクル情報がマーク済
- ◆ フラットスクリューキャップは高精度のスクリューを備えており、95kPa 定格の漏れ防止シールを損なうことなく片手で簡単に開けることが可能



最大遠心回転数の表記



凍結する際の最大容量が表記



0°C以下の場合、インジケータが出現

容量	15mL	50mL
サイズ	17×122.6mm	29×117mm
材質	PP(チューブ)/HDPE(高密度ポリエチレン)(キャップ)	
遠心耐性	20000xg	
温度耐性	-80°C~120°C	

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン価格*
C2801	プロシリーズチューブ 15mL 滅菌済	500本 (25本×20パック)	¥42,000	¥29,400
C2803	プロシリーズチューブ 50mL 滅菌済	500本 (25本×20パック)	¥47,000	¥32,900

\*キャンペーン期間:~2025年3月20日まで

# スナップキャップチューブ〈丸底 滅菌済〉



MTC Bio の丸底スナップ キャップ培養 / 遠心分離チューブは、一般的な 1.5mL 微量遠心分離チューブの利便性を、5mL、7mL、および 10mL チューブで採用しています。  
チューブ間でのキャップの取り違いによるクロスコンタミネーションを防ぐことができます。



- ◆ 目盛り付
- ◆ つや消しされたマーキングスペース付 (5mL・7mL チューブ)
- ◆ 100 本入りの開けやすい滅菌バッグ入り
- ◆ 材質：PP
- ◆ 滅菌済

カタログNo.	C0905	C0907	C0910
容量	5mL	7mL	10mL
サイズ	12×55mm	13×62mm	14×82mm
遠心耐性	4000xg		
温度耐性	-86℃~121℃		

カタログNo.	色	包装	希望販売価格
C0905	滅菌	5mL スナップキャップチューブ 丸底 滅菌済	1000本 (100本×10/パック) ¥14,000
C0907	滅菌	7mL スナップキャップチューブ 丸底 滅菌済	1000本 (100本×10/パック) ¥19,000
C0910	滅菌	10mL スナップキャップチューブ 丸底 滅菌済	1000本 (100本×10/パック) ¥22,000

## ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。  
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。  
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は 2025 年 1 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。  
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店