

# SealBio-2 セミオートプレートシーラー

ALLSHENG

## セミオートマチックサーマルプレートシーラー



- ◆ 高速加熱（170℃まで約 5 分）および正確な温度コントロール
- ◆ シーリング時の温度、時間、圧力の設定が可能
- ◆ コンパクト設計
- ◆ 多様なマイクロプレートに対応能

温度設定範囲	80℃～ 200℃（1.0℃刻み）
温度精度	± 0.1℃
温度均一性	± 0.1℃
シーリング時間	0.5 ～ 10 秒（0.1 秒刻み）
対応プレート	SBS フォーマットマイクロプレート、PCR プレート、ディープウェルプレート
対応プレート高	9 ～ 48mm
対応プレート材質	PP、PE、PS
外寸（W × D × H）	370 × 178 × 330mm
重量	9.6kg
電源	120V、50/60Hz、300W

構成:SealBio-2 本体、マイクロプレート用アダプター、PCR プレート用アダプター、シーリングフィルム(1 袋)、電源ケーブル、マニュアル、保証書

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格	キャンペーン価格*
AS-15020-00	SealBio-2 セミオートプレートシーラー	1式	¥439,000	¥349,000

1年保証

\*キャンペーン期間:~2025年3月20日まで

# プレートマットキャッパー

porvair  
sciences



- ◆ 手動式マットキャッパー
- ◆ ワンタッチでキャップすることが可能
- ◆ 付属のプレートステージはノーマルプレートおよびディープウェルプレート両方に対応
- ◆ 寸法( W×D×H) : 110×316×130mm

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
229078	プレートマットキャッパー	1式	 ¥385,000

構成: プレートマットキャッパー本体、マニュアル、保証書

## ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 . . . . . 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。  
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。  
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は 2025 年 1 月 1 日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。  
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 . . . . . 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

**BMBio** ビーエム機器株式会社  
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル  
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL : 03-6666-5903 / FAX : 03-6666-5907  
商品の在庫・ご注文について TEL : 03-6666-5902 / FAX : 03-5677-4081

■ 代理店