



BME EXPRESS

2023 ★ JULY

vol.170

NEST®

NEST社のセルカルチャー製品



バキュームフィルトレーションシステム

- ◆ 高いろ過速度と流量
- ◆ タンパク質低吸着・化学物質低溶出
- ◆ ポアサイズ: 0.22 μ m
- ◆ Pyrogen、DNase、RNaseフリー
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 研究用

注意: パッケージがダメージを受けている場合は使用しないでください。

メンブレン	親水性	特長
PES	親水性	<ul style="list-style-type: none"> ・タンパク質低吸着 ・高いろ過速度 ・高い化学的適合性 ・耐熱性



バキュームフィルトレーションシステム: ボトルトップ&ボトル PES メンブレン

カタログ No.	容量 (mL)	寸法 (mm)	ポアサイズ (μ m)	包装	希望販売価格
WNB347001	50	Φ 86×191	0.22	電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥10,700
WNB346001	150	Φ 89×150	0.22	電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥10,000
WNB342001	250	Φ 88×197	0.22	電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥11,500
WNB343001	500	Φ 125×246	0.22	電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥13,400
WNB344001	1000	Φ 125×323	0.22	電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥21,200

バキュームフィルトレーションシステム用ボトルトップ: PES メンブレン

カタログ No.	容量 (mL)	寸法 (mm)	ポアサイズ (μ m)	包装	希望販売価格
WEB346011	150	Φ 86×92	0.22	電子線滅菌 個装 24個 (1個個装×24パック)	¥16,500
WNB342011	250	Φ 86×114	0.22	電子線滅菌 個装 24個 (1個個装×24パック)	¥16,500
WNB343011	500	Φ 125×123	0.22	電子線滅菌 個装 24個 (1個個装×24パック)	¥20,300
WNB344011	1000	Φ 125×129	0.22	電子線滅菌 個装 24個 (1個個装×24パック)	¥29,800

バキュームフィルトレーションシステム用ボトル

カタログ No.	容量 (mL)	寸法 (mm)	ネック径 (mm)	材質	包装	希望販売価格
WNB346021	150	Φ 89×79	45	PS	電子線滅菌 個装 24個 (1個個装×24パック)	¥8,800
WNB342021	250	Φ 88×105	45	PS	電子線滅菌 個装 24個 (1個個装×24パック)	¥9,600
WNB343021	500	Φ 96×145	45	PS	電子線滅菌 個装 24個 (1個個装×24パック)	¥10,800
WNB344021	1000	Φ 122×178	45	PS	電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥8,800

プラスチックピペット

NEST 社のプラスチックピペットは、組織培養や細菌培養などの生物学的研究に使用することができます。透明度の高いポリスチレン製で、プラステック/紙のピールオフバッグに個包装されています。仕様の異なるピペットは、色の違いで区別されます。

- ◆ 透明度の高いヴァージンポリスチレン製
 - ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
 - ◆ Pyrogen、DNase、RNaseフリー
 - ◆ 容量の違いをカラーバンドで識別可能
 - ◆ マイナス目盛付き
 - ◆ コンタミネーションを低減させるポリオレフィンフィルター
- ※プラスチック/プラスティックの包装形態もございます。



カタログ No.	容量 (mL)	全長 (mm)	マイナス目盛 (ml)	カラーコード	包装形態	包装	希望販売価格
WNB324001	1	280	-0.2	●黄	プラスチック/紙	電子線滅菌 個装 500本 (1本個装×500パック)	¥10,300
WNB325001	2	280	-0.2	●緑	プラスチック/紙	電子線滅菌 個装 400本 (1本個装×400パック)	¥9,500
WNB326001	5	340	-2.0	●青	プラスチック/紙	電子線滅菌 個装 200本 (1本個装×200パック)	¥5,900
WNB327001	10	339	-2.0	●橙	プラスチック/紙	電子線滅菌 個装 200本 (1本個装×200パック)	¥6,700
WNB328001	25	309	-8.0	●赤	プラスチック/紙	電子線滅菌 個装 200本 (1本個装×200パック)	¥12,300
WNB329001	50	344	-8.0	●紫	プラスチック/紙	電子線滅菌 個装 100本 (1本個装×100パック)	¥10,000

遠心管


- ◆ 目盛、書き込みエリア付
- ◆ 遠心耐性:最大12,000xg (WNB602072:5,000xg)
- ◆ リークプルーフフラットキャップ
- ◆ 片手の操作が可能なキャップ
- ◆ Pyrogen、DNase、RNaseフリー
- ◆ 材質:PP (チューブ)、高密度PE (キャップ)
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶

プレミアムレベル

- ・生物学的解析に最適
- ・高強度、無毒性原材料
- ・原材料はUPS CLASS VI準拠

スタンダードレベル

- ・一般的な実験室で要求される品質のポリプロピレン製
- ・自立型のご用意があります。





カタログ No.	容量 (mL)	色	最大遠心耐性 (xg)	タイプ	パッケージ	包装	希望販売価格
WNB601002	15	クリア	12,000	プレミアム	バルク	電子線滅菌 500本 (50本×10パック)	¥12,900
WNB602002	50	クリア	12,000	プレミアム	バルク	電子線滅菌 500本 (25本×20パック)	¥17,600
WNB601052	15	クリア	5,000	スタンダード	バルク	電子線滅菌 500本 (50本×10パック)	¥11,100
WNB602052	15	クリア	5,000	スタンダード	バルク	電子線滅菌 500本 (25本×20パック)	¥17,300
WNB602072	50 (自立型)	クリア	5,000	スタンダード	バルク	電子線滅菌 500本 (25本×20パック)	¥19,900

細胞培養プレート

NEST 社の細胞培養プレートはコーナーが丸みを帯びており取り扱いやすくなっています。背が低く蒸発を抑えるようデザインされたフタは均一な増殖を保証します。培養表面を組織培養用に処理されたプレートと本誌に掲載はないですが未処理プレートの両方のご用意があります。未処理プレートの表面は細胞培養用に処理された表面よりも疎水性が高く、細菌培養用のペトリディッシュに近いものになっています。その四隅にある短い脚により顕微鏡レンズに傷がつくことを防いでいます。

ウェル数	培養面積 (cm ²)	推奨培地量 (mL)	仕様
6	9.5	1.9 - 2.9	平底
12	3.6	0.76 - 1.14	平底
24	1.9	0.38 - 0.57	平底
48	0.88	0.19 - 0.285	平底
96	0.32	0.1 - 0.2	平底
96	0.41	0.1 - 0.2	V底
96	0.66	0.1 - 0.2	U底

- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ 透明度の高い100%ヴァージンポリスチレン製
- ◆ 組織培養用 (TC) は真空プラズマ処理されています。
- ◆ ロット番号によるトレーサビリティ
- ◆ Pyrogen、DNase、RNaseフリー




セルカルチャープレート ピールオフ包装、個別包装、TC 処理済

カタログ No.	ウェル数	仕様	包装	希望販売価格
WNB703001	6	平底 クリア	電子線滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)	¥10,400
WNB712001	12	平底 クリア	電子線滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)	¥11,100
WNB702001	24	平底 クリア	電子線滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)	¥11,100
WNB748001	48	平底 クリア	電子線滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)	¥11,300
WNB701001	96	平底 クリア	電子線滅菌 個装 100個 (1個個装×100パック)	¥20,900
WNB701101	96	U底 クリア	電子線滅菌 個装 100個 (1個個装×100パック)	¥22,300
WNB701201	96	V底 クリア	電子線滅菌 個装 100個 (1個個装×100パック)	¥22,300



セルスクレーパー

- ◆ 回転するブレード
- ◆ 2サイズ (13mm/20mm) をご用意
- ◆ 取り出しが簡単な滅菌済みパック
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ Pyrogen、DNase、RNaseフリー
- ◆ 材質: HIPS (ブレード)、PP (ハンドル)
- ◆ 個別包装





カタログ No.	柄の長さ (mm)	ブレード幅 (mm)	包装	希望販売価格
WNB710001	220	13	電子線滅菌 個装 100本 (1本個装×100パック)	¥6,500
WNB710011	280	20	電子線滅菌 個装 100本 (1本個装×100パック)	¥6,900

細胞培養ディッシュ

NEST社のセルカルチャーディッシュは顕微鏡観察を必要とするすべての培養実験系に最適です。底面の番号表示で細胞の位置を簡単に認識することが可能です。

- ◆ 透明性の高い100%ヴァージンポリスチレン製
- ◆ ゆがみのない平らで透明な底面
- ◆ 真空プラズマ処理により優れた細胞接着
- ◆ 積み重ねが可能
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ Pyrogen、DNase、RNaseフリー



ガス交換のための通気ポイント



滅菌済みパッケージ

カタログ No.	培養面積 (cm ²)	寸法 (mm)	推奨培地量 (mL)	仕様 (mm)	包装	希望販売価格
WNB706001	8.5	Φ33.6×12	1.8-2.7	35	電子滅菌 500個 (20個×25パック)	¥14,200
WNB705001	22.9	Φ55.2×15	4.2-6.3	60	電子滅菌 500個 (20個×25パック)	¥16,200
WNB704002	57.6	Φ87.2×20	11-16.5	100	電子滅菌 300個 (10個×30パック)	¥18,200
WNB715001	150.1	Φ139.9×25	30.4-45.6	150	電子滅菌 100個 (5個×20パック)	¥18,200

セルストレーナー

- ◆ 幹細胞や組織由来の初代細胞の調製に最適
- ◆ ほぼすべての50mLコニカルチューブにフィット
- ◆ 上部のタブにより滅菌操作が容易
- ◆ ガンマ線滅菌
- ◆ Pyrogen、DNase、RNaseフリー
- ◆ 材質：PP (フレイム)、ナイロン (ストレーナー)
- ◆ 個別包装

カタログ No.	ポアサイズ (μm)	色	包装	希望販売価格
WNB258369	40	青	G 滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)	¥15,800
WNB258368	70	白	G 滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)	¥15,800
WNB258367	100	黄	G 滅菌 個装 50個 (1個個装×50パック)	¥16,200



細胞培養フラスコ


- ◆ 透明性の高い100%ヴァージンポリスチレン製
- ◆ 電子線滅菌、SAL=10⁻⁶
- ◆ Pyrogen、DNase、RNaseフリー
- ◆ フロスト加工された書き込み部とクリアな目盛付き
- ◆ 底面のノッチにより、滑らず積み重ね可能
- ◆ ロット番号によるトレーサビリティ
- ◆ 滅菌状態でジップバッグ入り



コンタミネーションを防ぎながらガス交換を可能にする0.22μm疎水性フィルター付VENTキャップ



プラグシールキャップとVENTキャップ



カタログ No.	培養表面面積 (cm ²)	キャップタイプ	仕様	包装	希望販売価格
WNB707001	25	プラグシール	TC処理	電子線滅菌 200個 (10個×20パック)	¥18,000
WNB708001	75	プラグシール	TC処理	電子線滅菌 100個 (5個×20パック)	¥18,000
WNB709001	175	プラグシール	TC処理	電子線滅菌 40個 (5個×8パック)	¥13,400
WNB721001	225	プラグシール	TC処理	電子線滅菌 25個 (5個×5パック)	¥13,200
WNB707003	25	VENTキャップ	TC処理	電子線滅菌 200個 (10個×20パック)	¥19,700
WNB708003	75	VENTキャップ	TC処理	電子線滅菌 100個 (5個×20パック)	¥19,700
WNB709003	175	VENTキャップ	TC処理	電子線滅菌 40個 (5個×8パック)	¥15,000
WNB721003	225	VENTキャップ	TC処理	電子線滅菌 25個 (5個×5パック)	¥14,300

*浮遊細胞用もごさいます。別途お問い合わせください。

三角フラスコ 125ml / 250ml / 500ml / 1000ml

- ◆ DNase、RNase、ピロジェンフリー
- ◆ 振とう培養に最適
- ◆ VENTキャップおよびプラグシールキャップの2種類
- ◆ 0.2μm疎水性フィルター付きVENTキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能
- ◆ 材質: PETG製 (ボトル)、HDPE (キャップ)、疎水性 PTFE (フィルター)
- ◆ 電子線滅菌済み: SAL=10⁻⁶



VENTキャップ



カタログ No.	容量 (ml)	キャップタイプ	高さ (mm)	口径 (mm)	底面 (mm)	包装	希望販売価格
WNB781001	125	プラグシール	106.8	34	66	電子線滅菌 個装 24個 (1個個装×24パック)	¥15,700
WNB781011		VENTキャップ				電子線滅菌 個装 24個 (1個個装×24パック)	¥17,600
WNB782001	250	プラグシール	137.8	34	83	電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥11,000
WNB782011		VENTキャップ				電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥11,900
WNB783001	500	プラグシール	175.8	39	101	電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥14,700
WNB783011		VENTキャップ				電子線滅菌 個装 12個 (1個個装×12パック)	¥15,700
WNB784001	1000	プラグシール	213.3	39	127	電子線滅菌 個装 6個 (1個個装×6パック)	¥11,800
WNB784011		VENTキャップ				電子線滅菌 個装 6個 (1個個装×6パック)	¥12,300

試してみよう! NEST 社のセルカルチャー製品!

現状のセルカルチャー製品でコストや使用感に満足していない!
そんなお客様はこの機会に是非お試しください!

先着
50名!

下記サンプルリストからご希望の商品を10種類または、同商品の場合は最大10個(滅菌単位)までご選択いただけます。
次頁のフォームにご記入の上、代理店へお渡しいただくか、弊社へFAX(03-6666-5907)をお願いします。
後程サンプルをお届けさせていただきます。

サンプルリスト

バキュームフィルトレーションシステム

カタログ No.	容量 (ml)	滅菌単位
WNB346001	150	1個/パック
WNB342001	250	1個/パック
WNB343001	500	1個/パック
WNB344001	1000	1個/パック

プラスチックピペット

カタログ No.	容量 (ml)	滅菌単位
WNB324001	1	1個/パック
WNB325001	2	1個/パック
WNB326001	5	1個/パック
WNB327001	10	1個/パック
WNB328001	25	1個/パック
WNB329001	50	1個/パック

三角フラスコ

カタログ No.	容量 (ml)	キャップタイプ	滅菌単位
WNB781001	125	プラグシール	1個/パック
WNB781011	125	ベントキャップ	1個/パック
WNB782001	250	プラグシール	1個/パック
WNB782011	250	ベントキャップ	1個/パック
WNB783001	500	プラグシール	1個/パック
WNB783011	500	ベントキャップ	1個/パック
WNB784001	1000	プラグシール	1個/パック
WNB784011	1000	ベントキャップ	1個/パック

遠心管

カタログ No.	容量 (ml)	滅菌単位
WNB601002	15	50本/パック
WNB602002	50	25本/パック
WNB601052	15	50本/パック
WNB602052	15	25本/パック
WNB602072	50 (自立型)	25本/パック

細胞培養ディッシュ

カタログ No.	仕様 (mm)	滅菌単位
WNB706001	35	20個/パック
WNB705001	60	20個/パック
WNB704002	100	10個/パック
WNB715001	150	5個/パック

細胞培養プレート

カタログ No.	ウェル数	滅菌単位
WNB703001	6 (平底)	1個/パック
WNB712001	12 (平底)	1個/パック
WNB702001	24 (平底)	1個/パック
WNB748001	48 (平底)	1個/パック
WNB701001	96 (平底)	1個/パック
WNB701101	96 (U底)	1個/パック
WNB701201	96 (V底)	1個/パック

細胞培養フラスコ

カタログ No.	培養表面面積(cm ²)	キャップ	滅菌単位
WNB707003	25	ベントキャップ	10個/パック
WNB708003	75	ベントキャップ	5個/パック
WNB709003	175	ベントキャップ	5個/パック
WNB721003	225	ベントキャップ	5個/パック

セルスクレーパー

カタログ No.	柄の長さ (mm)	ブレード幅 (mm)	滅菌単位
WNB710001	220	13	1本/パック
WNB710011	280	20	1本/パック

セルストレーナー

カタログ No.	ポアサイズ (μm)	色	滅菌単位
WNB258369	40	青	1個/パック
WNB258368	70	白	1個/パック
WNB258367	100	黄	1個/パック

サンプルパック応募用紙

先着
50名!

サンプルパック対象品からご希望の商品を組み合わせ問わず、最大10個（滅菌単位）までご選択いただけます。
下記フォームにご記入の上、代理店へお渡しいただくか、弊社へFAX（03-6666-5907）をお願いします。
後程サンプルをお届けさせていただきます。

サンプルパック対象品

バキュームフィルトレーションシステム
プラスチックピペット
細胞培養プレート

細胞培養ディッシュ
細胞培養フラスコ
三角フラスコ

遠心管
セルスクレーパー
セルストレーナー

ご希望サンプル

カタログ No. (個)				
カタログ No. (個)				

※ご提供する梱包は滅菌単位となります。【各滅菌単位は、サンプルリストよりご確認ください。】

※ご提供数は商品問わずトータルで10個（滅菌単位）までとさせていただきます。

お客様情報ご記入欄

会社名 / 機関名:	部名 / 研究室名:
お名前:	
ご住所: 〒	
TEL:	FAX:
E-mail:	
<input type="checkbox"/> BM 会員希望（希望される場合の会員パスワード:)	* BM 会員とは当社新商品や各種サービスの情報をいち早くお知らせするための e-mail 送信用会員です。登録料金、年会費等は一切かかりません。
お取り扱い販売代理店名:	営業所:
ご担当者名:	TEL:

<個人情報の取扱いについて>

当社は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、当社または当社グループ会社が行う事業に関するご案内・ご提案、契約の締結・履行、アフターサービスの実施、お客さまへの連絡・通信、新しい商品・サービスの開発、およびお客さまに有益と思われる情報の提供などのために、お客さまの個人情報を利用させていただきます。お客さまの同意なしに、第三者（業務委託先を除く）に開示、提供、販売することはありません。業務委託先にお客さまの個人情報を業務上委託する場合、当社は、委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶなど、適切な監督を行います。

※ご不明な点等ございましたら、当社販売支援部（TEL:03-6666-5903）までお問い合わせ下さい。

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2023年6月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL:03-6666-5903/FAX:03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL:03-6666-5902/FAX:03-5677-4081

■ 代理店