

# 2024 ★ MARCH *vol.174* BME EXPRESS

**New!!**

自動キャップ開閉装置

**EzDecap™**



コンパクト多目的インキュベーター

**CULTURA® M**



**New!!** 自動キャップ開閉装置

# EzDecap™

 **BLUE-RAY**  
BIOTECH



動画はこちら



EzDecap  
日本語マニュアル



## スマートなデザインの自動キャップ開閉装置

EzDecap™ は、スクリーキャップマイクロチューブ・クライオチューブから 50mL の遠心管まで幅広い用途で、チューブのキャップを自動で開閉するお手軽なキャップ開閉装置です。特許出願中の独自の技術を用いており、キャップの落下エラーを低減し、片手で効率的なキャップ開閉が可能です。さまざまなチューブに対応した 4 つの動作モードを搭載し、かつ、コンパクトなデザインにより実験台のみならず、安全キャビネット内でも使用可能です。

### ◆ 業務効率の向上

特許出願中の独自の技術により、片手での操作を可能にし、日常業務を効率化します。

### ◆ 省スペースで設置可能

コンパクトなデザインで、実験台や安全キャビネット内で使用可能

### ◆ 様々な大きさのチューブに幅広く対応

クライオチューブから 50mL 遠心管まで、キャップグリッパーの交換不要で、様々な大きさのチューブに対応可能です。  
適用範囲：キャップの直径 11 ~ 40mm

### ◆ 多彩な動作モード

様々なキャッピングおよびデキャップのニーズに合わせて、4つの異なる動作モードから選択可能です。



## 4オペレーションモード

#### 1. Hold Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。  
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーに保持されます。

#### 2. Release Cap モード

キャップを開ける→キャップを締める、を繰り返します。  
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

#### 3. Decap Only モード

連続でキャップを開けます。  
※キャップを開けた際、キャップはグリッパーから外れます。

#### 4. Cap Only モード

連続でキャップを締めます。

|                  |  |
|------------------|--|
| サイズ (W×D×H)      | 170×240×290mm                                    |
| 重量               | 3.0kg (Body : 0.9kg, Bracket : 2.1kg)            |
| 所要時間 (Cap/Decap) | 約3秒  |
| 適用キャップの範囲        | 直径11 ~ 40mm                                      |
| 電源               | Input : AC100-240V, 50/60Hz<br>Output : DC9V, 4A |

| カタログ No.  | 商品名                      | 包装 | 希望販売価格   |
|---|--------------------------|----|----------|
| BRDC-0000  | EzDecap™ スクリューキャップ開閉システム | 1式 | ¥198,000 |

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

## 関連商品



## NEST 15mL/50mL遠心管

NEST®

- ◆ 目盛、書き込みスペース付
- ◆ 遠心耐性：最大12,000g
- ◆ リークプルーフフラットキャップ
- ◆ 片手の操作が可能なキャップ
- ◆ 温度耐性： P.P (ポリプロピレン) : -80℃~121℃  
HDPE (ポリエチレン) : -40℃~70℃
- ◆ 生物学的解析に最適
- ◆ 高強度、無毒性原材料
- ◆ 原材料はUSP CLASS VI準拠

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen Free
- ・電子線滅菌、SAL=10<sup>-6</sup>
- ・材質：P.P (キャップは、HDPE)

| カタログ No.  | 寸法 (mm) | 容量 (mL) | パッケージ   | 包装               | 希望販売価格  |
|-----------|---------|---------|---|------------------|---------|
| WNB601002 | φ17×118 | 15      | バルク  | 500本 (50本×10パック) | ¥12,900 |
| WNB602002 | φ27×114 | 50      | バルク  | 500本 (25本×20パック) | ¥17,600 |

AIDIAN

コンパクト多目的インキュベーター

# CULTURA® M



## 少数検体の細菌培養等に最適

- ◆ 小型・軽量：持ち運び可能で、置き場所を選びません。
- ◆ 温度設定25～45℃：微生物培養や化学反応など多目的に使用可能
- ◆ 透明なドア：ドアが透明なので、いつでもドアを開けずに内部観察が可能
- ◆ 縦置きも可能

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 設定温度範囲       | 25～45℃             |
| 温度精度         | ±1℃                |
| 材質           | ABS (本体) / PC (ドア) |
| 庫内寸法 (W×D×H) | 220×150×120mm      |
| 本体寸法 (W×D×H) | 310×168×155mm      |
| 重量           | 1.1kg              |
| 電源           | 100VAC、50/60Hz     |
| 消費電力 (最大)    | 30W                |



縦置きも  
できます

| カタログ No.   | 商品名        | 包装 | 希望販売価格  |
|--|------------|----|---------|
| 132754  | CULTURA® M | 1式 | ¥88,000 |

■ 構成：本体、棚板（ディッシュ用）、マルチラック（チューブ用）、サーモメーター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

### ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。  
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年2月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。  
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

**BMBio** ビーエム機器株式会社  
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル  
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907  
商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902/FAX: 03-5677-4081

■ 代理店