

# BME EXPRESS

2024 ★ MAY

vol.175



ALLSHENG

## ALLSHENG社製品 取り扱い開始しました



各機器の  
カタログは  
こちら

## マイクロプレートリーダー

マルチモードプレートリーダー  
**Feyond-A500/A400/A300**



蛍光・発光プレートリーダー  
**Feyond-F100/L100**



温度設定が可能なフィルターレスプレートリーダー  
**FlexA-200/200HT**



1年保証

カタログ No.	商品名	仕様	包装	希望販売価格
AS-19070-00	Feyond-A500マルチモードプレートリーダー	吸光度・蛍光・発光・時間分解蛍光・蛍光偏光	1式	¥7,660,000
AS-19060-00	Feyond-A400マルチモードプレートリーダー	吸光度・蛍光・発光・時間分解蛍光	1式	¥5,350,000
AS-19050-00	Feyond-A300マルチモードプレートリーダー	吸光度・蛍光・発光	1式	¥4,950,000
AS-19100-00	Feyond F100蛍光プレートリーダー	蛍光測定	1式	¥3,630,000
AS-19090-00	Feyond L100発光プレートリーダー	発光測定	1式	¥3,300,000
AS-19010-00	FlexA-200マイクロプレートリーダー	キュベットモードなし	1式	¥2,150,000
AS-19020-00	FlexA-200HTマイクロプレートリーダー	キュベットモードあり	1式	¥2,380,000

## 微量分光光度計

**Nano-500**



**Nano-300**



**Nano-400A**



1年保証

カタログ No.	商品名	仕様	包装	希望販売価格
AS-11060-00	Nano-500微量分光光度計	キュベットモード (A600)、フルオロメーターモード内蔵	1式	¥2,000,000
AS-11020-00	Nano-300微量分光光度計	キュベットモード (A600) 内蔵	1式	¥1,670,000
AS-11050-00	Nano-400A微量分光光度計	UV測定 (260/280nm) 専用機	1式	¥832,000

## フルオロメーター

**Fluo-100A/100B/100C**



- ◆ 簡単操作で高感度・高精度
- ◆ 波長の異なる3機種をご用意

**Fluo-200**



- ◆ 直観的で使いやすいインターフェース
- ◆ ユーザー権限設定が可能
- ◆ 試薬濃度カリキュレーター等豊富な機能

**Fluo-800**



- ◆ ハイスルーブット (8連チューブ対応)
- ◆ 直観的で使いやすいインターフェース
- ◆ ユーザー権限設定が可能
- ◆ 試薬濃度カリキュレーター等豊富な機能

1年保証

カタログ No.	商品名	仕様	包装	希望販売価格
AS-18010-00	Fluo-100A フルオロメーター	UV, Blue	1式	¥347,000
AS-18020-00	Fluo-100B フルオロメーター	Blue, Red	1式	¥347,000
AS-18030-00	Fluo-100C フルオロメーター	Blue, Green	1式	¥347,000
AS-18050-00	Fluo-200 フルオロメーター		1式	¥660,000
AS-18060-00	Fluo-800 フルオロメーター		1式	¥924,000

サーモシェーカー \* ブロックモジュール別売

MS-3000/MS-3000



サーモリッド (オプション)

- ◆ モジュール交換が簡単で自動認識
- ◆ 直観的なインターフェース
- ◆ プログラム (最大5ステップ、99サイクル) 可能
- ◆ サーモリッド (オプション) でサンプルの蒸発防止
- ◆ 冷却機能 (MSC-3000)
- ◆ 加温・冷却速度の選択が可能

MS-100/MS-100



- ◆ セットアップが簡単なLCDディスプレイ
- ◆ 様々な実験用機に対応できる豊富なモジュール
- ◆ DCブラシレスモーターの採用による高い静粛性
- ◆ 冷却機能 (MSC-100)

TMS-200/TMS-300



- ◆ セットアップが簡単なLCDディスプレイ
- ◆ 高速 (TMS-200:3000rpm, TMS-300:2000rpm) で正確なミキシング制御

1年保証

カタログ No.	商品名	仕様	包装	希望販売価格
AS-02090-00	MS-3000サーモシェーカー		1式	¥ 304,000
AS-02080-00	MSC-3000サーモシェーカー	冷却機能	1式	¥ 446,000
AS-02010-00	MS-100サーモシェーカー		1式	¥ 152,000
AS-02020-00	MSC-100サーモシェーカー	冷却機能	1式	¥ 255,000
AS-02050-00	TMS-200サーモシェーカー		1式	¥ 172,000
AS-02060-00	TMS-300サーモシェーカー		1式	¥ 172,000

ドライバインキュベーター \* ブロックモジュール別売 (MiniT-100H を除く)

MK-3000



サーモリッド (オプション)

- ◆ モジュール交換が簡単で自動認識
- ◆ 直観的なインターフェース
- ◆ プログラム (最大5ステップ、99サイクル) 可能
- ◆ サーモリッド (オプション) でサンプルの蒸発防止
- ◆ 冷却機能
- ◆ 加温・冷却速度の選択が可能

MK2000-2HL



- ◆ 2個のモジュールを同時に加温が可能
- ◆ 高い加熱速度
- ◆ タッチスクリーン操作はシンプルで直観的
- ◆ PCRサーモリッドテクノロジー採用

MiniT シリーズ

- ◆ 小型 (手のひらサイズ) で軽量
- ◆ ディスプレイに現在の温度と残り時間を表示

MiniT



MiniT-C



◆ 冷却機能

MiniT



◆ 100℃まで加熱可能

MiniT-C



◆ ヒートリッド内蔵  
◆ A-MiniTブロック (ブロック交換はできません)

MiniT-H2C/MiniT-H3



- ◆ 3個のブロックモジュールを独立して温度制御が可能
- ◆ ディスプレイに現在の温度と残り時間を表示
- ◆ 冷却機能 (MiniT-H2C、ブロックAのみ)

1年保証

カタログ No.	商品名	仕様	包装	希望販売価格
AS-01280-00	MK-3000ドライバインキュベーター	冷却機能	1式	¥ 347,000
AS-01210-00	MK2000-HLドライバインキュベーター		1式	¥ 144,000
AS-01130-00	MiniTドライバインキュベーター		1式	¥ 33,000
AS-01170-00	MiniT-Cドライバインキュベーター	冷却機能	1式	¥ 63,000
AS-01150-00	MiniT-100ドライバインキュベーター		1式	¥ 35,000
AS-01160-00	MiniT-100Hドライバインキュベーター		1式	¥ 57,000
AS-01230-00	MiniT-H2Cドライバインキュベーター	冷却機能 (ブロックAのみ)	1式	¥ 126,000
AS-01220-00	MiniT-H3ドライバインキュベーター		1式	¥ 95,000

マイクロプレート遠心機

MPC-P25



- ◆ 独自のローター設計
- ◆ 0.2mL PCRチューブから96/384ウェルPCRプレートまで対応可能
- ◆ 遠心後30秒以内で停止
- ◆ 10分までタイマー設定可能

Mini-P25



- ◆ 様々なタイプのPCRプレートに対応
- ◆ プレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作

1年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
AS-08090-00	MPC-P25小型プレート遠心機	1式	¥92,400
AS-08010-00	Mini-P25小型プレート遠心機	1式	¥65,700

ボルテックスミキサー

MTV-1



- ◆ 市場最小クラスの小型ボルテックスミキサー
- ◆ 外寸 (W×D×H): 71×91×84mm
- ◆ 重量: 350g
- ◆ 15mL以下の遠心チューブに対応
- ◆ タッチモード、連続運転の選択が可能

1年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
AS-02070-00	MTV-1ミニボルテックスミキサー	1式	¥20,200

セミオートマチックプレートシーラー

SealBio-2



- ◆ コンパクト設計
- ◆ シーリング時の温度、時間、圧力が設定可能
- ◆ 高速加熱 (170℃まで約5分)
- ◆ 多様なプレートに対応

1年保証

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
AS-15020-00	SealBio-2セミオートプレートシーラー	1式	¥439,000

各製品の詳細については弊社 web サイトまたはカタログをご覧ください。



マイクロプレートリーダーシリーズ



微量分光光度計シリーズ



フルオロメーターシリーズ



サーモシェーカー・ミキシングシリーズ



ドライバスインキュベーターシリーズ

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店