

BME EXPRESS

2024 ★ JUNE

vol.176

BMBio サーマルサイクラー ダブル

BMBio
ST (Standard & Stable)

New!!



Android OS システム、カラー静電容量式タッチスクリーン、独立したデュアルブロック、内蔵 Wifi モジュール、モバイルアプリおよびソフトウェア制御機能、大容量ストレージ、メールアラート機能等、様々なテクノロジーを組み合わせています。

上記のそれぞれの機能により、PCR の優れたパフォーマンスが実行され、高度な実験ニーズにお応えます。

- ◆ 8つの長寿命ペルチェユニットが4つのサーキット回路を形成し、4種類の温度ゾーンを制御する事でダブルブロックグラジエント機能を実現
- ◆ 強化アルミニウムモジュールが高い熱伝導性を維持し、耐食性も備えています
- ◆ 2つのブロック (2×48well) が独立して動作する為、異なるプログラムを同時に実行可能
- ◆ プログラム実行中、プログラム名及び残り時間が表示可能
- ◆ 10,000通りのプログラムが保存可能
- ◆ 停電からの自動復帰機能付
- ◆ プログラム終了後にステップ毎のGLPLレポートが出力され、実験分析のデータサポートを提供
- ◆ ユーザーログイン管理機能有
- ◆ プログラム終了時に eメールで報告機能有

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
BMSHBG0006	BMBio サーマルサイクラー ダブル	1式	¥798,000

■ 構成：本体、スペアヒューズ、電源コード、マニュアル、保証書

BMBio サーマルサイクラー Single96

グラジェント
機能付



BMBioサーマルサイクラー Single96は、6つの独立した温度制御機能、グラジェント機能、カラータッチスクリーン、大容量ストレージ、マウス・キーボードの外部接続、Bluetoothプリンター対応など、さまざまな実験ニーズ対応した機能を備えています。最大ランピングレートは6℃/秒、100万回以上のサイクルが可能です。

最新情報は
こちらに



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
BMSHBG0004	BMBio サーマルサイクラー Single96	3年保証 1式	¥690,000

■ 構成：本体、電源コード、マニュアル、保証書

BMBio サーマルサイクラー トリプル TRIPLE

売れ筋!



- ・3×32well ブロック
- ・高性能ペルチェを使用することで優れた耐久性を実現
- ・最大温度上昇毎秒 5℃、下降速度毎秒 4℃
- ・コンパクト設計

最新情報は
こちらに



カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
BMSHBG0001	BMBio サーマルサイクラー TRIPLE	3年保証 1式	¥894,000

■ 構成：本体、ヒューズ×2、タッチペン、電源ケーブル、マニュアル、保証書

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年5月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

BMBio ビーエム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL:03-6666-5903/FAX:03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL:03-6666-5902/FAX:03-5677-4081

■ 代理店