

ALLSHENG

MiniTドライバスインキュベーター

手のひらサイズのコンパクトドライバスインキュベーター

- ◆ 軽量コンパクト
- ◆ LCDディスプレイで温度と残り時間を確認可能
- ◆ 温度キャリブレーション機能内蔵
- ◆ ブロック交換が簡単
- ◆ 冷却機能付き (MiniT-Cのみ)

ブロック
モジュールは
別売となります



▲ MiniTドライバスインキュベーター

カタログNo.	AS-01130-00	AS-01170-00
商品名	MiniT ドライバスインキュベーター	MiniT-C ドライバスインキュベーター (冷却機能付)
温度設定範囲	室温+5℃~100℃	0℃~100℃
温度安定性	±0.3℃	
温度精度	±0.5℃	
表示精度	±0.1℃	
加熱時間 (25℃→100℃)	≤12分	≤20分
冷却時間 (20℃→0℃)	N/A	≤25分
タイマー設定範囲	1~999分/1~999秒	
外寸 (W×D×H)	150×110×100mm	162×110×140mm
重量	0.5kg	1kg
電源	100V、50/60Hz、 40W (最大)	100V、50/60Hz、 60W (最大)

1年保証

カタログNo.		包装	希望販売価格
AS-01130-00	MiniTドライバスインキュベーター	一式	¥33,000
AS-01170-00	MiniT-Cドライバスインキュベーター (冷却機能付)	一式	¥63,000

■ 構成 : MiniT/MiniT-C本体, ACアダプター, リッド (AS-01170-00), レンチ, ブロック用ドライバー (AS-01130-00), マニュアル, 保証書

MiniT用ブロック

カタログNo.		包装	希望販売価格
AS-01131-01	A-MiniT用ブロック (0.2mLx40)	1個 (1個×1パック)	¥10,600
AS-01131-02	B-MiniT用ブロック (0.5mLx24)	1個 (1個×1パック)	¥10,600
AS-01131-03	C-MiniT用ブロック (1.5mLx15)	1個 (1個×1パック)	¥9,900
AS-01131-04	D-MiniT用ブロック (2.0mLx15)	1個 (1個×1パック)	¥9,900
AS-01131-05	E-MiniT用ブロック (キュベット用)	1個 (1個×1パック)	¥14,900
AS-01131-06	F-MiniT用ブロック (15mLx4)	1個 (1個×1パック)	¥13,200
AS-01131-07	G-MiniT用ブロック (50mLx2)	1個 (1個×1パック)	¥9,900

MK-3000ドライバスインキュベーター



冷却機能付きプログラムドライバスインキュベーター

HOT
105℃

ブロックモジュール
とリッドは
別売となります

- ◆ プログラミング (5ステップ) が可能
- ◆ プログラムモードと連続モードがリンクしているので都度設定する必要がありません。
- ◆ 加熱速度 (5段階)、冷却速度 (4段階) を設定可能
- ◆ 凍結保存機能装備
- ◆ プログラム終了後、サンプルを凍結状態 (0℃) にすることが可能です。
- ◆ 多彩なブロックから選択可能で交換も簡単
- ◆ ThermoLid (オプション) を使用することでサンプルの蒸発を防ぐことができます。
- ◆ 停電時の自動復帰機能装備

機能	ヒーティング/クーリング
温度設定範囲	-10℃~105℃
タイマー設定	-99時間59分/-99分59秒
温度制御精度 (@20℃-50℃)	±0.5℃
温度均一性 (@20℃-50℃)	±0.5℃
表示精度	0.1℃
加熱時間 (20→100℃)	≤10分
100→20℃	≤10分
冷却時間	25→4℃ (@室温25℃以下) ≤15分
20→0℃ (@室温20℃以下)	≤15分
加熱速度設定	5段階 (最高速、3℃/分、2℃/分、1℃/分、0.1℃/分)
冷却速度設定	4段階 (最高速、1℃/分、0.5℃/分、0.1℃/分)
プログラム数	50
ステップ数/プログラム	5
サイクル数	~99
ブロック自動認識	あり
ディスプレイ	4.3インチタッチスクリーン
ポート	USB (プログラム関連)、4-ピンプラグ (ThermoLid用)
ThermoLid (オプション)	取り付け可能
ThermoLid温度範囲	室温+5℃~110℃
外寸 (W×D×H)	220×318×154mm
重量	≤7kg
電源	100V、50/60Hz、200W (最大)

1年保証

カタログNo.	包装	希望販売価格
AS-01280-00	MK-3000ドライバスインキュベーター (冷却機能付) 一式	¥347,000

■ 構成: MK-3000本体, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書

オプションアクセサリ：サーモリッド

チューブやPCRプレートなどをインキュベートする際、チューブ壁やキャップに結露が発生します。Allshengの新世代の温度制御およびミキシング装置は、チューブ内の結露を確実に防止するサーモリッド技術を搭載しており、インキュベーション時間にわたって安定したサンプル濃度を可能にします。そのため、サーモリッドは温度均一性のさらなる向上を促し、試料が最良の結果をもたらす最適な反応条件を得ることを可能にします。



サーモリッド

試薬の蒸発を効果的に防止し、均一な濃度を維持します。



取り付けと接続

マグネチックポート、簡単かつ迅速な接続；サーモリッドのパフォーマンスを確保するための安定したデータ伝送



高さ調整

様々な仕様の遠心管に対応、5mLまでの遠心管に使用可能



カタログ No.	規格	最高速度 (rpm)	最高温度 (°C)	ThermoLid 適用
AS-02081-01	MateB 0.5mL 0.5mL × 24	2,000	105	●
AS-02081-02	MateB 1.5mL 1.5mL × 24	2,000	105	●
AS-02081-03	MateB 2.0mL 2.0mL × 24	2,000	105	●
AS-02081-04	MateB 0.5mL+1.5mL 0.5mL × 15+1.5mL × 20	2,000	105	●
AS-02081-05	MateB 5.0mL 5.0mL × 8	1,000	105	●
AS-02081-06	MateB 12mm 12mm × 24	2,000	105	
AS-02081-08	MateB Cryo 1.5/2.0mL クライオチューブ × 24	2,000	105	
AS-02081-09	MateB 15mL 15mL × 8	1,000	105	
AS-02081-10	MateB 50mL 50mL × 4	1,000	105	
AS-02081-11	MateB Plate-1 96 ウェルマイクロプレート用	3,000	105	●
AS-02081-12	MateB Plate-2 2mL ディープウェルプレート用	1,000	105	
AS-02081-13	MateB PCR 96 0.2mL PCR プレート用	2,000	105	●
AS-02081-14	MateB PCR 384 384 ウェル PCR プレート用	3,000	105	●
AS-02081-15	MateB DWP 500 0.5mL ディープウェルプレート用	1,600	105	●
AS-02081-16	MateB DWP 1000 1.0mL ディープウェルプレート用	1,600	105	●
AS-02081-17	MateB L-Lid *1 ローリッド			
AS-02081-18	MateB H-Lid *2 ハイリッド			
AS-02081-26	ThermoLid サーモリッド			

* 1 : 0.5mL、1.5mL、2.0mL、5mL、Plate-1、Plate-2、PCR 96、PCR 384 用

* 2 : DWP500、DWP1000 用

カタログ No.	商品名	包装	希望販売価格
AS-02081-01	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (0.5mL×24)	1個 (1個×1パック)	¥26,400
AS-02081-02	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (1.5mL×24)	1個 (1個×1パック)	¥26,400
AS-02081-03	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (2.0mL×24)	1個 (1個×1パック)	¥26,400
AS-02081-04	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (0.5mL×15+1.5mL×20)	1個 (1個×1パック)	¥26,400
AS-02081-05	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (5.0mL×8)	1個 (1個×1パック)	¥26,400
AS-02081-06	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (12mm×24)	1個 (1個×1パック)	¥26,400
AS-02081-08	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (1.5/2.0mLクライオチューブ×24)	1個 (1個×1パック)	¥26,400
AS-02081-09	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (15mL×8)	1個 (1個×1パック)	¥33,000
AS-02081-10	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (50mL×4)	1個 (1個×1パック)	¥29,700
AS-02081-11	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (96ウェルマイクロプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥26,400
AS-02081-12	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (2mLディープウェルプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥36,300
AS-02081-13	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (0.2mL PCRプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥36,300
AS-02081-14	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (384ウェルPCRプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥39,600
AS-02081-15	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (0.5mLディープウェルプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥45,600
AS-02081-16	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック (1.0mLディープウェルプレート用)	1個 (1個×1パック)	¥52,200
AS-02081-17	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ローリッド	1個 (1個×1パック)	¥3,300
AS-02081-18	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用ハイリッド	1個 (1個×1パック)	¥5,000
AS-02081-26	MK-3000/MS-3000/MSC-3000用MateBブロック用サーモリッド	1個 (1個×1パック)	¥92,400

MPC-P25小型プレート遠心機

ALLSHENG

ストリップチューブも遠心可能なプレート遠心機

- ◆ 独自のローター設計
- ◆ 0.2mL PCRチューブから96/384ウェルPCRプレートまで対応可能
- ◆ 遠心後30秒以内で停止
- ◆ 10分までタイマー設定可能



遠心可能なサンプル数	2×PCRプレートまたはマイクロプレート 24×8連PCRチューブ 192×0.2mL PCRチューブ	
最大回転数	100V/50Hz	2,000rpm
	100V/60Hz	1,600rpm
最大RCF	100V/50Hz	400xg
	100V/60Hz	250xg
タイマー設定	0~10分	
外寸 (W×D×H)	290×360×140mm	
重量	3.6kg	
電源	120V、50/60Hz、55W (最大)	

1年保証

カタログNo.	包装	希望販売価格
AS-08090-00 MPC-P25小型プレート遠心機	一式	¥92,400

■ 構成：MPC-P25本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター（2個）、PCRプレート用アダプター（2個）、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Mini-P25小型PCRプレート遠心機

ALLSHENG

コンパクトなPCRプレートスピナー

- ◆ 様々なタイプのPCRプレートに対応
- ◆ PCRプレートをセットしてボタンを押すだけの簡単操作



遠心可能なサンプル数	2×PCRプレート
最大回転数	2,500rpm
最大RCF	500xg
外寸 (W×D×H)	190×220×186mm
重量	3.6kg
電源	120V、50/60Hz、50W

1年保証

カタログNo.	包装	希望販売価格
AS-08010-00 Mini-P25小型プレート遠心機	一式	¥65,700

■ 構成：Mini-P25本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

LTSタイプ ART マイクロポイントチップ SoftFit-L

thermo scientific




Rainin® LTS® ピペット専用

ARTマイクロポイントチップ (SoftFit-L) -20μl・-200μl LTSタイプ

Thermo Scientific™ SoftFit-L™ ピペットチップはRainin® LTS® ピペット用にデザインされ、満足のおけるピペットの精度や快適性を提供します。

チップタイプ	特長	推奨使用
SoftFit-L ノンフィルターチップ	・ 経済的、品質の高いチップ	・ 汎用的なアプリケーション
SoftFit-L ローリテンションチップ	・ 疎水性表面により、分注効率を上げ、高価な試薬を節約 ・ ピペット精度の向上 ・ サンプルや試薬廃棄の軽減	・ 粘性のあるサンプル ・ 洗剤を含有するサンプル ・ DNA およびタンパク質サンプル ・ 少量分注



ART マイクロポイント SoftFit-L : -20μl



原寸大

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
3722-HR	未滅菌 960本 (96本×10ラック)	ラック ¥8,300	960本×5
3721-HR	電子滅菌 960本 (96本×10ラック)	ラック ¥9,400	960本×5
3722-RI	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2)	詰め替え ¥7,600	960本×5
3721-RI	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2)	詰め替え ¥9,000	960本×5
▼サンプル低吸着 (ローリテンション)タイプ 低吸着			
3722-05-HR	未滅菌 960本 (96本×10ラック)	ラック ¥9,500	960本×5
3721-05-HR	電子滅菌 960本 (96本×10ラック)	ラック ¥10,500	960本×5
3721-05-RI	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2)	詰め替え ¥10,500	960本×5
3722-05-RI	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2)	詰め替え ¥9,500	960本×5

- ・ オートクレーブ可能
- ・ DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・ 全長: 48.6mm
- ・ 材質: P.P
- ・ 色: ナチュラル



3722-HR (ヒンジラック)

ART マイクロポイント SoftFit-L : -200μl



原寸大

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
3752-HR	未滅菌 960本 (96本×10ラック)	ラック ¥7,600	960本×5
3751-HR	電子滅菌 960本 (96本×10ラック)	ラック ¥9,000	960本×5
3752-RI	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2)	詰め替え ¥7,000	960本×5
3751-RI	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2)	詰め替え ¥8,300	960本×5
▼サンプル低吸着 (ローリテンション)タイプ 低吸着			
3752-05-HR	未滅菌 960本 (96本×10ラック)	ラック ¥9,500	960本×5
3751-05-HR	電子滅菌 960本 (96本×10ラック)	ラック ¥10,500	960本×5
3752-05-RI	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2)	詰め替え ¥9,500	960本×5
3751-05-RI	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2)	詰め替え ¥10,500	960本×5

- ・ オートクレーブ可能
- ・ DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・ 全長: 50.0mm
- ・ 材質: P.P
- ・ 色: ナチュラル



3752-HR (ヒンジラック)

LTSタイプ ART マイクロポイントチップ SoftFit-L

thermo scientific



ART マイクロポイント SoftFit-L : -300 μ l 原寸大



カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
3732-HR	未滅菌 960本 (96本×10ラック) ラック	¥7,600	960本×5
3731-HR	電子滅菌 960本 (96本×10ラック) ラック	¥9,000	960本×5
3732-RI	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2) 詰め替え	¥7,000	960本×5
3731-RI	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2) 詰め替え	¥8,300	960本×5
▼サンプル低吸着 (ローリテンション)タイプ 低吸着			
3732-05-HR	未滅菌 960本 (96本×10ラック) ラック	¥9,500	960本×5
3731-05-HR	電子滅菌 960本 (96本×10ラック) ラック	¥10,500	960本×5
3732-05-RI	未滅菌 960本 (96本×5プレート×2) 詰め替え	¥9,500	960本×5
3731-05-RI	電子滅菌 960本 (96本×5プレート×2) 詰め替え	¥10,500	960本×5

- ・オートクレーブ可能
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 57.5mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



3732-HR (ヒンジラック)

ART マイクロポイント SoftFit-L : -1000 μ l 原寸大




カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
3782-HR	未滅菌 768本 (96本×8ラック) ラック	¥8,300	768本×4
3781-HR	電子滅菌 768本 (96本×8ラック) ラック	¥9,400	768本×4
3782-RI	未滅菌 768本 (96本×4プレート×2) 詰め替え	¥7,000	768本×4
3781-RI	電子滅菌 768本 (96本×4プレート×2) 詰め替え	¥8,300	768本×4
▼サンプル低吸着 (ローリテンション)タイプ 低吸着			
3782-05-HR	未滅菌 768本 (96本×8ラック) ラック	¥9,500	768本×4
3781-05-HR	電子滅菌 768本 (96本×8ラック) ラック	¥10,500	768本×4
3782-05-RI	未滅菌 768本 (96本×4プレート×2) 詰め替え	¥9,500	768本×4
3781-05-RI	電子滅菌 768本 (96本×4プレート×2) 詰め替え	¥10,500	768本×4

- ・オートクレーブ可能
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 86.1mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



3782-HR (ヒンジラック)

ART マイクロポイント SoftFit-L : -1200 μ l 原寸大



カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
3742-HR	未滅菌 768本 (96本×8ラック) ラック	¥8,300	768本×4
3741-HR	電子滅菌 768本 (96本×8ラック) ラック	¥9,400	768本×4
3742-RI	未滅菌 768本 (96本×4プレート×2) 詰め替え	¥7,600	768本×4
3741-RI	電子滅菌 768本 (96本×4プレート×2) 詰め替え	¥9,000	768本×4

- ・オートクレーブ可能
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 86.7mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



3742-HR (ヒンジラック)

LTSタイプ ART 疎水性フィルター付きチップ SoftFit-L 〈セルフシーリング〉

thermo scientific




Rainin® LTS® ピペット専用

ART疎水性フィルター付きチップ〈セルフシーリング〉 -20μl・-200μl SoftFit-L LTSタイプ

Thermo Scientific™ SoftFit-L™ ピペットチップはRainin® LTS® ピペット用にデザインされ、満足のおけるピペットの精度や快適性を提供します。

チップタイプ	特長	推奨使用
SoftFit-L フィルターチップ	<ul style="list-style-type: none"> エアロゾルによるピペット汚染をブロックし、サンプルのクロスコンタミネーションを防止 	<ul style="list-style-type: none"> 繊細なアプリケーション（細胞培養、PCR、核酸などの実験）
SoftFit-L ローリテンションチップ	<ul style="list-style-type: none"> 疎水性表面により、分注効率を上げ、高価な試薬を節約 ピペット精度の向上 サンプルや試薬廃棄の軽減 	<ul style="list-style-type: none"> 粘性のあるサンプル 洗剤を含有するサンプル DNA およびタンパク質サンプル 少量分注



ART SoftFit-L : -20μl 原寸大

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
2749-HR	電子滅菌 960本(96本x10ラック) ラック	¥14,000	960本x5
2749-RI	電子滅菌 960本(96本x5プレートx2) 詰め替え	¥13,300	960本x5
▼サンプル低吸着(ローリテンション)タイプ 低吸着			
2749-05-HR	電子滅菌 960本(96本x10ラック) ラック	¥15,300	960本x5
2749-05-RI	電子滅菌 960本(96本x5プレートx2) 詰め替え	¥14,500	960本x5

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長：48.6mm
- ・材質：P.P
- ・色：ナチュラル



ART SoftFit-L : -200μl 原寸大

カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
2769-HR	電子滅菌 960本(96本x10ラック) ラック	¥14,000	960本x5
2769-RI	電子滅菌 960本(96本x5プレートx2) 詰め替え	¥13,300	960本x5
▼サンプル低吸着(ローリテンション)タイプ 低吸着			
2769-05-HR	電子滅菌 960本(96本x10ラック) ラック	¥15,300	960本x5
2769-05-RI	電子滅菌 960本(96本x5プレートx2) 詰め替え	¥14,500	960本x5


- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長：50.0mm
- ・材質：P.P
- ・色：ナチュラル



LTSタイプ ART 疎水性フィルター付きチップ SoftFit-L 〈セルフシーリング〉



ART SoftFit-L : -300 μ l 原寸大




カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
2739-HR	電子滅菌 960本(96本x10ラック) ラック	¥14,000	960本x5
2739-RI	電子滅菌 960本(96本x5プレートx2) 詰め替え	¥13,300	960本x5
▼サンプル低吸着 (ローリテンション)タイプ 低吸着			
2739-05-HR	電子滅菌 960本(96本x10ラック) ラック	¥15,300	960本x5
2739-05-RI	電子滅菌 960本(96本x5プレートx2) 詰め替え	¥14,500	960本x5

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 57.5mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



2739-HR
(ヒンジラック)

ART SoftFit-L : -1000 μ l 原寸大




カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
2779-HR	電子滅菌 768本(96本x8ラック) ラック	¥14,000	960本x4
2779-RI	電子滅菌 768本(96本x4プレートx2) 詰め替え	¥13,300	960本x4
▼サンプル低吸着 (ローリテンション)タイプ 低吸着			
2779-05-HR	電子滅菌 768本(96本x8ラック) ラック	¥15,300	960本x4
2779-05-RI	電子滅菌 768本(96本x4プレートx2) 詰め替え	¥14,500	960本x4

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 86.1mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



2779-HR
(ヒンジラック)

ART SoftFit-L : -1200 μ l 原寸大



カタログNo.	包装	希望販売価格	大箱包装
2789-HR	電子滅菌 768本(96本x8ラック) ラック	¥14,000	960本x4
2789-RI	電子滅菌 768本(96本x4プレートx2) 詰め替え	¥13,300	960本x4
▼サンプル低吸着 (ローリテンション)タイプ 低吸着			
2789-05-HR	電子滅菌 768本(96本x8ラック) ラック	¥15,300	960本x4
2789-05-RI	電子滅菌 768本(96本x4プレートx2) 詰め替え	¥14,500	960本x4

- ・オートクレーブ不可
- ・DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free
- ・全長 : 86.7mm
- ・材質 : P.P
- ・色 : ナチュラル



2789-HR
(ヒンジラック)

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年8月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店