



BME EXPRESS

2025★NOVEMBER vol.186

△ACCUMAX

ACCURACY AT MAXIMUM

Accumax社製品の取り扱いを
開始しました


New!!



Accumax 電動ピペット




5種類の機能を直観的に設定可能



ピペティング

ミキシング

リバース
ピペティング



希釈

連続分注

ヘッドは360°回転

マグネチックピストンの採用により
チャンネル間のばらつきを低減

チップを挿入しやすいコーン設計

ISO17025 認定機関での
ISO8655-6 校正済み

1年
保証

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格
AE-10	1	0.5-10μL	¥69,000
AE-100		5-100μL	¥69,000
AE-200		10-200μL	¥69,000
AE-1000		50-1000μL	¥69,000
AE-5000		250-5000μL	¥69,000

■ 構成：本体、マニュアル、保証書

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格
AE-8-10	8	0.5-10μL	¥87,300
AE-8-20		2-20μL	¥87,300
AE-8-100		5-100μL	¥87,300
AE-8-200		10-200μL	¥87,300
AE-8-300		15-300μL	¥87,300
AE-12-10	12	0.5-10μL	¥98,200
AE-12-20		2-20μL	¥98,200
AE-12-100		5-100μL	¥98,200
AE-12-200		10-200μL	¥98,200
AE-12-300		15-300μL	¥98,200

Accumax Fab/Fab-LFピペット



Fab (ユニバーサルタイプ)



Fab-LF (LTSタイプ)

- ◆ 独自のマグネットアシストメカニズムの採用により軽いピペッティングが可能
- ◆ ボリュームロック機能装備
- ◆ フルオートクレーパブル
- ◆ マルチチャンネルピペットのヘッドは 360° 回転可能
- ◆ LTS タイプはコーンを円筒状にすることで、より少ない力でチップの装着が可能

Fabピペット

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格
AFV-10	1	0.5-10 μ L	¥21,600
AFV-20		2-20 μ L	¥21,600
AFV-100		10-100 μ L	¥21,600
AFV-200		20-200 μ L	¥21,600
AFV-300		30-300 μ L	¥21,600
AFV-1000		100-1000 μ L	¥21,600
AFV-5000		500-5000 μ L	¥21,600
AFV-10000		1000-10000 μ L	¥21,600
AFM8-010	8	0.5-10 μ L	¥58,800
AFM8-050		5-50 μ L	¥58,800
AFM8-200		20-200 μ L	¥58,800
AFM8-300		30-300 μ L	¥58,800
AFM8-1200		120-1200 μ L	¥58,800


Fab-LFピペット

1年保証

カタログ No.	Ch	容量	希望販売価格
ALFV-10	1	0.5-10 μ L	¥23,500
ALFV-20		2-20 μ L	¥23,500
ALFV-100		10-100 μ L	¥23,500
ALFV-200		20-200 μ L	¥23,500
ALFV-1000		100-1000 μ L	¥23,500
ALFV-5000		500-5000 μ L	¥23,500
ALFV-10000		1000-10000 μ L	¥23,500
ALFM8-010	8	0.5-10 μ L	¥87,300
ALFM8-050		5-50 μ L	¥87,300
ALFM8-200		20-200 μ L	¥87,300
ALFM8-300		30-300 μ L	¥87,300

■ 構成：本体、マニュアル、保証書

Accumax LFチップ (LTSタイプ)



- ◆ LTS タイプのピペットに適合
- ◆ 低吸着仕様
- ◆ DNase, RNase, PCR インヒビター、エンドトキシン、パイロジェンフリー
- ◆ 滅菌済み

カタログ No.		品名	入数	希望販売価格
ALF-20-S-L-R	滅菌	LFスタンダードチップ -20µL ラック LTSタイプ	960本 (96本×10)	¥10,700
ALF-20-S-L-K	滅菌	LFスタンダードチップ -20µL 詰め替え LTSタイプ	960本 (96本×10)	¥8,500
ALF-20-S-L-F-R	滅菌	LFフィルターチップ -20µL ラック LTSタイプ	960本 (96本×10)	¥17,300
ALF-200-S-L-R	滅菌	LFスタンダードチップ -200µL ラック LTSタイプ	960本 (96本×10)	¥10,700
ALF-200-S-L-K	滅菌	LFスタンダードチップ -200µL 詰め替え LTSタイプ	960本 (96本×10)	¥8,500
ALF-200-S-L-F-R	滅菌	LFフィルターチップ -200µL ラック LTSタイプ	960本 (96本×10)	¥17,300
ALF-1000-S-L-R	滅菌	LFスタンダードチップ -1000µL ラック LTSタイプ	576本 (96本×6)	¥8,000
ALF-1000-S-L-K	滅菌	LFスタンダードチップ -1000µL 詰め替え LTSタイプ	576本 (96本×6)	¥6,800
ALF-1000-S-L-F-R	滅菌	LFフィルターチップ -1000µL ラック LTSタイプ	576本 (96本×6)	¥12,400

Neuation 小型卓上遠心機 iFuge D08

- ◆ コンパクトサイズながら最大 50mL 遠心管に対応
- ◆ ブラシレスモーター採用で長寿命・メンテナンスフリー
- ◆ RPM/RCF いずれの設定も可能

NEUATION

カタログ No.	希望販売価格
D08-1111 	¥110,000
本数	50mL×4または15mL×8
対応チューブ容量	2/5/7/10/15/50mL
回転数設定範囲	500-4500RPM
最大RCF	2109g
加速/減速時間	35±5秒
タイマー設定範囲	1-99分/連続
電源	100-220V 60/50Hz 3A
サイズ (W×D×H)	265×300×161mm
重量	4kg



■ 構成：本体、電源コード、テストチューブ用アダプター（4種類、各8個）、マニュアル、保証書

◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。
本希望販売価格は2025年10月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。
なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。
人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビー・エム機器株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907
商品の在庫・ご注文について TEL: 03-6666-5902/FAX: 03-5677-4081