

## SIGMA 遠心機



メーカー名	カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格 (2022年3月31日まで)	新希望販売価格 (2022年4月1日から)
Sigma	SGM10015	Sigma 1-14, 遠心機, 100-120 V	1式	¥221,000	¥227,000
Sigma	SGM10021	Sigma 1-14K, 冷却遠心機, 100-120 V	1式	¥661,000	¥681,000
Sigma	SGM10157	Sigma 2-16P, 卓上遠心機, 100 V	1式	¥632,000	¥650,000
Sigma	SGM10226	Sigma 2-7, 卓上遠心機, 100-240 V	1式	¥380,000	¥391,000
Sigma	SGM10352	Sigma 2-16KL, 冷却 卓上遠心機, 100 V	1式	¥1,205,000	¥1,242,000
Sigma	SGM10357	Sigma 3-16L, 卓上遠心機, 100 V	1式	¥902,000	¥974,000
Sigma	SGM10362	Sigma 3-16KL, 冷却 卓上遠心機, 100 V	1式	¥1,245,000	¥1,329,000
Sigma	SGM10372	Sigma 3-18KS, 冷却 卓上遠心機, 200 V	1式	¥1,529,000	¥1,580,000
Sigma	SGM10378	Sigma 3-30KS, 冷却 高速 卓上遠心機, 200 V	1式	¥2,327,000	¥2,399,000
Sigma	SGM10392	Sigma 6-16S, 卓上遠心機, 200 V	1式	¥1,506,000	¥1,603,000
Sigma	SGM10403	Sigma 4-5L 卓上多架遠心機	1式	¥1,000,000	¥1,016,000
Sigma	SGM10630	Sigma 8KS, 据置型冷却遠心機, 空冷, 3 x400V, 60Hz	1式	¥5,953,000	¥7,022,000
Sigma	SGM10631	Sigma 8KS, 据置型冷却遠心機, 空冷, 3 x400V, 50Hz	1式	¥5,953,000	¥7,022,000

## 【新希望販売価格・消費税について】

価格表の新希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。新希望販売価格は2022年4月1日からの価格です。

なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にはご確認ください。希望販売価格には消費税は含まれておりません。



### Sigma 1-14

### Sigma 1-14K

### Sigma 1-16

### Sigma 1-16K

カタログ No.	<b>SGM10015</b>	<b>SGM10021</b>	<b>SGM10027</b>	<b>SGM10032</b>
	—	0.2-2ml	—	—
	0.2-2ml	0.2-2ml	0.2-5ml	0.2-5ml
	48ml	48ml	72ml	72ml
	14,800rpm	15,000rpm	15,000rpm	15,000rpm
	16,163xg	16,602xg	20,627xg	20,627xg
希望販売価格	<b>¥227,000</b>	<b>¥681,000</b>	<b>¥287,000</b>	<b>¥821,000</b>



### Sigma 3-16L

### Sigma 3-16KL

### Sigma 3-18KS

カタログ No.	<b>SGM10357</b>	<b>SGM10362</b>	<b>SGM10372</b>
	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP	0.2-400ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-94ml	0.2-94ml
	1,600ml	1,600ml	1,600ml
	15,300rpm	15,300rpm	18,000rpm
	21,460xg	21,913xg	30,070xg
希望販売価格	<b>¥974,000</b>	<b>¥1,329,000</b>	<b>¥1,580,000</b>



### Sigma 2-16P

### Sigma 2-16KL

### アイコン

カタログ No.	<b>SGM10157</b>	<b>SGM10352</b>
	0.2-100ml, MTP	0.2-100ml, MTP
	0.2-50ml	0.2-85ml
	450ml	450ml
	15,000rpm	15,300rpm
	20,627xg	21,913xg
希望販売価格	<b>¥650,000</b>	<b>¥1,242,000</b>

	スイングローター
	アングルローター
	容量 (最大)
	最大回転数
	最大遠心力
	冷却



### Sigma 3-30KS

### Sigma 4-16S

### Sigma 4-16KS

カタログ No.	<b>SGM10378</b>	<b>SGM10383</b>	<b>SGM10388</b>
	0.2-100ml, MTP	0.2-750ml, MTP	0.2-750ml, MTP
	0.2-94ml	0.2-250ml	0.2-250ml
	510ml	3,000ml	3,000ml
	30,000rpm	13,500rpm	15,000rpm
	70,121xg	20,376xg	25,155xg
希望販売価格	<b>¥2,399,000</b>	<b>¥1,194,000</b>	<b>¥1,806,000</b>



	Sigma 6-16S	Sigma 6-16KS	Sigma 8KS
カタログ No.	<b>SGM10392</b>	<b>SGM10398</b>	<b>SGM10631(50Hz) SGM10630(60Hz)</b>
	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-800ml, MTP, BB	0.2-1500ml, MTP, BB
	0.2-500ml	0.2-500ml	0.2-1000ml
	3,200ml	3,200ml	12,000ml
	13,500rpm	15,000rpm	10,500rpm
	20,376xg	25,419xg	20,461xg
希望販売価格	<b>¥1,603,000</b>	<b>¥2,418,000</b>	<b>¥7,022,000</b>

#### ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格・・・希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は、当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2022年4月1日現在の価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。