

2-7用ローターリスト

アングル (アダプター別売)																
カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考				
SGM12072 	20	4,000	2,486	¥158,000	SGM13011 (標準付属)	2	¥5,000	12x75mm	SGM13071	2	¥7,000					
								12x100mm	SGM13072	2	¥7,000					
								16x80mm	SGM13073	2	¥7,000					
								16-17x100mm	不要							
								15mLコニカル	不要							
SGM12073 	20	4,000	2,486	¥168,000				12x75mm	SGM13071	2	¥7,000					
								12x100mm	SGM13072	2	¥7,000					
								16x80mm	SGM13073	2	¥7,000					
								16-17x100mm	不要							
								15mLコニカル	不要							
スイング (バケット・アダプター別売)																
カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考				
SGM11071  SGM13299  SGM13296	4	4,000	2,540	¥95,000	SGM13299	2	¥51,000	1.5mL	SGM14301	2	¥17,000	4本/アダプター				
								2.0mL								
								5mL					SGM14309	2	¥17,000	3本/アダプター
								12x75-100mm					SGM14302	2	¥17,000	5本/アダプター
								16mm					SGM14303	2	¥17,000	4本/アダプター
								17mm					SGM14307	2	¥17,000	3本/アダプター
								15mLコニカル					SGM14300	2	¥17,000	2本/アダプター
								25/30mL自立					SGM14308	2	¥17,000	
								30mLラウンド					SGM14304	2	¥17,000	
								50mLラウンド					SGM14305	2	¥17,000	
								50mL自立					SGM14310	2	¥17,000	
								50mLコニカル					SGM14299	2	¥17,000	
								100mLラウンド					SGM16051	2	¥2,000	
								SGM13296					2			
17mm	不要															
SGM11037 	2	4,000	2,379	¥31,000	SGM13035	2	¥23,000	16mm		不要						
								17mm								
								15mLコニカル								
マイクロプレート用																
SGM11123 	2	4,000	2,111	¥327,000	SGM13223 (標準付属)	2	¥115,000	マイクロプレート		不要		フタなし：6枚/ローター フタ付：4枚/ローター				
								ディープエルプレート				2枚/ローター				
								PCRプレート				4枚/ローター				