



















3-30KS用ローターリスト

アングル (アダプター別売)


カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM12115 	96	16,400	外側: 29,468 内側: 24,958	¥226,000				0.2mL		不要		
SGM12110 (g-lock: SGM91355) 	12	30,000	65,403	¥136,000 (¥203,000)				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
								1.5mL		不要		
								2.0mL		不要		
SGM12154 (g-lock: SGM91123) 	24	26,000	61,973	¥161,000 (¥228,000)				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
								1.5mL		不要		
								2.0mL		不要		
SGM12131 	30	20,000	44,720	¥226,000				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
								1.5mL		不要		
								2.0mL		不要		
SGM12370 (g-lock: SGM91371) 	36	28,000	70,121	¥447,000 (¥514,000)				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
								1.5mL		不要		
								2.0mL		不要		
SGM12349 (g-lock: SGM91520) 	48	15,000	25,155	¥267,000 (¥334,000)				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000	
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000	
								1.5mL		不要		
								2.0mL		不要		
SGM12182 	12	20,000	37,565	¥221,000				1.5-1.8mL	SGM14080	4	¥7,000	クライオチューブ用 ローターリッド不可
								1.5mL	SGM14082	4	¥7,000	
								2.0mL		不要		
								5.0mL		不要		
SGM12111 (g-lock: SGM91527) 	10	26,000	57,438	¥195,000 (¥262,000)				10mLラウンド (16.1mmΦ)		不要		
SGM12157 	20	16,000	28,048	¥263,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)		不要		
SGM12311 (g-lock: SGM91534) 	12	15,000	24,903	¥273,000 (¥341,000)				15mLコニカル		不要		
SGM12158 (g-lock: SGM91365) 	6	26,200	60,628	¥198,000 (¥329,000)				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13059	2	¥18,000	
								30mLラウンド		不要		
SGM12150 (g-lock: SGM91375) 	6	21,000	41,415	¥262,000 (¥329,000)				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13087	2	¥17,000	
								14mLラウンド (17mmΦ)	SGM13062	2	¥13,000	
								15mLラウンド (17.5mmΦ)	SGM16018	2	¥15,000	
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13086	2	¥17,000	
								30mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16030	2	¥9,000	
								50mLラウンド		不要		
SGM12310 (g-lock: SGM91377) 	4	15,500	25,248	¥273,000 (¥341,000)				15mLコニカル	SGM13060	2	¥9,000	
								25mL/30mL自立	SGM13064	2	¥17,000	
								50mLラウンド	SGM13079	2	¥11,000	
								50mLコニカル		不要		
SGM12156 	8	16,500	29,220	¥263,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13087	2	¥17,000	
								14mLラウンド (17mmΦ)	SGM13062	2	¥13,000	
								15mLラウンド (17.5mmΦ)	SGM16018	2	¥15,000	
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13086	2	¥17,000	

カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考					
SGM12156	8	16,500	29,220	¥263,000	/			15mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16030	2	¥9,000						
										50mLラウンド	不要						
SGM12155 (g-lock: SGM91532)	4	20,000	40,695	¥263,000 (¥331,000)							10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13084	2	¥17,000	2本/アダプター		
											14mLラウンド (17mmΦ)	SGM16019	2	¥16,000			
											15mLラウンド (17.5mmΦ)						
											15mLコニカル	SGM13081	2	¥17,000			
											25mLラウンド	SGM16031	2	¥11,000			
											30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13083	2	¥17,000			
											30mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16031	2	¥11,000			
											50mLラウンド	SGM13082	2	¥17,000			
											50mLコニカル	SGM13080	2	¥17,000			
											85mLラウンド	不要					
SGM12159 (g-lock: SGM91119)	6	15,500	26,323	¥303,000 (¥370,000)				/			10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13084	2	¥17,000	2本/アダプター		
														14mLラウンド (17mmΦ)	SGM16019	2	¥16,000
					15mLラウンド (17.5mmΦ)												
					15mLコニカル	SGM13081	2							¥17,000			
					25mLラウンド	SGM16031	2							¥11,000			
					30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13083	2							¥17,000			
					30mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16031	2							¥11,000			
					50mLラウンド	SGM13082	2							¥17,000			
					50mLコニカル	SGM13080	2							¥17,000			
					85/94mLラウンド	不要											

スイング (バケット・アダプター別売)

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考	
SGM11171	4	5,000	3,969	¥226,000	SGM13299	2	¥51,000	1.5mL	SGM14301	2	¥17,000	4本/アダプター	
								2.0mL					
								5mL	SGM14309	2	¥17,000	3本/アダプター	
								12x75mm	SGM14302	2	¥17,000	5本/アダプター	
								12x100mm					
								10mLラウンド	SGM14303	2	¥17,000	4本/アダプター	
								17mmラウンド	SGM14307	2	¥17,000	3本/アダプター	
								15mLコニカル	SGM14300	2	¥17,000	2本/アダプター バケットキャップ不可	
								25/30mL自立	SGM14308	2	¥17,000		
								25/30mLラウンド (24/25.3mmΦ)	SGM14304	2	¥17,000		
								50mLラウンド (34mmΦ)	SGM14305	2	¥17,000		
50mL自立	SGM14310	2	¥17,000	バケットキャップ不可									
50mLコニカル	SGM14299	2	¥17,000										
100mLラウンド	SGM16051	2	¥2,000										
SGM11134	4	10,000	10,956	¥654,000	SGM13134 (標準付属)	2	¥176,000	10mLラウンド (16.1mmΦ)	不要				
													

ドラムローター (アダプター別売)

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考			
SGM11136	6	16,000	20,035	¥211,000	/			0.2mL	SGM14021	2	¥23,000	32本/アダプター			
											0.5mL	SGM14000	2	¥11,000	10本/アダプター
											1.5mL	SGM14020	2	¥23,000	10本/アダプター
											2.0mL	SGM14002	2	¥11,000	10本/アダプター

マイクロプレート用

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考			
SGM11222	2	3,000	1,218	¥258,000	SGM13222 (標準付属)	2	¥88,000	マイクロプレート	不要			フタなし: 6枚/ローター フタ付: 6枚/ローター			
								ディープエルプレート							2枚/ローター
								PCRプレート							