












# 4-16S/4-16KS用ローターリスト

アングル (アダプター別売)													
カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考	
SGM12449 	48	13,500(4-16S) 15,000 (4-16KS)	20,376 (4-16S) 15,155(4-16KS)	¥290,000				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000		
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000		
								1.5mL	不要				
								2.0mL	不要				
SGM12201 	100	9,000(4-16S) 9,600 (4-16KS)	外側 14,761 (4-16S) 16,795 (4-16KS) 内側 12,406 (4-16S) 14,116 (4-16KS)	¥566,000				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000		
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000		
								1.5mL	不要				
								2.0mL	不要				
SGM12450 	24	13,000	21,917	¥290,000				1.5-1.8mL	SGM14080	4	¥7,000	クライオチューブ用 ローターリット不可	
								1.5mL	SGM14082	4	¥7,000		
								2.0mL					
								5.0mL					不要
SGM12170 	12	12,500 (4-16S) 13,500 (4-16KS)	17,469 (4-16S) 20,376 (4-16KS)	¥368,000				15mLコニカル	不要				
SGM12168 	20	12,500 (4-16S) 14,000 (4-16KS)	17,119 (4-16S) 21,475 (4-16KS)	¥349,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	不要				
SGM12174 	24	10,500 (4-16S) 12,000 (4-16KS)	15,531 (4-16S) 20,285 (4-16KS)	¥404,000				15mLコニカル	不要				
SGM12172 	12	12,500 (4-16S) 13,500 (4-16KS)	18,168 (4-16S) 21,191 (4-16KS)	¥318,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13059	2	¥18,000		
								30mLラウンド	不要				
SGM12266 	8	12,500 (4-16S) 14,000 (4-16KS)	17,469 (4-16S) 21,913 (4-16KS)	¥267,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13087	2	¥17,000		
								14mLラウンド (17mmΦ)	SGM16018	2	¥15,000		
								15mLラウンド (17.5mmΦ)					
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13086	2	¥17,000		
								30mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16030	2	¥9,000		
50mLラウンド	不要												
SGM12269 	8	12,500 (4-16S) 13,500 (4-16KS)	18,168 (4-16S) 21,191 (4-16KS)	¥349,000				15mLコニカル	SGM13060	2	¥9,000		
								25mL/30mL自立	SGM13064	2	¥17,000		
								50mLラウンド	SGM13079	2	¥11,000		
								50mLコニカル	不要				
SGM12265 	6	12,500 (4-16S) 14,000 (4-16KS)	18,517(4-16S) 23,228 (4-16KS)	¥297,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13084	2	¥17,000	2本/アダプター	
								14mLラウンド (17mmΦ)	SGM16019	2	¥16,000		
								15mLラウンド (17.5mmΦ)					
								15mLコニカル	SGM13081	2	¥17,000		
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13083	2	¥17,000		
								30mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16031	2	¥11,000		
								50mLラウンド	SGM13082	2	¥17,000		
								50mLコニカル	SGM13080	2	¥17,000		
85/94mLラウンド	不要												
SGM12356 	6	8,000 (4-16S) 9,000 (4-16KS)	10,375 (4-16S) 13.131 (4-16KS)	¥626,000				1.5mL	SGM14122	2	¥33,000	9本/アダプター	
								2.0mL					
								10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM14124	2	¥33,000		6本/アダプター
								15mLコニカル	SGM14125	2	¥33,000		
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM14127	2	¥33,000		
								50mLラウンド	SGM14129	2	¥33,000		
								50mLコニカル	SGM14131	2	¥33,000		
85/94mLラウンド	SGM14134	2	¥33,000										
250mL平底	不要												

スイング (バケツ・アダプター別売)

カタログ番号	バケツ数	最大回転数 (RPM)	最大過心力 (g)	希望販売価格	バケツ	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考	
SGM11650 SGM11660   SGM11650+SGM11660	4	SGM11650	SGM11650	¥284,000	SGM13450	2	¥148,000	1.5mL	SGM17653	2	¥45,000	26本/アダプター	
		4,200 (4-16S)	3,708 (4-16S)	¥284,000				2.0mL					
		4,700 (4-16KS)	4,643 (4-16KS)					5mL	SGM17211	2	¥45,000	12本/アダプター	
		SGM11660	SGM11660					12x75mm	SGM17652	2	¥45,000	37本/アダプター	
		4,200 (4-16S)	3,708 (4-16S)					12x100mm	SGM17654	2	¥45,000	32本/アダプター	
		5,100 (4-16KS)	5,467 (4-16KS)					10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM17655	2	¥45,000	20本/アダプター	
								16/17mm	SGM17658	2	¥45,000	19本/アダプター	
								15mLコニカル	SGM17659	2	¥45,000	12本/アダプター	
									SGM17660	2	¥45,000	15本/アダプター バケツキャップ不可	
								25/30mL自立	SGM17662	2	¥45,000	7本/アダプター	
								25/30mLラウンド	SGM17670	2	¥45,000	8本/アダプター	
								50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM17676	2	¥45,000	7本/アダプター	
								50mLラウンド (34mmΦ)	SGM17675	2	¥45,000	4本/アダプター	
								50mL自立	SGM17678	2	¥45,000	3本/アダプター	
								50mLコニカル	SGM17677	2	¥45,000	5本/アダプター	
									SGM17649	2	¥45,000	7本/アダプター バケツキャップ不可	
								85/94mLラウンド	SGM17685	2	¥45,000	3本/アダプター	
								100mLラウンド	SGM17690	2	¥45,000	2本/アダプター SGM16051付属	
								150mL平底	SGM17692	2	¥45,000		
								150mLラウンド	SGM17401	2	¥32,000	SGM16250付属	
								175mLコニカル (62mmΦx139.2)	SGM17693	2	¥45,000		
								175mLコニカル (61mmΦx118)	SGM17694	2	¥45,000		
								200mL平底	SGM17696	2	¥45,000		
								200mLコニカル	SGM17693	2	¥45,000		
								225mLコニカル	SGM17694	2	¥45,000		
								250mL平底	SGM17698	2	¥45,000		
								250mLコニカル	SGM17693	2	¥45,000	バケツキャップ不可	
								400/500平底	SGM13654	2	¥45,000		
								500mLコニカル	SGM17682	2	¥45,000	バケツキャップ不可	
								650/750平底			不要		
		SGM11150   SGM113350	4	4,500 (4-16S)				4,302 (4-16S)	¥192,000	SGM13350	2	¥123,000	0.2mL
5,100 (4-16KS)	5,525 (4-16KS)			SGM13021	¥1,000								
					0.5mL	SGM17350	2	¥32,000					24本/アダプター
					1.5mL	SGM17353	2	¥32,000					20本/アダプター
					2.0mL								
					5mL	SGM17210	2	¥32,000					10本/アダプター
					12x75mm	SGM17352	2	¥32,000					25本/アダプター
					12x100mm	SGM17354	2	¥32,000					16本/アダプター
					10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM17355	2	¥32,000					12本/アダプター
					16/17mm	SGM17358	2	¥32,000					12本/アダプター
					15mLコニカル	SGM17345	2	¥32,000					5本/アダプター
						SGM17359	2	¥32,000					9本/アダプター バケツキャップ不可
						SGM17360	2	¥32,000					10本/アダプター キャップ径22mmまで
					25/30mL自立	SGM17362	2	¥32,000					5本/アダプター
					25/30mLラウンド	SGM17370	2	¥32,000					5本/アダプター
					50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM17376	2	¥32,000					4本/アダプター
					50mLラウンド (34mmΦ)	SGM17375	2	¥32,000					3本/アダプター
					50mL自立	SGM17344	2	¥32,000					3本/アダプター
						SGM17378	2	¥32,000					4本/アダプター
					50mLコニカル	SGM17346	2	¥32,000					3本/アダプター
						SGM17377	2	¥32,000					4本/アダプター
					85/94mLラウンド	SGM17385	2	¥32,000					
					100mLラウンド	SGM17390	2	¥32,000					SGM16051付属
					150mL平底	SGM17395	2	¥32,000					
					150mLラウンド	SGM17401	2	¥32,000					SGM16250付属
					175mLコニカル (62mmΦx139.2)	SGM17393	2	¥32,000					
					175mLコニカル (61mmΦx118)	SGM17402	2	¥50,000					

カタログ番号	バケツ数	最大回転数 (RPM)	最大通心力 (g)	希望販売価格	バケツ	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11150  SGM13215	4	4,500 (4-16S) 5,100 (4-16KS)	4,302 (4-16S) 5,525 (4-16KS)	¥192,000	SGM13350 4,302g (4-16S) 5,525g (4-16KS)	2	¥123,000	200mL平底	SGM17400	2	¥32,000	
								200mLラウンド	SGM17401	2	¥32,000	SGM16250付属
								200mLコニカル	SGM17393	2	¥32,000	
								225mLコニカル	SGM17402	2	¥50,000	
								230mLラウンド	SGM17401	2	¥32,000	SGM16250付属
								250mL平底	SGM17347	2	¥32,000	
								250mLコニカル	SGM17393	2	¥32,000	
								400/500平底	不要			
								SGM13215 4,120g (4-16S) 5,292g (4-16KS)	2	¥83,000	0.2mL	SGM18002 & SGM13021
					0.5mL	SGM18002 & SGM13002	2	¥25,000 ¥1,000			20本/アダプター	
					1.5mL	SGM18002	2	¥25,000			20本/アダプター	
					2.0mL							
					5mL	SGM18006	2	¥25,000			6本/アダプター	
					12x75mm	SGM18005	2	¥17,000			20本/アダプター SGM16909付属	
					12x100mm	SGM18007	2	¥17,000			20本/アダプター SGM16909付属	
					10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM18010	2	¥17,000			12本/アダプター SGM16909付属	
					16/17mm	SGM18015	2	¥17,000			12本/アダプター SGM16909付属	
					15mLコニカル	SGM18016	2	¥25,000			4本/アダプター	
						SGM18018	2	¥25,000			7本/アダプター バケツキャップ不可	
					25/30mL自立	SGM18022	2	¥25,000			4本/アダプター	
					25/30mLラウンド (24mmΦ)	SGM18025	2	¥17,000			5本/アダプター SGM16906付属	
					30mLラウンド	SGM18030	2	¥25,000			5本/アダプター	
					50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM18051	2	¥17,000			2本/アダプター	
					50mLラウンド (34mmΦ)	SGM18050	2	¥17,000			2本/アダプター SGM16907付属	
					50mL自立	SGM18053	2	¥25,000			2本/アダプター	
					50mLコニカル	SGM18052	2	¥25,000			2本/アダプター	
					85/94mLラウンド	SGM18085	2	¥25,000				
100mLラウンド	SGM18100	2	¥17,000	SGM16908付属								
150mL平底	SGM18125	2	¥25,000									
150mLラウンド	SFM18250	2	¥25,000	SGM16051付属								
200mL平底	SGM18200	2	¥25,000									
200mLラウンド	SFM18250	2	¥25,000	SGM16051付属								
SGM13233 3,668g (4-16S) 4,711g (4-16KS)	2	¥242,000	12x75mm	不要		50本/バケツ						
SGM13234 3,680g	2	¥179,000	100mLラウンド	SGM16051	2	¥2,000	4本/バケツ					
SGM13235 4,302g (4-16S) 5,525g (4-16KS)	2	¥179,000	15mLコニカル	SGM13060	2	¥9,000	7本/バケツ					
25/30mL自立			SGM13064	2	¥17,000	7本/バケツ						
			50mLコニカル	不要		7本/バケツ						
SGM13236 4,256g (4-126S) 5,467g (4-126KS)	2	¥179,000	15mLコニカル	不要		12本/バケツ						
SGM11156  SGM13127	6	4,500 (4-16S) 5,100(4-16KS)	4,324 (4-16S) 4,920 (4-16KS)	¥254,000	SGM13127	2	¥61,000	0.2mL	SGM18002 & SGM13021	2	¥25,000 ¥1,000	20本/アダプター
								0.5mL	SGM18002 & SGM13002	2	¥25,000 ¥1,000	20本/アダプター
								1.5mL	SGM18002	2	¥25,000	20本/アダプター
								2.0mL				
								5mL	SGM18006	2	¥25,000	6本/アダプター
								12x75mm	SGM18005	2	¥17,000	20本/アダプター SGM16909付属
								12x100mm	SGM18007	2	¥17,000	20本/アダプター SGM16909付属
								10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM18010	2	¥17,000	12本/アダプター SGM16909付属
								16/17mm	SGM18015	2	¥17,000	12本/アダプター SGM16909付属

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大通心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11156	6	4,500 (4-16S) 4800 (4-16KS)	4,324 (4-16S) 4,920 (4-16KS)	¥254,000	SGM13127	2	¥61,000	15mLコニカル	SGM18016	2	¥25,000	4本/アダプター
									SGM18018	2	¥25,000	7本/アダプター バケットキャップ不可
								25/30mL自立	SGM18022	2	¥25,000	4本/アダプター
								25/30mLラウンド (24mmΦ)	SGM18025	2	¥17,000	5本/アダプター SGM16906付属
								30mLラウンド	SGM18030	2	¥25,000	5本/アダプター
								50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM18051	2	¥17,000	2本/アダプター
								50mLラウンド (34mmΦ)	SGM18050	2	¥17,000	2本/アダプター SGM16907付属
								50mL自立	SGM18053	2	¥25,000	2本/アダプター
								50mLコニカル	SGM18052	2	¥25,000	2本/アダプター
								85/94mLラウンド	SGM18085	2	¥25,000	
								100mLラウンド	SGM18100	2	¥17,000	SGM16908付属
								150mL平底	SGM18125	2	¥25,000	
								150mLラウンド	SFM18250	2	¥25,000	SGM16051付属
								200mL平底	SGM18200	2	¥25,000	
200mLラウンド	SFM18250	2	¥25,000	SGM16051付属								
SGM11148	8	12,000 (4-16S) 13,200 (4-16KS)	13,523 (4-16S) 16.363 (4-16KS)		SGM13124 (標準付属)	2	¥40,000	1.5mL		不要	4本/アダプター	
								2.0mL				
マイクロプレート用 (バケット別売)												
カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大通心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11118	2	5,700	5,485	¥351,000	SGM13218 (標準付属)	2	¥241,000	マイクロプレート (フタなし)		不要		キャップなし：12枚/ローター
								マイクロプレート (フタ付)				キャップあり：10枚/ローター
								ディープエルプレート				キャップなし：10枚/ローター
								PCRプレート				キャップあり：8枚/ローター
								フィルタープレート				キャップなし：4枚/ローター キャップあり：2枚/ローター
8枚/ローター												
4枚/ローター												
SGM11650 SGM11660	4	SGM11650 4,200 (4-16S) 4,700 (4-16KS) SGM11660 4,200 (4-16S) 5,100 (4-16KS)	SGM11650 3,096 (4-16S) 3,877 (4-16KS) SGM11660 3,096 (4-16S) 4,565 (4-16KS)	¥284,000 ¥284,000	SGM13421	4	¥373,000	マイクロプレート	SGM17979 (標準付属)	2	¥25,000	フタなし：16枚/ローター フタ付：12枚/ローター
								ディープエルプレート				4枚/ローター
								PCRプレート				12枚/ローター
SGM11150	4	4,500 (4-16S) 5,100 (4-16KS)	3,622 (4-16S) 4,653 (4-16KS)	¥192,000	SGM13220 4,100rpm 3,007g	2	¥144,000	マイクロプレート		不要		フタなし：12枚/ローター フタ付：8枚/ローター
								ディープエルプレート				4枚/ローター
								PCRプレート				8枚/ローター
					SGM13221 3,622g (4-16S) 4,653g (4-16KS)	2	¥312,000	マイクロプレート	SGM17979 (標準付属)	2	¥25,000	フタなし：12枚/ローター フタ付：12枚/ローター
								ディープエルプレート				4枚/ローター
								PCRプレート				8枚/ローター+AA1:M192