













# 6-16S/6-16KS用ローターリスト

## アングル (アダプター別売)

カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考	
SGM12449 	48	13,500(6-16S) 15,000(6-16KS)	20,376(6-16S) 15,155(6-16KS)	¥290,000				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000		
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000		
								1.5mL	不要				
								2.0mL	不要				
SGM12201 	100	9,000(6-16S) 9,600(6-16KS)	外側 14,761(6-16S) 16,795(6-16KS) 内側 12,406(6-16S) 14,116(6-16KS)	¥566,000				0.2mL	SGM13021	2	¥1,000		
								0.5mL	SGM13002	2	¥1,000		
								1.5mL	不要				
								2.0mL	不要				
SGM12450 	24	13,000(6-16S) 14,000(6-16KS)	21,917(6-16S) 25,419(6-16KS)	¥290,000				1.5-1.8mL	SGM14080	4	¥7,000	クライオチューブ用 ローターリット不可	
								1.5mL	SGM14082	4	¥7,000		
								2.0mL					
								5.0mL	不要				
SGM12170 	12	12,500(6-16S) 13,500(6-16KS)	17,469(6-16S) 20,376(6-16KS)	¥368,000				15mLコニカル	不要				
SGM12168 	20	12,500(6-16S) 14,000(6-16KS)	17,119(6-16S) 21,475(6-16KS)	¥349,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	不要				
SGM12174 	24	10,500(6-16S) 12,000(6-16KS)	15,531(6-16S) 20,285(6-16KS)	¥404,000				15mLコニカル	不要				
SGM12172 	12	12,500(6-16S) 14,000(6-16KS)	18,168(6-16S) 24,104(6-16KS)	¥318,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13059	2	¥18,000		
								30mLラウンド	不要				
SGM12266 	8	12,500(6-16S) 14,000(6-16KS)	17,469(6-16S) 21,913(6-16KS)	¥267,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13087	2	¥17,000		
								14mLラウンド (17mmΦ)	SGM16018	2	¥15,000		
								15mLラウンド (17.5mmΦ)					
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13086	2	¥17,000		
								30mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16030	2	¥9,000		
50mLラウンド	不要												
SGM12269 	8	12,500(6-16S) 13,500(6-16KS)	18,168(6-16S) 21,191(6-16KS)	¥349,000				15mLコニカル	SGM13060	2	¥9,000		
								25mL/30mL自立	SGM13064	2	¥17,000		
								50mLラウンド	SGM13079	2	¥11,000		
								50mLコニカル	不要				
SGM12265 	6	12,500(6-16S) 14,000(6-16KS)	18,517(6-16S) 23,228(6-16KS)	¥297,000				10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM13084	2	¥17,000	2本/アダプター	
								14mLラウンド (17mmΦ)	SGM16019	2	¥16,000		
								15mLラウンド (17.5mmΦ)					
								15mLコニカル	SGM13081	2	¥17,000		
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM13083	2	¥17,000		
								30mLラウンド (23.6mmΦ)	SGM16031	2	¥11,000		
								50mLラウンド	SGM13082	2	¥17,000		
								50mLコニカル	SGM13080	2	¥17,000		
85/94mLラウンド	不要												
SGM12356 	6	9,000(6-16S) 11,200(6-16KS)	13,131(6-16S) 20,335(6-16KS)	¥626,000				1.5mL	SGM14122	2	¥33,000	9本/アダプター	
								2.0mL					
								10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM14124	2	¥33,000		6本/アダプター
								15mLコニカル	SGM14125	2	¥33,000		
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM14127	2	¥33,000		
								50mLラウンド	SGM14129	2	¥33,000		
								50mLコニカル	SGM14131	2	¥33,000		
85/94mLラウンド	SGM14134	2	¥33,000										
250mL平底	不要												
SGM12600 	6	8,000(6-16S) 9,600(6-16KS)	11,946(6-16S) 17,207(6-16KS)	¥1,063,000				1.5mL	SGM14151	2	¥41,000	12本/アダプター	
								2.0mL					
								10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM14144	2	¥41,000		8本/アダプター
								15mLコニカル	SGM14148	2	¥41,000		
	SGM14149	2	¥41,000	5本/アダプター									

カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケツ	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM12600	6	8,000 (6-16S) 9,600 (6-16KS)	11,946 (6-16S) 17,207 (6-16KS)	¥1,063,000				30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM14146	2	¥41,000	3本/アダプター
								50mLラウンド	SGM14150	2	¥41,000	2本/アダプター
								50mLコニカル	SGM14148	2	¥41,000	15mLコニカル、50mLコニカル各 2本/アダプター
								85/94mLラウンド	SGM14153	2	¥41,000	
								175mLコニカル (62mmΦx139.2)	SGM14157	2	¥41,000	
								200mLコニカル				
								250mL平底	SGM14155	2	¥41,000	
								250mLコニカル	SGM14157	2	¥41,000	
								500mL平底				不要

スイング (バケツ・アダプター別売)

カタログ番号	バケツ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケツ	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考							
SGM11650 SGM11660	4	SGM11650 4,200 (6-16S) 4,700 (6-16KS) SGM11660 4,200 (6-16S) 5,100 (6-16KS)	SGM11650 3,708 (6-16S) 4,643 (6-16KS) SGM11660 3,708 (6-16S) 5,467 (6-16KS)	¥284,000 ¥284,000	SGM13450	2	¥148,000	1.5mL	SGM17653	2	¥45,000	26本/アダプター							
2.0mL																			
5mL								SGM17211	2	¥45,000	12本/アダプター								
12x75mm								SGM17652	2	¥45,000	37本/アダプター								
12x100mm								SGM17654	2	¥45,000	32本/アダプター								
10mLラウンド (16.1mmΦ)								SGM17655	2	¥45,000	20本/アダプター								
16/17mm								SGM17658	2	¥45,000	19本/アダプター								
15mLコニカル								SGM17659	2	¥45,000	12本/アダプター								
								SGM17660	2	¥45,000	15本/アダプター バケツキャップ不可								
25/30mL自立								SGM17662	2	¥45,000	7本/アダプター								
25/30mLラウンド								SGM17670	2	¥45,000	8本/アダプター								
50mLラウンド (28.5mmΦ)								SGM17676	2	¥45,000	7本/アダプター								
50mLラウンド (34mmΦ)								SGM17675	2	¥45,000	4本/アダプター								
50mL自立								SGM17678	2	¥45,000	3本/アダプター								
50mLコニカル								SGM17677	2	¥45,000	5本/アダプター								
								SGM17649	2	¥45,000	7本/アダプター バケツキャップ不可								
85/94mLラウンド								SGM17685	2	¥45,000	3本/アダプター								
100mLラウンド								SGM17690	2	¥45,000	2本/アダプター SGM16051付属								
150mL平底								SGM17692	2	¥45,000									
150/200mLラウンド								SGM17695	2	¥45,000	SGM16051付属								
175mLコニカル (62mmΦx139.2)								SGM17693	2	¥45,000									
175mLコニカル (61mmΦx118)								SGM17694	2	¥45,000									
200mL平底								SGM17696	2	¥45,000									
200mLコニカル								SGM17693	2	¥45,000									
225mLコニカル								SGM17694	2	¥45,000									
250mL平底								SGM17698	2	¥45,000									
250mLコニカル								SGM17693	2	¥45,000	バケツキャップ不可								
400/500mL平底								SGM13654	2	¥45,000									
500mLコニカル								SGM17682	2	¥45,000	バケツキャップ不可								
650/750mL平底											不要								
SGM11150								4	4,500 (6-16S) 5,100 (6-16KS)	4,302 (6-16S) 5,525 (6-16KS)	¥192,000	SGM13550 6-16S 4,500rpm/4,845g 6-16KS 4700rpm/5,285g	2	¥123,000	0.2mL	SGM17353 & SGM13021	2	¥32,000 ¥1,000	20本/アダプター
															0.5mL	SGM17350	2	¥32,000	24本/アダプター
															1.5mL	SGM17353	2	¥32,000	20本/アダプター
															2.0mL				
	5mL	SGM17210	2	¥32,000	10本/アダプター														
	12x75mm	SGM17352	2	¥32,000	25本/アダプター														
	12x100mm	SGM17354	2	¥32,000	16本/アダプター														
	10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM17355	2	¥32,000	12本/アダプター														
	16/17mm	SGM17358	2	¥32,000	12本/アダプター														
	15mLコニカル	SGM17345	2	¥32,000	5本/アダプター														
		SGM17359	2	¥32,000	9本/アダプター バケツキャップ不可														
		SGM17360	2	¥32,000	10本/アダプター キャップ径22mmまで														
	25/30mL自立	SGM17362	2	¥32,000	5本/アダプター														
	25/30mLラウンド	SGM17370	2	¥32,000	5本/アダプター														
	50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM17376	2	¥32,000	4本/アダプター														
	50mLラウンド (34mmΦ)	SGM17375	2	¥32,000	3本/アダプター														



カタログ番号	バケツ数	最大回転数 (RPM)	最大通心力 (g)	希望販売価格	バケツ	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考								
SGM11150	4	4,500 (6-16S) 5,100 (6-16KS)	4,302 (6-16S) 5,525 (6-16KS)	¥192,000	SGM13550 6-16S 4,500rpm/4,845g 6-16KS 4700rpm/5,285g	2	¥123,000	50mL自立	SGM17344	2	¥32,000	3本/アダプター								
									SGM17378	2	¥32,000	4本/アダプター								
								50mLコニカル	SGM17346	2	¥32,000	3本/アダプター								
									SGM17377	2	¥32,000	4本/アダプター								
								85/94mLラウンド	SGM17385	2	¥32,000									
								100mLラウンド	SGM17390	2	¥32,000	SGM16051付属								
								150mL平底	SGM17395	2	¥32,000									
								150mLラウンド	SGM17401	2	¥32,000	SGM16250付属								
								175mLコニカル (62mmφx139.2)	SGM17393	2	¥32,000									
								175mLコニカル (61mmφx118)	SGM17402	2	¥50,000									
								200mL平底	SGM17400	2	¥32,000									
								200mLラウンド	SGM17401	2	¥32,000	SGM16250付属								
								200mLコニカル	SGM17393	2	¥32,000									
								225mLコニカル	SGM17402	2	¥50,000									
								230mLラウンド	SGM17401	2	¥32,000	SGM16250付属								
								250mL平底	SGM17347	2	¥32,000									
								250mLコニカル	SGM17393	2	¥32,000									
								400/500mL平底 (85mmφ)	不要											
								430mLラウンド	SGM17404	2	¥32,000	SGM16430付属								
								500mL平底 (69mmφ)	SGM13555	2	¥32,000									
								750mL平底 (85mmφ)	huyou											
								SGM13215	4	4,120g (6-16S) 5,292g (6-16KS)	4,120g (6-16S) 5,292g (6-16KS)	¥83,000	SGM13215 4,120g (6-16S) 5,292g (6-16KS)	2	¥83,000	0.2mL	SGM18002 & SGM13021	2	¥25,000 ¥1,000	20本/アダプター
																0.5mL	SGM18002 & SGM13002	2	¥25,000 ¥1,000	20本/アダプター
																1.5mL	SGM18002	2	¥25,000	20本/アダプター
																2.0mL	SGM18002	2	¥25,000	20本/アダプター
																5mL	SGM18006	2	¥25,000	6本/アダプター
																12x75mm	SGM18005	2	¥17,000	20本/アダプター SGM16909付属
																12x100mm	SGM18007	2	¥17,000	20本/アダプター SGM16909付属
																10mLラウンド (16.1mmφ)	SGM18010	2	¥17,000	12本/アダプター SGM16909付属
																16/17mm	SGM18015	2	¥17,000	12本/アダプター SGM16909付属
																15mLコニカル	SGM18016	2	¥25,000	4本/アダプター
																	SGM18018	2	¥25,000	7本/アダプター バケツキャップ不可
																25/30mL自立	SGM18022	2	¥25,000	4本/アダプター
																25/30mLラウンド (24mmφ)	SGM18025	2	¥17,000	5本/アダプター SGM16906付属
																30mLラウンド	SGM18030	2	¥25,000	5本/アダプター
																50mLラウンド (28.5mmφ)	SGM18051	2	¥17,000	2本/アダプター
																50mLラウンド (34mmφ)	SGM18050	2	¥17,000	2本/アダプター SGM16907付属
																50mL自立	SGM18053	2	¥25,000	2本/アダプター
50mLコニカル	SGM18052	2	¥25,000	2本/アダプター																
85/94mLラウンド	SGM18085	2	¥25,000																	
100mLラウンド	SGM18100	2	¥17,000	SGM16908付属																
150mL平底	SGM18125	2	¥25,000																	
150mLラウンド	SFM18250	2	¥25,000	SGM16051付属																
200mL平底	SGM18200	2	¥25,000																	
200mLラウンド	SFM18250	2	¥25,000	SGM16051付属																
SGM13420	4	6-16S 4,200rpm/3,806g 6-16KS 4700rpm/4,766g	6-16S 4,200rpm/3,806g 6-16KS 4700rpm/4,766g	¥382,000	SGM13420 6-16S 4,200rpm/3,806g 6-16KS 4700rpm/4,766g	4	¥382,000									0.2mL	SGM18002 & SGM13021	2	¥25,000 ¥1,000	2個/バケツ 20本/アダプター
																0.5mL	SGM18002 & SGM13002	2	¥25,000 ¥1,000	2個/バケツ 20本/アダプター
																1.5mL	SGM18002	2	¥25,000	2個/バケツ 20本/アダプター
																2.0mL	SGM18002	2	¥25,000	2個/バケツ 20本/アダプター
																5mL	SGM18006	2	¥25,000	2個/バケツ 6本/アダプター
																12x75mm	SGM18005	2	¥17,000	2個/バケツ 20本/アダプター SGM16909付属
																12x100mm	SGM18007	2	¥17,000	2個/バケツ 20本/アダプター SGM16909付属
																10mLラウンド (16.1mmφ)	SGM18010	2	¥17,000	2個/バケツ 12本/アダプター SGM16909付属
																16/17mm	SGM18015	2	¥17,000	2個/バケツ 12本/アダプター SGM16909付属









SGM13215



SGM13420

カタログ番号	バケツ数	最大回転数 (RPM)	最大通心力 (g)	希望販売価格	バケツ	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11150    	4	4,500 (6-16S) 5,100 (6-16KS)	4,302 (6-16S) 5,525 (6-16KS)	¥192,000	SGM13420 6-16S 4,200rpm/3,806g 6-16KS 4700rpm/4,766g	4	¥382,000	15mLコニカル	SGM18016	2	¥25,000	2個/バケツ 4本/アダプター
									SGM18018	2	¥25,000	2個/バケツ 7本/アダプター バケツキャップ不可
									SGM18615	2	¥65,000	10本/アダプター
								25/30mL自立	SGM18022	2	¥25,000	2個/バケツ 4本/アダプター
									SGM18025	2	¥17,000	2個/バケツ 5本/アダプター SGM16906付属
								25/30mLラウンド (24mmΦ)	SGM18030	2	¥25,000	2個/バケツ 5本/アダプター
								30mLラウンド	SGM18051	2	¥17,000	2個/バケツ 2本/アダプター
								50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM18050	2	¥17,000	2個/バケツ 2本/アダプター SGM16907付属
								50mLラウンド (34mmΦ)	SGM18053	2	¥25,000	2個/バケツ 2本/アダプター
								50mL自立	SGM18052	2	¥25,000	2個/バケツ 2本/アダプター
								50mLコニカル	SGM18650	2	¥65,000	6本/アダプター
									SGM18085	2	¥25,000	2個/バケツ
								85/94mLラウンド	SGM18085	2	¥25,000	2個/バケツ
								85/94mLラウンド	SGM18100	2	¥17,000	2個/バケツ SGM16908付属
								100mLラウンド	SGM18125	2	¥25,000	2個/バケツ
								150mL平底	SFM18250	2	¥25,000	2個/バケツ SGM16051付属
								150mLラウンド	SGM18200	2	¥25,000	2個/バケツ
								200mL平底	SFM18250	2	¥25,000	2個/バケツ SGM16051付属
								200mLラウンド				
								SGM13233	2	¥242,000	12x75mm	不要
SGM13234	2	¥179,000	100mLラウンド	SGM16051	2	¥2,000	4本/バケツ					
SGM13235	2	¥179,000	15mLコニカル	SGM13060	2	¥9,000	7本/バケツ					
25/30mL自立			SGM13064	2	¥17,000	7本/バケツ						
50mLコニカル			不要			7本/バケツ						
SGM13236	2	¥179,000	15mLコニカル	不要	12本/バケツ							
SGM11156 	6	4,500 (6-16S) 5,100 (6-16KS)	4,324 (6-16S) 4,920 (6-16KS)	¥254,000	SGM13127	2	¥61,000	0.2mL	SGM18002 & SGM13021	2	¥25,000	20本/アダプター
											¥1,000	
								0.5mL	SGM18002 & SGM13002	2	¥25,000	20本/アダプター
											¥1,000	
								1.5mL	SGM18002	2	¥25,000	20本/アダプター
								2.0mL				
								5mL	SGM18006	2	¥25,000	6本/アダプター
								12x75mm	SGM18005	2	¥17,000	20本/アダプター SGM16909付属
								12x100mm	SGM18007	2	¥17,000	20本/アダプター SGM16909付属
								10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM18010	2	¥17,000	12本/アダプター SGM16909付属
								16/17mm	SGM18015	2	¥17,000	12本/アダプター SGM16909付属
								15mLコニカル	SGM18016	2	¥25,000	4本/アダプター
									SGM18018	2	¥25,000	7本/アダプター バケツキャップ不可
								25/30mL自立	SGM18022	2	¥25,000	4本/アダプター
								25/30mLラウンド (24mmΦ)	SGM18025	2	¥17,000	5本/アダプター SGM16906付属
								30mLラウンド	SGM18030	2	¥25,000	5本/アダプター
								50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM18051	2	¥17,000	2本/アダプター
								50mLラウンド (34mmΦ)	SGM18050	2	¥17,000	2本/アダプター SGM16907付属
								50mL自立	SGM18053	2	¥25,000	2本/アダプター
								50mLコニカル	SGM18052	2	¥25,000	2本/アダプター
85/94mLラウンド	SGM18085	2	¥25,000									
100mLラウンド	SGM18100	2	¥17,000	SGM16908付属								
150mL平底	SGM18125	2	¥25,000									
150mLラウンド	SFM18250	2	¥25,000	SGM16051付属								
200mL平底	SGM18200	2	¥25,000									
200mLラウンド	SFM18250	2	¥25,000	SGM16051付属								
SGM11148 	8	12,000 (6-16S) 13,200 (6-16KS)	13,523 (6-16S) 16,363 (6-16KS)		SGM13124 (標準付属)	2	¥40,000	1.5mL	不要		4本/アダプター	
								2.0mL				

マイクロプレート用 (バケット別売)

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考	
SGM11118 	2	5,700	5,485	¥351,000	SGM13218 (標準付属)	2	¥241,000	マイクロプレート (フタなし)	不要			キャップなし: 12枚/ローター	
								マイクロプレート (フタ付)				キャップあり: 10枚/ローター	
								ディープエルプレート				キャップなし: 10枚/ローター	
								PCRプレート				キャップあり: 8枚/ローター	
								フィルタープレート				キャップなし: 4枚/ローター	
											キャップあり: 2枚/ローター		
												8枚/ローター	
												4枚/ローター	
SGM11650 SGM11660  SGM11650+SGM13421  SGM11660+SGM13421	4	SGM11650	SGM11650	¥284,000	SGM13421	4	¥373,000	マイクロプレート	SGM17979 (標準付属)	2	¥25,000	フタなし: 16枚/ローター	
		4,200 (6-16S)	3,096 (6-16S)					フタ付: 12枚/ローター					
		4,700 (6-16KS)	3,877 (6-16KS)										
SGM11660	SGM11660						ディープエルプレート					4枚/ローター	
4,200 (6-16S)	3,096 (6-16S)						PCRプレート					12枚/ローター	
5,100 (6-16KS)	4,565 (6-16KS)												
SGM11150  SGM11150+SGM13220  SGM11150+SGM13221 	4	4,500 (6-16S)	3,622 (6-16S)	¥192,000	SGM13220	2	¥144,000	マイクロプレート	不要			フタなし: 12枚/ローター	
		5,100 (6-16KS)	4,653 (6-16KS)		4,100rpm			フタ付: 8枚/ローター					
					3,007g								
						SGM13221	2	¥312,000	マイクロプレート	SGM17979 (標準付属)	2	¥25,000	フタなし: 12枚/ローター
						3,622g (6-16S)			ディープエルプレート				フタ付: 12枚/ローター
			4,653g (6-16KS)				PCRプレート					8枚/ローター+AA1:M192	