





# 8KS用ローターリスト

## アングル (アダプター別売)

カタログ番号	チューブ数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM12505 	6	10,500	20,461	¥919,000				1.5mL	SGM14151	2	¥41,000	12本/アダプター
								2.0mL				
								10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM14144	2	¥41,000	15mLコニカル、50mLコニカル各2本/アダプター
								15mLコニカル	SGM14148	2	¥41,000	
									SGM14149	2	¥41,000	5本/アダプター
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM14146	2	¥41,000	3本/アダプター
								50mLラウンド	SGM14150	2	¥41,000	2本/アダプター
								50mLコニカル	SGM14148	2	¥41,000	15mLコニカル、50mLコニカル各2本/アダプター
								85/94mLラウンド	SGM14153	2	¥41,000	
								175mLコニカル (62mmΦx139.2)	SGM14157	2	¥41,000	
								200mLコニカル				
								250mL平底	SGM14155	2	¥41,000	
								250mLコニカル	SGM14157	2	¥41,000	
								500mL平底	不要			
SGM12510 	6	7,000	11,285	¥1,673,000				1.5mL	SGM14162	2	¥52,000	26本/アダプター
								2.0mL				
								10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM14164	2	¥52,000	9本/アダプター
								15mLコニカル	SGM14165	2	¥52,000	12本/アダプター
								30mLラウンド (25.3mmΦ)	SGM14167	2	¥52,000	8本/アダプター
								50mLラウンド	SGM14169	2	¥52,000	7本/アダプター
								50mLコニカル	SGM14171	2	¥52,000	5本/アダプター
								85/94mLラウンド	SGM14174	2	¥52,000	3本/アダプター
								175mLコニカル (62mmΦx139.2)	SGM14177	2	¥52,000	
								200mLコニカル				
								250mL平底	SGM14178	2	¥52,000	
								250mLコニカル	SGM14177	2	¥52,000	
								500mL平底	SGM14180	2	¥52,000	
								500mLコニカル	SGM14182	2	¥52,000	
1000mL平底 (97mmΦx175)	SGM13511	1	¥27,000									
1000mL平底 (97.5mmΦx195.3)												
1000mL平底 (100mmΦ)	不要											



## スイング (バケット・アダプター別売)

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11806 SGM11805 (ウインドシールド付)	6	3,700 (11806)	4,515 (11806)	¥1,274,000	SGM13850	6	¥862,000	全容量共通 (一部アダプターを除く)	SGM13851	2	¥55,000	
		5,100 (11805)	8,578 (11805)	¥1,698,000								
SGM11806+SGM13850  SGM11805+SGM13850 								1.5mL	SGM17653	2	¥45,000	26本/アダプター
								2.0mL				
								5mL	SGM17211	2	¥45,000	12本/アダプター
								12x75mm	SGM17652	2	¥45,000	37本/アダプター
								12x100mm	SGM17654	2	¥45,000	32本/アダプター
								10mLラウンド (16.1mmΦ)	SGM17655	2	¥45,000	20本/アダプター
								16/17mm	SGM17658	2	¥45,000	19本/アダプター
									SGM17659	2	¥45,000	12本/アダプター
								15mLコニカル	SGM17660	2	¥45,000	15本/アダプター
									SGM17775	2	¥69,000	19本/アダプター SGM13851不要
								25/30mL自立	SGM17662	2	¥45,000	7本/アダプター
								25/30mLラウンド	SGM17670	2	¥45,000	8本/アダプター
								50mLラウンド (28.5mmΦ)	SGM17676	2	¥45,000	7本/アダプター
								50mLラウンド (34mmΦ)	SGM17675	2	¥45,000	4本/アダプター
								50mL自立	SGM17678	2	¥45,000	3本/アダプター
									SGM17677	2	¥45,000	5本/アダプター
50mLコニカル												
	SGM17777	2	¥69,000	8本/アダプター SGM13851不要								
85/94mLラウンド	SGM17685	2	¥45,000	3本/アダプター								
100mLラウンド	SGM17690	2	¥45,000	2本/アダプター SGM16051付属								
150mL平底	SGM17692	2	¥45,000									
150/200/230mLラウンド	SGM17695	2	¥32,000	SGM16051付属								
175mLコニカル (62mmΦx139.2)	SGM17693	2	¥45,000									
175mLコニカル (61mmΦx118)	SGM17694	2	¥45,000									

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11806 SGM11805 (ウインドシールド付)	6	3,700 (11806) 5,100 (11805)	4,515 (11806) 8,578 (11805)	¥1,274,000 ¥1,698,000	SGM13850	6	¥862,000	200mL平底	SGM17696	2	¥45,000	
								200mLコニカル	SGM17693	2	¥45,000	
								225mLコニカル	SGM17694	2	¥45,000	
								250mL平底	SGM17698	2	¥45,000	
								250mLコニカル	SGM17693	2	¥45,000	
								400/500mL平底 (85mmφ)	SGM13654	2	¥45,000	
								500mL平底 (69mmφ)	SGM13655	2	¥35,000	
								500mLコニカル	SGM17682	2	¥45,000	
									SGM17780	2	¥69,000	SGM13851不要
								650/750mL平底 (85mmφ)	SGM13654	2	¥45,000	
								750mL平底 (100mmφ)	SGM13851	2	¥55,000	
								1000mL平底 (97mmφ)	SGM13511	1	¥27,000	
								1000mL平底 (100mmφ)	SGM13851	2	¥55,000	
								1300/1500mL平底	不要			

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考	
SGM11806  SGM11806+SGM13855	6	3,700	4,515	¥1,274,000	SGM13855 デュアルバケット 3,300rpm 3,579g	6	¥1,342,000	1.5mL	SGM17653	2	¥45,000	26本/アダプター	
								2.0mL					
								5mL	SGM17211	2	¥45,000	12本/アダプター	
								12x75mm	SGM17652	2	¥45,000	37本/アダプター	
								12x100mm	SGM17654	2	¥45,000	32本/アダプター	
								10mLラウンド (16.1mmφ)	SGM17655	2	¥45,000	20本/アダプター	
								16/17mm	SGM17658	2	¥45,000	19本/アダプター	
								15mLコニカル	SGM17659	2	¥45,000	12本/アダプター	
								25/30mL自立	SGM17662	2	¥45,000	7本/アダプター	
								25/30mLラウンド	SGM17670	2	¥45,000	8本/アダプター	
								50mLラウンド (28.5mmφ)	SGM17676	2	¥45,000	7本/アダプター	
								50mLラウンド (34mmφ)	SGM17675	2	¥45,000	4本/アダプター	
								50mL自立	SGM17678	2	¥45,000	3本/アダプター	
								50mLコニカル	SGM17677	2	¥45,000	5本/アダプター	
								85/94mLラウンド	SGM17685	2	¥45,000	3本/アダプター	
								100mLラウンド	SGM17690	2	¥45,000	2本/アダプター SGM16051付属	
								150mL平底	SGM17692	2	¥45,000		
								150/200/230mLラウンド	SGM17695	2	¥32,000	SGM16051付属	
								175mLコニカル (62mmφx139.2)	SGM17693	2	¥45,000		
								175mLコニカル (61mmφx118)	SGM17694	2	¥45,000		
								200mL平底	SGM17696	2	¥45,000		
								200mLコニカル	SGM17693	2	¥45,000		
								225mLコニカル	SGM17694	2	¥45,000		
								250mL平底	SGM17698	2	¥45,000		
								250mLコニカル	SGM17693	2	¥45,000		
								400/500mL平底 (85mmφ)	SGM13654	2	¥45,000		
								500mL平底 (69mmφ)	SGM13655	2	¥35,000		
								500mLコニカル	SGM17682	2	¥45,000		
750/1000mL平底 (85mmφ)	SGM13654	2	¥45,000										
750/1000mL平底 (100mmφ)	不要												

マイクロプレート用 (バケット別売)

カタログ番号	バケット数	最大回転数 (RPM)	最大遠心力 (g)	希望販売価格	バケット	入数	希望販売価格	チューブ容量	アダプター	入数	希望販売価格	備考
SGM11806 SGM11805 (ウインドシールド付)  SGM11806+SGM13845  SGM11805+SGM13845	6	3,700 (11806) 5,100 (11805)	3,857 (11806) 7,328 (11805)	¥1,274,000 ¥1,698,000	SGM13845	6	¥1,538,000	マイクロプレート (フタなし)	SGM17981 (標準付属)	2	¥31,000	キャップなし：48枚/ローター キャップあり：42枚/ローター
								マイクロプレート (フタ付)				キャップなし：42枚/ローター キャップあり：36枚/ローター
								ディープエルプレート				キャップなし：4枚/ローター キャップあり：2枚/ローター
								PCRプレート				キャップなし：36枚/ローター キャップあり：30枚/ローター
								フィルタープレート				キャップなし：12枚/ローター キャップあり：6枚/ローター