

INDEX

新商品お試し価格！！

細胞培養容器 NEST バイオファクトリー	4
BMBio オリジナルグローブ BM touch	5

消耗品

チップ

 ここがイチオシ！ フィット感バツグン！プラチナ柔チップ & フィルターチップ	7～9
 ここがイチオシ！ QSP Tラック & Q-One®チップ	10～13
 ここがイチオシ！ QSP バルクチップ & ノーマルラックチップ	14～16
 ここがイチオシ！ QSP ファーストクラスフィルター付チップ	17
エコノミカルチップ & フィルターチップ	18～19
スピードローダーシステム	20
低吸着イエローチップ	20

ピペット

 ここがイチオシ！ ピペットパルプラス シングルピペット & マルチピペット	21～23
 ここがイチオシ！ 電動ピペッター FASTPETTE PRO	24～25
電動ピペッター BlueSwan™	25

チューブ & プレート

 ここがイチオシ！ QSPマイクロチューブ,  Simport マイクロチューブ, BMBio  リングロックチューブ	26～27
PCRシングル・8連チューブ・プレート	28～31
プレート用シーリングパッド・ローラー	29
T サンプルストックチューブ (スクリューキャップ)	32～33
96ウェル テストプレート	33


CRYO

色が変わる クーラーラック	34
クライオチューブ	35

グローブ

MICROFLEX®グローブ.....	36~40
(エクシード, スプリーノ, EDGE® 82-133, ダイヤモンドグリップ プラス)	
グローブラック.....	40

セルカルチャー



TPP細胞培養関連商品.....	41~45
------------------	-------

30% OFF

リザーバー

超リーズナブル!!

エコノミカルリザーバー.....	46
------------------	----

こんな商品もあります！



滅菌シャーレ・コンラージ棒・広口ボトル.....	47
--------------------------	----

機器

卓上遠心機 (Palm, Force Mini™, PrismMini)	48
小型ボルテックスミキサー	49~50
小型プレートスピナー	50
チューブローテーター	51
コンパクトマグネットスターラー.....	51
小型シェーカー.....	52
ドライバス	53
LED イルミネーター	54~55

NEST[®]

最大限に培養面積を活用した細胞培養容器

New!!


NEST BioFactory™

省スペース

低コスト

Pyrogen free

電子滅菌済



1層



5層



10層

- ◆ 品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造
- ◆ 材質：クラスVI グレードのポリスチレン製
- ◆ 温度耐性：-86 ～ 64℃
- ◆ 電子滅菌済：SAL=10⁻⁶
- ◆ Pyrogen free
- ◆ 2重の滅菌バッグの個包装
- ◆ VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養
- ◆ 良好な細胞接着や増殖にTC処理済
- ◆ 明確なロット番号はバッチごとのトレーサビリティが可能
- ◆ 超音波溶接：優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化
- ◆ ポアサイズ0.22μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能
- ◆ 広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能
- ◆ 増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能
- ◆ 広い培養面積：1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能
- ◆ 自動化が可能：バッチの違いをなくした培養の標準化が可能

コンパクトで多層
省スペース!新商品
お試し
価格

カタログ No.	層数	培養面積 (cm ²)	奥行 (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
広口フィルターベントキャップ / 広口フィルターベントキャップ								
WNB771001	電子滅菌済	1	647	335	205	44	8個(1個個装×8/パック)	¥36,300 → ¥26,500
WNB771101	電子滅菌済	2	1279	335	205	61	8個(1個個装×8/パック)	¥52,800 → ¥38,500
WNB771204	電子滅菌済	5	3175	335	205	112	4個(1個個装×4/パック)	¥39,600 → ¥28,900
WNB771302	電子滅菌済	10	6335	335	205	197	6個(1個個装×6/パック)	¥75,900 → ¥55,400
WNB771403	電子滅菌済	40	25295	335	205	712	2個(1個個装×2/パック)	¥75,900 → ¥55,400
細口フィルターベントキャップ / 細口プラグシールキャップ								
WNB772001	電子滅菌済	1	647	335	205	44	8個(1個個装×8/パック)	¥36,300 → ¥26,500
WNB772101	電子滅菌済	2	1279	335	205	61	8個(1個個装×8/パック)	¥52,800 → ¥38,500
WNB772204	電子滅菌済	5	3175	335	205	112	4個(1個個装×4/パック)	¥39,600 → ¥28,900
WNB772302	電子滅菌済	10	6335	335	205	197	6個(1個個装×6/パック)	¥75,900 → ¥55,400
WNB772403	電子滅菌済	40	25295	335	205	712	2個(1個個装×2/パック)	¥75,900 → ¥55,400
広口フィルターベントキャップ / 細口プラグシールキャップ								
WNB773001	電子滅菌済	1	647	335	205	44	8個(1個個装×8/パック)	¥36,300 → ¥26,500
WNB773101	電子滅菌済	2	1279	335	205	61	8個(1個個装×8/パック)	¥52,800 → ¥38,500
WNB773204	電子滅菌済	5	3175	335	205	112	4個(1個個装×4/パック)	¥39,600 → ¥28,900
WNB773302	電子滅菌済	10	6335	335	205	197	6個(1個個装×6/パック)	¥75,900 → ¥55,400
WNB773403	電子滅菌済	40	25295	335	205	712	2個(1個個装×2/パック)	¥75,900 → ¥55,400

チップ

ビペット

チューブ・プレート

Cryo

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります!

機器

New!!

ラテックスグローブ
BM touch

パウダーフリー

天然ゴム

STERILE

左右別

快適なフィット感
優れた操作性

- ◆ ガンマ線滅菌済み (1双パック)
- ◆ ペアタイプ (左右別)
- ◆ 環境にやさしい天然ラテックス
- ◆ ビードカフでスムーズな装着
- ◆ 快適なフィット感で優れた操作性
- ◆ 外側全面エンボス加工
- ◆ ロングスリーブで手首・袖口までカバー
- ◆ 安心の二重包装

ご注意

天然ゴム製グローブのご使用により、かゆみ・かぶれ・発疹等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

品質基準

- ・ ASTM D3577およびEN455規格に準拠
- ・ QSR(GMP)、ISO 9001:2015およびISO 13485:2016による品質管理システム
- ・ ガンマ線滅菌済み
- ・ 無菌性試験済み

BM touch	
Length (mm)	280
Finger (mm)	0.26
Palm (mm)	0.22
Cuff (mm)	0.19



左右別のペアタイプ


希望販売価格
¥3,100

キャンペーン中の参考価格

¥2,250

新商品
お試し
価格G
滅菌

カタログNo.	サイズ	包装	大箱包装
BMXTGV0001	6.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0002	6.5	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0003	7.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0004	7.5	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0005	8.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8
BMXTGV0006	9.0	100枚 (1双個装×50パック)	100枚×8



チップ

ビヘット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります！

機器

共通アイコン



当社の商品の中でもより多くご使用、ご注文載っている商品です。



新発売・今回のカタログから新掲載・または直近に発売した商品です。



商品の1本、1個あたりの概算単価を表しております。
(概算単価はバルク包装タイプより算出)



電子線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用いただけます。



ガンマ線照射により予め滅菌しておりますので、そのまますぐにご使用いただけます。



商品が1個単位で個別包装滅菌されております。



未滅菌の商品です。商品種によっては、
DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Freeの状態です。



滅菌済み商品です。そのまますぐにご使用いただけます。



ご購入日より1～5年保証となります。取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態のもとで保証期間中に故障した場合は無料修理をさせていただきます。詳しくは、当社保証規定をご覧ください。



商品の写真を原寸大で掲載しております。



商品が1本、1個等の単位で個別包装されております。



商品に目盛（外側にラインまたは、印字、刻印等）が付いておりますので、サンプル分注・保存時の目視による容量の目安となります。



商品の透明度が一段と高くサンプル目視等に最適です。

チップアイコン



チップ先端部分がテーパーカット（斜角）になっている為、サンプル分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくく、高い分注精度が得られます。



チップ先端部分がストレートになっている為、サンプル分注時にプレートの内壁やチューブの内壁にチップが引っかかる事が少ない形状です。



チップ先端部分の内径が通常のチップの約10倍ありますので、粘性の高いサンプル、ゲノムDNA、細胞培養の分注に最適です。



ショートタイプのチップで、微量のサンプル分注に最適です。



ロングタイプのチップで、1.5ml・2.0mlのサンプリングチューブや12x75mm等のテストチューブからのサンプル分注に最適です。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性を持たせ、非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



チップのピペットとの適合部分に柔軟性及び特殊成型を持たせ、従来の様に強く何度もピペットを落ち込むことなく、ピペットの重さを利用した非常に少ない力でチップの脱着が行えます。反復疲労障害を軽減します。



サンプル吸着・残液の非常に少ない商品です。希少なサンプルの分注や粘性の高いサンプルの保存に適し、透明度も高い商品です。



チップ材質を高品質パージンポリプロピレンを使用し、高度な成型を行う事で世界トップクラスの液切れを実現した商品です。



商品が袋（または+箱）にそのまま包装されております。



チップがラックに立った状態で包装されております。



チップ用の空ラックです。（包装にチップは含まれません。）



チップの詰め替えタイプです。空になったラックに素早く簡単にチップを充填出来ますので大変便利でECOな商品です。



チップのフィルター付きタイプです。PCR産物の分注などエアロソールによるコンタミネーションを防止する必要性の高い実験に最適です。

チューブアイコン



チューブにロック性能またはスクリーキャップ式のキャップシーリングにより耐ボイル性に優れています。



スクリーキャップ式のキャップシーリングにより耐冷性に優れています。



チューブのキャップが平らになっており、ラベルの貼付や油性マジックでの文字の書き込みが出来ます。



チューブのキャップがドーム状になっています。



チューブ胴体部の外側（またはキャップ表面）に書き込みができる部分（印字またはfrosted）があります。



チューブのキャップ内にシリコン製のリングを使用しておりますので気密性に優れています。



特殊成型により、高気密かつ、開閉しやすい構造で簡単にパチッと閉まります。

プレートアイコン／プレートシールアイコン



ウェル（またはチューブ）底が丸底になっています。



ウェル（またはチューブ）底が平底になっています。



ウェル（またはチューブ）底がV底になっています。



プレート（またはチューブ）・マットのウェル形状が○（サークル）型になっています。



プレート（またはキャップ・マット）をハサミでカット出来ます。



シールがロール状に包装されております。箱から引き出しながらご使用頂けます。



シールがシート状に包装されております。プレート形状に合わせてプレカットされているタイプや、レーザープリンターでの一括印刷用などがございます。



粘着タイプのシールです。シール用ローラー・パッドで粘着シーリングが行えます。

機器アイコン



機器商品の動線を動線を表示しています。



機器商品の仕様温度の上限を表示しています。



機器商品の最大遠心力を表示しています。

商品の返品・交換について

製造元にて品質管理については万全を期して製造しておりますが、万一品質上 問題のある不良品がございましたら、お手数ですがご連絡お願いいたします。新しい商品と交換させていただきます。（ご使用に問題のない程度の外装箱の汚れ、破損、キズなどは許容範囲とさせていただきます。）尚、お客様のご都合による返品・交換は、取扱商品の特性上、基本的には承っておりませんので、予めご了承ください。

ここがイチオシ! **BM から買うと お得宣言!**

ビーエムから**ピペットパルプラス**を購入すると**お得宣言!!**

ピペットパルプラス シングルでもマルチでも
 どれでも1本ご購入いただくとピペットパルプラスと相性抜群の
 プラチナ柔チップシリーズ(本冊子8～9ページ記載)がさらにお買い得!

※ピペットパルプラスに添付されている専用注文書にてご注文下さい。

※ピペットパルプラス1本につきプラチナ柔チップシリーズ(バルク・詰め替え・ラック・フィルター付)
 いずれかをキャンペーン価格より更にお買い得に!

さらに! ピペットパルプラスどれでも **5本以上** まとめて購入いただくと
 1本あたりの価格が更にお得!! ※詳しくは、本冊子21～23ページをご覧ください。



プラチナ柔チップ(バルク・詰め替え・ラック)が
 キャンペーン参考価格より更に**200円引き**。

例)

カタログ No.

W10

キャンペーン中の参考価格

¥1,480

更に

→ ¥1,280

包装: 1,000本(1,000本×1パック) 大箱包装: 1,000本×10



プラチナ柔フィルター付チップが
 キャンペーン参考価格より更に**400円引き**。

例)

カタログ No.

WF-10RS

キャンペーン中の参考価格

¥7,900

更に

→ ¥7,500

包装: 960本(96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

Check!! **プラチナ柔チップとピペットパル(プラス)の相性**

チップの装着部が非常に柔らかいようになっている為、
 ピペットパル(プラス)への装着が容易です。
 シングルチャンネルはもちろん、マルチチャンネルへの装着も
 容易にできます。





チップ

フィット感の高い プラチナ柔チップ〈低吸着タイプ〉

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0ピペット適合表をご覧ください

-10μl



Soft Fit
ソフトフィット



ウルトラ
クリア

全長：45.7mm 目盛：2, 10μl



カタログ No.

W10



包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格



¥2,400

→ ¥1,480

W10-RL



包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5



¥4,200

→ ¥2,800

W10-RS



包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5



¥7,000

→ ¥3,900

-200μl



Soft Fit
ソフトフィット



ウルトラ
クリア

全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

W200



包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格



¥2,400

→ ¥1,480

W200-RL



包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5



¥4,100

→ ¥2,800

W200-RS



包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5



¥7,000

→ ¥3,900

-300μl



Soft Fit
ソフトフィット



ウルトラ
クリア

全長：59.4mm 目盛：10, 50, 100μl



カタログ No.

W300



包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格



¥2,400

→ ¥1,480

W300-RL



包装：960本 (96本×10プレート)
大箱包装：960本×5



¥3,800

→ ¥2,800

W300-RS



包装：960本 (96本×10ラック)
大箱包装：960本×5



¥7,000

→ ¥3,900

-1000μl



Soft Fit
ソフトフィット



ウルトラ
クリア

全長：98.3mm 目盛：200, 500, 1000μl



カタログ No.

W1000



包装：768本 (768本×1パック)
大箱包装：768本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格



¥2,100

→ ¥1,280

W1000-RL



包装：768本 (96本×8プレート)
大箱包装：768本×5



¥4,400

→ ¥2,800

W1000-RS



包装：768本 (96本×8ラック)
大箱包装：768本×5



¥6,300

→ ¥3,700

ここが
イチオシ！
ピペットパルプラスとの
ご購入で更にお得！！

※詳細は本冊子7ページをご参照下さい。

3つのパッケージ

バルク (フィルターなし) 開閉が便利な チャック袋	リフィル (フィルターなし) 詰め替え簡単！ 省スペース！ゴミ削減！	ラック (フィルター付・なし) 開閉が便利なヒンジ式 ラック (ロック付き)
--	--	--

イージーリロードシステム (詰め替え方法)

コスト削減 エコロジー スペースセーブ

スムーズフィット

柔らかさが
スゴイ！

高いフィット感で高精度な
ピペティングを実現

ウルトラクリア

透明度が
スゴイ！

一般的な
弊社チップ

極薄先端

先端が
スゴイ！

最高の液切れを実現



一般的な
弊社チップ

最高の液切れを実現

ここがイチオシ! BMから買うと お得宣言!

ビーエムからプラチナ柔チップの **バルク**・**リフィル** タイプを
大箱包装で購入するとお得宣言!!

プラチナ柔チップ **バルク**・**リフィル** タイプを大箱包装でご購入の場合、
大箱1につき専用空ラックを10ラック (-1000 μ lは8ラック) プレゼント!

例 W200を1,000本×10ご購入で下記をプレゼント

-200 μ l・-300 μ l バルク用 (インサート付)

カタログNo. 希望販売価格
W200-ERI **¥3,300**

包装: 10個 (10個×1パック)



例 W200-RLを960本×5ご購入で下記をプレゼント

-200 μ l・-300 μ l リフィル用 (インサートなし)

カタログNo. 希望販売価格
W200-ER **¥3,300**

包装: 10個 (10個×1パック)



チップ

フィット感の高い プラチナ柔フィルター付チップ〈低吸着タイプ〉

BM Bio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可

適合ピペットは総合カタログ BM 0ピペット適合表をご覧ください

-10 μ l



全長: 45.7mm 目盛: 2, 10 μ l



原寸大



カタログ No.

WF-10RS 電子減量

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

¥7,900

包装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-20 μ l



全長: 50.8mm 目盛: 10 μ l



原寸大



カタログ No.

WF-20RS 電子減量

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

¥7,900

包装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-100 μ l



全長: 59.4mm 目盛: 10, 50, 100 μ l



原寸大



カタログ No.

WF-100RS 電子減量

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

¥7,900

包装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-200 μ l



全長: 59.4mm 目盛: 10, 50, 100 μ l



原寸大



カタログ No.

WF-200RS 電子減量

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

¥7,900

包装: 960本 (96本×10ラック)

ラック

大箱包装: 960本×5

-1000 μ l



全長: 98.3mm 目盛: 200, 500, 1000 μ l



原寸大



カタログ No.

WF-1000RS 電子減量

希望販売価格

¥12,500

キャンペーン中の参考価格

¥7,900

包装: 768本 (96本×8ラック)

ラック

大箱包装: 768本×5

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ピペット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります!

機器


チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

QSPのラックシステム

2009年より「EARTH FRIENDLY」をコンセプトとした詰め替え式チップ「Q-One®」は、Tラックシリーズ、ファーストクラスフィルター付チップのラックとして使用できます。



進化した詰め替えチップ Q-One®


エコロジー

スペースセーブ

ごみ50%削減!




**保管スペース
縮小!**



イージーピールオフシュリンク

シュリンク中心にある帯を片手で引っ張り

両側に開けば簡単にビニールを取ることができます。



品質保証

各商品は以下の項目を含みません。

未滅菌：

- RNase/DNase
- DNA
- パイロジェン

電子滅菌済：

- RNase/DNase
- DNA
- パイロジェン/エンドトキシン
- バイオバーデン
- PCR インヒビター
- ATP

ロット固有の品質証明書のご依頼は、お近くの販売代理店に問い合わせ、カタログ番号とロット番号をお伝えください。

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

ピペットチップのリロードシステム



■ フリップロックラッチ:

片手での開閉が可能で、落下時に開くことはありません。

■ クリッククリップ:

凹凸の形状により、インサートを固定して抜け落ちを防ぎます。チップを付けて引き抜く時に角が持ち上がることがありません。

■ リサイクルロゴ:

すべてのラックコンポーネントに刻印されているため、リサイクル業者がプラスチックを適切にリサイクルできます。

■ U字の溝:

フタの取っ手はU字の溝にスライドし、オートクレープの通気時にフタを支持します。

■ 高さが一致:

インサートとラックの高さは一致しているため、マルチチャンネル分注が簡単に行えます。

■ フタの縁:

ラボ内で、積み上げたラックをカートに載せて移動する際、ラックが滑るのを防ぎます。

■ 逆向きにも使用可能なフタ:

ヒンジ式のフタは分注の妨げにならず、逆向きにして取り外し式のフタとして利用することもできます。

■ マルチチャンネル設計:

すべてのインサートは 96 ウェルマルチチャンネル形式です。

■ 堅牢なインサート:

折れ曲がりを防ぎ、ピペットをしっかり固定。マルチチャンネル分注に適しています。

■ 凹み穴:

マルチチャンネル作業用にチップをしっかり固定します。

■ インクジェット:

すべてのインサートに品番とロット番号が印字されているため、全商品のロットが追跡可能であり、再注文が簡単です。

■ エルゴクリップ:

縦に長いクリップにより、チップに手を触れることなく、簡単にインサートをつかめます。

リロード (詰め替え) のステップ

▶ ステップ 1



一番下のインサートをつかみ、ラックからスリーブを持ち上げて、スリーブ全体を空ラックに移します。スリーブの穴をラッチおよび背面のフタの突起部にしっかり合わせます。

▶ ステップ 2



一番上のインサートの中央部分を押し下げて、一番下のインサートを空トレイにそっと差し込みます。プラスチック製スリーブは、ラックが下になく状態で机の上に置かないでください。

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl 104シリーズ ショート 先端 ストレート 目盛付 全長：31.5mm

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T104R-Q 未滅菌	¥5,300	→ ¥3,440
T104RS-Q 電子滅菌	¥5,800	→ ¥3,770
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

-10μl 102シリーズ ロング 先端 ストレート 目盛付 全長：46.0mm

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。2, 5, 10, 20μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T102R-Q 未滅菌	¥5,500	→ ¥3,570
T102RS-Q 電子滅菌	¥5,900	→ ¥3,830
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

-200μl 110NEWシリーズ 先端 ストレート 全長：50.0mm

◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110R-NEW 未滅菌	¥5,000	→ ¥3,250
T110RS-NEW 電子滅菌	¥5,500	→ ¥3,570
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

-200μl TW110Nシリーズ 先端 ストレート 全長：50.0mm

◆ 極薄・ストレート形状で好評のあるチップ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TTW110RN-Q 未滅菌	¥5,000	→ ¥3,250
TTW110RNS-Q 電子滅菌	¥5,500	→ ¥3,570
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

-200μl 110-Bシリーズ 先端 テーパー 全長：50.0mm

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110BR-Q 未滅菌	¥4,900	→ ¥3,180
T110BRS-Q 電子滅菌	¥5,400	→ ¥3,510
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

ここが **イチオシ!** 本冊子掲載 QSP商品 **35%OFF**

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T104RL-Q 未滅菌	¥4,300	→ ¥2,790
T104RLS-Q 電子滅菌	¥4,900	→ ¥3,180
包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5		

-20μl 114シリーズ ロング 先端 テーパー 全長：46.0mm

◆ シャープな先端テーパーカットが特徴の最もスタンダードなタイプ



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T114R-Q 未滅菌	¥5,000	→ ¥3,250
T114RS-Q 電子滅菌	¥5,500	→ ¥3,570
包装：960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
110RL-NEW 未滅菌	¥4,200	→ ¥2,730
110RLS-NEW 電子滅菌	¥4,800	→ ¥3,120
包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
TTW110RLN-Q 未滅菌	¥4,200	→ ¥2,730
TTW110RLNS-Q 電子滅菌	¥4,800	→ ¥3,120
包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110BRL-Q 未滅菌	¥4,100	→ ¥2,660
T110BRLS-Q 電子滅菌	¥4,700	→ ¥3,050
包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装：960本×5		

チップ

Tラック (ラック入りチップ) & Q-One® 詰め替えチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-200μl 110-BNシリーズ 全長: 51.0mm

- ◆ 先端テーパードesignにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110BRN-Q 	¥4,900	→ ¥3,180
T110BRNS-Q 	¥5,400	→ ¥3,510
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

ここがイチオシ! 本冊子掲載 QSP商品 35%OFF

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T110BRLN-Q 	¥4,100	→ ¥2,660
T110BRLNS-Q 	¥4,700	→ ¥3,050
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-200μl 113-Gシリーズ 全長: 51.0mm

- ◆ 先端テーパードesignにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113R-Q 	¥5,100	→ ¥3,310
T113RS-Q 	¥5,600	→ ¥3,640
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113RL-Q 	¥4,200	→ ¥2,730
T113RLS-Q 	¥4,800	→ ¥3,120
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-200μl 113-GNシリーズ 全長: 51.0mm

- ◆ 先端テーパードesignにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。50, 100, 200μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113RN-Q 	¥5,100	→ ¥3,310
T113RNS-Q 	¥5,600	→ ¥3,640
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T113RLN-Q 	¥4,200	→ ¥2,730
T113RLNS-Q 	¥4,800	→ ¥3,120
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-1250μl 112-XLシリーズ 全長: 89.0mm

- ◆ ロングタイプ ◆ 先端テーパードesignにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112XLR-Q 	¥7,100	→ ¥4,610
T112XLRS-Q 	¥7,900	→ ¥5,130
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112XLRL-Q 	¥5,600	→ ¥3,640
T112XLRLS-Q 	¥6,400	→ ¥4,160
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

-1250μl 112-NXLシリーズ 全長: 89.0mm

- ◆ ロングタイプ ◆ 先端テーパードesignにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適。100, 200, 500, 1000μlの目盛付



原寸大

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112NXLR-Q 	¥7,100	→ ¥4,610
T112NXLRS-Q 	¥7,900	→ ¥5,130
包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5		

カタログ No.	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
T112NXLRL-Q 	¥5,600	→ ¥3,640
T112NXLRLS-Q 	¥6,400	→ ¥4,160
包装: 960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え 大箱包装: 960本×5		

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ピペット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります!

機器

チップ

QSP バルクチップ & ノーマルラックチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl



全長：31.5mm 目盛：2μl

◆ 先端に2μlの目盛のある-10μlで最もスタンダードなタイプ



原寸大

-10μl



全長：46.0mm 目盛：2, 5, 10, 20μl

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らない様、全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止。



原寸大

-20μl



全長：46.0mm

◆ シャープな先端テーパードカットが特徴の最もスタンダードなタイプ



原寸大

-200μl



全長：50.0mm

◆ 最高の液切れを追及したチップ。様々なピペットにスムーズにフィッティングする、売上実績No.1のイエローチップ



原寸大

-200μl



全長：50.0mm

◆ 20年以上愛用され続けておりますスタンダードなイエローチップです。
※ご注文の際は「110-CLASSIC」とご指定ください。



原寸大



-200μl



全長：50.0mm

◆ シンプルなスタンダードデザインです。
◆ 色もナチュラルで、サンプルの目視に最適です。



原寸大



-200μl




全長：48.9mm

◆ 主に eppendorf 社 対応のピペットチップです。



原寸大



ここがイチオシ! 本冊子掲載 QSP商品 **35%OFF**

カタログ No.

104-Q 未減価

希望販売価格 **¥2,400** → **¥1,560** キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

102-Q 未減価

希望販売価格 **¥2,500** → **¥1,620** キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

114-Q 未減価

希望販売価格 **¥2,400** → **¥1,560** キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

110NEW 未減価

希望販売価格 **¥2,300** → **¥1,490** キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

110-CLASSIC 未減価

希望販売価格 **¥2,200** → **¥1,430** キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

110-96R-CLASSIC 未減価

¥5,000 → **¥3,250**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

110-96RS-CLASSIC 電子減価

¥5,500 → **¥3,570**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

カタログ No.

110-N-Q 未減価

希望販売価格 **¥2,300** → **¥1,490** キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

110-96RN-Q 未減価

¥5,000 → **¥3,250**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

110-96RNS-Q 電子減価

¥5,500 → **¥3,570**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

カタログ No.

115-Q 未減価

希望販売価格 **¥2,400** → **¥1,560** キャンペーン中の参考価格

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

115-96RS-Q 電子減価

¥5,000 → **¥3,250**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

チップ

QSP バルクチップ & ノーマルラックチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-200μl

先端
テーパー

全長: 50.0mm

- ◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ



原寸大

-200μl

先端
テーパー

全長: 51.0mm

- ◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルでサンプルの目視に最適



原寸大

-200μl

先端
テーパー

目盛付

全長: 51.0mm 目盛: 50, 100, 200μl

- ◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいイエローチップ



原寸大

-200μl

先端
テーパー

目盛付

全長: 51.0mm 目盛: 50, 100, 200μl

- ◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルでサンプルの目視に最適



原寸大

-300μl

先端
テーパー

目盛付

全長: 59.0mm 目盛: 10, 50, 100, 200μl

- ◆ 目盛付きでサンプルの目視に最適



原寸大



-1000μl


先端
ストレート

全長: 71.0mm

- ◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなブルーチップ



原寸大



-1000μl

先端
ストレート

全長: 71.0mm

- ◆ 様々なシングルピペットに兼用できる最もスタンダードなタイプで、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



原寸大



ここが

イチオシ!

本冊子掲載

QSP商品

35%OFF

カタログ No.

110-B-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,200

キャンペーン中の参考価格

¥1,430

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

110-BN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,200

キャンペーン中の参考価格

¥1,430

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

113-G-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,500

キャンペーン中の参考価格

¥1,620

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

113-GN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,500

キャンペーン中の参考価格

¥1,620

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

カタログ No.

108-G-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,000

キャンペーン中の参考価格

¥1,950

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

108-96RG-Q 未滅菌

¥5,300

¥3,440

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

108-96RGS-Q 電子滅菌

¥5,600

¥3,640

包装: 960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装: 960本×5

カタログ No.

111-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,600

キャンペーン中の参考価格

¥1,690

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

111-R100-Q 未滅菌

¥5,900

¥3,830

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

111-R100S-Q 電子滅菌

¥6,500

¥4,220

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

カタログ No.

111-N-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,600

キャンペーン中の参考価格

¥1,690

包装: 1,000本 (1,000本×1パック) バルク 大箱包装: 1,000本×10

111-R100N-Q 未滅菌

¥5,900

¥3,830

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

111-R100NS-Q 電子滅菌

¥6,500

¥4,220

包装: 1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装: 1,000本×5

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ピペット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります!

機器

チップ

QSP バルクチップ & ノーマルラックチップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

ここがイチオシ! 本冊子掲載 QSP商品 **35%OFF**

-1000μl 先端 ストレート 目盛付 全長：70.5mm 目盛：250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



カタログ No.

112-G-Q 未滅菌

希望販売価格 **¥2,800** → **¥1,820** (キャンペーン中の参考価格)

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

112-R100GS-Q 電子滅菌 **¥6,800** → **¥4,420**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

-1000μl 先端 ストレート 目盛付 全長：70.5mm 目盛：250, 500, 1000μl

◆ 独特な太線の目盛で液量を確認しやすくなっています。



カタログ No.

112-GN-Q 未滅菌

希望販売価格 **¥2,800** → **¥1,820** (キャンペーン中の参考価格)

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

112-R100GNS-Q 電子滅菌 **¥6,800** → **¥4,420**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

-1000μl 先端 ストレート 全長：69.6mm

◆ 主に eppendorf社 対応のブルーチップです。



カタログ No.

116-Q 未滅菌

希望販売価格 **¥2,800** → **¥1,820** (キャンペーン中の参考価格)

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

116-R100S-Q 電子滅菌 **¥6,800** → **¥4,420**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

-1250μl ロング 先端 テーパー 目盛付 全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくいチップ



カタログ No.

112-XL-Q 未滅菌

希望販売価格 **¥3,500** → **¥2,270** (キャンペーン中の参考価格)

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

-1250μl ロング 先端 テーパー 目盛付 全長：89.0mm 目盛：100, 200, 500, 1000μl

◆ ロングタイプ

◆ 先端テーパーカットにより、分注時にサンプルがチップ外壁に付きにくい上、色がナチュラルなのでサンプルの目視に最適



カタログ No.

112-NXL-Q 未滅菌

希望販売価格 **¥3,500** → **¥2,270** (キャンペーン中の参考価格)

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×10

**空ラックが
お買い得!!** QSPバルクチップ用空ラック (インサート付)

● 10μl用

カタログ No.

T10ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格 **¥3,600** → **¥2,340** (キャンペーン中の参考価格)

包装：10個 (10個×1パック) **空ラック**
大箱包装：10個×5

● 200μl用

カタログ No.

T200ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格 **¥3,600** → **¥2,340** (キャンペーン中の参考価格)

包装：10個 (10個×1パック) **空ラック**
大箱包装：10個×5

● 1250μl用

カタログ No.

T1000ERINSERT-Q 未滅菌

希望販売価格 **¥4,000** → **¥2,600** (キャンペーン中の参考価格)

包装：10個 (10個×1パック) **空ラック**
大箱包装：10個×5

※112-XL, 112-NXLチップ用

チップ

QSP ファーストクラスフィルター付チップ

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可


適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミを防ぎます。オーバーフローは防げませんので、慎重なピペッティング操作を行って下さい。

ここがイチオシ! 本冊子掲載 QSP商品 **35%OFF**

ラック包装はイーザーピールオフシュリンクを採用

シュリンク中心にある帯を片手で引っ張り



両側に開けば簡単にピニールを取ることができます。



使いやすい
Tラック



-10μl



全長: 31.5mm 目盛: 2μl



原寸大

-10μl



全長: 46.0mm



原寸大

-10μl



全長: 46.0mm 目盛: 2, 5, 10μl



原寸大

-20μl



全長: 46.0mm



原寸大

-20μl



全長: 51.0mm



原寸大

-100μl



全長: 51.0mm



原寸大

-200μl



全長: 59.0mm 目盛: 10, 50, 100, 200μl



原寸大

-200μl



全長: 50.0mm 目盛: 50, 100, 200μl



原寸大

マルチフィットデザイン
マルチチャンネル
ピペットに最適!!

-1000μl



全長: 89.0mm 目盛: 100, 200, 500, 1000μl



原寸大

カタログ No.

TF104-10-Q



希望販売価格

¥11,600

キャンペーン中の参考価格

¥7,540

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -10μlで最もスタンダードなタイプ。

TF114-10-Q



希望販売価格

¥11,600

キャンペーン中の参考価格

¥7,540

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-10μlチップ

TF102-10-Q



希望販売価格

¥11,600

キャンペーン中の参考価格

¥7,540

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -10μlのロングタイプ

◆ 1.5mlチューブ内にピペットが入らないように全長を伸ばしたデザインのため、サンプルのコンタミネーションを防止

TF114-20-Q



希望販売価格

¥11,600

キャンペーン中の参考価格

¥7,540

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ 主に エッペンドルフ社 対応の-20μlチップ

◆ シャープな先端テーパーカットが特徴の最もスタンダードなタイプ

TF113-20-Q



希望販売価格

¥11,600

キャンペーン中の参考価格

¥7,540

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -20μlで最もスタンダードなタイプ

TF113-100-Q



希望販売価格

¥11,600

キャンペーン中の参考価格

¥7,540

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-100μlのスタンダードタイプ

TF108-200-Q



希望販売価格

¥11,600

キャンペーン中の参考価格

¥7,540

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ 使用できるピペットが多い-200μlのスタンダードタイプ

TF140-200-Q



希望販売価格

¥11,600

キャンペーン中の参考価格

¥7,540

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -200μlのスタンダードタイプ

TF112-1000-Q



希望販売価格

¥11,600

キャンペーン中の参考価格

¥7,540

包装: 960本 (96本×10ラック) 大箱包装: 960本×5

◆ -1000μlのスリムデザインタイプ

チップ

経済的！ エコノミカルチップ



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

- エコノミカルプライス。1本単価目安 (バルク) **¥1.0 ~ 1.5**
- わずかな力でスムーズフィットするチップ成型

-10μl



全長：31.6mm

- ◆ 10μlショート of スタンダードタイプ



原寸大

1本あたり
¥1.2

カタログNo.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-10GB 未滅菌

¥2,200 → **¥1,180**

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×20

BMT-10GR 未滅菌


¥4,900 → **¥2,900**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

BMT-10GRS 電子滅菌

¥5,500 → **¥3,300**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5



-10μl



全長：45.0mm

- ◆ 10μlロング of スタンダードタイプ



原寸大

1本あたり
¥1.5

カタログNo.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-10GXLB 未滅菌

¥2,700 → **¥1,480**

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×20

BMT-10GXLR 未滅菌

¥4,900 → **¥2,900**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

BMT-10GXLRs 電子滅菌

¥5,500 → **¥3,300**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5



-200μl



全長：50.8mm

- ◆ イエローチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大

1本あたり
¥1.0

カタログNo.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-200B 未滅菌

¥1,700 → **¥980**

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×20

BMT-200R 未滅菌

¥4,900 → **¥2,900**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5

BMT-200RS 電子滅菌

¥5,500 → **¥3,300**

包装：960本 (96本×10ラック) **ラック** 大箱包装：960本×5



-1000μl



全長：78.0mm

- ◆ ブルーチップながら透明度が高く、サンプル目視に最適



原寸大

1本あたり
¥1.3

カタログNo.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMT-1000B 未滅菌

¥2,300 → **¥1,280**

包装：1,000本 (1,000本×1パック) **バルク** 大箱包装：1,000本×5

BMT-1000R 未滅菌


¥6,500 → **¥3,900**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5

BMT-1000RS 電子滅菌

¥7,100 → **¥4,300**

包装：1,000本 (100本×10ラック) **ラック** 大箱包装：1,000本×5



チップ

経済的！エコノミカルフィルター付チップ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

親水性フィルター自体がミストを保持し、エアロゾルからクロスコンタミネーションを防ぎます。オーバーフローは防げませんので、慎重なピペッティング操作を行って下さい。

-10 μ l先端
スリット

全長：31.6mm



原寸大



カタログ No.

GF-10G-R 電子滅菌

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-10 μ l先端
デーパー

全長：45.0mm



原寸大



カタログ No.

GF-10GXL-R 電子滅菌

希望販売価格

~~¥14,300~~

キャンペーン中の参考価格

¥7,900

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-10 μ l先端
デーパー

全長：45.7mm



原寸大



カタログ No.

GF-10E-R 電子滅菌

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-20 μ l先端
デーパー

全長：50.8mm



原寸大



カタログ No.

GF-20-R 電子滅菌

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-100 μ l先端
デーパー全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100 μ l

原寸大



カタログ No.

GF-100-R 電子滅菌

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-200 μ l先端
デーパー全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100 μ l

原寸大



カタログ No.

GF-200-R 電子滅菌

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

960本 (96本×10ラック) ラック 大箱包装：960本×5

-1000 μ l先端
デーパー

全長：78.0mm



原寸大



カタログ No.

GF-1000-R 電子滅菌

希望販売価格

~~¥9,400~~

キャンペーン中の参考価格

¥6,500

1,000本 (100本×10ラック) ラック 大箱包装：1,000本×5

チップ

詰め替えが簡単！スピードローダーシステム



DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-10μl



全長：38.1mm 目盛：5, 10μl

◆ チップ全体がストレート成型によりシャープな液切れが行えます。



原寸大



カタログ No.

BIO10RF 未減価

希望販売価格
¥4,600

キャンペーン中の参考価格

→ **¥3,200**

包装：960本 (96本×10プレート×1パック) 詰め替え
大箱包装：960本×10

-200μl



全長：50.7mm 目盛：10, 50, 100μl

◆ 先端テーパークットにより分注時にサンプルがチップの外壁に付きにくくなっています。



原寸大



カタログ No.

BIO200RF 未減価

希望販売価格
¥3,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥2,700**


包装：960本 (96本×5プレート×2パック) 詰め替え
大箱包装：960本×10

-1000μl



全長：86.2mm 目盛：100, 200, 500μl

◆ チップ全体がストレート成型によりシャープな液切れが行えます。



原寸大



カタログ No.

BIO1000RF 未減価

希望販売価格
¥5,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥3,500**

包装：840本 (70本×4プレート×3パック) 詰め替え
大箱包装：840本×10

※詰め替えに必要なローディングプレートは箱上部に白いラベル (Open Firstと記載) が貼ってある箱に1枚のみ付属されています。

スピードローダーシステム専用空ラック

● BIO10RF用

カタログ No.

BIO10ER 未減価

希望販売価格
¥2,500



キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,750**

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック
大箱包装：10個×10

● BIO200RF用

カタログ No.

BIO200ER 未減価

希望販売価格
¥2,500



キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,750**

包装：10個 (10個×1パック) 空ラック
大箱包装：10個×10

● BIO1000RF用

カタログ No.

BIO1000ER 未減価

希望販売価格
¥3,800



キャンペーン中の参考価格

→ **¥2,700**

包装：12個 (12個×1パック) 空ラック
大箱包装：12個×6

チップ

低吸着イエローチップ



DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

適合ピペットは総合カタログ BM 0 ピペット適合表をご覧ください

-200μl




全長：50.8mm 目盛：10, 50, 100μl

◆ イエローチップでは珍しいサンプル低吸着 (ローリテンション) タイプです。
※空ラックの販売はございません。



原寸大



カタログ No.

BMT-200LY 未減価

包装：1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装：1,000本×10

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

パルク

¥2,400

→ **¥1,200**

BMT-200LYRS 電子減価

包装：960本 (96本×10ラック) 大箱包装：960本×5

ラック

¥7,000

→ **¥3,200**

BMT-200LYRL 未減価

包装：960本 (96本×10プレート) 大箱包装：960本×5

詰め替え

¥4,100

→ **¥2,400**

※キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

ここが イチオシ! BM から買うと お得宣言!

ビーエムからピペットパルプラスを購入するとお得宣言!!

ピペットパルプラスどれでも まとめて 5本以上 購入いただくと更にお得!!

シングルでも

マルチでも

例えば・・・
PALP-2

1本あたり
5本まとめると
キャンペーン中の参考価格
¥26,000 → ¥15,500 → ¥14,700

例えば・・・
PALP-8-10

1本あたり
5本まとめると
キャンペーン中の参考価格
¥66,000 → ¥39,500 → ¥38,500

PALP-12-200

1本あたり
5本まとめると
キャンペーン中の参考価格
¥86,000 → ¥49,500 → ¥48,500

ダブルで
お得!!

プラチナ柔チップも更にお得!!

詳細は7～9ページをご覧ください。

こんなに
お得!! (例) 下記の組み合わせでご購入いただくと・・・

		キャンペーン中の参考価格		5本まとめると
PALP-2	¥26,000 →	¥15,500 →		¥14,700
PALP-10	¥26,000 →	¥15,500 →		¥14,700
PALP-20	¥24,000 →	¥14,300 →		¥13,500
PALP-8-10	¥66,000 →	¥39,500 →		¥38,500
PALP-12-200	¥86,000 →	¥49,500 →		¥48,500
合計	¥228,000 →	¥134,300 →		¥129,900

5本
まとめると
¥4,400も
お得!!

ピペットまるごと オートクレーバブルで高性能!! リーズナブルプライス!!

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus シングルチャンネルピペット

BMBio
ST (Standard & Stable)



●チップカラー表示

使用可能チップと同じ色をマーキングしているため、チップの選択が容易です。



●容量ロックシステム

ロック機能付きの容量ダイヤルのため、ピペッティング作業時に目盛りがずれることを防ぎます。

●容易な容量設定

超精密直読式デジタルマイクロメーターを搭載しているため、容易かつ連続的に容量設定が行えます。プッシュボタン部分のノブは、安全グローブを装着したままでも容易に容量設定ができます。



●容量連続可変

片手で容量設定ができるため、不慮の容量設定ミスを防ぐことができます。



上面(白い部分)だけが回転します。

●紫外線耐性

紫外線に対し、耐久性のある材料で製造されており、紫外線照射で滅菌することができます。紫外線下に長時間置いても、プラスチックは変質せず、退色もわずかです。

●オートクレーブ滅菌可能

本体をまるごとオートクレーブ滅菌することができます。通常のオートクレーブ滅菌 (121℃ / 0.1Mpa / 20分) を行なった後も、点検および再校正が必要ありません。※シングルチャンネルはシャフトナットを緩めてから行って下さい。

※マルチチャンネルはネジを緩めてから行って下さい。

●性能保証

全商品に出荷時の性能を保証する適合認定書がついています。適合認定書には、性能検査条件、検査データの記入された性能検査結果が含まれています。3年保証

●チップエジェクターを装備

チップを取り外す際、チップの様々な形状に適合させるためにエジェクターの位置を上下に調整することができます。エジェクターは洗浄が可能で、取り外しが容易です。



3年保証

5本まとめた
場合の1本
あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-2	0.002 μl	¥26,000 →	¥15,500 → ¥14,700
PALP-10	0.02 μl	¥26,000 →	¥15,500 → ¥14,700
PALP-20	0.02 μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-50	0.2 μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-100	0.2 μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-200	0.2 μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-250	0.2 μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-1000	2 μl	¥24,000 →	¥14,300 → ¥13,500
PALP-5000	10 μl	¥27,000 →	¥16,000 → ¥15,200
PALP-10ml	20 μl	¥30,000 →	¥17,900 → ¥17,100

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
P3985 回転式スタンド 6本立て (シングルピペット用)	¥23,100

※キャンペーン対象外

◆ P3985はシングルピペットが6本掛けられ、回転式なので場所を取りません。(回転式スタンドはマルチチャンネルピペットを掛けることができません。)



Model	Volume [μl]	Accuracy [%]	Precision [%]	Fit to tips
PALP-2	0.2	±12.0	±6.0	10 μl
	1.0	±2.7	±1.3	
	Max. 2.0	±1.5	±0.7	
PALP-10	Min. 0.5	±4.0	±2.8	10 μl
	5.0	±1.0	±0.6	
	Max. 10.0	±0.5	±0.4	
PALP-20	Min. 2	±3.0	±1.5	200 μl
	10	±1.0	±0.5	
	Max. 20	±0.8	±0.3	
PALP-50	Min. 5	±2.5	±2.0	200 μl
	25	±1.0	±0.6	
	Max. 50	±0.8	±0.4	
PALP-100	Min. 10	±1.6	±0.80	200 μl
	50	±0.8	±0.24	
	Max. 100	±0.8	±0.20	
PALP-200	Min. 20	±1.2	±0.60	200 μl
	100	±0.8	±0.25	
	Max. 200	±0.6	±0.20	
PALP-250	Min. 50	±1.0	±0.4	300 μl
	125	±0.8	±0.3	
	Max. 250	±0.6	±0.3	
PALP-1000	Min. 100	±1.6	±0.40	1000 μl
	500	±0.7	±0.20	
	Max. 1000	±0.6	±0.15	
PALP-5000	Min. 1000	±0.6	±0.25	5000 μl
	2500	±0.6	±0.20	
	Max. 5000	±0.5	±0.15	
PALP-10ml	Min. 1000	±2.5	±0.6	10000 μl
	5000	±0.8	±0.3	
	Max. 10000	±0.5	±0.2	

マルチチャンネルピペットは可動式チップコーンが **チップ脱着負荷軽減!!**

ピペット (マニュアル)

PipetPAL® plus マルチチャンネルピペット

BMBio
ST (Standard & Stable)


- 独自のノズルデザインとノズルムーブメントにより、比類なき装着を実現しました。
- 各種マイクロプレート、PCRチューブ、PCRプレートピッチに対応
※ シングルチャンネルと特長は同じです。
(チップエジェクターを除く)

● 疲れにくいデザイン設計

フィンガーレストデザインを採用しているため、長時間の使用による疲労感とストレスを低減させます。

● 360度エジェクター

ハンドルがどの方向を向いていてもチップをエジェクトすることができます。



● チップコーン

各チップコーンは個別に可動するため、チップの脱着に要する力を軽減できます。



ピペットパルプラス シングルでもマルチでも
どれでも1本ご購入いただくと
ピペットパルプラスと相性抜群の
プラチナ柔チップシリーズ
(本冊子7~9ページ記載) がさらにお買い得!

※ピペットパルプラスに添付されている専用注文書にてご注文下さい。

※ピペットパルプラス1本につきプラチナ柔チップシリーズ (バルク・詰め替え・ラック・フィルター付) いずれかをキャンペーン価格より更にお買い得に!



- プラチナ柔チップ (バルク・詰め替え・ラック) が
キャンペーン参考価格より更に**200円引き**。
(例)

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格 更に

W10

¥1,480

→

¥1,280

包 装 : 1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装 : 1,000本×10

- プラチナ柔フィルター付チップが
キャンペーン参考価格より更に**400円引き**。
(例)

カタログ No.

キャンペーン中の参考価格 更に

WF-10RS

¥7,900

→

¥7,500

包 装 : 960本 (96本×10ラック)
大箱包装 : 960本×5



3年保証

5本まとめた
場合の1本
あたりの価格

カタログNo.	一目盛刻み	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
PALP-8-10	0.02 µl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-8-50	0.10 µl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-8-200	0.20 µl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-8-300	1.00 µl	¥66,000 →	¥39,500 → ¥38,500
PALP-12-10	0.02 µl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500
PALP-12-50	0.10 µl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500
PALP-12-200	0.20 µl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500
PALP-12-300	1.00 µl	¥86,000 →	¥49,500 → ¥48,500

PipetPAL®用スタンド

カタログNo.	希望販売価格
P3989 スタンド式 6本立て	¥19,000

※キャンペーン対象外

- ◆ P3989はシングル・マルチチャンネルピペットが合わせて6本掛けられます。

※マルチチャンネルピペットを掛ける場合は、掛けられるピペットの本数が制限されますのでご了承下さい。



Model	Volume [μl]	Accuracy[%]	Precision[%]	Fit to tips
8 channel				
PALP-8-10	Min 1	±8.0	±6.0	10μl
	Max 5	±4.0	±2.0	
PALP-8-50	Min 5	±4.0	±2.5	200μl
	Max 25	±3.0	±1.2	
PALP-8-200	Min 20	±3.0	±1.5	200μl 300μl
	Max 100	±1.5	±0.8	
PALP-8-300	Min 200	±1.0	±0.6	300μl
	Max 50	±1.6	±1.5	
	Min 150	±1.2	±1.0	
	Max 300	±1.0	±0.6	
12 channel				
PALP-12-10	Min 1	±8.0	±6.0	10μl
	Max 5	±4.0	±2.0	
PALP-12-50	Min 5	±4.0	±2.5	200μl
	Max 25	±3.0	±1.2	
PALP-12-200	Min 50	±1.6	±0.6	200μl 300μl
	Max 20	±3.0	±1.5	
PALP-12-300	Min 100	±1.5	±0.8	300μl
	Max 200	±1.0	±0.6	
	Min 50	±1.6	±1.5	
	Max 150	±1.2	±1.0	
	Min 300	±1.0	±0.6	
	Max			

ここが
イチオシ！
BM から買うと
お得宣言！

ビーエムからFASTPETTE Proを購入するとお得宣言!!

FASTPETTE Pro 1本ご購入でシリンジフィルター（交換用パーツ）5個をもれなくプレゼント!!

さらに、TPPプラスチックピペット（3-Bタイプ除く 本冊子P.44）がさらにお買い得に！

※FASTPETTE Proに添付されている専用注文書にてご注文下さい。



プレゼント

シリンジフィルター
P2023 (0.2μm)
5個をプレゼント



更に

FASTPETTE Proのご購入で
TPPプラスチックピペット（3-B除く）が
キャンペーン価格より更に**500円引き**

例えば・・・

94001

キャンペーン中の参考価格

さらに

¥9,900

→ ¥6,930

→ ¥6,430

包装：200本（1本個装×200パック） 大箱包装：—



■ ディスペンサーボックス



箱の前面に取り出し口があるので、積み重ねて収納できます。



■ 一体成型



つなぎ目がないから
溶液が残りません！



94525、94550はリザーバーピペットだから
大容量分注に最適！是非一度、お試しください。

電動ピペッター

FASTPETTE PRO

Labnet
Labnet International, Inc.

- ◆ 人間工学に基づいて設計しているので、長時間のピペッティング作業による疲れを軽減させます。
- ◆ 0.5mlから100mlまでのピペットに対応しています。
- ◆ フィルター及びピペットホルダーはオートクレーブ可能です。
- ◆ 最高速度で、25mlを3.2秒で吸い上げる事ができます。
- ◆ 用途に合わせて4種類の操作モードが選べます。
- ◆ 壁掛け式専用チャージスタンド付

重量	220g(本体)
バッテリー	ニッケル水素電池
バッテリー使用時間	約8時間(充電時間: 7~8時間)
フィルター	疎水性0.2μm
材質	ノーズコーン: ポリプロピレン ピペットホルダー: シリコン

操作モード

- High-Blow : 速い速度で吸引、吐出し
- Low-Blow : 遅い速度で吸引、吐出し
- High-Grav : 速い速度で吸引、吐出しは自由落下
- Low-Grav : 遅い速度で吸引、吐出しは自由落下

カタログ No.

BMP-7

1年保証

希望販売価格

¥45,100

キャンペーン中の参考価格

→ ¥28,800

- 構成: ピペット本体, スタンド, 0.2μm PTFEフィルター, 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



25mlを3.2秒で吸い上げ
フル充電で約2,000回
ピペッティング可能

電動ピペッター


BlueSwan™

BLUE-RAY
BIOTECH

- ◆ 自立型デザイン: ピペットをつけた状態で立てておけます。
- ◆ 軽量: たったの180g (バッテリー含む)
- ◆ 短時間充電: 4時間の充電で約4,500回使用可能
- ◆ 充電しながらも使用可能
- ◆ 容易なスピード調整: スピードコントロールホイールと上段ボタンでスピード調整、下段ボタンを軽く押して重力モードになります。
- ◆ バッテリーの消費量を3色で識別: 青 (フル充電)、紫 (半分)、赤 (少量)
- ◆ UV耐性

BlueSwan™には他にはないユニークな機能として、液体と蒸気が放出される保護的な空洞があります。一般的に、ピペットの綿栓やノーズコーンのフィルターがピペッター内部への液体のオーバーフローを防ぎますがこの空洞は、有機溶剤や腐食により生じる蒸気からPCBAの損傷を防止することが主な機能です。空洞がなければ、これら蒸気はピペッター内部をランダムな方向に流れます。

- 1: バッテリーインジケーター
- 2: 蒸気排出保護孔
- 3: フィルター
- 4: ピペットホルダー
- 5: ノーズコーン
- 6: バッテリーカバー
- 7: リチウムイオンポリマーバッテリー
- 8: スピードコントロールホイール
- 9: 吸引ボタン
- 10: 吐出ボタン
- 11: ミニUSBソケット
- 12: アダプター
- 13: ミニUSBプラグ



カタログ No.

BS01-1000

1年保証

希望販売価格

¥34,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥21,800

- 構成: ピペッター本体, リチウムイオンポリマーバッテリー, ウォールマウント, メンブレンフィルター (0.2μm), 電源ケーブル, マニュアル, 保証書



ピペット容量	1-100mlプラスチックピペット もしくはガラスピペット
最大吸引/吐出スピード	>7.5ml/秒
吐出モード	重力落下
スピードコントロール	連続、ホイールの回転による速さの調製
回数	約4,500回 (25mlピペット使用時)
充電時間	約4時間
パワージャック	ミニUSB
フィルター	疎水性、Φ25mm、0.2μm
バッテリー	リチウムイオンポリマー 3.7V/1,100mAh
オートクレーブ	ノーズコーン、ピペットホルダー、 フィルターのみ可
動作条件	5-40℃、0-85% RH
重量	180g (バッテリー含む)
電源	100-240VAC、50/60Hz、5V、2.0A

チューブ

マイクロチューブ



ここが

イチオシ！

本冊子掲載

QSP商品


35%OFF

QSP
Quality Scientific Plastics

DNase, RNase Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

0.6ml



原寸大

フラット
トップ
目盛付
書込み
OK

1本あたり
¥2.1

カタログ No.

502-GRD-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,300


キャンペーン中の参考価格

¥2,140

包装：1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装：1,000本×10

- ◆ 抜群の透明度 ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ
- ◆ 100μl刻みの目盛付

0.6ml



原寸大

フラット
トップ
目盛付
書込み
OK

1本あたり
¥2.2

カタログ No.

502-PLN-Q 未滅菌

希望販売価格

¥3,400


キャンペーン中の参考価格

¥2,210

包装：1,000本 (1,000本×1パック) 大箱包装：1,000本×10

- ◆ シンプルなスタンダードデザインでサンプルの目視に最適

1.5ml



原寸大

フラット
トップ
目盛付
書込み
OK

1本あたり
¥2.6

カタログ No.

509-GRD-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,000

キャンペーン中の参考価格

¥1,300

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：500本×10

- ◆ 人気No.1のスタンダードタイプ ◆ 500μl刻みの目盛付
- ◆ シンプルな目盛でサンプルの目視が容易

2.0ml



原寸大

フラット
トップ
目盛付
書込み
OK

1本あたり
¥3.2

カタログ No.

508-GRD-Q 未滅菌

希望販売価格

¥2,500

キャンペーン中の参考価格

¥1,620

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：500本×10

- ◆ 抜群の透明度 ◆ 250μl刻みの目盛付
- ◆ 開閉しやすい大きなフラットトップキャップ

チューブ

ClikLok™ チューブ/マイクロチューブ

Simport
Scientific Inc.

1.5ml



ウルトラ
クリア
フラット
トップ

茶色
(アンバー)
もあります！

カタログ No.

T330-7 ◆ 未滅菌

希望販売価格

¥2,400

キャンペーン中の参考価格

¥1,680

包装：500本 (500本×1パック)

- ◆ 目視でも確認できる明瞭なチューブ ◆ 耐熱性
- ◆ 高速遠心可能な頑丈さ

◆ …ご注文の際にはご希望の色を指定してください。

N：ナチュラル AM：アンバー B：ブルー G：グリーン Y：イエロー

2.0ml



フラット
トップ
目盛付
書込み
OK

茶色
(アンバー)
もあります！

カタログ No.

T330-72N 未滅菌 ナチュラル

希望販売価格

¥3,900

キャンペーン中の参考価格

¥2,730

T330-72 ◆ 未滅菌 色付
包装：500本 (500本×1パック)

- ◆ 使用中のキャップの開口をしっかり防止 ◆ コニカル型
- ◆ 目盛 (0.5, 1.0, 1.5ml) および書き込みスペース付

チューブ

リングロックチューブ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

※BM-15はオートクレーブ不可



カタログ No.

NT-172 未滅菌

1本あたり
¥2.8

希望販売価格

¥3,900

キャンペーン中の参考価格

¥2,750

包装：1,000本 (1,000本×1パック)
大箱包装：1,000本×10



カタログ No.

NT-175 未滅菌

1本あたり
¥2.9

希望販売価格

¥2,100

キャンペーン中の参考価格

¥1,450

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10



カタログ No.

BM-20 未滅菌

1本あたり
¥2.9

希望販売価格

¥2,100

キャンペーン中の参考価格

¥1,450

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10



カタログ No.

BM-15 未滅菌

1本あたり
¥2.9

希望販売価格

¥2,100

キャンペーン中の参考価格

¥1,450

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

※オートクレーブ不可



カタログ No.

BM-15F 未滅菌

1本あたり
¥3.1

希望販売価格

¥2,400


キャンペーン中の参考価格

¥1,550

包装：500本 (500本×1パック)
大箱包装：500本×10

平底チューブ BM-15F

平底チューブはエタノール沈澱における液層の除去、DNA沈澱物の回収が簡単です。




平底チューブをDNA沈澱物がチューブ底の下にくる様に傾けます。ピペットチップをチューブ底の上の角に合わせ、エタノールを回収します。

チューブ底の下部にあったDNA沈澱物が上部にくる様に180°回転させチューブ底の下部から残りのエタノールを回収します。

目視が容易なウルトラクリア!



キャップ及びその開閉部が大きいので開け閉めが滑らか



この部分が薄くなっているため、キャップをシールしたままシリンジ等でサンプルを上から注入できる

目盛

底の近くでもクリアー

キャップと胴体両部分に凸ライン部があるのでシーリングが完全ができる



キャップと胴体の2ヶ所に書き込みができます。

−80℃〜121℃の範囲で使用可能
遠心耐性：14,000RCF (×g)

PCR チューブ

PCRシングル・8連チューブ




DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ不可


BMBio PCR チューブは

ロングフィットキャップ



十分な長さのキャップにより高いフィッティングを実現し、サンプル蒸発のリスクを軽減します。

極薄均一構造



常に同基準のチューブが成型される様、厳しい品質管理のもと生産されています。これにより、極めて薄く均一な壁面を実現しました。

スムーズチューブボトム




底部は、キズや割れの原因となるゲート構造ではなくスムーズな形状になっています。

Certification 発行



ロットごとに品質証明の発行が可能です。ご要望の際は弊社までお問い合わせ下さい。

スタンダードチューブ（ドームトップ）：0.2ml



カタログ No.

PCR-02D 未減価

希望販売価格
¥7,200

キャンペーン中の参考価格


→ **¥4,900**

包装：1,000本（1,000本×1パック） 大箱包装：1,000本×10

遠心耐性：純水時 4,000RCF (×g)
温度耐性：-80℃～121℃

◆ 非常に透明度が高く、サンプル目視が容易です。

スタンダードチューブ（フラットトップ）：0.2ml



カタログ No.

PCR-02F2 未減価

希望販売価格
¥7,200

キャンペーン中の参考価格


→ **¥4,900**

包装：1,000本（1,000本×1パック） 大箱包装：1,000本×10

遠心耐性：純水時 4,000RCF (×g)
温度耐性：-80℃～121℃

◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。

ドームキャップ



フラットキャップ（リアルタイムPCR用）



カタログ No.

PCR-8CNEW 未減価

希望販売価格
¥2,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥1,700**

包装：1,000本分（8連×125ストリップ） 大箱包装：1,000本×10

カタログ No.

QPCR-8C 未減価

希望販売価格
¥4,600

キャンペーン中の参考価格


→ **¥3,300**

包装：1,000本分（8連×125ストリップ） 大箱包装：1,000本×10

温度耐性：-80℃～121℃

◆ PCR-8TNEWシリーズ専用のキャップとしてご使用戴けます。
※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

スタンダードチューブ：0.2ml



カタログ No.

PCR-8TNEW 未減価

希望販売価格
¥12,400

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,900**

包装：1,000本分（8連×125ストリップ） 大箱包装：1,000本×10

遠心耐性：純水時 4,000RCF (×g)
温度耐性：-80℃～121℃

◆ チューブにはナンバリングが刻印されており、ハンドリングミスが軽減されます。
◆ プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。
※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。

※PCR-8CおよびPCR-8Tは金型変更に伴い、PCR-8CNEW、PCR-8TNEWへカタログNo.を変更しております。（2016年10月17日）。
詳細は当社ホームページ（<https://www.bmbio.com>）内「商品のお知らせ」をご覧ください。

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PCR プレート

PCR プレート・プレート用シーリングパッド・ローラー

BMBio
ECO (Economy & Ecology)

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

PCRプレート適合表は総合カタログBM 0 PCRプレート適合表をご覧ください

96well ハーフスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

PCR-96-PE2 未減価

希望販売価格

¥5,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,300

包装: 10枚 (10枚×1パック) 大箱包装: 10枚×5

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80℃~ 121℃

- ◆ 主なヒートシーラー、シーリングマットに対応
- ◆ 材質P.P

96well エレベートスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイムPCR

カタログ No.

BMPCR-96-AB 未減価

希望販売価格

¥6,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,900


包装: 10枚 (10枚×1パック) 大箱包装: 10枚×5

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80℃~ 121℃

- ◆ 材質P.P

96well シンプルタイプ: 0.2ml



カットOK

カタログ No.

PCR-96-I 未減価

希望販売価格

¥21,100

キャンペーン中の参考価格

→ ¥14,800

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: 50枚×2

遠心耐性: 純水時 4,000RCF (×g)

温度耐性: -80℃~ 121℃

- ◆ 材質P.P

シーリングローラー



カタログ No.

BMF-RL-PLT-01 未減価

希望販売価格

¥4,200

キャンペーン中の参考価格

→ ¥3,000

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: -

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 寸法 (W×D): 114×142mm
- ◆ 材質: ゴム (ローラー部)、アルミ (ハンドル部)

シーリングパッド



カタログ No.

T-2417-17 未減価

希望販売価格

¥1,300

キャンペーン中の参考価格

→ ¥900

包装: 1個 (1個×1パック) 大箱包装: -

- ◆ 柔軟性があり、各種シールをスムーズに貼ることができます。
- ◆ プレートに粘着シールを貼り、ヘラのようにシールに押しあてて、シーリングさせて下さい。

フィルムシーリングパッド



カタログ No.

BMF-PDL-5 未減価

希望販売価格

¥900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥650

包装: 5個 (5個×1パック) 大箱包装: -

- ◆ 均一な圧力でシーリングが可能
- ◆ 特にリム付プレートのシーリングに最適
- ◆ 寸法 (W×D): 73×96mm
- ◆ 材質: P.E

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ビレット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります!

機器

PCR チューブ

経済的！ エコノミカルPCRシングル・8連チューブ




DNase, RNase, endotoxin Free

経済的

小分け包装

スタンダードチューブ（フラットトップ）：0.2ml

原寸大



フラット
トップ

カタログ No.

MB-P02-A 未滅菌

希望販売価格
¥18,000

キャンペーン中の参考価格


→ **¥6,700**

包装：3,000本（500本×6袋） 大箱包装：－

◆ キャップへの書き込み可能

シングルフラットキャップ with チューブ：0.2ml

原寸大



フラット
トップ

8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-A 未滅菌

希望販売価格
¥13,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥4,500**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：－

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml & ドームキャップ

原寸大



ドーム
トップ

8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-D 未滅菌

希望販売価格
¥12,000

キャンペーン中の参考価格


→ **¥4,500**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：－

◆ キャップへの書き込み可能

スタンダードチューブ 0.2ml & フラットキャップ

原寸大



フラット
トップ

8連×12strips包装

カタログ No.

MB-P08-B 未滅菌

希望販売価格
¥12,000

キャンペーン中の参考価格


→ **¥4,500**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：－

◆ キャップへの書き込み可能

リアルタイムPCR対応チューブ 0.2ml & フラットキャップ

原寸大



フラット
トップ

8連×12strips包装

カタログ No.

MB-Q200 未滅菌

希望販売価格
¥13,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥4,900**

包装：960本分（8連×12ストリップ×10パック） 大箱包装：－

◆ スタンダードプロファイル
◆ 色：ナチュラル

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

PCR プレート

経済的! エコノミカルPCRプレート




DNase, RNase, endotoxin Free

オートクレーブ不可

PCRプレート適合表は総合カタログBM 0 PCRプレート適合表をご覧ください

96wellハーフスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-Q96-S 未滅菌希望販売価格
¥24,000


キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellエレベートスカートタイプ: 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-Q96 未滅菌希望販売価格
¥24,000


キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellシンプレートタイプ: 0.2ml



リアルタイム PCR

カタログ No.

MB-P96 未滅菌希望販売価格
¥24,000


キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 21mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ: 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LP 未滅菌希望販売価格
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ: 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LBR 未滅菌希望販売価格
¥24,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ナチュラル

96wellハーフスカートタイプ: 0.1ml



リアルタイム PCR

Low Profile

カタログ No.

MB-Q96-LBR-W 未滅菌希望販売価格
¥25,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥9,900

包装: 50枚 (10枚×5パック) 大箱包装: ー

- ◆ チューブの高さ: 16mm
- ◆ 肉薄のため熱伝導性に優れています。
- ◆ 材質: P.P
- ◆ 色: ホワイト

注意: 他社ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ビレット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります!

機器

チューブ

T サンプルストックチューブ(スクリュキャップ)

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free


オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

Tサンプルストックチューブ特長

ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造された O リングを使用しています。位置合わせタブ (米国特許 5891327 号) により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。

これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。


- ◆ シリコン製の O リング付キャップは、ボイルや凍結時にもサンプルが漏れません。
- ◆ 50psi、20,000RCF (×g) の遠心耐性があります。
- ◆ 透明度が非常に高く、サンプルの目視が容易です。
- ◆ 滅菌済は、材質が傷みにくい電子線滅菌です。
- ◆ 箱の開口部はスライド式で取り出しやすくなっています。
- ◆ Tタイプの未滅菌はキャップカラーが豊富です。
(ブルー・レッド・イエロー・グリーン・オレンジ)

便利な
開閉箱入り

キャップとチューブ本体は別包装です

コニカル型 0.5ml


原寸大



耐ボイル
耐冷
シリコン
リング

自立型 0.5ml

原寸大



耐ボイル
耐冷
シリコン
リング

コニカル型 1.5ml

原寸大



耐ボイル
耐冷
シリコン
リング

希望販売価格
¥11,000キャンペーン中の参考価格
→ ¥7,7001本あたり
¥15.4カタログNo.
T-201

未滅菌

キャップカラー
ナチュラル

T-201 ◆ 未滅菌

色付キャップ

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：—

希望販売価格
¥11,000キャンペーン中の参考価格
→ ¥7,7001本あたり
¥15.4カタログNo.
T-200

未滅菌

キャップカラー
ナチュラル

T-200 ◆ 未滅菌

色付キャップ

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：—

希望販売価格
¥11,000キャンペーン中の参考価格
→ ¥7,7001本あたり
¥15.4カタログNo.
T-202

未滅菌

キャップカラー
ナチュラル

T-202 ◆ 未滅菌

色付キャップ

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：—

希望販売価格
¥13,400キャンペーン中の参考価格
→ ¥9,5001本あたり
¥19カタログNo.
T-201S

電子滅菌

キャップカラー
ナチュラル

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：—

希望販売価格
¥13,400キャンペーン中の参考価格
→ ¥9,5001本あたり
¥19カタログNo.
T-200S

電子滅菌

キャップカラー
ナチュラル

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：—

希望販売価格
¥13,400キャンペーン中の参考価格
→ ¥9,5001本あたり
¥19カタログNo.
T-202S

電子滅菌

キャップカラー
ナチュラル

包装：500本 (500本×1パック) 大箱包装：—

◆…注文の際はキャップの色を1色御指定下さい。 ●レッド ●ブルー ●イエロー ●グリーン ●オレンジ

チューブ

T サンプルストックチューブ (スクリューキャップ)

BMBio
ST (Standard & Stable)

DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)

自立型 1.5ml



原寸大

耐ホイル
耐冷
シリコン
リング

希望販売価格
¥11,000キャンペーン中の参考価格
→ ¥7,7001本あたり
¥15.4

カタログNo.

キャップカラー

T-205

未減価

ナチュラル

T-205 ◆

未減価

色付キャップ

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

コニカル型 2.0ml



原寸大

耐ホイル
耐冷
シリコン
リング

希望販売価格
¥11,000キャンペーン中の参考価格
→ ¥7,7001本あたり
¥15.4

カタログNo.

キャップカラー

T-203

未減価

ナチュラル


T-203 ◆

未減価

色付キャップ

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

自立型 2.0ml



原寸大

耐ホイル
耐冷
シリコン
リング

希望販売価格
¥11,000キャンペーン中の参考価格
→ ¥7,7001本あたり
¥15.4

カタログNo.

キャップカラー

T-204

未減価

ナチュラル

T-204 ◆

未減価

色付キャップ

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

希望販売価格
¥13,400キャンペーン中の参考価格
→ ¥9,5001本あたり
¥19

カタログNo.

キャップカラー

T-205S

電子減価

ナチュラル

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

希望販売価格
¥13,400キャンペーン中の参考価格
→ ¥9,5001本あたり
¥19

カタログNo.

キャップカラー

T-203S

電子減価

ナチュラル

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

希望販売価格
¥13,400キャンペーン中の参考価格
→ ¥9,5001本あたり
¥19

カタログNo.

キャップカラー

T-204S

電子減価

ナチュラル

包装: 500本 (500本×1パック) 大箱包装: -

テストプレート


96ウェル テストプレート (ポリスチレン製)

BMBio
ST (Standard & Stable)

リーズナブルプライス

DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

96well
容量: 275μl

サークル
丸底

1枚あたり
¥86

カタログ No.

BM6000

G 減価

希望販売価格
¥12,300キャンペーン中の参考価格
→ ¥8,600

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

96well
容量: 300μl

サークル
平底

1枚あたり
¥96


カタログ No.

BM6001

G 減価

希望販売価格
¥13,700キャンペーン中の参考価格
→ ¥9,600

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

96well
容量: 275μl

サークル
V底

1枚あたり
¥89


カタログ No.

BM6002

G 減価

希望販売価格
¥12,700キャンペーン中の参考価格
→ ¥8,900

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

96well
プレート用1枚あたり
¥120

カタログ No.

BM6003

G 減価

希望販売価格
¥17,200キャンペーン中の参考価格
→ ¥12,000

包装: 100枚 (5枚×20パック) 大箱包装: -

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ビレット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります!

機器

ラック

クーラーラック



オートクレーブ不可


PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴 (フタ付)

- ◆ 4℃で3時間まで保冷できます (予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。
- ◆ 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見ても温度上昇の危険が判断できます。(※写真参照)
- ◆ 0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用できます。
- ◆ サイズ (W×D×H) : 141.0×99.0×44.0mm
- ◆ ウェル直径: 6.8mmφ
- ◆ 材質: P.P/ポリカーボネイト



カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-2022-G	未滅菌 黄⇄緑	2ラック (2ラック×1パック)	¥13,900	→ ¥9,730
R-2022-P	未滅菌 ピンク⇄紫	2ラック (2ラック×1パック)	¥13,900	→ ¥9,730

大箱包装: なし



▲ R-2022-G




▲ R-2022-P

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック96穴 ANSI/SLAS規格 (フタなし)


- ◆ ANSI/SLASスタンダード
- ◆ 4℃で3時間まで保冷できます。(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
- ◆ 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見ても温度上昇の危険が判断できます。
- ◆ 0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用できます。
- ◆ 温度耐性: -80℃～121℃
- ◆ サイズ (W×D×H) : 128×85.9×25.9mm
- ◆ ウェル直径: 6.8mmφ
- ◆ 材質: P.P

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-2SBS-G	未滅菌 黄⇄緑	2ラック (2ラック×1パック)	¥14,700	→ ¥10,290
R-2SBS-P	未滅菌 ピンク⇄紫	2ラック (2ラック×1パック)	¥14,700	→ ¥10,290

大箱包装: なし



▲ R-2SBS-G



▲ R-2SBS-P

サンプリング、マイクロ、スクリーキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴 (フタ付)

- ◆ 4℃で3時間まで保冷できます。(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)
- ◆ 7℃以下では緑/紫色ですが、7℃以上になると黄/ピンク色へ変化しますので、目で見ても温度上昇の危険が判断できます。
- ◆ 0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリーキャップチューブに使用できます。
- ◆ 温度耐性: -80℃～121℃
- ◆ サイズ (W×D×H) : 146.0×105.0×70.0mm
- ◆ ウェル直径: 12.0mmφ
- ◆ 材質: P.P/ポリカーボネイト

カタログNo.	色	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
R-3033-G	未滅菌 黄⇄緑	1ラック (1ラック×1パック)	¥11,900	→ ¥8,330
R-3033-P	未滅菌 ピンク⇄紫	1ラック (1ラック×1パック)	¥11,900	→ ¥8,330

大箱包装: なし



▲ R-3033-G



▲ R-3033-P


クライオチューブ

クライオチューブ(アウターキャップ)



DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free

オートクレーブ可能 (121℃, 15分)



- ◆ サンプルの凍結保存に最適です。
- ◆ シリコンリングを使用しない気密設計です。
- ◆ 全てガンマ線滅菌済です。
- ◆ 温度耐性：-196℃～121℃

注意：液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。

パイロジェンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。

1. クライオチューブ専用作業ラックで楽に作業ができます。
2. 容易にピペティング出来る構造をしています。
3. 4.5mlにも対応している、保存ラックがあります。
4. 専用ラックは片手でフタを開閉できる構造になっています。
5. 全てジッパーバックなので、清潔に保管できます。
6. トリプルパック包装



●クライオチューブ

カタログNo.	形状	容量	直径×長さ (キャップなし)	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
89012	自立型 丸底	0.9ml	φ12×37 (33.8) mm	800本 (100本×8パック)	—	¥33,400 →	¥23,380
89020	自立型 丸底	1.5ml	φ12×48 (45.5) mm	800本 (100本×8パック)	—	¥34,300 →	¥24,010
89040	自立型 丸底	3.5ml	φ12×75 (72.5) mm	400本 (100本×4パック)	—	¥19,300 →	¥13,510
89050	自立型 丸底	4.5ml	φ12×90 (86.5) mm	400本 (100本×4パック)	—	¥19,900 →	¥13,930

●ラック・カラーコード

カタログNo.	仕様	寸法	包装	大箱包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99020	カラーコード(青, 黄, 緑, 紫, 赤, 白)	φ11×1mm	600個 (600個×1パック)	600個×13	¥4,900 →	¥3,430
99014	ラック 81本立 (3.5ml, 4.5ml用)	133×133×95mm	1個 (1個×1パック)	1個×10	¥2,200 →	¥1,540
99015	ラック 81本立 (0.9ml, 1.5ml用)	133×133×45mm	1個 (1個×1パック)	1個×20	¥2,100 →	¥1,470
99016	ラック 40本立 (4×10)	100×200×25mm	1個 (1個×1パック)	1個×12	¥2,100 →	¥1,470

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ピペット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります！

機器

MICROFLEX®

世界で最も信頼されるグローブ

Microflex®のディスポーザブルグローブは世界トップのグローブです。

Microflex®のグローブならディスポーザブルグローブにおける全世界のリーダーブランドを選んだことになります。一貫して信頼できる優良製品を製造すると共に、常に革新的な製品を生み出し、「世界で最も信頼できるグローブ」という評価をいただきました。

現在ではネットワークも広がり、アジア、オーストラリア、ヨーロッパ、中東、北アメリカ、南アメリカなど広範囲に流通しています。

ユーザー様の安全と満足感を最優先事項とし、PPE、ASTM、FDAおよびISO 9001を含む厳しい品質基準とISO 13485にMicroflex®グローブは対応しています。

安定した信頼のできる品質のための、他に類のない約束

ディスポーザブルグローブの最も信頼されるブランドとしての評価の礎は、厳しい品質管理、製造過程にあります。



グローブを選ぶとき、素材で悩みますか？

- ラテックス** 天然資源から作られる天然ゴム製のラテックスは、その特別な柔軟性と快適さのために広く認知されています。
- ニトリル** 近年のニトリル生産技術の向上は、ラテックスのフィット感と感触に劣らない、より柔軟なグローブの生産を可能にしました。
ニトリルはラテックスより頑丈で破れにくく、強度と耐久性を提供します。
- クロロプレン** クロロプレングローブは、より優れた耐薬品性を持ち、さらにニトリルと同じ特徴を持ちます。
- ビニール** ビニールグローブは、簡易的な作業に適しています。
ビニールの特性は、高温湿度の環境、摩滅、熱、化学物質に対する耐性は低いです。

Properties	Latex	Nitrile	Chloroprene	Vinyl
Elasticity	Best	Good	Good	Poor
Latex Allergy	Poor	Best	Best	Good
Puncture Resistance	Good	Better	Better	Poor
Chemical Resistance	ホームページよりご確認ください。 https://www.bmbio.com/Portals/0/images/news/support/2018_glove_catalog.pdf			





ERGOFORM™

Ergonomic Design Technology

人間工学設計技術によって

- パフォーマンスの向上
- 優れた快適性
- 怪我のリスク低減を実現



手首を0° から30° に動かした時の筋力量



最小限の
筋力量

ニトリルグローブ

XCEED® エクシード

MICROFLEX®



1枚あたり
¥7.9
XLは¥8.6

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

柔軟性抜群

AQL 0.65



柔軟で破れにくい！



希望販売価格
¥3,300 → **¥1,980**
キャンペーン中の参考価格

カタログNo.	サイズ	包装
93733060	XS	
93733070	S	250枚
93733080	M	(250枚×1パック)
93733090	L	
93733100	XL	230枚 (230枚×1パック)

大箱包装：250枚×10
(XLサイズのみ230枚×10)

※カタログNo.が下記へ変更となりました。
XC-INTが93733、サイズを表すXS～XLが
60～100に変更です。

	ASTM	XCEED®
Length(mm)	220	240±10
Cuff Thickness(mm)	n/a	0.06
Palm Thickness(mm)	min. 0.05	0.07
Finger Thickness(mm)	min. 0.05	0.11
Tensile Strength		
Before Aging	min. 14	33
After Aging	min. 14	31
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 500	500
After Aging	min. 500	400

- ◆ 250枚入り（一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り）でコスト&スペースセーブ。
- ◆ 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感を実現しました。優れた操作性をご提供します。
- ◆ 他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化しました。
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

注意：XC-INT-で始まったカタログNo.が変更になりました。カタログNo.のみの変更です。

ニトリルグローブ

Supreno® スプリーノ

MICROFLEX®

1枚あたり
¥14.2

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

AQL 0.65



エンボス加工で
滑りにくい

希望販売価格
¥2,900 → **¥1,420**
キャンペーン中の参考価格

カタログNo.	サイズ	包装
93743060	XS	
93743070	S	
93743080	M	100枚 (100枚×1パック)
93743090	L	
93743100	XL	

大箱包装：100枚×10

※カタログNo.が下記へ変更となりました。
SU-INTが93743、サイズを表すXS～XLが
60～100に変更です。

	ASTM	SUPRENO®
Length (mm)	220	245±5
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.09
Palm Thickness (mm)	min. 0.05	0.11
Finger Thickness (mm)	min. 0.05	0.18
Tensile Strength	min. 14	36
Elongation	min. 500	500

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっている。
- ◆ 米国FDA基準ASTMクリア

ニトリルグローブ

Ansell社ニトリルグローブは、全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。

ニトリルグローブ

EDGE® 82-133

MICROFLEX®

1枚あたり
¥5.2
XLは¥6.2

パウダーフリー

ニトリル

耐薬品性

超薄

AQL 1.5

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥2,500

→ ¥1,550

コスト
2/3※当社比
1枚あたり
比較

=



1箱 300枚入

未
減価

カタログNo.	サイズ	包装
82133060	XS	
82133070	S	300枚
82133080	M	(300枚×1パック)
82133090	L	
82133100	XL	250枚 (250枚×1パック)

大箱包装：300枚×10

(XLサイズのみ250枚×10)

- ◆ 300枚入り (XLサイズのみ250枚入り)
- ◆ 非常に薄く柔らかめの仕上がり
- ◆ ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。

EDGE® 82-133		
Length(mm)		230
Palm Thickness(mm)		0.06
Ultimate Tensile Strength	Before(MPa)	>14
	After(MPa)	>14
Elongation at Break(%)	Before	>500
	After	>400
AQL		1.5

XCEED® vs. EDGE® 82-133 vs. Competitor C Standard thin mil nitrile

Glove Name	XCEED®	EDGE® 82-133	Competitor C Standard thin mil nitrile
AQL	0.65	1.5	1.5
Chemo drug approved?	N	Y	N
US Ergonomics certified?	Y	N*	N
Weight (g)	4.0	3.1	3.9
Length (mm)	252	237	243
Palm Thickness (mils)	2.8	2.5	2.4
Unaged Modulus (MPa)	10.7		12.1
Unaged Elongation (%)	547	549	445
Unaged Tensile Strength (MPa)	31	25	32
Puncture Resistance (N)	6	6	3.9

- ▶ XCEED®は、AQLにおいて競合他社Cと比べて優れています。XCEED®はアメリカで人間工学的にデザインされた快適に使用できるグローブとして認定されました。
- ▶ XCEED®の耐突刺性は競合他社Cよりも優れています。
- ▶ XCEED®は環境に配慮したパッケージも提供しています。
- ▶ EDGE® 82-133は、軽い手袋の中でも最も薄い手袋でありながら、多くのSU属性に対して非常によく似た結果を示します。
- ▶ EDGE® 82-133は、6N FABを満たします。これは手袋のフィルムが非常に強く、より優れた耐引裂性や耐突刺性を備えたことを意味します。すべての試験用手袋は、6Nを満たす必要があるため、EU 28用の医療機器認証のためにも重要となります。

ラテックスグローブ

DIAMOND GRIP PLUS™ ダイヤモンドグリップ プラス

MICROFLEX

1枚あたり
¥8.7

パウダーフリー

ラテックス

袖+ 3cm

AQL 1.5

スタンダード
ラテックスグローブ

キャンペーン中の参考価格

希望販売価格

¥1,700



¥870

未
減価

カタログNo.	サイズ	包 装
63754060	XS	100枚 (100枚×1/パック)
63754070	S	
63754080	M	
63754090	L	
63754100	XL	

大箱包装：100枚×10

- ◆ 100%パウダーフリー
- ◆ パウダーからのコンタミを防ぎます。
- ◆ 米国FDA基準ASTM クリアー
- ◆ 外側はエンボス加工が施されており、滑りにくくなっています。

※カタログNo.が下記へ変更となりました。

DGP-INTが93754. サイズを表すXS～XLが
60～100に変更です。

	ASTM	DIAMOND GRIP PLUS™
Length (mm)	220	245
Cuff Thickness (mm)	n/a	0.10
Palm Thickness (mm) min.	0.08	0.13
Finger Thickness (mm) min.	0.08	0.16
Tensile Strength		
Before Aging	min. 18	22
After Aging	min. 14	20
Elasticity/Elongation		
Before Aging	min. 650	700
After Aging	min. 500	600

ラテックスグローブ

ソフトな伸縮性と優れた引っ張り強度で手にジャストフィットし、あらゆる研究分野で広く使われているスタンダードグローブです。

グローブラック

インターロッキンググローブラック

Argos

- ◆ スチール製グローブラック（パテント申請中）
- ◆ ラックはスライド式にスタック（接続）させることができます。
- ◆ グローブを縦でも横でも置くことができます。
- ◆ 取付けネジ付属。
- ◆ 破損しやすいアクリル製ラックに代わる使いやすいラックです。

※ホルダー内のグローブは含まれていません。

カタログ No.

希望販売価格

キャンペーン中の参考価格

BMA-RG001

未
減価

¥4,300



¥2,900

包装：1ラック（1ラック×1/パック） 大箱包装：なし



▲ ラック2個分



▲ 縦でも横でも設置可能



▲ 簡単にスライド



世界が認める高品質とは・・・

1. ISO9001 の承認
2. ロット番号表示
3. 滅菌保証
4. ロット管理体制
5. ノンパイロジェニック保証
6. 標準組織培養処理保証

● ロットナンバー表示

TPP 社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意できます。

● Non-Pyrogenic 保証

TPP 社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル 0.06EU/ml * 以下であることを保証しております。Non-Pyrogenic を保証している TPP 社の細胞培養商品なら、パイロジェンによる培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。

※ プラスチックビペット 25/50ml リザーバー付、バイオリアクターチューブ 600ml は 0.1EU/ml

※ プラスチックビペット (1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV 関連商品、クライオチューブ用カラーコードは 0.5EU/ml

各ロットごとに製品が ISO9001 規格の内容に従って製造されている事を明記した証明書をご用意致します。



チップ

ビペット

チューブ・プレート

CRYO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります！

機器

セルカルチャー



- ◆ オートクレーブ不可
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free
- ◆ ガンマ線滅菌済
- ◆ 温度、遠心耐性
- P.P (ポリプロピレン)：-190～120℃ ～15,500×G
- P.S (ポリスチレン)：-40～70℃ ～1700×G
- P.E (ポリエチレン)：-40～70℃




シーリングパッケージ (クライオチューブ以外)
ハサミやカッターナイフを使わずに開封できる為、
コンタミネーションを防ぎます。

パイロジェンテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.06EU/ml以下であるノンバイロジェニックを保証しております。

30%OFF

細胞培養ディッシュ



- ◆ 標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、増殖性の効率を高めます。
- ◆ 均一なガス交換を考え、フタには6つの突起付
- ◆ 積み重ねた時の結露によりディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目

■ グリップリング


ディッシュ本体側面にグリップリングが付いているので、重ねて持ち運ぶ際や、培地交換の際に非常に容易なハンドリング

■ 4方向ナンバリング

ディッシュ底面に4方向のナンバリング付
時計の文字盤と同じ 12, 3, 6, 9 と印字されているので顕微鏡観察時の位置決めが容易

■ 高い透明性

ウルトラクリアポリスチレンを使用する事で、より高い透明性を実現。重ねてもクリアに見えます。



カタログNo.	本体外寸	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
93040	Φ40×11mm	900枚 (20枚×45/パック)	¥35,100 →	¥24,570	¥27.3
93060	Φ60×16mm	840枚 (14枚×60/パック)	¥34,400 →	¥24,080	¥28.7
93100	Φ100×20mm	240枚 (10枚×24/パック)	¥117,300 →	¥12,110	¥50.5
93150	Φ150×20mm	100枚 (5枚×20/パック)	¥21,300 →	¥14,910	¥149.1

大箱包装：—

30%OFF

遠心管




- ◆ TPPの遠心管スクリュキャップは2方向に溝が切っており、どの方向からも真っ直ぐにフタがのるので片手での操作が簡単

■ 書き込みスペース

全ての遠心管のフタは文字書き込み用のスペース付 (ラベル貼付済み)だから文字が書き易い。

■ 先端メモリ

91015, 91050, 91115 には、他社に無い先端メモリ付。少ない容量のサンプル量を見る事ができます。




カタログNo.		容量	材質	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価	
91050		50ml	コニカル	P.P	360本 (20本×18/パック)	¥15,000 →	¥10,500	¥29.2
91051		50ml	自立	P.P	320本 (20本×16/パック)	¥13,800 →	¥9,660	¥30.2
91015		15ml	コニカル	P.P	800本 (40本×20/パック)	¥31,300 →	¥21,910	¥27.4
91115		15ml	コニカル	P.S	800本 (40本×20/パック)	¥40,200 →	¥28,140	¥35.2
91019		13ml	平底	P.P	800本 (40本×20/パック)	¥35,800 →	¥25,060	¥31.3
91016		13ml	丸底	P.P	800本 (40本×20/パック)	¥35,800 →	¥25,060	¥31.3
91017		15ml	丸底	P.P	800本 (40本×20/パック)	¥40,200 →	¥28,140	¥35.2

大箱包装：—

●ラック

カタログNo.	仕様	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
99017	50ml×10本, 15ml×18本	1ラック (1ラック×1/パック)	¥1,200 →	¥840
99018	50ml×4本, 15ml×8本	1ラック (1ラック×1/パック)	¥1,200 →	¥840
99019	50ml×20本, 15ml×30本	1ラック (1ラック×1/パック)	¥1,200 →	¥840

大箱包装：カタログNo.99017なら1ラック×45, 99018なら1ラック×28, 99019なら1ラック×30



30%OFF

細胞培養フラスコ



◆ ピペッティングやセルスクレーパーなどが細胞を掻き出す際に、フラスコ底面の角に楽に届くネック構造

■ イエローキャップ（フィルターなし）

キャップについているVENTマークが真上に来るとストッパーが働き、常に同じポジションでのガス交換が可能！

■ フィルターキャップ


0.22μm疎水性メンブレンの使用により外部からのコンタミネーションを防ぐのと共に、流速4.5 (LPM 13.7cm²/13.5pst)の均一なガス交換が可能

■ 大容量培養が可能

フラスコでは珍しい培養面積300cm²のフラスコをラインナップ！



シーリングポイント
疎水性メンブレン
スクリーキャップ
フラスコ



カタログ No.		培養表面面積	キャップ	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
90025		25cm ²	イエロー	360個 (10個×36パック)	¥38,200 →	¥26,740	¥74.3
90026		25cm ²	フィルター	360個 (10個×36パック)	¥42,100 →	¥29,470	¥81.9
90075		75cm ²	イエロー	100個 (5個×20パック)	¥20,500 →	¥14,350	¥143.5
90076		75cm ²	フィルター	100個 (5個×20パック)	¥22,100 →	¥15,470	¥154.7
90150		150cm ²	イエロー	36個 (3個×12パック)	¥15,700 →	¥10,990	¥305.3
90151		150cm ²	フィルター	36個 (3個×12パック)	¥17,100 →	¥11,970	¥332.5
90300		300cm ²	イエロー	18個 (3個× 6パック)	¥17,200 →	¥12,040	¥668.9
90301		300cm ²	フィルター	18個 (3個× 6パック)	¥18,200 →	¥12,740	¥707.8

大箱包装：－

30%OFF

細胞培養プレート



◆ 黄色のフラッグマークで、フタとプレートの同一方向を一目で確認できます。

■ 全商品黒色ナンバリング

全商品に黒色ナンバリングがあるのでウェル確認が容易

■ フタ、本体にイエローラベル



全商品のフタ、本体にイエローラベルが有り、書き込み可能

■ プレート底面にはウェルNo.が刻印

プレート底面にウェルNo.が刻印されているので顕微鏡観察時のウェル確認が容易

■ 全商品サイドグリップ付き

サイドグリップが付いているので持ち運びやハンドリングの際の滑り止めになります。



カタログ No.		ウェル数	仕様	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1枚単価
92096		96ウェル	平底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥42,900 →	¥30,030	¥185.4
92696		96ウェル	平底	108枚 (6枚×18パック)	¥25,300 →	¥17,710	¥164.0
92097		96ウェル	丸底	162枚 (1枚個装×162パック)	¥42,900 →	¥30,030	¥185.4
92697		96ウェル	丸底	108枚 (6枚×18パック)	¥25,300 →	¥17,710	¥164.0
92048		48ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥33,800 →	¥23,660	¥187.8
92448		48ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥17,100 →	¥11,970	¥166.3
92024		24ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥34,300 →	¥24,010	¥190.6
92424		24ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥17,500 →	¥12,250	¥170.1
92012		12ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥34,300 →	¥24,010	¥190.6
92412		12ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥17,500 →	¥12,250	¥170.1
92006		6ウェル	平底	126枚 (1枚個装×126パック)	¥34,300 →	¥24,010	¥190.6
92406		6ウェル	平底	72枚 (4枚×18パック)	¥17,500 →	¥12,250	¥170.1

大箱包装：－

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ビヘット

チューブ・プレート

CRVO


グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります！

機器




30%OFF プラスチックピペット



◆ ディスペンサーボックスは開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい

■ ディスペンサーボックス




箱の前面に取り出し口があるので、積み重ねて収納できます。

商品の取り出しも
楽々!



■ 一体成型

(94001, 94002, 94005, 94010, 94024)



94525, 94550はリザーバーピペットだから大容量分注に最適!是非一度、お試しください。

FASTPETTE との ご購入でさらにお得!

例えば・・・

94001

**¥500も
お得!**

キャンペーン中の参考価格

さらに

¥6,930 → ¥6,430

詳細は P.24 をご参照

カタログNo.	規格	マイナス目盛り	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
94001	G 滅菌 個装	1ml 0.2ml	400本 (1本個装×400パック)	¥9,900 →	¥6,930	¥17.3
94002	G 滅菌 個装	2ml 0.2ml	300本 (1本個装×300パック)	¥7,800 →	¥5,460	¥18.2
94024	G 滅菌 個装	25ml 2ml	100本 (1本個装×100パック)	¥8,600 →	¥6,020	¥60.2
94525	G 滅菌 個装	25ml +15ml (リザーバー付)	60本 (1本個装×60パック)	¥6,700 →	¥4,690	¥78.2
94550	G 滅菌 個装	50ml +20ml (リザーバー付)	50本 (1本個装×50パック)	¥7,800 →	¥5,460	¥109.2

大箱包装：—

94005、94010は販売終了となりました。後継品はnerbeplus社の下記商品をお勧めしております。

12-441-9105 G 滅菌 個装 5ml 200本 (1本個装×200パック) 希望販売価格 ¥6,000 (キャンペーン対象外)

12-461-9108 G 滅菌 個装 10ml 200本 (1本個装×200パック) 希望販売価格 ¥7,000 (キャンペーン対象外)

30%OFF ボルトトップフィルター



- ◆ 0.22 μm PES (ポリエーテルスルホン) を使用し、ろ過効率を向上
- ◆ タンパク質低吸着
- ◆ ボトル口径は45mmφ

■ 角型フィルター採用

角型フィルターを採用した事により、丸型フィルターに比べて約20%フィルター面積が拡大。速やかなフィルトレーションが可能

■ 均一なフィルトレーション


ボルトトップフィルターには、フィルター全体に均一な圧力がかかるように中心から同心円状の溝があります。



カタログNo.	Filter area	容量	寸法 (L×W×H)	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
セット (ボルトトップ&ボトル) 個装							
99150	G 滅菌	49cm ²	150ml	93×93×103mm	18個 (1個個装×18パック)	¥19,000 →	¥13,300 ¥738.9
99250	G 滅菌	49cm ²	250ml	93×93×145mm	12個 (1個個装×12パック)	¥14,000 →	¥9,800 ¥816.7
99500	G 滅菌	49cm ²	500ml	93×93×214mm	10個 (1個個装×10パック)	¥14,700 →	¥10,290 ¥1,029.0
99950	G 滅菌	69cm ²	1000ml	111×111×285mm	9個 (1個個装×9パック)	¥30,000 →	¥21,000 ¥2,333.3
ボルトトップのみ 個装							
99155	G 滅菌	49cm ²	150ml	90×89×57mm	36個 (1個個装×36パック)	¥29,600 →	¥20,720 ¥575.6
99255	G 滅菌	49cm ²	250ml	90×89×75mm	24個 (1個個装×24パック)	¥21,600 →	¥15,120 ¥630.0
99505	G 滅菌	49cm ²	500ml	90×89×111mm	21個 (1個個装×21パック)	¥24,200 →	¥16,940 ¥806.7
99955	G 滅菌	69cm ²	1000ml	108×108×143mm	12個 (1個個装×12パック)	¥30,800 →	¥21,560 ¥1,796.7
ボトルのみ 個装							
99157	G 滅菌	—	150ml	93×93×63mm	24個 (1個個装×24パック)	¥10,600 →	¥7,420 ¥309.2
99257	G 滅菌	—	250ml	93×93×87mm	24個 (1個個装×24パック)	¥14,100 →	¥9,870 ¥411.3
99507	G 滅菌	—	500ml	93×93×121mm	36個 (1個個装×36パック)	¥32,000 →	¥22,400 ¥622.2
99957	G 滅菌	—	1000ml	111×111×160mm	20個 (1個個装×20パック)	¥28,400 →	¥19,880 ¥994.0

大箱包装：—

*キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。



30%OFF

セルリフター・ セルスクレーパー



■ スクレーパーブレード ①

わずかな力でブレードが回転し、一定角度でブレードが止まるのでフラスコなどからの細胞の回収が容易

■ スクレーパーブレード ②


弾力のあるポリプロピレン製で細胞を回収するのに最適

■ セルリフター

ヘラのような形状のため、ディッシュ、ピールオフフラスコ、リクローザブルフラスコなどからの細胞や組織の回収に優れています。

■ 包装

セルリフター、セルスクレーパー共にペーパープラスチック包装なので商品の取出しが容易



カタログNo.		柄の長さ	ブレード幅	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1本単価
セルスクレーパー							
99002	滅菌 個装	240mm	13mm	150本 (1本個装×150パック)	¥33,800 →	¥23,660	¥157.7
99003	滅菌 個装	300mm	20mm	150本 (1本個装×150パック)	¥38,400 →	¥26,880	¥179.2
99004	滅菌 個装	380mm	25mm	100本 (1本個装×100パック)	¥31,600 →	¥22,120	¥221.2
セルリフター							
99010	滅菌 個装	195mm	14mm	150本 (1本個装×150パック)	¥29,400 →	¥20,580	¥137.2

大箱包装：－


30%OFF

Clipmax チャンバースライド



スライド (25×75mm) 上で直接培養できます。

- ◆ 細胞培養、免疫化学、さまざまな細胞分析に使用できます。
- ◆ アセトン、エタノール、キシレンなどに耐性。
- ◆ スライドの取りはずしに道具は必要ありません。
- ◆ フィルターキャップには0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付。
- ◆ サイズ：33×93×32mm (W×D×H)
(スライド部分：25×75mm)
- ◆ 材質：P.S (チャンバー), COP (スライド)
P.E (キャップ)
- ◆ 温度耐性：
P.S (ポリスチレン) -40～70℃
COP (シクロオレフィンポリマー) -40～120℃
P.E (ポリエチレン) -40～70℃



1. 積み重ねられます。
2. チャンバーを取り除く前
3. チャンバーを取り除いた後
4. "クリックオフ" によりチャンバーを取りはずします。

カタログNo.		最大容量 (推奨容量)	培養面積	包 装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格	1個単価
70010	滅菌 個装	5.0ml (3.5ml)	10cm ²	5個 (1個個装×5パック)	¥8,300 →	¥5,810	¥1,162.0

大箱包装：－

手 順

1. パッケージから取り出し



2. 培養 注意：最大37℃、3週間



3. チャンバーの取り出し



リザーバー

BMBio リザーバー (エコノミカル)

BMBio
ECO (Economy & Ecology)


DNase, RNase, Pyrogen Free

オートクレーブ不可

- ◆ ピペットで分注作業する際の容器
- ◆ マルチチャンネルピペット (～12ch) を使用するとき便利
- ◆ ディスポーザブルタイプ
- ◆ 個装滅菌タイプと使いやすい5枚滅菌タイプ
- ◆ DNase, RNase, Pyrogen Free Certificationの発行も可能

★マルチチャンネル
ピペットに最適!

★リーズナブル
プライス!!



目盛

各リザーバーには目盛が付いていますので注ぐサンプル量の目安としてご利用いただけます。


4コーナーに注ぎ口

4コーナーにサンプル回収用の注ぎ口があり、リザーバーの向きを気にせず容易に回収が行えます。

ハイスダウン!!

1枚あたり
¥55
(個装¥80)


V底をより深く



V底の先端部分をさらに深くしたことで、希少な少量サンプルの分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン：25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-1 希望販売価格 **¥8,300** → **¥5,500**

キャンペーン中の参考価格

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

BM-0852-1 希望販売価格 **¥7,700** → **¥4,000**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)



最大容量各5mlの3レーン



少量のサンプルを分注する際に、各レーンにて最大5mlまで分注が可能です。

3レーン：25ml

25ml 目盛付



カタログ No.

BM-0853-1 希望販売価格 **¥8,300** → **¥5,500**

キャンペーン中の参考価格

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

BM-0853-2 希望販売価格 **¥7,700** → **¥4,000**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×63×24.5mm (W×D×H)




幅広サイズの50mlリザーバー



あえて100mlリザーバーと同サイズにすることでサンプル液面が低くなり、安定した分注操作が行えます。

1レーン：50ml

25,50ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-2 希望販売価格 **¥8,300** → **¥5,500**

キャンペーン中の参考価格

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

BM-0852-5 希望販売価格 **¥7,700** → **¥4,000**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×82.5×29mm (W×D×H)




分注・回収しやすいスロット構造



サンプルが減ってきてでも溝に集まりやすいスロット構造により、分注・回収が行いやすくなっています。

1レーン：100ml

50,100ml 目盛付



カタログ No.

BM-0850-3 希望販売価格 **¥8,300** → **¥5,500**

キャンペーン中の参考価格

包装：100枚 (5枚×20パック) 大箱包装：—

BM-0852-3 希望販売価格 **¥7,700** → **¥4,000**

キャンペーン中の参考価格

包装：50枚 (1枚個装×50パック) 個装 大箱包装：—

材質：P.S

寸法：146×83×31mm (W×D×H)



注意：オートクレーブ不可

シャーレ

BMBio 滅菌シャーレ

BMBio
ECO (Economy & Ecology)



BME-SNS0001
(Φ90×15mm)



BME-SNS0002
(Φ90×20mm)

- ◆ 透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。
- ◆ スレ防止リップ付きで、段積時の安定性に優れています。
- ◆ 浅型と深型の2タイプ
- ◆ 深型は混釈が可能です。
- ◆ 材質：P.S
- ◆ 電子滅菌済み



カタログ No.

BME-SNS0001 浅型

希望販売価格
電子滅菌 ¥7,150

キャンペーン中の参考価格

→ **¥5,650**

包装：500枚 (10枚×50パック) 大箱包装：－

カタログ No.

BME-SNS0002 深型

希望販売価格
電子滅菌 ¥9,350

キャンペーン中の参考価格


→ **¥7,400**

包装：500枚 (10枚×50パック) 大箱包装：－

コンラージ棒

BMBioコンラージ棒

BMBio
ECO (Economy & Ecology)



BME-SNS0003
(T型)

BME-SNS0004
(デルタ型)

- ◆ ディスポーザブルタイプなので火災滅菌が不要です。
- ◆ 表面が鏡面仕上げで培地を傷つけません。
- ◆ 2種類の先端形状 (T型、デルタ型)。
- ◆ 材質：P.S
- ◆ サイズ：35×130mm (デルタ型) / 39×129mm (T型)
- ◆ 電子滅菌済み

カタログ No.

BME-SNS0003 T型

希望販売価格
電子滅菌 ¥11,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,700**

包装：1,000本 (10本×100パック) 大箱包装：－

カタログ No.

BME-SNS0004 デルタ型

希望販売価格
電子滅菌 ¥11,000

キャンペーン中の参考価格

→ **¥8,700**

包装：1,000本 (10本×100パック) 大箱包装：－

ボトル

BMBio広口ボトル

BMBio
ECO (Economy & Ecology)



- ◆ 広口密閉容器なので溶液の出し入れが容易です。
- ◆ 材質：P.E (本体)、P.P (キャップ)
- ◆ 容量：100ml
- ◆ サイズ：Φ50×87mm (外径)、Φ32mm (口内)
- ◆ 目盛付

カタログ No.

BME-SNS0005

希望販売価格
¥8,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥6,900**

包装：100個 (100個×1パック) 大箱包装：－



卓上遠心機

Palm Micro Centrifuge

BIOLAB GROUP LIMITED

回転数7,000rpmの微量サンプルの遠心に最適

収容本数	0.2/0.5/1.5/2.0mlチューブ×8本、 0.2ml 8連PCRチューブ×2本
最大遠心力	2,680RCF(xg)
最大回転数	7,000rpm
タイマー	連続運転
サイズ (W×D×H)	150×150×117mm
重量	0.5kg
電源	100-240V、50/60Hz

カタログ No.

01-8001

1年保証

希望販売価格
¥27,900

キャンペーン中の参考価格

→ **¥18,800**

■ 構成：Palm本体、0.2mlチューブアダプター、8連チューブ用ローター、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ここが
イチオシ!

先着200台の
数量限定価格!!

安い!!

MAX
2,680 xg



チューブ用卓上遠心機

Force Mini™

Labnet
Labnet International, Inc.

◆ 1.5ml/2.0mlチューブ用ローター（8本掛け）と0.2ml 8連チューブ用ローター（4本掛け）が付属しているので、各容量のチューブを遠心することができます。

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または 0.2ml 8連チューブ×4本 または 0.2ml シングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000×g
サイズ (D×W×H)	155×132×110mm
重量	0.75kg
電源	115V、50/60Hz、65mA

カタログ No.

SBC-140

1年保証

希望販売価格
¥48,700

キャンペーン中の参考価格

→ **¥29,800**

■ 構成：Force Mini本体、電源ケーブル、0.2mlチューブ用アダプター×8、0.4/0.6mlチューブ用アダプター×8、1.5/2.0mlチューブ用ローター、0.2ml 8連チューブ用ローター、マニュアル、保証書

MAX
2,000 xg



マイクロチューブ卓上遠心機

PrismMini

Labnet
Labnet International, Inc.

◆ 1.5ml/2.0mlチューブ（8本）および0.2mlPCRチューブの遠心が可能です。
◆ ローターの脱着は、工具不要の簡単設計です。

収容本数	1.5ml/2.0mlチューブ×8本 または 0.2ml 8連チューブ×4本、0.2ml シングルチューブ×32本
最大回転数	6,000rpm
最大遠心力	2,000×g
サイズ (D×W×H)	132×132×112mm
重量	0.55kg
電源	120V、50/60Hz

カタログ No.

C-1801

1年保証

希望販売価格
¥51,200

キャンペーン中の参考価格

→ **¥33,800**

■ 構成：PrismMini本体、電源ケーブル、1.5/2.0ml用ローター、0.2ml用ローター、マニュアル、保証書

MAX
2,000 xg



小型ボルテックスミキサー

MX-S ボルテックスミキサー



アダプターごとチューブを外さずボルテックス（※アクセサリーのロッド&アダプター使用時）

- ◆ スピードレンジ：最大2500rpm
- ◆ オペレーションモード：固定もしくは連続
- ◆ さまざまなチューブが適応する豊富なアダプターやアクセサリー類（別売）



■ アプリケーション

	固定（高速）	連続（低速）
01-1191（標準付属品）	●	●
01-1192+01-1131	●	
01-1192+01-1132	●	
01-1192+01-1133	●	
01-1192+01-1134	●	
01-1192+01-1135	●	
01-1193+01-1136	●	
01-1193+01-1131		●
01-1193+01-1132		●
01-1193+01-1133		●
01-1193+01-1134		●
01-1193+01-1135		●

カタログ No.

01-1101

1年保証

希望販売価格

¥29,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥24,700

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：MX-S本体、電源ケーブル、アダプター（01-1191）マニュアル、保証書

■ アクセサリー

チューブアダプター（48本）



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
01-1131 ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ6mmテストチューブ×48本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（15本）



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
01-1132 ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ10mmテストチューブ×15本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（12本）



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
01-1133 ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ12mmテストチューブ×12本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
01-1134 ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ16mmテストチューブ×8本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

チューブアダプター（8本）



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
01-1135 ¥1,700 → **¥1,400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・Φ20mmテストチューブ×8本用アダプター
- ・01-1192または01-1193と共に使用

プラットフォームパッド



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
01-1136 ¥1,000 → **¥800**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・直径99mm以下のチューブ用プラットフォームパッド
- ・01-1193と共に使用

吸引フット



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
01-1137 ¥500 → **¥400**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・ゴム製吸引フット
- ・本体の足に使用すればより安定に使用可能

注意：使用するには4つ必要となります。

ホールディングロッド



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
01-1192 ¥7,000 → **¥5,600**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・チューブアダプター用ホールディングロッド

ユニバーサルトッププレート



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
01-1193 ¥2,500 → **¥2,000**

包装：1個（1個×1パック） 大箱包装：なし

- ・ユニバーサルトッププレート（Φ100mm）

チップ

ビヘット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります！

機器

パーソナルボルテックスミキサー

Vortamix

Argos

95mmφの
コンパクト
サイズ



- ◆ 手のひらサイズの超小型
- ◆ パッドにチューブを押し付けるだけの簡単操作
- ◆ 50mL遠心管まで対応可能

振とう速度	3000rpm固定
サイズ (W×H)	φ95×85mm
重量	0.55kg
電源	100V

カタログ No.

BMA-V0000

1年保証

希望販売価格
¥30,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥21,700**

■ 構成：Vortamix本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ボルテックスミキサー

BM-V2 LPボルテックスミキサー

BMBio
ST (Standard & Stable)

重さ3.8kg&4足吸盤で
しっかり実験台に固定され、
ミキシング中、本体が横ズレしません。



- ◆ コンパクト設計
- ◆ 独自のパワーバランス技術でスムーズなオペレーションが可能
- ◆ 標準付属のヘッドはすりばち状で直径5cmです。

振とう速度	200～3200rpm
動作／軌道範囲	円環状／3mm
オペレーションモード	ON (連続運転) / OFFもしくは、タッチモード
温度条件	4℃～45℃
サイズ (W×D×H)	130×160×170mm
重量	3.8kg
電源	115VAC, 1.5A

カタログ No.

BM-V2

1年保証

希望販売価格
¥29,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥25,700**

■ 構成：BM-V2本体、電源ケーブル、アダプター、マニュアル、保証書

● BM-V2用パーツ (フラットホームⅡ)

BM-V2FH

希望販売価格
¥4,800

キャンペーン中の参考価格

→ **¥3,900**

包装：1個 (1個×1パック) 大箱包装：なし

※BM-V2FH (フラットホームⅡ) は、凹凸付すりばち状の直径5.0cmのヘッドで小サイズのチューブのミキシングが可能です。

小型プレートスピナー

MPS1000

Labnet
Labnet International, Inc.



動画配信中！ www.bmbio.com/product/tabid73.html?pdid1=C1000

- ◆ 2枚のPCRプレートを一度に遠心することができるスピンドウン専用遠心機
- ◆ 様々な形状の96ウェル及び384ウェルプレートに対応します。
(遠心をかける際は、プレート用シールなどを貼って下さい)

収容枚数	PCRプレート×2枚
最大回転数	2500rpm
最大遠心力	500×g
ローター	固定(垂直)
使用温度範囲	4℃～35℃
サイズ (W×D×H)	190×210×183mm
重量	1.5kg
電源	～120V, 50/60Hz

カタログ No.

C1000

1年保証

希望販売価格
¥113,500

キャンペーン中の参考価格

→ **¥86,800**

■ 構成：スピナー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

ペンチトップチューブローテーター

RotoFlex Plus

Argos



※本体にチューブは含まれません。



▲BMA-R2012<Platformのみ>



回転

- ◆ 0.5～1.5mlチューブはパドルの組み合わせにより異なるサイズのチューブを同時に攪拌することが可能
- ◆ 別売のMagnetic platformを使用することで、プラスチックバックの攪拌も可能です。

回転数	10～40rpm
パドル角度	0～90°に調整
振動幅	40°
使用温度範囲	4℃～60℃
サイズ(W×D×H)	260×148×195mm
重量	1.09kg
電源	100V

RotoFlex Plus

カタログ No.

BMA-R2200

1年保証

希望販売価格
¥80,900

キャンペーン中の参考価格

→ ¥55,500

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：RotoFlex 本体、電源ケーブル、BMA-R2002～BMA-R2005 各2枚、BMA-R2006 1枚、マニュアル、保証書

Magnetic Platform

BMA-R2012

希望販売価格
¥52,500

キャンペーン中の参考価格

→ ¥36,000

包装：1枚(1枚×1パック) 大箱包装：なし

■ 構成：プラットフォーム、マグネット

■ Rotisserie


0.5mlチューブ×21本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2002 ¥4,300 → ¥3,500

包装：2個(2個×1パック) 大箱包装：なし


1.5/2.0mlチューブ×15本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2003 ¥4,300 → ¥3,500

包装：2個(2個×1パック) 大箱包装：なし


5.0mlチューブ×7本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2004 ¥4,300 → ¥3,500

包装：2個(2個×1パック) 大箱包装：なし

10～15mlチューブ×7本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2005 ¥4,300 → ¥3,500

包装：2個(2個×1パック) 大箱包装：なし

50mlチューブ×6本



カタログNo. 希望販売価格 キャンペーン中の参考価格
BMA-R2006 ¥4,300 → ¥3,500

包装：1個(1個×1パック) 大箱包装：なし

マグネチックスターラー

Thin Spinコンパクトマグネットスターラー

Argos



- ◆ 超薄くて軽いスターラー
- ◆ 振とう速度：15～1500rpm (15rpm刻み)
- ◆ プラットフォームは防水でほとんどの化学物質に耐性

攪拌容量	500ml
最大積載量	2.0kg
プラットフォームサイズ	110×110mm
本体サイズ(W×D×H)	175×125×20.5mm
重量	0.3kg
電源	100-240V、50/60Hz

カタログ No.

BMA-S2000

1年保証

希望販売価格
¥36,000

キャンペーン中の参考価格

→ ¥28,800

包装：1式 大箱包装：なし

■ 構成：スターラー本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書

小型シェーカー

Orbital Shaker



オービタルの動きにより、ゲル染色を含む多くの分野で応用が可能です。

洗浄、ハイブリダイゼーション、免疫沈降法、ウェスタンブロットなど様々な場合で応用が可能です。

- ◆ コンパクト設計で場所をとりません。
- ◆ スピード：最大200rpm
- ◆ トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンドが含まれています。



▲01-6201

動作	Orbital
軌道範囲	20mm
最大許容重量（プラットフォーム含む）	3kg
モータータイプ	DCモーター
Motor rating input	16W
Motor rating output	10W
スピード範囲	最大200rpm
オペレーションタイプ	継続
温度条件	5～40℃
湿度条件	80%
サイズ（W×D×H）	330×270×110mm
重量	3.1kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
電力	30W
保護レベル（DIN EN60529）	IP21

小型オービタルシェーカー

カタログ No.

01-6201 1年保証

希望販売価格

¥85,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥64,900

- 構成：シェーカー本体、トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンド、電源ケーブル、クイックスタートガイド、マニュアル、保証書

小型シェーカー

CLASSIC Rocking Shaker



シーソーロッキングの動きにより、ゲル染色を含む多くの分野で応用が可能です。

洗浄、ハイブリダイゼーション、免疫沈降法、ウェスタンブロットなど様々な場合で応用が可能です。

- ◆ コンパクトなデザインで、インキュベーター内にも収まります。
- ◆ スピード：最大80rpm
- ◆ トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンドが含まれています。



▲01-6301

動作	シーソー
傾斜角度	7°
最大許容重量（プラットフォーム含む）	3kg
モータータイプ	DCモーター
スピード範囲	最大80rpm
オペレーションタイプ	継続
温度条件	5～40℃
湿度条件	80%
サイズ（W×D×H）	270×330×130mm
重量	3.2kg
電源	100-240VAC、50/60Hz
電力	20W
保護レベル（DIN EN60529）	IP21

小型ロッキングシェーカー

カタログ No.

01-6301 1年保証

希望販売価格

¥85,800

キャンペーン中の参考価格

→ ¥64,900

- 構成：シェーカー本体、トレイプラットフォーム、スリップ防止マット、弾性バンド、電源ケーブル、クイックスタートガイド、マニュアル、保証書

ドライバス

Labnet Digital Dry Baths

Labnet
Labnet International, Inc.本体
のみHOT
150℃

- ◆ シングル、デュアルまたは4ブロックの3種類があります（シングルモデルは1個、デュアルモデルは2個、4ブロックは4個のブロックを設置することができます）。
 - ◆ 2つのディスプレイ
 - ◆ USB接続により、データのトレーサビリティが可能
 - ◆ 透明なフタ付
- *注意：別途ブロックが必要となります。

カタログNo.	D1301	D1302	D1304
ブロック	1	2	4
温度範囲	室温+5℃～150℃		
タイマー	1分～99時間59分 または 連続運転		
最小表示単位	0.1℃/1分		
ブロック温度の均一性	±0.2℃		
温度精度	±0.3℃		
インターフェイス	USB		
サイズ (W×D×H)	210×290×120mm		210×390×120mm
重量 (本体のみ)	3.2kg		4.4kg
電源	～115V, 1.6A, 50/60Hz		

*注意：デュアルブロックでのブロック1つまたは4ブロックモデルでのブロック1～3つでの使用をお控えください。

カタログ No.

D1301 シングルブロック **1年保証** 希望販売価格 ~~¥70,400~~ → **¥55,800** キャンペーン中の参考価格

D1302 デュアルブロック **1年保証** 希望販売価格 ~~¥87,100~~ → **¥68,800**

D1304 4ブロック **1年保証** 希望販売価格 ~~¥125,200~~ → **¥98,800**

■ 構成：ドライバス本体、ブロックリフター、USB ケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書

Digital Dry Baths専用 Block

- ◆ それぞれのブロックは腐食防止加工を施したアルミニウムを使用しています。
- ◆ 加工されたブロックは温度を効率よく伝導します。

カタログNo.	用途	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
D1101	受返 穴なしブロック	1個 (1個×1パック)	¥17,000	→ ¥9,900
D1102	受返 0.2ml PCRチューブ×48本 または 0.2ml 8連PCRチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥18,200	→ ¥10,600
D1102A	受返 2.0mlチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥17,400	→ ¥10,200
D1105	受返 0.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥18,500	→ ¥10,800
D1105A	受返 1.5mlチューブ×24本	1個 (1個×1パック)	¥17,400	→ ¥10,200
D1105A-RACK	受返 1.5mlチューブ×20本用ラック D1105Aに適用 3個入	3個 (3個×1パック)	¥7,000	→ ¥4,200
D1106	受返 6mmチューブ×35本	1個 (1個×1パック)	¥18,500	→ ¥10,800
D1110	受返 10mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥17,300	→ ¥10,200
D1112	受返 12mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥17,300	→ ¥10,200
D1113	受返 13mmチューブ×20本	1個 (1個×1パック)	¥17,300	→ ¥10,200
D1115-TALL	受返 15ml遠心管×12本	1個 (1個×1パック)	¥18,500	→ ¥10,800
D1116	受返 15/16mlチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥18,500	→ ¥10,800
D1117	受返 17mmチューブ×12本	1個 (1個×1パック)	¥17,300	→ ¥10,200
D1120	受返 20mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥17,300	→ ¥10,200
D1125	受返 25mmチューブ×6本	1個 (1個×1パック)	¥17,300	→ ¥10,200
D1150-TALL	受返 50ml遠心管×5本	1個 (1個×1パック)	¥17,400	→ ¥10,200
D1196-PCR	受返 96ウェルPCRプレート×1枚 ※シングルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥42,800	→ ¥30,000
D1296	受返 96ウェルプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥33,100	→ ¥23,200
D1296-PCR	受返 96ウェルPCRプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥41,900	→ ¥29,400
D1100-PS	受返 D1102、D1102A、D1105、D1105A用ポップチューブストッパー	1個 (1個×1パック)	¥6,500	→ ¥4,600
D12384	受返 384ウェルPCRプレート×1枚 ※デュアルブロック用	1個 (1個×1パック)	¥44,800	→ ¥31,400

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

チップ

ビレット

チューブ・プレート

CRVO

グローブ

セルカルチャー

リザーバー

こんな商品もあります！

機器

LED イルミネーター

BLook™

BLook™



BLook™ゲル撮影用ミニ遮光フード
スマートフォンで簡単に撮影が可能



- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ 人間工学に基づいた視野角
- ◆ オートシャットオフ機構
- ◆ ゲルカッティングツール付属



ボトムアップイルミネーション



サイドイルミネーション

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長（ピーク）	470nm
フィルターサイズ（W×L）	200×120mm
オートシャットオフ	5分
本体サイズ（W×L×H）	295×215×42mm
重量	1280g
電源	100～240VAC, 50/60Hz, 1.4A

カタログ No.

BK001

1年保証

希望販売価格

¥74,000



キャンペーン中の参考価格

¥59,200

■ 構成：イルミネーター本体、電源コード、ゲルカッティングツール（替刃付）、マニュアル（スリーブに記載されています）

● BLook™ ゲル撮影用ミニ遮光フード

カタログ No.

BK001-000B

1年保証

希望販売価格

¥1,000



キャンペーン中の参考価格

¥880

LED イルミネーター

PCR関連試薬

BLook™

蛍光色素入りPCRマスターミックス

amaR OnePCR

- ◆ 室温でも3ヶ月（4℃で6か月、-20℃で1年間）保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度
- ◆ amaR OnePCR SuperMix：通常のPCR反応用
- ◆ amaR OnePCR HiFi：High Fidelity PCR用
- ◆ amaR OnePCR HotStar：Hot Start PCR用

蛍光色素入りゲルローディングダイ

Novel Juice

- ◆ 4℃で1年間保存可能
- ◆ 6Xローディングダイとして使用可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度

蛍光色素入りReady-To-Use DNAサイズマーカー

OneMARK

- ◆ 室温もしくは4℃で6か月保存可能
- ◆ ローディングダイなしでゲルへのアプライが可能
- ◆ 泳動後の染色、脱色が不要
- ◆ エチジウムブロマイドと同等の感度
- ◆ OneMARK 100：100 - 3,000 bps
- ◆ OneMARK B：250 - 10,000 bps

カタログNo.	商品名	包装	希望販売価格
SM213-0250	amaR OnePCR SuperMix 250反応*	1 kit	¥6,000
SM215-0250	amaR OnePCR HiFi 250反応*	1 kit	¥16,000
SM216-0250	amaR OnePCR HotStar 250反応*	1 kit	¥26,000
SL001-1000	Novel Juice (DNA Staining Reagent)	1mL (1mL×1本)	¥5,000
SD101-0100	OneMARK 100	600μL (600μL×1本)	¥4,000
SD110-0100	OneMARK B	600μL (600μL×1本)	¥4,000

*20mL の PCR 反応系

キャンペーン対象外

*当ページ掲載商品は包装：1式、大箱包装：なしです。 *キャンペーン中の参考価格および希望販売価格は包装単位の価格です。大箱包装の価格ではありません。

LED イルミネーター (コンパクトタイプ)

μBLook™**Blook™**

- ◆ コンパクト設計 (フットプリント 193mm×199mm)
- ◆ ボトムアップLEDイルミネーション採用
- ◆ フィルター面の汚れを防ぐゲルトレー付属

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長 (ピーク)	470nm
フィルターサイズ (W×L)	88×119mm
本体サイズ (W×L×H)	193×199×33mm
重量	500g
電源	入力: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 1.4A 出力: 12V, 1.5A

● μBLook™

カタログ No.

BK003**1年保証**

希望販売価格

¥111,000

キャンペーン中の参考価格

¥88,800

■ 構成: イルミネーター本体, ゲルトレー, 電源アダプター

注意: 本体の色は白もしくは黒になります。どちらかをお選びいただけません。



ゲルトレーの着脱により
LEDが自動的に点灯・消
灯するオートスイッチ機
構搭載

LED イルミネーター (ハンディタイプ)

pBLook™**Blook™**

- ◆ 手のひらサイズ
- ◆ 泳動前に増幅の有無を簡易的に判別することが可能

光源	ビルトイン青色LEDモジュール
LED寿命	>30,000時間
励起波長 (ピーク)	470nm
本体サイズ (W×L×H)	83×83×22mm
重量	100g
電源	1.5V単四電池 3個

カタログ No.

BK002**1年保証**


希望販売価格

¥24,000


キャンペーン中の参考価格

¥19,200

■ 構成: イルミネーター本体, マニュアル



- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1 | Plasmid 4K | 139ng |
| 2 | Plasmid 4K | 13.9ng |
| 3 | Plasmid 4K | 1.39ng |
| 4 | Plasmid 4K | 0.139ng |
| 5 | Plasmid 4K | 0.0139ng |
| 6 | Plasmid 4K | 0.00139ng |



pBLookのご使用にあたって

pBLookを使用してPCR産物を検出する場合、別途470nmで励起されるDNA染色用蛍光色素 (SYBR® Greenなど)が必要となります。検出方法としては下記の2通りがあります。

PCR反応の際に

- ① 蛍光色素入りの反応液 (マスターミックス)を使用した場合
そのまま検出することが可能です。
- ② 蛍光色素が入っていない反応液を使用した場合
DNA検出用の蛍光色素入り染色液もしくは蛍光色素入りゲルローディングバッファーを添加する必要があります。

なお、エチジウムブロマイドはご使用になれません。

ユーザー様も代理店の皆様も是非！ BM会員募集中

当社新商品や各種サービスの情報をいち早くお知らせするための e-mail 送信用の会員です。
登録料、年会費は一切ございません。
皆様のお役に立つサービスをご提供させていただきます。
ぜひご入会下さい！！

www.bmbio.com



会員特典

新商品、セミナー、勉強会などを
ご案内いたします。

会員特典

先着限定や数量限定など
お得なキャンペーン情報を随時更新します。


ご登録は
ホームページの
こちらから



**BM会員に登録いただいた方先着2,000名様に
便利なスティック型USBハブをプレゼント！！**

★USBハブ

アイフォンでもアンドロイドでも立てかけられるモバイルグッズ。持ち運びもできるスリム形状（300×840mm）で4口のUSBポート付。
デスク上でも出張先でも場所をとらず便利です。コードの長さ：約61mm。延長USBコードが別途付属。



◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格 … 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2020年4月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。
記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

■ 代理店

BMBio ビーエム機器株式会社

商品の仕様・在庫・ご注文についてのお問い合わせ

TEL：03-6666-5902
FAX：03-5677-4081

〒135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル | WEB: www.bmbio.com