

2022年9月

お客様各位

BMBio キャップレスチューブ仕様変更のお知らせ

ビーエム機器株式会社

135-0016

東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル

TEL: 03-6666-5903/FAX: 03-6666-5907

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

日頃は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

下記弊社取り扱い BMBio キャップレスチューブにつきまして、下記の通り仕様が変更となりますのでお知らせいたします。また、仕様の変更にもないカタログ番号も変更となります。

ご使用いただいておりますお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象商品 BMSC0200073 マイクロチューブ キャップレス 2.0mL 目盛付 クリア

変更内容 チューブ内径が現在の 8.7mm から 9.1mm に変更になります。

材質、外寸には変更はございません。

仕様変更後のカタログ番号:BMSC0200618

変更時期 次回入荷分より

以上