



## MTCBio社 THE BAGs

### New!! オートクレープバッグ & バイオハザードバッグ



MTCBio社 オートクレープバッグは、ポリエチレンよりも突き刺し耐性が高いだけでなく、最大134℃の温度でのオートクレープ滅菌にも耐えるヘビーゲージのポリプロピレン素材で製造されています。

- ◆ 封じ込め能力は、標準的なオートクレープ温度（121℃）ではまったく影響を受けません。
- ◆ 各バッグには特大の白いマーキングスペースが付いており、あらゆる種類の油性マーカーの使用に適しています。
- ◆ 非常に柔軟性があり中の廃棄物が漏れ難く、かつ突き刺し耐性に優れた設計のバッグです。また、シームレスな底部が、優れた強度を実現しています。
- ◆ 別売のワイヤーラック（A9004WR）との使用も可能です（オートクレープバッグ A9004R のみ）。

カタログNo.		色	サイズ (cm)	厚さ (mm)	包装	希望販売価格
A9000C	オートクレープバッグ	■ クリア	31×66	2.25	200枚 (200枚×1パック)	¥23,000
A9000R	オートクレープバッグ	■ 赤	31×66	2.25	200枚 (200枚×1パック)	¥23,000
A9002C	オートクレープバッグ	■ クリア	61×81.3	2.25	200枚 (200枚×1パック)	¥47,000
A9002R	オートクレープバッグ	■ 赤	61×81.3	2.25	200枚 (200枚×1パック)	¥47,000
A9004R	オートクレープバッグ	■ 赤	21.6×28	2.25	100枚 (100枚×1パック)	¥7,500
A9004WR	オートクレープバッグ用ワイヤースタンド <sup>®</sup> A9004R用				1個 (1個×1パック)	¥6,000

## New!! BowTie™ バイオハザードバッグ シリーズ



BowTie™ バイオハザード バッグ独自の巾着ループ形状は、廃棄物を簡単に締めることができ、ハンドルを使用してゴミ箱からバッグを簡単に取り出すことができます。また、滅菌中の通気を可能にし、高温のオートクレーブからバッグを簡単かつ安全に取り出せます。

BowTie™ バッグの厚さ 2.25mmのHDPE (高密度ポリエチレン) は、121℃ サイクルでのオートクレーブ滅菌に適しています。

- ◆ 大きなバイオハザードマークや温度制限警告など、多数の識別マーカが印刷済み
- ◆ 幅広いマーキングスペース付き
- ◆ オートクレーブ処理後に色が変わる滅菌パッチも装備
- ◆ BowTie™ バッグは、バイオハザード容器に完璧にフィットします。※ A8001R と A8000B、A8003R と A8002B の組み合わせ
- ◆ 容器の蓋はハンドフリーでペダルを踏むだけで廃棄可能、よりクリーンでタッチレスです。

カタログNo.		色	容量	サイズ (cm)	材質	包装	希望販売価格
A8001R	オートクレーブバッグ	■ 赤	45L	64×89	HDPE	100枚 (100枚×1パック)	¥35,000
A8003R	オートクレーブバッグ	■ 赤	113L	84×104	HDPE	100枚 (100枚×1パック)	¥53,000
A8000B	バイオハザード容器	■ 赤	30L	25×35×48	PP	1個 (1個×1パック)	¥19,000
A8002B	バイオハザード容器	■ 赤	100L	48×48×84	PP	1個 (1個×1パック)	¥44,000

## New!! BenchBin™ ベンチトップバイオハザードボックス

BenchBin™ は、クリーンベンチ等の作業スペースの個人用廃棄物コンテナです。

オートクレーブバッグと併用して、その後の処理のために生物学的廃棄物を入れることも、非危険物質の廃棄物容器として BenchBin™ を使用することもできます。

- ◆ 赤いカバーは簡単に取り外す事が可能です。
- ◆ ピペット チップ、微量遠心管、手袋の廃棄に最適
- ◆ 押して開閉する蓋を装備
- ◆ クリーンベンチをきれいに保ちます。



カタログNo.		容量	サイズ (cm)	包装	希望販売価格
A8401B	BenchBinベンチトップバイオハザードボックス	1.5L	17.8×12.7×17.8	1個 (1個×1パック)	¥9,500

### ◆お願いおよび注意事項◆

- 希望販売価格… 希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。記載の希望販売価格は当社が定める希望販売価格であり、参考価格です。本希望販売価格は2024年10月1日現在の希望販売価格で、同価格はカタログ、ホームページで確認できます。なお、予告なしに改定される場合がございますので、ご注文の際にご確認ください。記載の希望販売価格及びキャンペーン中の参考価格には消費税は含まれておりません。
- 使用範囲… 記載の商品は全て、「研究用器材・機器」です。人や動物の医療用としては使用しないよう、十分ご注意ください。

**BMBio** ビーエム機器株式会社  
〒135-0016 東京都東区東陽2丁目2番20号 東陽駅前ビル  
www.bmbio.com

商品の仕様・詳細について TEL:03-6666-5903/FAX:03-6666-5907  
商品の在庫・ご注文について TEL:03-6666-5902/FAX:03-5677-4081

■ 代理店